

BATRIK

BROSSE D'ALÉSOIR ACÉTABULAIRE

Notre brosse de nettoyage à double extrémité est fabriquée exclusivement pour le nettoyage des alésours d'os acétabulaire. La brosse à tête circulaire de style « queue de cochon » est conçue pour nettoyer efficacement l'intérieur de l'alésoir, tandis que la brosse droite rigide à l'autre extrémité sert à nettoyer les trous de coupe individuels. La fusion spéciale des têtes de la brosse avec la poignée, ainsi que ses poils de qualité médicale antimicrobiens, assurent un outil de nettoyage durable, réutilisable et très efficace.



4,72" / 120 cm

BROSSE DROITE



1,18" / 30 mm longueur

BROSSE RONDE



2" / 50 mm longueur

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DU POIGNÉ	BROSSE DROITE	BROSSE RONDE
50-ACETAB	Brosse de nettoyage d'alésoir acétabulaire	4,72" / 120 mm Ø 0,47" / 12 mm	1,18" / 30 mm Ø 0,3125" / 8 mm	2" / 50 mm Ø 1,75" / 45 mm

EMBALLAGE : sac de 3

REMARQUE : Spécifications sujettes à de petites variations