

BATRIK BROSSES RÉUTILISABLES TOUT USAGE

Brosses à poignée en plastique

Nous proposons un large choix de brosses pour le nettoyage des instruments. Ces brosses sont idéales pour les instruments de grand diamètre, de forme unique et endoscopiques.

Poignée en plastique In-Brush^{MC}

Disponible en brosse à dents ordinaire (poils en nylon ou en acier inoxydable) et en brosse à double extrémité.



28-72550



28-69394



29-72550



29-69394



29-70050



50-40911

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA BROSSSE	HAUTEUR DE LA BROSSSE
28-72550	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en nylon à une seule extrémité	7,25" / 184 mm	1,5" / 38 mm	0,5" / 12,7 mm
29-72550	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en acier inoxydable à une seule extrémité	7,25" / 184 mm	1,5" / 38 mm	0,5" / 12,7 mm
29-70050	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en laiton à une seule extrémité	7,25" / 184 mm	1,5" / 38 mm	0,5" / 12,7 mm
28-69394	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en nylon à double extrémité	6,9" / 175 mm	1,38" / 35 mm 1" / 25 mm	0,39" / 10 mm 0,2" / 5 mm
29-69394	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en acier inoxydable à double extrémité	6,9" / 175 mm	1,38" / 35 mm 1" / 25 mm	0,39" / 10 mm 0,2" / 5 mm
50-40911	Brosse en nylon pour le lavage des mains Réutilisable et autoclavable	4,9" / 104 mm	3,74" / 95 mm	1,1" / 28 mm

EMBALLAGE : sac de 3 - Pour un sac de 50, ajoutez « -50 » après le code de l'article.