

BATRIK

# CATHÉTER D'HYSTÉROSONOGRAPHIE

L'hystérosonographie (également connue sous le nom de sonohystérogaphie) peut maintenant être réalisée en toute sécurité, simplement et de manière atraumatique grâce à l'infusion douce de solution saline dans l'utérus à l'aide de notre cathéter H/S.


- Disponible en deux tailles : 5FR et 7FR
- Minimalement invasif et idéal pour une utilisation au bureau
- Gaine de placement douce incluse (réduisant le besoin d'un tenaculum) pour minimiser l'inconfort de la patiente
- Flexible et facile à utiliser
- Longueur totale de 410 mm
- Longueur de 280 mm
- Sans latex

BON À SAVOIR : AMÉLIOREZ  
L'IMAGERIE ET LE  
DIAGNOSTIC GRÂCE AUX  
SONOHYSTÉROGRAMMES

“ Nous dépendons de la fiabilité, de la précision et de la fonctionnalité du cathéter Batrik H/S dans nos opérations cliniques et de recherche.

Ayant réalisé plus de 100 000 échographies, nous pouvons affirmer sans équivoque que c'est le meilleur cathéter HSG que nous ayons jamais utilisé.

”  
-D<sup>r</sup> Alex Hartman



## SÉLECTION DE PRODUITS

| N° D'ARTICLE   | DESCRIPTION       | EMBALLAGE  |
|----------------|-------------------|------------|
| <b>51-5005</b> | 5 FR H/S Cathéter | 10 / boîte |
| <b>51-5007</b> | 7 FR H/S Cathéter | 10 / boîte |