



BERCEAUX DE MATERNITÉ



BERCEAU DE MATERNITÉ KERRI BEAR^{MC}

Le berceau de maternité Kerri Bear^{MC} est facile à manipuler et à nettoyer, ce qui en fait le choix idéal pour les hôpitaux qui recherchent un couffin polyvalent, sûr, élégant et durable.

COMPOSANTS DU PRODUIT

- Porte-bébé
- Table à langer intégrée
- Spacieux meuble de rangement inférieur disponible en 5 couleurs : blanc éclatant, vert forêt, beige pierre, bleu ombre et mauve de fard

CARACTÉRISTIQUES

REVÊTEMENT ANTIMICROBIEN

- Fabriqué avec notre peinture en poudre protectrice antibactérienne et sans plomb*
- Empêche la propagation de micro-organismes dangereux et supprime la croissance des moisissures et des bactéries**
- Le revêtement durable résiste à l'écaillage et à la décoloration

PANIER POUR BERCEAU

- Le cadre et le support sont entièrement soudés et peints avec un revêtement en poudre anti-bactérien cuit au four
- Le cadre du porte-bébé permet trois positions de panier : Neutre, Trendelenburg et Trendelenburg inversé
- Le porte-panier peut être facilement ajusté en arrière pour révéler une table à langer pratique en dessous (tirez l'interrupteur de sécurité)
- Le mécanisme de sécurité verrouille le porte-panier en place pour empêcher tout mouvement pendant le transport

CABINET DE BASE

- Des poignées faciles à tirer et des loquets magnétiques pour une ouverture facile et une fermeture sûre de la porte
- Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité faciles à désinfecter (aucun composant en bois ou en stratifié n'est utilisé)
- Grand espace de rangement pour un accès rapide aux fournitures et au matériel, avec une étagère disponible en option



* Spécifications de la peinture antibactérienne disponibles sur demande

** Documentation du laboratoire disponible sur demande

MATELAS

- Deux matelas disponibles : un pour le panier et un pour la table à langer
- Les matelas sont fabriqués en mousse de densité moyenne, ignifuge et antibactérienne, pour le soutien et le confort des bébés
- La table à langer est équipée d'un garde-corps à trois côtés pour garantir la fixation du matelas et empêcher qu'il ne glisse



ROULETTES

- Les roulettes en caoutchouc gris non marquant de 3" (76 mm) permettent une excellente maniabilité du couffin
- 2 pivotantes et 2 à verrouillage total








DIMENSIONS (LARG. X LONG. X H.)

TAILLE TOTALE	32,5" x 19,5" x 37,75" 826 mm x 495 mm x 959 mm	MATELAS DE LA TABLE À LANGER	31" x 18,5" x 1" 787 mm x 470 mm x 25 mm
PANIER ACRYLIQUE	27,5" x 13,5" x 9,5" (tête aux pieds) 700 mm x 340 mm x 241 mm	PANIER-MATELAS	26" x 12,5" x 2" 660 mm x 318 mm x 50 mm
ARMOIRE DE RANGEMENT (INTÉRIEUR)	31" x 18" x 20" 787 mm x 457 mm x 508 mm		



SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	COULEUR
PH-2695WH	BLANC ÉCLATANT 
PH-2695SP	VERT FORÊT 
PH-2695FS	BEIGE PIERRE 
PH-2695SB	BLEU OMBRE 
PH-2695MB	MAUVE DE FARD 

ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (LONG. X LARG. X H.)
1 PH-2657	PANIER DE MATERNITÉ AVEC PORTE-CARTES Acrylique transparent sans soudure à fort impact Taille : 27,5 "x 13,5 "x 9,5" / 698,5 mm x 342,9 mm x 241,3 mm Taille du porte-cartes : 5" x 3,5
2 PH-2659	MATELAS À PANIER Antibactérien et ignifuge Taille : 26 "x12,5 "x 2" / 660,4 mm x 317,5 mm x 50,8 mm
3 PH-2658	MATELAS DE TABLE À LANGER Antibactérien et ignifuge Taille : 31"x18,5"x 1" / 787,4 mm x 469,9 mm x 25,4 mm
4 PH-2672	ARMOIRE INTÉRIEURE AVEC ÉTAGÈRE EN OPTION Non réglable
5 12008	ROULETTES DE 3" PIVOTANTES Toutes les surfaces
12009	ROULETTE 3" À BLOCAGE DE ROUE Toutes les surfaces, blocage des roues
6 PH-2660	PORTE-BARRE Blanc
7 PH-2661D	PORTE-BASSIN ET BASSIN EN ACIER INOXYDABLE
8 PH-2671	PORTE-DOSSIER MÉDICAL

Trouver les images pour les codes d'articles à travers le document



POUR CHAQUE BERCEAU
KERRI BEAR^{MC} VENDU,
UN DON DE 10 \$ SERA FAIT
AU RÉSEAU ENFANTS-RETOUR³

3. Imperial Surgical a pris des dispositions spéciales avec l'organisme de bienfaisance en question.

NOUS OFFRONS L'UNE DES MEILLEURES GARANTIES DU SECTEUR

Tous les berceaux Kerri Bear^{MC} d'Imperial Surgical sont garantis contre tout défaut de fabrication et de matériaux pendant une période de sept ans à compter de la date d'achat initiale.

Les accessoires qui ne sont pas fabriqués par Imperial Surgical sont garantis contre tout défaut de fabrication pendant un an.



BERCEAU DE MATERNITÉ EN ACIER INOXYDABLE

Notre berceau de maternité en acier inoxydable est un berceau économique pour une utilisation au bloc opération et en maternité. La structure tubulaire entièrement soudée offre une résistance maximale, facilite le nettoyage et prolonge la durée de vie du produit.

Notre berceau de maternité en acier inoxydable bénéficie d'une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes), avec un an de main d'œuvre inclus.

CARACTÉRISTIQUES

- Le cadre modulaire permet plusieurs types de rangement, y compris le positionnement de Trendelenburg à partir de chaque extrémité du cadre
- Le panier pour bébé en PVC transparent est doté de trous d'aération/d'évacuation et d'un porte-carte
- Le matelas du panier est enveloppé d'un revêtement antibactérien Med-Stat ignifuge
- Roulettes en caoutchouc gris non marquantes de 76 mm (3") (2 x pivotantes et 2 x à blocage total)
- Conception légère et facile à manœuvrer



POSITION DE TRENDLENBURG



SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
PH-2655	BERCEAU DE MATERNITÉ À CADRE TUBULAIRE 33"x 17"x 38" (838 mm x 432 mm x 965 mm)
PH-2657	PANIER DE MATERNITÉ AVEC PORTE-CARTES Acrylique transparent sans joint à fort impact Taille : 27,5"x 13,5"x 9,5" / 698,5 mm x 342,9 mm x 241,3 mm Taille du porte-cartes : 5" x 3,5"
PH-2659	PANIER DE MATERNITÉ AVEC PORTE-CARTES Antibactérien et ignifuge Size: 26"x12,5"x 2" / 660,4 mm x 317,5 mm x 50,8 mm





SURGMED GROUP

2165 46th Ave., Lachine, Québec, Canada H8T 2P1
Téléphone : +1.514.631.7988 | Sans frais : 800.661.5432 | Télécopieur : +1.514.631.9083
Courriel : info@surgmed.com | Site Web : www.imperialsurgical.com