

BATRIK

# BROSSES PLATES POUR NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Nos brosses plates pour le nettoyage des instruments sont spécialement conçues pour une utilisation en milieu hospitalier pour le prénettoyage et la préparation des instruments.

- Le long manche ergonomique permet une utilisation facile
- Longueur supplémentaire de la tête de brosse (60 [±5] mm en usage unique et 75 [±5] mm en usage réutilisable)
- Les fibres transparentes de la brosse permettent de vérifier rapidement sa propreté
- La poignée en plastique ne libère aucun composant toxique
- Disponibles en 6 modèles (4 réutilisables/autoclavables et 2 à usage unique)


**FLEXIBLE**

Cette brosse est conçue pour les instruments de grande taille qui nécessitent un nettoyage plus délicat, comme les optiques, les plastiques ou les endroits difficiles d'accès.


**EXTRA-FLEXIBLE**

Les poils très longs et flexibles éliminent tout stress lors de l'assainissement, et en font la brosse idéale pour les instruments fragiles ainsi que pour les endoscopes souples et rigides. La longueur des poils permet de nettoyer des zones qui seraient autrement difficiles à atteindre, comme le canal des accessoires ou la déviation de l'extrémité des endoscopes souples.


**RIGIDE**

La rigidité de cette brosse, ainsi que la longueur des poils et du manche, améliorent et simplifient le nettoyage des instruments.


**EXTRA-RIGIDE**

Les fibres de polyamide sans danger pour les instruments offrent une rigidité semblable à celle de l'acier et permettent un nettoyage en profondeur des instruments souillés, en particulier sur les surfaces rainurées ou inégales.


**50-40919**

**50-40921**

**50-40920**

**50-40918**

**50-40922**

**50-40917**

## SÉLECTION DE PRODUITS

N°D'ARTICLE	TYPE DE BROSSSE	DESCRIPTION	COULEUR	LONGUEUR DE LA BROSSSE	TAILLE DE LA BROSSSE	EMBALLAGE
<b>50-40917</b>	Extra rigide	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Bleu	220 mm	75 mm x 20 mm x 10 mm	Sac de 3
<b>50-40918</b>	Rigide	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Vert	220 mm	75 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 3
<b>50-40919</b>	Flexible	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Jaune	220 mm	75 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 3
<b>50-40920</b>	Extra flexible	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Rouge	220 mm	75 mm x 20 mm x 25 mm	Sac de 3
<b>50-40921</b>	Flexible	Brosse plate à usage unique	Orange	220 mm	60 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 20
<b>50-40922</b>	Rigide	Brosse plate à usage unique	Bleu ciel	220 mm	60 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 20

Les modèles réutilisables sont également disponibles en sacs de 50. Ajouter le suffixe "- 50"