


BATRIK

BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES ANTIMICROBIENNES RÉUTILISABLES IN-BRUSH^{MC}

Nos brosses métalliques torsadées antimicrobiennes réutilisables In-Brush^{MC} sont conçues pour être utilisées avec les tubes d'aspiration Frazier/Baron. Les fils torsadés ont un diamètre fin/moyen tout en étant suffisamment rigides pour assurer une excellente capacité de nettoyage.

Notre large assortiment de brosses métalliques torsadées en nylon est idéal pour les instruments endoscopiques et les instruments de grand diamètre et de forme unique.

BON À SAVOIR : NOS BROSSES
MÉTALLIQUES TORSADÉES SONT
DOTÉES D'UNE POINTE BLEUE
DE PROTECTION POUR PLUS DE
SÉCURITÉ.



BROSSES À TUBE D'ASPIRATION DE 10" / 250 MM FRAZIER /BARON

N° D'ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
21-10039	3 FR	0,5" / 12,7 mm	0,039" / 1 mm
21-10067	5 FR	0,5" / 12,7 mm	0,065" / 1,67 mm
20-10059	5 FR	1" / 25,4 mm	0,059" / 1,50 mm
20-10079	6 FR	1" / 25,4 mm	0,079" / 2 mm
20-10090	7 FR	1" / 25,4 mm	0,090" / 2,3 mm
20-10106	8 FR	1" / 25,4 mm	0,106" / 2,7 mm
20-10118	9 FR	1" / 25,4 mm	0,118" / 3 mm
20-10129	10 FR	1,5" / 38 mm	0,129" / 3,3 mm
20-10146	11 FR	1,5" / 38 mm	0,0146" / 3,7 mm
20-10157	12 FR	1,5" / 38 mm	0,157" / 4 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 12" / 305 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
22-12078	2.28" / 58 mm	0,078" / 2 mm
22-12118	2.28" / 58 mm	0,118" / 3 mm
22-12157	3" / 76 mm	0,157" / 4 mm
22-12197	3" / 76 mm	0,197" / 5 mm
22-12236	3" / 76 mm	0,236" / 6 mm
22-12393	3" / 76 mm	0,394" / 10 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 16" / 406 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
23-16197	2,5" / 63,5 mm	0,197" / 5 mm
23-16236	2,5" / 63,5 mm	0,236" / 6 mm
23-16276	3" / 76 mm	0,276" / 7 mm
23-16394	3" / 76 mm	0,394" / 10 mm
23-16472	3" / 76 mm	0,472" / 12 mm
23-16591	3" / 76 mm	0,591" / 15 mm
23-16787	3" / 76 mm	0,787" / 20 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter
le suffixe "- 50"

BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 18" / 457 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
19-18010	0,47" / 12 mm	0,039" / 1 mm
19-18015	0,5" / 12 mm	0,06" / 1,6 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter
le suffixe "- 50"

BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 24" / 610 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
24-24098	2,5" / 63,5 mm	0,098" / 2,5 mm
24-24197	2,5" / 63,5 mm	0,197" / 5 mm
24-24276	3,25" / 82,6 mm	0,276" / 7 mm
24-24394	3,25" / 82,6 mm	0,394" / 10 mm
24-24472	3,25" / 82,6 mm	0,472" / 12 mm


EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter
le suffixe "- 50"

BROSSES DE TRACHÉOSTOMIE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
25-08500	Grande 6-12,3 3 / 4"	8" / 203 mm	3,75" / 95 mm	0,5" / 12,7 mm
25-37550	Petite 000-5,1 7 / 8"	4" / 93 mm	1,88" / 48 mm	0,5" / 12,7 mm

EMBALLAGE : sac de 3. Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"



BROSSES POUR BRONCHOSCOPE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø) POUCES / MM
26-06175	Petite	6" / 152 mm	1,75" / 44,5 mm
26-08325	Grande	8" / 203 mm	3,25" / 82,6 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"