

# Kleanix<sup>MC</sup>

FOURNISSANT DES SOLUTIONS DE CONTRÔLE DES INFECTIONS



---

SYSTÈME DE DESINFECTION DES ÉVIERS

---

NECAT SIMINIBUS ORTUS



# KLEANIK INTEGRA<sup>MC</sup> ET SYSTÈME DE DÉSINFECTION DES ÉVIERS KLEANIK<sup>MC</sup>

Il est bien documenté que les éviers sont un terrain propice à la prolifération de micro-organismes dangereux. Ces micro-organismes se disséminent par le biais d'aérosols provenant des éclaboussures d'eau dans les éviers lorsqu'ils sont utilisés, provoquant la propagation d'infections nosocomiales.

**KLEANIK INTEGRA<sup>MC</sup>** est une station d'évier autodésinfectante complète. Intégrant la désinfection automatisée du drain d'évier Kleanik<sup>MC</sup> et un évier antimicrobien avancé, conforme à la norme CSA Z-8000, KLEANIK INTEGRA<sup>MC</sup> offre une protection contre la contamination bactérienne provenant à la fois du drain et de la surface de l'évier.

**KLEANIK<sup>MC</sup>** est un système entièrement automatique, qui nettoie et désinfecte en continu le p-trap sous l'évier pendant le fonctionnement normal. La technologie KLEANIK<sup>MC</sup> élimine pratiquement le risque de contamination bactérienne des drains d'évier grâce aux aspects suivants :

- Prévention de la formation de biofilms par des vibrations électromécaniques
- Élimination continue des bactéries dans les éviers par application de chaleur
- Prévention de la propagation des infections transmises par aérosol



**KLEANIK INTEGRA<sup>MC</sup>**



**KLEANIK<sup>MC</sup>**

VOUS SOUHAITEZ DISCUTER DE NOS SOLUTIONS

KLEANIK INTEGRA<sup>MC</sup> ET KLEANIK<sup>MC</sup>?

DEMANDEZ PLUS D'INFORMATIONS À VOTRE CONSEILLER COMMERCIAL

[WWW.IMPERIALSURGICAL.COM](http://WWW.IMPERIALSURGICAL.COM)