

BATRIK

LUBRIFIANT D'INSTRUMENTS

PrAmLi Power³ LUBE^{MC}

Spécialement formulé pour lubrifier les instruments chirurgicaux, les charnières, les serrures de boîtes et l'équipement général pendant l'autoclavage. PrAmLi Power³ LUBE^{MC} est formulé de manière unique avec un inhibiteur de corrosion entièrement naturel.

- Il forme un revêtement protecteur qui peut prolonger la durée de vie utile de l'instrument
- Bactériostatique
- pH neutre 6,5 - 7,5
- Prévient la corrosion

CONSEIL: POUR UNE
SOLUTION DE BAIN
DE LAIT, DILUER 1
PARTIE DE
SOLUTION DANS
6 PARTIES D'EAU



Formulé avec
PrAmLi Power³ Enzymes^{MC}



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DILUTION LUBRIFIANT/EAU	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SS-21-6001	1 à 4 ml / L (0,125 à 0,5 oz / gallon)	1 x 3,8 L (1 gallon)	6" x 6" x 13"
SS-21-6004	1 à 4 ml / L (0,125 à 0,5 oz / gallon)	4 x 3,8 L (4 gallons)	13" x 13" x 14"
SS-21-6025	1 à 4 ml / L (0,125 à 0,5 oz / gallon)	2 x 9,5 L (2 x 2,5 gallons)	14.5" x 9.25" x 15"
SS-21-6032	Aucune dilution requise	1 x 946 ml (32 oz) Flacon pulvérisateur	10" x 4"
SS-21-6012	Aucune dilution requise	12 X 946 ml (32 oz) Flacons pulvérisateurs	18" x 12" x 11"