

BATRIK CORNER POCKETS^{MC}

Avec trois modèles au choix, notre portefeuille Corner Pockets^{MC} constitue une gamme vraiment complète de produits conçus pour prévenir les déchirures associées aux coins ou pieds aigus des plateaux chirurgicaux.



18-CP02


18-CP07

18-CP06

COULEUR	BLEU	ORANGE	ROSE
USAGE	USAGE UNIQUE	RÉUTILISABLE <small>résiste à des stérilisations répétées jusqu'à 134 °C</small>	RÉUTILISABLE <small>résiste à des stérilisations répétées jusqu'à 134 °C</small>
DIMENSIONS	2,8" x 4" (7,3 cm x 10,3 cm)	2,8" x 4" (7,3 cm x 10,3 cm)	3,4" x 4,7" (8,5 cm x 12 cm)
SANS LATEX	✓	✓	✓
PAS DE RÉTENTION D'HUMIDITÉ	✓	✓	✓
FABRICATION	Plastique souple de type silicone	Plastique souple de type silicone	Notre plastique le plus flexible pour un placement plus facile et une protection des plus sûres

SOFT POCKETS^{MC}

Nos coins protecteurs en mousse Soft Pockets^{MC} sont fabriqués en mousse haute densité pour amortir et protéger efficacement les coins des plateaux chirurgicaux afin d'éviter les déchirures. Ils sont particulièrement utiles pour les ensembles d'instruments plus lourds.



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
18-CP02*	Corner Pockets ^{MC} <small>Usage unique, bleu</small>	240 / sac
18-EVAL2*	Corner Pockets ^{MC} <small>Usage unique, bleu</small>	24 / sac
18-CP07	Corner Pockets ^{MC} <small>Réutilisable, orange</small>	80 / sac
18-CORNER	Corner Pockets ^{MC} <small>Réutilisable, orange</small>	320 / boîte (4 sacs de 80 unités)
18-EVAL7	Corner Pockets ^{MC} <small>Réutilisable, orange</small>	24 / sac
18-CP06	Corner Pockets ^{MC} <small>Réutilisable, rose</small>	80 / sac
18-CPF-02	Soft Pockets ^{MC} <small>Protecteurs de coins en mousse à usage unique</small>	80 / boîte (24 boîtes / palette)

* Bien que le modèle de Corner Pockets^{MC} à usage unique semble similaire au modèle réutilisable, il est mélangé différemment et n'a été validé qu'en tant que produit à usage unique. Sa réutilisation peut compromettre la stérilité.