




Blue Cloud™
www.BATRIK.com

GAMME DE PRODUITS CHIRURGICAUX ET D'ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

Créée en 1997. Fièrement canadienne. 🇨🇦
Produits commercialisés dans plus de 80
pays dans le monde.




BATRIK EMBOUTS POUR PINCES À SUTURE


Non toxiques, radio-opaques et sans latex, nos embouts pour pinces à suture sont conçus pour protéger et maintenir les sutures en toute sécurité sans les endommager.

De plus, la base en mousse, fixée à une zone stérile avec les pinces, permet une insertion facile.

- Emballés dans une base en mousse pratique avec un support adhésif facile à enlever, même en portant des gants
- Disponibles en version stérile et non stérile
- Pré-comptés



NOTRE « COIN FACILE À RETIRER » EST UNE CARACTÉRISTIQUE UNIQUE À BATRIK



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE STÉRILE	N° D'ARTICLE NON STÉRILE	COULEUR	DIMENSIONS	EMBALLAGE
11-1002	911-1002	Jaune	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	2 paires/base en mousse
11-1003	911-1003	Jaune	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	3 paires/base en mousse
11-1005	911-1005	Jaune	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-1025	911-1025	Assortis	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-1045	911-1045	Blanc	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-1065	911-1065	Bleu	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-1085	911-1085	Rouge	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-3002	911-3002	Rose	ø grandeur (0,09"x0,75"/L/0,15 cm x 1,91 cm)	2 paires/base en mousse
11-3003	911-3003	Rose	ø grandeur (0,09"x0,75"/L/0,15 cm x 1,91 cm)	3 paires/base en mousse
11-3005	911-3005	Rose	ø grandeur (0,09"x0,75"/L/0,15 cm x 1,91 cm)	5 paires/base en mousse

EMBALLAGE STÉRILE : 1 base en mousse / sachet - 5 sachets / boîte

EMBALLAGE NON STÉRILE : Vendu par base de mousse

BATRIK COUVRE-MÂCHOIRES DE CLAMP

Fabriqués en silicone de qualité médicale, nos couvre-mâchoires de clamp réduisent le traumatisme des vaisseaux nécessitant une occlusion, en particulier lorsqu'un clamp hémostatique est utilisé. Les entailles en forme de fil permettent une tension douce, constante et antidérapante.

BON À SAVOIR :
NOS COUVRE- MÂCHOIRES DE
CLAMP TRANSFORMENT PRESQUE
TOUS TYPES D'INSTRUMENTS EN
INSTRUMENTS ATRAUMATIQUES



- Stérilisés aux rayons gamma
- Disponibles en 3 couleurs et 3 largeurs pour s'adapter à la plupart des tailles de pinces
- Radio-opaques et sans latex

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE STÉRILE	N° D'ARTICLE NON STÉRILE	DIMENSIONS	COULEUR
12-1000	912-1000	0,1" X 5" / 0,25 cm X 12,7 cm	Rouge
12-1001	912-1001	0,2" X 5" / 0,51 cm X 12,7 cm	Blanc
12-1002	912-1002	0,3" X 5" / 0,76 cm X 12,7 cm	Bleu


EMBALLAGE STÉRILE : 2 pinces par sachet stérile - 10 sachets par boîte

EMBALLAGE NON STÉRILE : 20 pinces par sac (également disponible 100 unités/sac)

BATRIK

ATTACHES VASCULAIRES EN SILICONE

DISPONIBLES EN 4 TAILLES
ET 4 COULEURS



SÉLECTION DE PRODUITS

N°	DIMENSIONS	COULEUR
10-1000	0,075" X 16" (0,2 cm x 40 cm)	Mini-Rouge
10-1001	0,075" X 16" (0,2 cm x 40 cm)	Mini-Bleu
10-1002	0,075" X 16" (0,2 cm x 40 cm)	Mini-Jaune
10-1003	0,075" X 16" (0,2 cm x 40 cm)	Mini-Blanc
10-1010	0,120" x 16" (0,3 cm x 40 cm)	Maxi-Rouge
10-1011	0,120" x 16" (0,3 cm x 40 cm)	Maxi-Bleu
10-1012	0,120" x 16" (0,3 cm x 40 cm)	Maxi-Jaune
10-1013	0,120" x 16" (0,3 cm x 40 cm)	Maxi-Blanc
10-1101	0,040" x 16" (0,1 cm x 40 cm)	Extra-Mini-Bleu
10-1111	0,200" x 22" (0,5 cm x 56 cm)	Extra-Maxi-Bleu
10-1113	0,200" x 22" (0,5 cm x 56 cm)	Extra-Maxi-Blanc
10-3200	0,075" x 32" (0,2 cm x 81 cm)	Mini-Rouge
10-3201	0,075" x 32" (0,2 cm x 81 cm)	Mini-Bleu
10-3202	0,075" x 32" (0,2 cm x 81 cm)	Mini-Jaune
10-3203	0,075" x 32" (0,2 cm x 81 cm)	Mini-Blanc
10-3210	0,120" x 32" (0,3 cm x 81 cm)	Maxi-Rouge
10-3211	0,120" x 32" (0,3 cm x 81 cm)	Maxi-Bleu
10-3212	0,120" x 32" (0,3 cm x 81 cm)	Maxi-Jaune
10-3213	0,120" x 32" (0,3 cm x 81 cm)	Maxi-Blanc


EMBALLAGE : 2 attaches par sachet stérile - 10 sachets par boîte

Nos attaches vasculaires en silicone permettent une rétraction, une occlusion et une identification sûres et en douceur des vaisseaux pendant les interventions chirurgicales.

Contrairement aux pinces et aux écarteurs qui peuvent pincer les vaisseaux à plat, voire les fissurer, la forme elliptique BATRIK permet de manipuler en douceur les artères, les veines, les nerfs, les tendons, les cordons spermatiques, les uretères, ou chaque fois qu'une rétraction/occlusion délicate est nécessaire.



- Fabriquées en silicone de qualité médicale



- Ne se tordent pas sur elles-mêmes lorsqu'elles sont déballées



- Faciles à séparer, il n'est pas nécessaire de recourir à des encarts en carton



- Stériles, radio-opaques et sans latex

BATRIK NETTOYEUR POUR EMBOUT DE CAUTÈRES

Notre nettoyeur pour embout de cautères aide à enlever les résidus des embouts de cautères pour les électrodes unipolaires et bipolaires.

- Tampon en mousse avec matériau abrasif intégré
- Adhésion aux champs opératoires jetables et non jetables
- Radio-opaque
- Disponible exclusivement en version non stérile
- Sans latex



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
60-10000	Nettoyeur d'embout de cautères Non stérile	1,8" x 1,8" / 4,5 cm x 4,5 cm	2 200 / boîte

BATRIK

MARQUEURS CHIRURGICAUX MULTIPOINTES POUR LA PEAU SKINS^{MC}

Nos marqueurs chirurgicaux multipointes SKINS^{MC} sont conçus avec une pointe biseautée pour permettre la création de lignes de traçage fines ou épaisses en tenant le stylo sous différents angles.

- Disponibles avec ou sans 6 étiquettes et une règle flexible calibrée de 6" (po/mm)
- Disponibles en version non stérile pour un usage préopératoire, ou stérile pour un usage au bloc opératoire
- Résistants à la préparation chirurgicale
- Faits d'une encre durable au violet de gentiane, non toxiques et non tatouant
- Sans latex



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	TYPE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
S-3000	Stérile	Marqueur fin multipointes avec règle et ensemble d'étiquettes	50 / boîte
S-3001	Stérile	Marqueur fin multipointes	50 / boîte
S-30005	Stérile	Marqueur fin multipointes avec règle et ensemble d'étiquettes (emballage en volume)	500 / boîte
S-30015	Stérile	Marqueur fin multipointes (emballage en volume)	500 / boîte
S-93000	Non stérile	Marqueur fin multipointes avec règle et ensemble d'étiquettes	1000 / boîte
S-93001	Non stérile	Marqueur fin multipointes	1000 / boîte
S-94000	Non stérile	Règle	100 / sachet
S-94001	Non stérile	Règle (vrac)	20 000 / boîte
S-95000	Non stérile	Ensemble de 3 étiquettes	100 / sachet

Faites des économies en commandant nos MARQUEURS SKINS^{MC} dans des emballages en volume. C'est rentable et cela réduit le gaspillage.

BATRIK PROTECTEURS DE BROCHES



- Couvrez les extrémités pointues de vos broches Kirschner et Steinmann en toute sécurité
- Codage couleur par taille de fil, ce qui élimine le risque de sélection d'une taille incorrecte
- Un manchon amovible est prévu pour éviter les blessures et faciliter l'application (uniquement stérile)
- Le modèle non stérile est disponible avec ou sans manchon en plastique
- Des emballages conçus pour réduire le gaspillage
- Sans latex



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE STÉRILE PROTECTEUR DE BROCHES + MANCHON	N° D'ARTICLE NON STÉRILE PROTECTEUR DE BROCHES + MANCHON	N° D'ARTICLE NON STÉRILE PROTECTEUR DE BROCHES (SANS MANCHON)	COULEUR	DIMENSIONS
14-1028	914-1028 - SLV	914-1028	Jaune	0,028" / 0,71 mm
14-1035	914-1035 - SLV	914-1035	Bleu ciel	0,035" / 0,89 mm
14-1045	914-1045 - SLV	914-1045	Blanc	0,045" / 1,14 mm
14-1054	914-1054 - SLV	914-1054	Rouge foncé	0,054" / 1,40 mm
14-1062	914-1062 - SLV	914-1062	Vert	0,062" / 1,57 mm
14-1078	914-1078 - SLV	914-1078	Rose	0,078" / 1,98 mm
14-1093	914-1093 - SLV	914-1093	Gris	0,093" / 2,36 mm
14-1109	914-1109 - SLV	914-1109	Beige	0,109" / 2,77 mm
14-1125	914-1125 - SLV	914-1125	Violet	0,125" / 3,17 mm
14-1141	914-1141- SLV	914-1141	Marron	0,141" / 3,58 mm
14-1156	914-1156 - SLV	914-1156	Bleu foncé	0,156" / 3,96 mm
14-1188	914-1188 - SLV	914-1188	Rouge	0,188" / 4,77 mm

EMBALLAGE STÉRILE : 80 unités / boîte (2 unités par sachet stérile - 40 sachets par boîte)

EMBALLAGE NON STÉRILE : 100 unités / boîte

BATRIK SPAC SAFE-SOAK^{MC}

Notre disque d'aspiration au sol SPAC Safe-Soak^{MC} enlève rapidement les déchets liquides du sol du bloc opératoire par l'application d'une aspiration.




- Très durable : il ne sera pas endommagé si on marche dessus
- Facilement manœuvrable à pied au bloc opératoire
- Sans latex, jetable et non stérile
- L'ouverture du fond permet de recueillir le fluide à travers un matériau très absorbant qui entre en contact avec sa surface
- Le tuyau est solidement fixé sur le côté pour réduire le risque de capture de l'équipement
- Son matériau de base très absorbant permet une évacuation rapide des liquides par aspiration

BATRIK TAPIS DE SOL ABSORBANTS SAFE-SOAK^{MC}

Nos tapis de sol absorbants Safe-Soak^{MC} sont conçus pour absorber rapidement et efficacement divers fluides du sol du bloc opératoire, garantissant que le sol en dessous reste antidérapant, sûr et sec pendant les procédures chirurgicales.

- Hautement absorbants
- Facilitent un nettoyage rapide et facile
- Sans latex, à usage unique, jetable et non stérile
- S'adaptent aux surfaces irrégulières
- Support antidérapant (tapis absorbant bleu uniquement)



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	ABSORPTIVITÉ	DIMENSIONS	EMBALLAGE
SS-20-1000	Safe-Soak ^{MC} / tapis extra-absorbant blanc	4,5 L / tapis	28" x 48" (71 cm x 122 cm)	20 / boîte
SS-20-2000	Safe-Soak ^{MC} / tapis absorbant bleu avec support antidérapant	2,5 L / tapis	28" x 40" (71 cm x 102 cm)	20 / boîte
SS-20-3000	Safe-Soak ^{MC} / tapis absorbant jaune	3 L / tapis	30" x 52" (76 cm x 132 cm)	15 / boîte
SS-21-1000	Safe-Soak ^{MC} SPAC	S.o.	8,625" (22 cm diamètre)	12 / boîte

BATRIK TAPIS MAGNÉTIQUE

Notre tapis magnétique fournit un champ stérile et neutre pour la mise en place et le transfert d'instruments en mains libres en toute sécurité. Il est sans latex, réutilisable et autoclavable (jusqu'à 134 °C).



Il s'adapte à toutes les formes de surface grâce à son support souple et antidérapant




Réutilisation validée*

Aimants ronds pour éviter les perforations du caoutchouc

Aimants surélevés pour maintenir les instruments fermement en place tout en permettant de les saisir facilement

15" / 38 CM

12" / 30 CM




SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
MAG-02-1	Tapis magnétique	12" x 15" / 30 cm x 38 cm	1 unité
MAG-02-5	Tapis magnétique	12" x 15" / 30 cm x 38 cm	5 unités

*Testé par un laboratoire indépendant pour valider l'efficacité de la stérilisation à la vapeur sous vide pour le retraitement des dispositifs médicaux dans un établissement de soins de santé

BATRIK
GARROTS TOURNY^{MC} +

Nos garrots sont confortables et faciles à utiliser pour tous les patients, y compris les personnes âgées, les personnes sous-alimentées, les enfants et les nouveau-nés.



COULEURS DISPONIBLES



- Disponibles en différentes tailles, y compris des tailles compactes, qui sont pratiques pour les plateaux de phlébotomie
- Le matériau innovant sans latex a une texture plus confortable pour les patients, exerce moins de stress sur la peau et protège le personnel hospitalier et les patients des allergènes du latex

AVANTAGES DE L'UTILISATION UNIQUE

- Réduction du risque de contamination croisée (de patient à patient ou de patient à prestataire de soins)
- Réduction du risque de propagation des infections nosocomiales
- Peut améliorer la conformité de votre établissement à la norme 1910-1030 (d) (1) de l'OSHA concernant « les agents pathogènes transmissibles par le sang »

POUR VOTRE COMMODITÉ :
25 UNITÉS PAR ROULEAU
VIENNENT DANS UNE BOÎTE
DISTRIBUTRICE POUR UN
ACCÈS FACILE



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS	EMBALLAGE
K-002	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Bleu	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 / sachet
K-004	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Bleu	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	100 / boîte
K-009	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Bleu	0.200" x 22" / 0.5 cm x 56 cm	20 / boîte
K-010	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Blanc	0.200" x 22" / 0.5 cm x 56 cm	20 / boîte
K-400	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Bleu	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	16 rouleaux 400 / boîte
K-400PB	TOURNY ^{MC} + Non stérile (texturé)	Bleu ciel	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	16 rouleaux 400 / boîte
K-100	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Assortis (3 rouleaux de chacun) Bleu, orange, vert et rose	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	12 rouleaux 300 / boîte
K-254	TOURNY ^{MC} + Non stérile (texturé)	Bleu ciel	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	250 / boîte
K-2-18RL	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Bleu	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-2-18PBRL	TOURNY ^{MC} + Non stérile (texturé)	Bleu ciel	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-3-18RL	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Vert	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-6-18RL	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Rose	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-7-18RL	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Orange	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-2-29RL	TOURNY ^{MC} + longue non stérile	Bleu	1" x 29.5" / 2.5 cm x 75 cm	1 rouleau

BATRIK

SHOOZCOVERS^{MC}

ShoozCovers^{MC} de Batrik sont fabriqués au Canada à partir d'un tissu de polypropylène de haute qualité de 35 g/m² et d'élastiques 100 % sans latex pour une performance et une durabilité sur lesquelles vous pouvez compter.


Notre bande antidérapante réduit le risque de glissement et notre conception intelligente permet de les enfiler et de les enlever facilement, et de les ajuster parfaitement.

VOICI POURQUOI VOUS EN RAFFOLEREZ :

- Le tissu polypropylène 35 g/m² non tissé à faible peluchage protège les chaussures et garde les sols propres
- Le nombre de particules a été testé et est conforme à la norme IEST-RP-CC003.4
- La technologie Shooz-Repellent^{MC} offre une répulsion de base contre le contact accidentel avec les liquides¹
- Les triples soudures ultrasoniques augmentent la résistance à la déchirure et réduisent le peluchage
- Les élastiques sans latex de haute qualité fabriqués aux États-Unis sont triplement renforcés pour assurer une tenue solide et sûre
- Taille généreuse et conception intelligente pour un meilleur ajustement et un enfilage facile
- Semelles antidérapantes
- Couvre-chaussures réellement 100% sans latex ni silicone²
- Non stérile, à usage unique
- Longue durée de vie pour réduire les déchets



FABRIQUÉS AU CANADA 



La technologie Shooz-Repellent^{MC}

Semelles antidérapantes

IDÉAL POUR :

- Protéger une variété de chaussures, des sabots aux bottes
- Utilisation dans les établissements médicaux, les laboratoires pharmaceutiques, la fabrication électronique, les sites GMP et partout où une hygiène optimale est requise
- Transition entre les zones "non propres" et "propres" areas

¹La technologie Shooz-Repellent^{MC} offre une répulsion de base contre les contacts accidentels avec les liquides. Elle n'est ni imperméable ni résistante à l'eau.

²De nombreux fournisseurs affirment que leurs produits sont sans latex, mais cela ne concerne souvent que le tissu et non les élastiques utilisés. Nous achetons nos élastiques ShoozCovers^{MC} aux États-Unis pour nous assurer que nos composants sont entièrement conformes en tant que produit 100 % sans latex.

DEUX TAILLES POLYVALENTES :

UNIVERSELLE


UN

jusqu'à la taille de chaussures (44,5 EU)
~ 42 cm x 16,5 cm / 16,5" x 6,5"³

EXTRA LARGE

XL

taille de chaussures 11-15 (44,5-49,5 EU)
~ 47 cm x 19 cm / 18,5" x 7,5"³



SHOOZCovers™ sont fabriqués plus longs (42 et 47 cm) pour une sélection plus précise de la taille des chaussures.

L'UTILISATION EST AUSSI SIMPLE QUE 1-2-3 :



SÉLECTION DE PRODUITS :

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	TAILLE	EMBALLAGE
SC-1216-PDB	Couvre-chaussures jetables ShoozCovers ^{MC} <i>Tissu bleu de 35 g/m²</i>	Universelle Jusqu'à la taille de chaussures 11 ~ 42 cm x 16,5 cm / 16,5" x 6,5"	100 / boîte distributrice 6 boîtes distributrices / caisse
SC-1226-PDB	Couvre-chaussures jetables ShoozCovers ^{MC} <i>Tissu bleu de 35 g/m²</i>	XL Taille de chaussures 11-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18,5" x 7,5"	100 / boîte distributrice 6 boîtes distributrices / caisse

Batrik Medical Manufacturing Inc. fait partie du groupe de sociétés Surgmed créé en 1992.

BATRIK

COUVRE-CHAUSSURES SAVEFACE^{MC}

Nos couvre-chaussures médicaux supérieurs SaveFace^{MC} sont durables, sûrs et faciles à utiliser. Fabriqués en tissu de polypropylène avec des soudures robustes, nos couvre-chaussures offrent la meilleure durabilité possible. La triple élasticité et l'impression antidérapante permettent un ajustement en douceur autour du pied et réduisent le risque de glisser.

- Testés sur le nombre de particules et conformes à la norme IEST-RP-CC003.4
- 100% sans latex ni silicone



FABRIQUÉ AU CANADA 

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	TAILLE	EMBALLAGES
SF-SC02UV	Universelle Jusqu'à la pointure 11	Emballage standard 200 / boîte distributrice - 4 boîtes distributrices / caisse
SF-SC02UV-8	Universelle Jusqu'à la pointure 11	Emballage en volume 100 / sac - 8 sacs /caisse
SF-SC02XL	Très grand Taille 11 - 15	Emballage standard 200 / boîte distributrice - 4 boîtes distributrices / caisse
SF-SC02XL-8	Très grand Taille 11 - 15	Emballage en volume 100 / sac - 8 sacs / caisse

BATRIK
WTFOG^{MC} par G.O.L.F.F.^{MC}
CHIFFONS ANTIBUÉE RÉUTILISABLES

« WHAT THE FOG?! »

Nous en avons tous fait l'expérience.

La formation de buée sur les lunettes pendant le port d'un masque est non seulement désagréable et très frustrante, mais elle peut aussi être dangereuse.

INTRODUCTION DU REMÈDE CONTRE LA BUÉE :

Nos chiffons antibuée réutilisables WTFog^{MC} empêchent la formation de buée sur tous les types de lunettes. Idéal pour une utilisation avec un masque ou un écran facial, WTFog^{MC} vous fait passer de l'état de « What The Fog?! » à celui de « prêt » pour votre prochain patient en un clin d'oeil.

VOICI POURQUOI VOUS EN RAFFOLEREZ :

- Éliminent la buée sur toutes les lunettes en verre, en polycarbonate et en plastique.
- Chaque chiffon nano-infusé réutilisable dure jusqu'à 600 utilisations ou 6 mois.
- Les chiffons en microfibres sont imprégnés de notre traitement antibuée exclusif.
- Application rapide et facile - il suffit d'essuyer et de porter.
- Pas de peluches, rayures ou traces de graisse.
- Le revêtement protecteur longue durée offre une protection efficace contre la buée, l'humidité, la sueur et les changements rapides de température.
- La formule nano de dioxyde de titane (TiO₂) 100% naturel, développée en Allemagne, répond aux normes strictes de REACH.
- Non stérile.



« Le fait de pouvoir effectuer un rendez-vous complet sans ajuster ma protection oculaire facilite grandement le respect des protocoles EPI de COVID ».

D^{re} Molly Friedman

HÔPITAL DE RÉADAPTATION POUR ENFANTS HOLLAND BLOORVIEW
 TORONTO, ON

IDÉAL LORSQUE :

- Vous portez des lunettes et un masque ou un écran facial.
- Votre profession vous expose régulièrement à la buée et vous avez besoin d'une vision cristalline sans risque ni inconvénient de buée.



MODE D'EMPLOI :

Ouvrez la pochette refermable et retirez le tissu antibuée réutilisable WTFog^{MC}. Essayez le chiffon sur une surface propre (lunettes régulières ou de sécurité) en veillant à ne pas enlever la couche protectrice délivrée par le chiffon. Il n'y a pas de temps d'attente nécessaire avant de porter votre article protégé. Profitez de votre expérience sans buée !

STOCKAGE ET ENTRETIEN DU CHIFFON :

Après utilisation, conservez le chiffon dans la pochette refermable jusqu'à la prochaine fois, en veillant à ce que la fermeture soit complètement fermée. Si le chiffon devient trop sec, ajoutez jusqu'à 1 ml d'eau dans la pochette pour réactiver le chiffon. Pour de meilleurs résultats, conservez le produit à température/humidité ambiante. Jeter le tissu après 600 utilisations ou 6 mois.

Utilisation en surface externe uniquement. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas laver.

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
WTFOG-30	30 WTFog ^{MC} dans une boîte distributrice mesurant: 8,7 cm x 13 cm x 15,4 cm (3 7/16" x 5 2/16" x 6 2/16")	30 WTFog ^{MC} / boîte distributrice
WTFOG-100	100 WTFog ^{MC} - emballés en vrac	100 WTFog ^{MC} / boîte
WTFOG-1200	1200 WTFog ^{MC} - emballés en vrac	1200 WTFog ^{MC} / caisse (12 boîtes de 100 emballées en vrac)

1 chiffon WTFog^{MC} par pochette refermable
 Chiffon WTFog^{MC}: 13,9 cm x 13,9 cm (5,5" x 5,5")
 Pochette refermable WTFog^{MC}: 8,9 cm x 12,7 cm (3,5" x 5")


IMPERIAL SURGICAL LTD.

MARCHEPIEDS EMPILABLES

Fabriqués en aluminium moulé léger et protégés par un revêtement en poudre antimicrobien, les marchepieds empilables brevetés Imperial Surgical Ltd. ont été conçus en mettant l'accent sur la prévention des infections.



BREVETÉ



- Poids des marchepieds : 8,3 livres (3,8 kg)
- Dimensions : 17,4" long. x 13" larg. x 4,7" H. (44,2 cm long. x 33 cm larg. x 11,9 cm H.)
- Le revêtement antimicrobien empêche la propagation de micro-organismes dangereux et supprime la croissance de moisissures, de bactéries, de levures et de champignons
- Chariot lavable. Le modèle OR-36364 (sans tapis) peut être stérilisé
- Surface antidérapante pour une meilleure stabilité
- Les coins sans caoutchouc évitent la collecte de liquides
- Pas de soudures ou de grandes ouvertures creuses pour piéger les débris ou les fluides
- Chariot de transport disponible
- Capacité de 136 kg (300 lb)
- La garantie de 7 ans couvre toutes les pièces (marchepied seulement)

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR
OR-36363	Marchepied empilable avec tapis	Noir
OR-36363-02	Marchepied empilable avec tapis	Bleu foncé
OR-36363-03	Marchepied empilable avec tapis	Vert
OR-36363-07	Marchepied empilable avec tapis	Orange
OR-36364	Marchepied empilable sans tapis	S. o.

EMBALLAGE : Vendu à l'unité (revendeurs : 4/boîte)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
OR-3693	Chariot de transport	1 unité
809-1705	Tapis antifatigue réutilisable avec bandes adhésives pour le maintenir en place	5 / boîte
899-1710	Tapis antifatigue à usage unique avec bandes adhésives pour le maintenir en place	10 / boîte

PIÈCES DE RECHANGE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
OR-36363-1A	Tampon de remplacement pour OR-36363	1 unité
OR-36363-1B	Remplacement des repose-pieds	1 unité

ASTUCE : CODEZ PAR COULEUR
VOS MARCHEPIED PAR
DÉPARTEMENT




BATRIK TAPIS ANTIFATIGUE BLUE CLOUD-GEL^{MC}

Nos tapis antifatigue Blue Cloud-Gel^{MC} ont été scientifiquement conçus pour être utilisés au bloc opératoire. Ils utilisent une technologie de gel brevetée et une mousse de qualité supérieure pour offrir un confort et un soutien ultimes aux chirurgiens, aux infirmières et aux techniciens, en particulier lorsque les mouvements sont limités pendant de longues périodes.


- La technologie brevetée de la mousse Blue Cloud-GelTM de 3/4" évite l'affaissement qui se produit avec les tapis en mousse traditionnels
- S'adaptent aux pieds et les soutiennent, ce qui favorise une circulation efficace et réduit l'inconfort physique et la fatigue
- Favorisent une bonne posture tout en diminuant l'inconfort au niveau du dos, des genoux et des pieds
- Sans latex, résistants à l'eau et non absorbants
- Réutilisables, faciles à nettoyer et compatibles avec le lave-vaisselle (nous contacter pour plus de détails)
- Excellentes propriétés de friction lorsque des chaussons chirurgicaux humides ou secs sont portés
- Entièrement scellé par une soudure RF pour une excellente protection contre l'absorption d'humidité
- Normes américaines : conformes aux normes CALL 117 et NFPA 260
- Garantie d'un an

LE SAVIEZ-VOUS? DES ÉTUDES ONT DÉMONTRÉ QUE LES TAPIS ANTIFATIGUE AMÉLIORENT LA PERFORMANCE, L'ÉNERGIE ET L'INCONFORT POSTOPÉRATOIRE.



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
800-2401	18" X 24" / 46 cm x 61 cm	1 / boîte
800-2405	18" X 24" / 46 cm x 61 cm	5 / boîte
800-3201	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	1 / boîte
800-3203	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	3 / boîte
800-4801	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	1 / boîte
800-4802	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	2 / boîte
800-7201	30" X 72" / 76 cm x 183 cm (Commande spéciale)	1 / boîte




BATRIK TAPIS ANTIFATIGUE BLUE-CLOUD NIMBUS^{MC}

Nos tapis antifatigue Blue-Cloud Nimbus^{MC} sont conçus pour un usage hospitalier général. Fabriqués à partir de polyuréthane haute densité « à retour d'énergie », ils offrent un confort, un soulagement et un soutien ergonomique inégalés.

- Nos propriétés de retour d'énergie aideront à réduire les douleurs aux jambes, aux pieds, au bas du dos et les blessures liées au travail
- Un soutien plus durable, car le mélange de mousse breveté de 3/4" ne s'affaisse pas comme la plupart des autres tapis antifatigue à base de mousse
- Les propriétés antimicrobiennes mélangées dans le tapis offrent une protection supplémentaire
- Une surface très résistante à l'eau n'absorbe ni l'eau ni la saleté
- Légers et faciles à nettoyer
- Le design texturé de la surface et de la base à haute traction assure une plus grande sécurité (norme américaine NFSI 101-C)
- Le bord biseauté réduit les risques de trébuchement et le dos antidérapant renforce la sécurité
- La conception durable est idéale pour les applications commerciales, tout en restant ergonomique et esthétique pour les environnements domestiques ou professionnels
- Inflammabilité/résistance aux brûlures selon le CFR 16 Parties 1630/1631
- Fabriqués avec des matériaux écologiques, non toxiques et sans latex
- Garantie de 5 ans (usage non industriel), Garantie de 4 ans (usage industriel)


BON À SAVOIR : SI DANS LES 30 JOURS VOUS N'ÊTES PAS SATISFAIT À 100%, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR POUR OBTENIR UN REMBOURSEMENT (EXCLUANT LE TRANSPORT, LA MANUTENTION ET LES TAXES)



Disponible en taupe ou en noir

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
COULEUR NOIR		
809-3201	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	1 / boîte
809-3204	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	4 / boîte
809-4801	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	1 / boîte
809-4804	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	4 / boîte
809-3601	24" X 36" / 61 cm x 91 cm	1 / boîte
809-7201	20" X 72" / 51 cm x 183 cm	1 / boîte
809-6001	36" X 60" / 91 cm x 152 cm	1 / boîte
COULEUR TAUPE		
810-3201	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	1 / boîte
810-3204	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	4 / boîte
810-4801	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	1 / boîte
810-4804	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	4 / boîte
810-3601	24" X 36" / 61 cm x 91 cm	1 / boîte
810-7201	20" X 72" / 51 cm x 183 cm	1 / boîte
810-6001	36" X 60" / 91 cm x 152 cm	1 / boîte



SURGMED GROUP

2165 46th Ave., Lachine, Québec H8T 2P1

Téléphone : +1.514.631.7988 | Sans frais : 800.661.5432

Télec. : +1.514.631.9083

Courriel : info@surgmed.com | Site Web : www.batrik.com