




CATALOGUE COMPLET DES PRODUITS

Créée en 1997. Fièrement canadienne. 🍁
Produits commercialisés dans plus de 80 pays dans le monde.



Fièrement canadienne et établie en 1997, notre entreprise est spécialisée dans la fabrication de solutions enzymatiques offertes en différents formats ainsi que dans la fabrication de produits en silicone et en plastique. Nos produits sont commercialisés dans plus de 80 pays à travers le monde et sont principalement utilisés dans les domaines de la chirurgie, de l'endoscopie et de la stérilisation centrale.

Notre site de production interne en environnement contrôlé à Montréal, au Canada, adhère à des systèmes de contrôle de qualité et de réglementation strictement appliqués. Nous sommes enregistrés en tant qu'établissement de fabrication de dispositifs auprès de la FDA américaine et nous sommes en parfaite conformité avec les réglementations de la CE et de Santé Canada. Nous investissons continuellement dans la modernisation de notre usine, de nos machines et de nos processus afin de garantir des produits de haute qualité à des volumes élevés. La plupart des produits sont disponibles sur le marché.

Chez Batrik, nous nous engageons à innover et à fournir à nos clients des produits de la plus haute qualité, soutenus par un service clientèle de classe mondiale.

TABLE DES MATIÈRES

PRODUITS CHIRURGICAUX ET ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

4	EMBOUTS POUR PINCES À SUTURE
5	COUVRE-MÂCHOIRES DE CLAMP
6	ATTACHES VASCULAIRES EN SILICONE
7	NETTOYEUR POUR EMBOUT DE CAUTÈRES
8	MARQUEURS CHIRURGICAUX MULTI-POINTES POUR LA PEAU SKINS ^{MC}
9	PROTECTEUR DE BROCHES
10	SAFE-SOAK ^{MC} SPAC ET TAPIS
11	TAPIS MAGNÉTIQUE
12	GARROTS TOURNY ^{MC} +
14	SHOOZCOVERS ^{MC} SOFT LINE ^{MC}
16	SHOOZCOVERS ^{MC} TOUGH LINE ^{MC}
18	SHOOZCOVERS ^{MC} COATED LINE ^{MC}
20	COUVRE-CHAUSSURES SAVEFACE ^{MC}
21	CHIFFONS ANTIBUÉE RÉUTILISABLES WTFOG ^{MC}
23	MARCHEPIEDS EMPILABLES
24	TAPIS ANTIFATIGUE GEL BLUE CLOUD ^{MC}
25	TAPIS ANTIFATIGUE NIMBUS BLUE CLOUD ^{MC}

PRODUITS D'ENDOSCOPIE

26	SOLUTION ANTIBUÉE G.O.L.F.F. ^{MC}
27	CALE-DENTS BO2 ^{MC} POUR ENDOSCOPIE
28	CALE-DENTS BITESTRONG ^{MC} POUR ENDOSCOPIE
29	PROTECTEURS DE VALVES COUVRETTE ^{MC}
30	BROSSES DE CANAL DAYBRUSH ^{MC}
31	BROSSES DE CANAL ARC ^{MC}
34	BROSSE POUR VALVE/CONTRÔLE
35	V-BRUSHES

CONTRÔLE DES INFECTIONS ET TRAITEMENT STÉRILE

36	TAG-IT ^{MC} ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION
40	TAPIS EN SILICONE À POINTES
41	CORNER POCKETS ^{MC} ET SOFT POCKETS ^{MC}
42	LILA'S DÉTACHANT POUR INSTRUMENTS CHIRURGICAUX
43	PROTECTEURS D'INSTRUMENTS

46	LUBRIFIANT D'INSTRUMENTS PrAmLi Power ³ LUBE ^{MC}
47	S.T.I.C.S.
48	RUBAN D'IDENTIFICATION
49	SOLVANT POUR RUBAN ADHÉSIF TAPE-B-GONE ^{MC}
50	CADENAS DE SÉCURITÉ
54	ÉCRAN FACIAL SAVEFACE ^{MC}
56	TAMPON À RÉCURER
57	NETTOYANTS ENZYMATIQUES ET NON ENZYMATIQUES Your First <input checked="" type="checkbox"/> ^{MC}
58	ENVIRO-SACHET ^{MC} Your First <input checked="" type="checkbox"/> ^{MC}
59	SPRAY MOUSSANT Your First <input checked="" type="checkbox"/> ^{MC}
60	PREMIÈRES LINGETTES Your First <input checked="" type="checkbox"/> ^{MC}
61	ÉPONGES SÈCHES Your First <input checked="" type="checkbox"/> ^{MC}
62	ÉPONGES ENZYMATIQUES & KITS D'ÉPONGES DE SOIN DE CHEVET Your First <input checked="" type="checkbox"/> ^{MC}
63	KITS D'ÉPONGE DE CHEVET À BASE DE DÉTERGENT NON ENZYMATIQUE Your First <input checked="" type="checkbox"/> ^{MC}
64	SACS DE TRANSPORT POUR ENDOSCOPE ET INSTRUMENTS MÉDICAUX Your First <input checked="" type="checkbox"/> ^{MC}

BROSSES


65	BROSSES MÉTALLIQUES RÉUTILISABLES ARC ^{MC}
69	BROSSES MÉTALLIQUES DOUBLES RÉUTILISABLES ARC ^{MC} ASYMÉTRIQUES / SYMÉTRIQUES
72	BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES ANTIMICROBIENNES RÉUTILISABLES IN BRUSH ^{MC}
74	MICROBROSSES EN ACIER INOXYDABLE ARC ^{MC}
75	BROSSES PLATES POUR NETTOYAGE DES INSTRUMENTS
76	BROSSES DE NETTOYAGE RÉUTILISABLES POUR RÂPES ORTHOPÉDIQUES
77	BROSSE DE PRÉCISION RÉUTILISABLE
78	BROSSES RÉUTILISABLES POUR INSTRUMENTS
79	BROSSE D'ALÉSOIR ACÉTABULAIRE
80	BROSSES RÉUTILISABLES TOUT USAGE
81	ENSEMBLES DE BROSSES DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE

BATRIK EMBOUTS POUR PINCES À SUTURE


Non toxiques, radio-opaques et sans latex, nos embouts pour pinces à suture sont conçus pour protéger et maintenir les sutures en toute sécurité sans les endommager.

De plus, la base en mousse, fixée à une zone stérile avec les pinces, permet une insertion facile.

- Emballés dans une base en mousse pratique avec un support adhésif facile à enlever, même en portant des gants
- Disponibles en version stérile et non stérile
- Pré-comptés



NOTRE « COIN FACILE À RETIRER » EST UNE CARACTÉRISTIQUE UNIQUE À BATRIK



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE STÉRILE	N° D'ARTICLE NON STÉRILE	COULEUR	DIMENSIONS	EMBALLAGE
11-1002	911-1002	Jaune	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	2 paires/base en mousse
11-1003	911-1003	Jaune	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	3 paires/base en mousse
11-1005	911-1005	Jaune	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-1025	911-1025	Assortis	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-1045	911-1045	Blanc	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-1065	911-1065	Bleu	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-1085	911-1085	Rouge	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-3002	911-3002	Rose	ø grandeur (0,09"x0,75"/L/0,15 cm x 1,91 cm)	2 paires/base en mousse
11-3003	911-3003	Rose	ø grandeur (0,09"x0,75"/L/0,15 cm x 1,91 cm)	3 paires/base en mousse
11-3005	911-3005	Rose	ø grandeur (0,09"x0,75"/L/0,15 cm x 1,91 cm)	5 paires/base en mousse

EMBALLAGE STÉRILE : 1 base en mousse / sachet - 5 sachets / boîte

EMBALLAGE NON STÉRILE : Vendu par base de mousse

BATRIK COUVRE-MÂCHOIRES DE CLAMP

Fabriqués en silicone de qualité médicale, nos couvre-mâchoires de clamp réduisent le traumatisme des vaisseaux nécessitant une occlusion, en particulier lorsqu'un clamp hémostatique est utilisé. Les entailles en forme de fil permettent une tension douce, constante et antidérapante.

BON À SAVOIR :
NOS COUVRE- MÂCHOIRES DE
CLAMP TRANSFORMENT PRESQUE
TOUS TYPES D'INSTRUMENTS EN
INSTRUMENTS ATRAUMATIQUES



- Stérilisés aux rayons gamma
- Disponibles en 3 couleurs et 3 largeurs pour s'adapter à la plupart des tailles de pinces
- Radio-opaques et sans latex

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE STÉRILE	N° D'ARTICLE NON STÉRILE	DIMENSIONS	COULEUR
12-1000	912-1000	0,1" X 5" / 0,25 cm X 12,7 cm	Rouge
12-1001	912-1001	0,2" X 5" / 0,51 cm X 12,7 cm	Blanc
12-1002	912-1002	0,3" X 5" / 0,76 cm X 12,7 cm	Bleu


EMBALLAGE STÉRILE : 2 pinces par sachet stérile - 10 sachets par boîte

EMBALLAGE NON STÉRILE : 20 pinces par sac (également disponible 100 unités/sac)

BATRIK

ATTACHES VASCULAIRES EN SILICONE

DISPONIBLES EN 4 TAILLES
ET 4 COULEURS



SÉLECTION DE PRODUITS

N°	DIMENSIONS	COULEUR
10-1000	0,075" X 16" (0,2 cm x 40 cm)	Mini-Rouge
10-1001	0,075" X 16" (0,2 cm x 40 cm)	Mini-Bleu
10-1002	0,075" X 16" (0,2 cm x 40 cm)	Mini-Jaune
10-1003	0,075" X 16" (0,2 cm x 40 cm)	Mini-Blanc
10-1010	0,120" x 16" (0,3 cm x 40 cm)	Maxi-Rouge
10-1011	0,120" x 16" (0,3 cm x 40 cm)	Maxi-Bleu
10-1012	0,120" x 16" (0,3 cm x 40 cm)	Maxi-Jaune
10-1013	0,120" x 16" (0,3 cm x 40 cm)	Maxi-Blanc
10-1101	0,040" x 16" (0,1 cm x 40 cm)	Extra-Mini-Bleu
10-1111	0,200" x 22" (0,5 cm x 56 cm)	Extra-Maxi-Bleu
10-1113	0,200" x 22" (0,5 cm x 56 cm)	Extra-Maxi-Blanc
10-3200	0,075" x 32" (0,2 cm x 81 cm)	Mini-Rouge
10-3201	0,075" x 32" (0,2 cm x 81 cm)	Mini-Bleu
10-3202	0,075" x 32" (0,2 cm x 81 cm)	Mini-Jaune
10-3203	0,075" x 32" (0,2 cm x 81 cm)	Mini-Blanc
10-3210	0,120" x 32" (0,3 cm x 81 cm)	Maxi-Rouge
10-3211	0,120" x 32" (0,3 cm x 81 cm)	Maxi-Bleu
10-3212	0,120" x 32" (0,3 cm x 81 cm)	Maxi-Jaune
10-3213	0,120" x 32" (0,3 cm x 81 cm)	Maxi-Blanc

EMBALLAGE : 2 attaches par sachet stérile - 10 sachets par boîte

Nos attaches vasculaires en silicone permettent une rétraction, une occlusion et une identification sûres et en douceur des vaisseaux pendant les interventions chirurgicales.

Contrairement aux pinces et aux écarteurs qui peuvent pincer les vaisseaux à plat, voire les fissurer, la forme elliptique BATRIK permet de manipuler en douceur les artères, les veines, les nerfs, les tendons, les cordons spermatiques, les uretères, ou chaque fois qu'une rétraction/occlusion délicate est nécessaire.



- Fabriquées en silicone de qualité médicale



- Ne se tordent pas sur elles-mêmes lorsqu'elles sont déballées



- Faciles à séparer, il n'est pas nécessaire de recourir à des encarts en carton



- Stériles, radio-opaques et sans latex

BATRIK NETTOYEUR POUR EMBOUT DE CAUTÈRES

Notre nettoyeur pour embout de cautères aide à enlever les résidus des embouts de cautères pour les électrodes unipolaires et bipolaires.

- Tampon en mousse avec matériau abrasif intégré
- Adhésion aux champs opératoires jetables et non jetables
- Radio-opaque
- Disponible exclusivement en version non stérile
- Sans latex



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
60-10000	Nettoyeur d'embout de cautères Non stérile	1,8" x 1,8" / 4,5 cm x 4,5 cm	2 200 / boîte

BATRIK

MARQUEURS CHIRURGICAUX MULTIPOINTES POUR LA PEAU SKINS^{MC}

Nos marqueurs chirurgicaux multipointes SKINS^{MC} sont conçus avec une pointe biseautée pour permettre la création de lignes de traçage fines ou épaisses en tenant le stylo sous différents angles.

- Disponibles avec ou sans 6 étiquettes et une règle flexible calibrée de 6" (po/mm)
- Disponibles en version non stérile pour un usage préopératoire, ou stérile pour un usage au bloc opératoire
- Résistants à la préparation chirurgicale
- Faits d'une encre durable au violet de gentiane, non toxiques et non tatouant
- Sans latex



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	TYPE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
S-3000	Stérile	Marqueur fin multipointes avec règle et ensemble d'étiquettes	50 / boîte
S-3001	Stérile	Marqueur fin multipointes	50 / boîte
S-30005	Stérile	Marqueur fin multipointes avec règle et ensemble d'étiquettes (emballage en volume)	500 / boîte
S-30015	Stérile	Marqueur fin multipointes (emballage en volume)	500 / boîte
S-93000	Non stérile	Marqueur fin multipointes avec règle et ensemble d'étiquettes	1000 / boîte
S-93001	Non stérile	Marqueur fin multipointes	1000 / boîte
S-94000	Non stérile	Règle	100 / sachet
S-94001	Non stérile	Règle (vrac)	20 000 / boîte
S-95000	Non stérile	Ensemble de 3 étiquettes	100 / sachet

Faites des économies en commandant nos MARQUEURS SKINS^{MC} dans des emballages en volume. C'est rentable et cela réduit le gaspillage.

BATRIK PROTECTEURS DE BROCHES



- Couvrez les extrémités pointues de vos broches Kirschner et Steinmann en toute sécurité
- Codage couleur par taille de fil, ce qui élimine le risque de sélection d'une taille incorrecte
- Un manchon amovible est prévu pour éviter les blessures et faciliter l'application (uniquement stérile)
- Le modèle non stérile est disponible avec ou sans manchon en plastique
- Des emballages conçus pour réduire le gaspillage
- Sans latex



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE STÉRILE PROTECTEUR DE BROCHES + MANCHON	N° D'ARTICLE NON STÉRILE PROTECTEUR DE BROCHES + MANCHON	N° D'ARTICLE NON STÉRILE PROTECTEUR DE BROCHES (SANS MANCHON)	COULEUR	DIMENSIONS
14-1028	914-1028 - SLV	914-1028	Jaune	0,028" / 0,71 mm
14-1035	914-1035 - SLV	914-1035	Bleu ciel	0,035" / 0,89 mm
14-1045	914-1045 - SLV	914-1045	Blanc	0,045" / 1,14 mm
14-1054	914-1054 - SLV	914-1054	Rouge foncé	0,054" / 1,40 mm
14-1062	914-1062 - SLV	914-1062	Vert	0,062" / 1,57 mm
14-1078	914-1078 - SLV	914-1078	Rose	0,078" / 1,98 mm
14-1093	914-1093 - SLV	914-1093	Gris	0,093" / 2,36 mm
14-1109	914-1109 - SLV	914-1109	Beige	0,109" / 2,77 mm
14-1125	914-1125 - SLV	914-1125	Violet	0,125" / 3,17 mm
14-1141	914-1141- SLV	914-1141	Marron	0,141" / 3,58 mm
14-1156	914-1156 - SLV	914-1156	Bleu foncé	0,156" / 3,96 mm
14-1188	914-1188 - SLV	914-1188	Rouge	0,188" / 4,77 mm

EMBALLAGE STÉRILE : 80 unités / boîte (2 unités par sachet stérile - 40 sachets par boîte)

EMBALLAGE NON STÉRILE : 100 unités / boîte

BATRIK SPAC SAFE-SOAK^{MC}

Notre disque d'aspiration au sol SPAC Safe-Soak^{MC} enlève rapidement les déchets liquides du sol du bloc opératoire par l'application d'une aspiration.



- Très durable : il ne sera pas endommagé si on marche dessus
- Facilement manœuvrable à pied au bloc opératoire
- Sans latex, jetable et non stérile
- L'ouverture du fond permet de recueillir le fluide à travers un matériau très absorbant qui entre en contact avec sa surface
- Le tuyau est solidement fixé sur le côté pour réduire le risque de capture de l'équipement
- Son matériau de base très absorbant permet une évacuation rapide des liquides par aspiration

BATRIK TAPIS DE SOL ABSORBANTS SAFE-SOAK^{MC}

Nos tapis de sol absorbants Safe-Soak^{MC} sont conçus pour absorber rapidement et efficacement divers fluides du sol du bloc opératoire, garantissant que le sol en dessous reste antidérapant, sûr et sec pendant les procédures chirurgicales.

- Hautement absorbants
- Facilitent un nettoyage rapide et facile
- Sans latex, à usage unique, jetable et non stérile
- S'adaptent aux surfaces irrégulières
- Support antidérapant (tapis absorbant bleu uniquement)



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	ABSORPTIVITÉ	DIMENSIONS	EMBALLAGE
SS-20-1000	Safe-Soak ^{MC} / tapis extra-absorbant blanc	4,5 L / tapis	28" x 48" (71 cm x 122 cm)	20 / boîte
SS-20-2000	Safe-Soak ^{MC} / tapis absorbant bleu avec support antidérapant	2,5 L / tapis	28" x 40" (71 cm x 102 cm)	20 / boîte
SS-20-3000	Safe-Soak ^{MC} / tapis absorbant jaune	3 L / tapis	30" x 52" (76 cm x 132 cm)	15 / boîte
SS-21-1000	Safe-Soak ^{MC} SPAC	S.o.	8,625" (22 cm diamètre)	12 / boîte

BATRIK TAPIS MAGNÉTIQUE

Notre tapis magnétique fournit un champ stérile et neutre pour la mise en place et le transfert d'instruments en mains libres en toute sécurité. Il est sans latex, réutilisable et autoclavable (jusqu'à 134 °C).



Il s'adapte à toutes les formes de surface grâce à son support souple et antidérapant




Réutilisation validée*

Aimants ronds pour éviter les perforations du caoutchouc

Aimants surélevés pour maintenir les instruments fermement en place tout en permettant de les saisir facilement

15" / 38 CM

12" / 30 CM



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
MAG-02-1	Tapis magnétique	12" x 15" / 30 cm x 38 cm	1 unité
MAG-02-5	Tapis magnétique	12" x 15" / 30 cm x 38 cm	5 unités

*Testé par un laboratoire indépendant pour valider l'efficacité de la stérilisation à la vapeur sous vide pour le retraitement des dispositifs médicaux dans un établissement de soins de santé

BATRIK GARROTS TOURNY^{MC} +

Nos garrots sont confortables et faciles à utiliser pour tous les patients, y compris les personnes âgées, les personnes sous-alimentées, les enfants et les nouveau-nés.



COULEURS DISPONIBLES



- Disponibles en différentes tailles, y compris des tailles compactes, qui sont pratiques pour les plateaux de phlébotomie
- Le matériau innovant sans latex a une texture plus confortable pour les patients, exerce moins de stress sur la peau et protège le personnel hospitalier et les patients des allergènes du latex

AVANTAGES DE L'UTILISATION UNIQUE

- Réduction du risque de contamination croisée (de patient à patient ou de patient à prestataire de soins)
- Réduction du risque de propagation des infections nosocomiales
- Peut améliorer la conformité de votre établissement à la norme 1910-1030 (d) (1) de l'OSHA concernant « les agents pathogènes transmissibles par le sang »

POUR VOTRE COMMODITÉ :
25 UNITÉS PAR ROULEAU
VIENNENT DANS UNE BOÎTE
DISTRIBUTRICE POUR UN
ACCÈS FACILE



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS	EMBALLAGE
K-002	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Bleu	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 / sachet
K-004	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Bleu	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	100 / boîte
K-009	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Bleu	0.200" x 22" / 0.5 cm x 56 cm	20 / boîte
K-010	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Blanc	0.200" x 22" / 0.5 cm x 56 cm	20 / boîte
K-400	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Bleu	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	16 rouleaux 400 / boîte
K-400PB	TOURNY ^{MC} + Non stérile (texturé)	Bleu ciel	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	16 rouleaux 400 / boîte
K-100	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Assortis (3 rouleaux de chacun) Bleu, orange, vert et rose	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	12 rouleaux 300 / boîte
K-254	TOURNY ^{MC} + Non stérile (texturé)	Bleu ciel	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	250 / boîte
K-2-18RL	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Bleu	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-2-18PBRL	TOURNY ^{MC} + Non stérile (texturé)	Bleu ciel	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-3-18RL	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Vert	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-6-18RL	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Rose	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-7-18RL	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Orange	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-2-29RL	TOURNY ^{MC} + longue non stérile	Bleu	1" x 29.5" / 2.5 cm x 75 cm	1 rouleau

SHOOZCOVERS^{MC} | SOFT LINE^{MC}


SHOOZCOVERS^{MC} SOFT LINE^{MC} DE BATRIK SONT FABRIQUÉS AU CANADA À PARTIR D'UN TISSU DE POLYPROPYLENE DE HAUTE QUALITÉ DE 35 G/M² ET D'ÉLASTIQUES 100 % SANS LATEX POUR UNE PERFORMANCE ET UNE DURABILITÉ SUR LESQUELLES VOUS POUVEZ COMPTER. NOTRE BANDE ANTIDÉRAPANTE RÉDUIT LE RISQUE DE GLISSEMENT ET NOTRE CONCEPTION INTELLIGENTE PERMET DE LES ENFILER ET DE LES ENLEVER FACILEMENT, ET DE

TECHNOLOGIE SHOOZ-REPELLENT^{MC} :

LA SOFT LINE^{MC} INTÈGRE LA TECHNOLOGIE SHOOZ-REPELLENT^{MC} QUI CRÉE UNE BARRIÈRE DE PROTECTION ET OFFRE UNE RÉPULSION DE BASE CONTRE LES CONTACTS ACCIDENTELS AVEC LES LIQUIDES. ELLE N'EST NI IMPERMÉABLE

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES:

NOS SEMELLES ANTIDÉRAPANTES RÉDUISENT LE RISQUE DE GLISSEMENT GRÂCE À UNE **TRIPLE SOUDURE ULTRASONIQUE** QUI AUGMENTE LA RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE ET PERMET UN MONTAGE ET UN DÉMONTAGE FACILES.



FABRIQUÉS AU CANADA

NOTRE SOFT LINE^{MC} EST PARFAITE POUR :



LABORATOIRES



SITES DES




PRODUCTION

SUCETTE BLEUE | **SOFT LINE**^{MC}



POURQUOI VOUS AIMEREZ LA **SOFT LINE**^{MC} :

- Les deux couvre-chaussures sont fabriqués au Canada avec un tissu en polypropylène de 35 g/m² de qualité supérieure et des élastiques 100 % sans latex fabriqués aux États-Unis¹.
- Cette ligne a été testé et est conforme à la norme IEST-RP-CC003.4.
- **Autres couleurs disponibles sur demande.**


UN — **XL**

DISPONIBLE EN DEUX TAILLES POLYVALENTES

GOMME BALLOUNE ROSE | **SOFT LINE**^{MC}



SOUTENIR UNE CAUSE, PORTER DU ROSE :

- Une partie de nos ventes de couvre-chaussures Gomme Balloune Rose sera remise à une œuvre de bienfaisance pour avancer la recherche sur le cancer du sein. Aidez-nous à faire une contribution significative en choisissant les couvre-chaussures rose ShoozCovers^{MC} !


UN

DISPONIBLE EN UNIVERSELLE

SÉLECTION DES PRODUITS :

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE
SC-1210-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} 35 g/m ² tissu non tissé en polypropylène	Sucette Bleue	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 1 000 unités (10 sacs de 100 unités)
SC-1216-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} 35 g/m ² tissu non tissé en polypropylène	Sucette Bleue	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 600 (6 sacs de 100 unités)
SC-1226-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} 35 g/m ² tissu non tissé en polypropylène	Sucette Bleue	XL Shoe size 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18.5" x 7.5"	Caisse de 600 unités (6 sacs de 100 unités)
SC-1220-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} 35 g/m ² tissu non tissé en polypropylène	Sucette Bleue	XL Shoe size 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18.5" x 7.5"	Caisse de 1 000 unités (10 sacs de 100 unités)
SC-1616-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} 35 g/m ² tissu non tissé en polypropylène	Gomme Bal-loune Rose	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 600 unités (6 sacs de 100 unités)

EMBALLAGE ALTERNATIF : Ajouter "-PDB" à la fin du code pour une boîte distributrice au lieu de sacs.

¹De nombreux fournisseurs affirment que leurs produits sont sans latex, mais cela ne concerne souvent que le tissu et non les élastiques utilisés. Nous achetons nos élastiques ShoozCovers^{MC} aux États-Unis pour nous assurer que nos composants sont entièrement conformes en tant que produit 100 % sans latex.

SHOOZCOVERS^{MC} | TOUGH LINE^{MC}

EXTRA-LARGE POUR LES TRAVAUX LES PLUS DIFFICILES: —


NOTRE Batrik SHOOZCOVERS^{MC} TOUGH LINE^{MC} EST DISPONIBLE DANS LA TAILLE EXTRA-LARGE QUI S'ADAPTE À UNE BOTTE À EMBOUT D'ACIER DE TAILLE 15 POUR HOMME, OFFRANT UNE COUVERTURE ET UNE PROTECTION OPTIMALE PENDANT QUE

UNE MEILLEURE DURABILITÉ:

CES COUVRE-CHAUSSURES SONT FABRIQUÉS AVEC NOTRE TISSU LE PLUS ÉPAIS À CE JOUR ! FABRIQUÉES EN POLYPROPYLÈNE DE ~55 G/M², CES COUVRE-CHAUSSURES TRÈS DURABLES OFFRENT UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE, AUGMENTENT LA



TAILLES DE CHAUSSURES 12-15 (45-49.5 EU)



FABRIQUÉS AU CANADA



NOTRE TOUGH LINE^{MC} EST PARFAITE POUR :



MAISONS
OU
BÂTIMENTS



PROTECTION
CONTRE LA
BOUE ET LA



LABORATOIRES

¹ SHOOZCOVERS^{MC} SONT PLUS LONGS (42 & 47CM) POUR UNE SÉLECTION PRÉCISE DES TAILLES DE CHAUSSURES.

RÉGLISSE NOIRE | **TOUGH LINE**^{MC}

POURQUOI VOUS AIMEREZ LA **TOUGH LINE**^{MC} :

- **TRIPLE SOUDURE ULTRASONIQUE DURABLE** POUR RÉDUIRE LES GASPILLAGES
- **LES ÉLASTIQUES SANS LATEX DE HAUTE QUALITÉ FABRIQUÉS AUX ÉTATS-UNIS SONT TRIPLEMENT RENFORCÉS** POUR RESSERRER LE COUVRE-CHAUSSURE AUTOUR DE VOTRE PIED ET ASSURER UN AJUSTEMENT SOLIDE ET SÉCURISÉ.²
- **LE NOMBRE DE PARTICULES A ÉTÉ TESTÉ ET EST CONFORME À LA NORME IEST-RP-CC003.4**
- **LA TECHNOLOGIE SHOOZ-REPELLENT™ OFFRE UNE RÉPULSION DE**



XL

DISPONIBLE EN EXTRA LARGE

À TOUT MOMENT, PARTOUT :



SÉLECTION DES PRODUITS :

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE
SC-1922-PB	ShoozCovers ^{MC} - Tough Line ^{MC} ~55 g/m ² tissu non tissé en polypropylène	Réglisse noire	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18.5" x 7.5"	Caisse de 200 unités (2 sacs de 100 unités)

EMBALLAGE ALTERNATIF : Ajouter "-PDB" à la fin du code pour une boîte distributrice au lieu de sacs.

² DE NOMBREUX FOURNISSEURS AFFIRMENT QUE LEURS PRODUITS SONT SANS LATEX, MAIS CELA NE CONCERNE SOUVENT QUE LE TISSU ET NON LES ÉLASTIQUES UTILISÉS. NOUS ACHETONS NOS ÉLASTIQUES SHOOZCOVERS^{MC} AUX ÉTATS-UNIS POUR NOUS ASSURER QUE NOS COMPOSANTS SONT ENTIÈREMENT CONFORMES EN TANT QUE PRODUIT 100 % SANS LATEX.

SHOOZCOVERS^{MC} | COATED LINE^{MC}

RESTEZ SEC :

NOTRE GAMME BATRIK SHOOZCOVERS^{MC} COATED LINE^{MC} EST FABRIQUÉE D'UN MÉLANGE DE POLYPROPYLENE ET DE POLYÉTHYLENE DE ~55 G/M², OFFRANT UNE HAUTE QUALITÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU.¹ IDÉAL POUR LES ENVIRONNEMENTS OÙ UNE PROTECTION MAXIMALE CONTRE LES FLUIDES EST

UNE TECHNOLOGIE À TROIS SOUDURES :

CES COUVRE-CHAUSSURES SONT RENFORCÉS PAR **DES TRIPLES SOUDURES ULTRASONIQUES**, QUI PERMET D'ASSEMBLER DES MATÉRIAUX SANS AVOIR RECOURS À DES ADHÉSIFS OU À DES COUTURES. CETTE TECHNIQUE **AUGMENTE LA RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE ET RÉDUIT LES PELUCHES**, POUR DES COUVERTURES



FABRIQUÉS AU CANADA 



NOTRE COATED LINE^{MC} EST PARFAITE POUR :



LABORATOIRES



SITES DES



PRODUCTION

¹ NOTRE SHOOZCOVERS^{MC} COATED LINE^{MC} RÉSISTE À TOUS LES LIQUIDES NON PÉTROLIERS.

GUIMAUVE BLANCHE | COATED LINE^{MC}



POURQUOI VOUS AIMEREZ LA COATED LINE^{MC} :

- **Protection supérieure** grâce à notre mélange unique de tissus qui protège non seulement contre l'eau, mais aussi contre tous les liquides non pétroliers, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements où les déversements et les fuites sont une préoccupation.
- **Les élastiques autour de la cheville créent un ajustement solide et sécuritaire**, ce qui est particulièrement important lorsque vous travaillez dans des environnements dangereux où un couvre-chaussure mal placé pourrait entraîner une contamination ou des blessures.
- **Conception intelligente** avec une grande ouverture, offrant un meilleur ajustement et une commodité de mise en place et d'enlèvement.
- **Autres couleurs disponibles sur demande.**




DISPONIBLE EN DEUX TAILLES POLYVALENTES

SÉLECTION DES PRODUITS :

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE
SC-2112-NPB	ShoozCovers ^{MC} - Coated Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 17.5 cm / 16.5" x 6.88"	Caisse de 300 unités (2 sacs de 150 unités)
SC-2112-NPDB	ShoozCovers ^{MC} - Coated Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 17.5 cm / 16.5" x 6.88"	Caisse de 300 unités (2 boîtes de 150 unités)
SC-2122-NPB	ShoozCovers ^{MC} - Coated Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 17.5 cm / 18.5" x 6.88"	Caisse de 240 unités (2 sacs de 120 unités)
SC-2122-NPDB	ShoozCovers ^{MC} - Coated Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 17.5 cm / 18.5" x 6.88"	Caisse de 240 unités (2 boîtes de 120 unités)

EMBALLAGE ALTERNATIF : Ajouter "-PDB" à la fin du code pour une boîte distributrice au lieu de sacs.

BATRIK

WTFOG^{MC} par G.O.L.F.F.^{MC}

CHIFFONS ANTIBUÉE RÉUTILISABLES

« WHAT THE FOG?! »

Nous en avons tous fait l'expérience.

La formation de buée sur les lunettes pendant le port d'un masque est non seulement désagréable et très frustrante, mais elle peut aussi être dangereuse.

INTRODUCTION DU REMÈDE CONTRE LA BUÉE :

Nos chiffons antibuée réutilisables WTFog^{MC} empêchent la formation de buée sur tous les types de lunettes. Idéal pour une utilisation avec un masque ou un écran facial, WTFog^{MC} vous fait passer de l'état de « What The Fog?! » à celui de « prêt » pour votre prochain patient en un clin d'oeil.

VOICI POURQUOI VOUS EN RAFFOLEREZ :

- Éliminent la buée sur toutes les lunettes en verre, en polycarbonate et en plastique.
- Chaque chiffon nano-infusé réutilisable dure jusqu'à 600 utilisations ou 6 mois.
- Les chiffons en microfibres sont imprégnés de notre traitement antibuée exclusif.
- Application rapide et facile - il suffit d'essuyer et de porter.
- Pas de peluches, rayures ou traces de graisse.
- Le revêtement protecteur longue durée offre une protection efficace contre la buée, l'humidité, la sueur et les changements rapides de température.
- La formule nano de dioxyde de titane (TiO₂) 100% naturel, développée en Allemagne, répond aux normes strictes de REACH.
- Non stérile.



**APPROUVÉ PAR
LES TRAVAILLEURS
DE LA SANTÉ**



« Le fait de pouvoir effectuer un rendez-vous complet sans ajuster ma protection oculaire facilite grandement le respect des protocoles EPI de COVID ».

D^{re} Molly Friedman

HÔPITAL DE RÉADAPTATION POUR ENFANTS HOLLAND BLOORVIEW
TORONTO, ON

IDÉAL LORSQUE :

- Vous portez des lunettes et un masque ou un écran facial.
- Votre profession vous expose régulièrement à la buée et vous avez besoin d'une vision cristalline sans risque ni inconvénient de buée.



MODE D'EMPLOI :

Ouvrez la pochette refermable et retirez le tissu antibuée réutilisable WTFog^{MC}. Essayez le chiffon sur une surface propre (lunettes régulières ou de sécurité) en veillant à ne pas enlever la couche protectrice délivrée par le chiffon. Il n'y a pas de temps d'attente nécessaire avant de porter votre article protégé. Profitez de votre expérience sans buée !

STOCKAGE ET ENTRETIEN DU CHIFFON :

Après utilisation, conservez le chiffon dans la pochette refermable jusqu'à la prochaine fois, en veillant à ce que la fermeture soit complètement fermée. Si le chiffon devient trop sec, ajoutez jusqu'à 1 ml d'eau dans la pochette pour réactiver le chiffon. Pour de meilleurs résultats, conservez le produit à température/humidité ambiante. Jeter le tissu après 600 utilisations ou 6 mois.

Utilisation en surface externe uniquement. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas laver.

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
WTFOG-30	30 WTFog ^{MC} dans une boîte distributrice mesurant: 8,7 cm x 13 cm x 15,4 cm (3 7/16" x 5 2/16" x 6 2/16")	30 WTFog ^{MC} / boîte distributrice
WTFOG-100	100 WTFog ^{MC} - emballés en vrac	100 WTFog ^{MC} / boîte
WTFOG-1200	1200 WTFog ^{MC} - emballés en vrac	1200 WTFog ^{MC} / caisse (12 boîtes de 100 emballées en vrac)

1 chiffon WTFog^{MC} par pochette refermable
 Chiffon WTFog^{MC}: 13,9 cm x 13,9 cm (5,5" x 5,5")
 Pochette refermable WTFog^{MC}: 8,9 cm x 12,7 cm (3,5" x 5")

BATRIK

MARCHEPIEDS EMPILABLES

Fabriqués en aluminium moulé léger et protégés par un revêtement en poudre antimicrobienne, nos marchepieds empilables brevetés ont été conçus en mettant l'accent sur la prévention des infections.



BREVETÉ

17.4" / 44.2 cm

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR
OR-36363	Marchepied pied empilable avec tapis	Noir
OR-36363-02	Marchepied empilable avec tapis	Bleu foncé
OR-36363-03	Marchepied empilable avec tapis	Vert
OR-36363-07	Marchepied empilable avec tapis	Orange
OR-36364	Marchepied empilable sans tapis	S.O

Emballage : vendu à l'unité

PIÈCES DE RECHANGE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
OR-36363-1A	Tampon de remplacement pour OR-36363	1 unité
OR-36363-1B	Remplacement des repose-pieds	1 unité

ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
OR-3693	Chariot de transport	1 / boîte
809-1705	Tapis antifatigue réutilisable avec bandes adhésives pour le maintenir en place	5 / boîte
899-1710	Tapis antifatigue à usage unique avec bandes adhésives pour le maintenir en place	10 / boîte

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Poids : 8,3 livres (3,8 kg)
- Dimensions : 17,4 po L x 13 po l x 4,7 po H (44,2 cm L x 33 cm l x 11,9 cm H)
- Chariot de transport disponible
- Capacité de poids : 300 livres (136 kg)
- Garantie : 7 ans (uniquement pour le marchepied)

REVÊTEMENT ANTIMICROBIEN:

Empêche la propagation de micro-organismes dangereux et supprime la croissance de moisissures, bactéries, levures et moisissures.

SURFACE ANTIDÉRAPANTE:

Offre une stabilité renforcée.

COINS SANS CAOUTCHOUC:

Évite la collection de liquides.

CHARIOT LAVABLE:

Le modèle OR-36364 (sans tapis) peut être stérilisé.

CONCEPTION HYGIÉNIQUE:

Aucune soudure ni ouverture creuse importante pour piéger les débris ou les fluides.



OR-3693

BATRIK TAPIS ANTIFATIGUE BLUE CLOUD-GEL^{MC}


Nos tapis antifatigue Blue Cloud-Gel^{MC} ont été scientifiquement conçus pour être utilisés au bloc opératoire. Ils utilisent une technologie de gel brevetée et une mousse de qualité supérieure pour offrir un confort et un soutien ultimes aux chirurgiens, aux infirmières et aux techniciens, en particulier lorsque les mouvements sont limités pendant de longues périodes.

- La technologie brevetée de la mousse Blue Cloud-GelTM de 3/4" d'épaisseur évite l'affaissement qui se produit avec les tapis en mousse traditionnels
- S'adaptent aux pieds et les soutiennent, ce qui favorise une circulation efficace et réduit l'inconfort physique et la fatigue
- Favorisent une bonne posture tout en diminuant l'inconfort au niveau du dos, des genoux et des pieds
- Sans latex, résistants à l'eau et non absorbants
- Réutilisables, faciles à nettoyer et compatibles avec le lave-vaisselle (nous contacter pour plus de détails)
- Excellentes propriétés de friction lorsque des chaussons chirurgicaux humides ou secs sont portés
- Entièrement scellé par une soudure RF pour une excellente protection contre l'absorption d'humidité
- Normes américaines : conformes aux normes CALL 117 et NFPA 260
- Garantie d'un an

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
800-2401	18" X 24" / 46 cm x 61 cm	1 / boîte
800-2405	18" X 24" / 46 cm x 61 cm	5 / boîte
800-3201	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	1 / boîte
800-3203	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	3 / boîte
800-4801	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	1 / boîte
800-4802	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	2 / boîte
800-7201	30" X 72" / 76 cm x 183 cm (Commande spéciale)	1 / boîte

LE SAVIEZ-VOUS? DES ÉTUDES ONT DÉMONTRÉ QUE LES TAPIS ANTIFATIGUE AMÉLIORENT LA PERFORMANCE, L'ÉNERGIE ET L'INCONFORT POSTOPÉRATOIRE.




BATRIK TAPIS ANTIFATIGUE BLUE-CLOUD NIMBUS^{MC}

Nos tapis antifatigue Blue-Cloud Nimbus^{MC} sont conçus pour un usage hospitalier général. Fabriqués à partir de polyuréthane haute densité « à retour d'énergie », ils offrent un confort, un soulagement et un soutien ergonomique inégalés.

- Nos propriétés de retour d'énergie aideront à réduire les douleurs aux jambes, aux pieds, au bas du dos et les blessures liées au travail
- Un soutien plus durable, car le mélange de mousse breveté de 3/4" d'épaisseur ne s'affaisse pas comme la plupart des autres tapis antifatigue à base de mousse
- Les propriétés antimicrobiennes mélangées dans le tapis offrent une protection supplémentaire
- Une surface très résistante à l'eau n'absorbe ni l'eau ni la saleté
- Légers et faciles à nettoyer
- Le design texturé de la surface et de la base à haute traction assure une plus grande sécurité (norme américaine NFSI 101-C)
- Le bord biseauté réduit les risques de trébuchement et le dos antidérapant renforce la sécurité
- La conception durable est idéale pour les applications commerciales, tout en restant ergonomique et esthétique pour les environnements domestiques ou professionnels
- Inflammabilité/résistance aux brûlures selon le CFR 16 Parties 1630/1631
- Fabriqués avec des matériaux écologiques, non toxiques et sans latex
- Garantie de 5 ans (usage non industriel), Garantie de 4 ans (usage industriel)

BON À SAVOIR : SI DANS LES 30 JOURS VOUS N'ÊTES PAS SATISFAIT À 100%, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR POUR OBTENIR UN REMBOURSEMENT (EXCLUANT LE TRANSPORT, LA MANUTENTION ET LES TAXES)



Disponible en taupe ou en noir

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
COULEUR NOIR		
809-3201	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	1 / boîte
809-3204	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	4 / boîte
809-4801	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	1 / boîte
809-4804	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	4 / boîte
809-3601	24" X 36" / 61 cm x 91 cm	1 / boîte
809-7201	20" X 72" / 51 cm x 183 cm	1 / boîte
809-6001	36" X 60" / 91 cm x 152 cm	1 / boîte
COULEUR TAUPE		
810-3201	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	1 / boîte
810-3204	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	4 / boîte
810-4801	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	1 / boîte
810-4804	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	4 / boîte
810-3601	24" X 36" / 61 cm x 91 cm	1 / boîte
810-7201	20" X 72" / 51 cm x 183 cm	1 / boîte
810-6001	36" X 60" / 91 cm x 152 cm	1 / boîte

BATRIK SOLUTION ANTIBUÉE G.O.L.F.F.^{MC}

Notre solution antibuée G.O.L.F.F.^{MC} résout le problème de la buée souvent rencontré lors des procédures chirurgicales par laparoscopie.

- Prévient l'apparition de buée sur les lentilles
- Garantit une vision plus claire et évite les interruptions inutiles pendant l'opération
- Le kit comprend un flacon de 6 ml facile à presser et une éponge radio-opaque adhésive pour un placement sûr
- OEM (disponible)
- Stérile
- Sans latex



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
G.O.L.F.F.	Solution antibuée et éponge adhésive	20 / boîte

BATRIK

CALE-DENTS BO2^{MC} POUR ENDOSCOPIE

AVEC ADMINISTRATION D'OXYGÈNE PAR VOIE NASALE

Nos cale-dents BO2^{MC} améliorent considérablement la sécurité des patients en fournissant une oxygénation supplémentaire pendant l'endoscopie gastro-intestinale, en prévenant l'hypoxie chez les patients sous sédation et en assurant un confort supérieur aux patients.

- Gain de temps et d'argent en éliminant la nécessité de disposer de broches nasales et de masques à oxygène séparés
- Conçus pour être exempts de bords tranchants afin d'assurer le confort et la sécurité des patients
- Disponibles exclusivement en usage unique
- Une sangle de maintien est disponible en option pour garantir un ajustement sûr
- Les cale-dents et les bandes de rétention optionnelles sont tous sans latex, sans plomb et sans DEHP

BO2
(FACE AVANT)

BO2
(FACE ARRIÈRE)



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	TYPE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
BO2	Usage unique	18 mm / 54FR, sangle incluse	100 / boîte
BO2-N	Usage unique	18 mm / 54FR, sans sangle	100 / boîte

BATRIK CALE-DENTS BITESTRONG^{MC} POUR ENDOSCOPIE

CALE-DENTS POUR ADULTES ET ENFANTS

Nos cale-dents Bitestrong^{MC} offrent un passage sûr dans la bouche du patient pendant l'ETO, protégeant ainsi les dents et l'endoscope du patient.

Notre procédé de moulage assure une finition lisse sans bords tranchants (ébarbage) qui peuvent souvent irriter la bouche du patient. Tous les cale-dents sont emballés individuellement dans des sachets en PE scellés et faciles à ouvrir, et sont sans latex, sans plomb et sans DEHP. Des sangles supplémentaires sont disponibles, si nécessaire.

USAGE UNIQUE

- Disponibles sans rétention dentaire

RÉUTILISABLE

- Conçus pour un usage répété et résistant aux cycles de stérilisation chimique et à la vapeur couramment pratiqués (134 °C / 275 °F).
- Disponibles avec ou sans sangle ajustable

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	TYPE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
B1	Usage unique Enfants	16 mm / 48FR, sangle incluse	100 / boîte
B1-25	Usage unique Enfants	16 mm / 48FR, sangle incluse	25 / boîte
B1-N	Usage unique Enfants	16 mm / 48FR, sans sangle	100 / boîte
B3	Usage unique	20 mm / 60FR, sangle incluse	100 / boîte
B3-N	Usage unique	20 mm / 60FR, sans sangle	100 / boîte
B3-SA	Usage unique	20 mm / 60FR, avec une sangle <u>attachée sur un côté</u>	100 / boîte
B3-NDR	Usage unique	20 mm / 60FR, sans bord de rétention dentaire	100 / boîte
B3-NDR-N	Usage unique	Same as B3-N, sans bord de rétention dentaire, sans sangle.	100 / boîte
B4	Usage unique	19 mm / 60FR	100 / boîte
B4T	Usage unique	19 mm / 60FR, sangle incluse	100 / boîte
B4T-N	Usage unique	19 mm / 60FR, sans sangle	100 / boîte
B6	Réutilisable	19 mm / 60FR	100 / boîte
B6T	Réutilisable	19 mm / 60FR, sangle incluse	100 / boîte
B6T-N	Réutilisable	19 mm / 60FR, sans sangle	100 / boîte
B6-25	Réutilisable	19 mm / 60FR	25 / boîte
B6T-25	Réutilisable	19 mm / 60FR, sangle incluse	25 / boîte
B6T-N-25	Réutilisable	19 mm / 60FR, sans sangle	25 / boîte
BS	Usage unique	Sangles de cale-dents 21,7" x 0,79" / 55 cm x 2 cm	100 / boîte



BS



B1



B3



B4



B6

BATRIK

PROTECTEURS DE VALVES COUVRETTE^{MC}

Nos protecteurs de valves Couvrette^{MC} éliminent le besoin de nettoyage et de retraitement manuel des valves réutilisables. Nos protecteurs de valves à usage unique réduisent efficacement la contamination croisée entre les patients et réduisent également les fuites de liquide des pièces pendant les procédures.

- S'adaptent facilement et solidement à toutes les valves
- Réduisent le risque d'erreurs
- Usage unique
- Non stérile
- Sans latex

C O N S E I L : LES PROTECTEURS
DE VALVES RÉUTILISABLES SONT
NOTOIREMENT DIFFICILES

À NETTOYER. GAGNEZ DU TEMPS
ET RÉDUISEZ LES RISQUES GRÂCE
À COUVRETTE^{MC}



BIENTÔT DISPONIBLE !



SÉLECTION DE PRODUITS


N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	EMBALLAGE	
16-0002	Protecteur de valve à biopsie - Olympus ^{MD}	Bleu	100 / boîte	
16-0004	Protecteur de valve à biopsie - Pentax ^{MD}	Rouge	100 / boîte	
16-0022	Protecteur de valve à biopsie - Olympus ^{MD} et Fujinon ^{MD}	Bleu	100 / boîte	BIENTÔT DISPONIBLE !
16-0044	Protecteur de valve à biopsie - Pentax ^{MD}	Rose	100 / boîte	BIENTÔT DISPONIBLE !

REMARQUE : Contactez-nous pour vérifier la compatibilité avec votre champ d'application

BATRIK BROSSES DE CANAL DAYBRUSH^{MC} RÉUTILISABLES

Nos brosses de canal DayBrush^{MC} réutilisables peuvent être utilisées pour nettoyer les endoscopes pendant une journée entière. En fait, il a été prouvé qu'elles permettent de nettoyer efficacement jusqu'à 10 endoscopes avant de devoir les mettre au rebut*.

- L'embout souple assure une manipulation facile dans le canal sans risque de dommage
- L'extrémité arrière est scellée et adoucie pour éviter que le fluide ne soit emprisonné dans le tube. Le processus d'adoucissement permet également d'éviter les dommages si la brosse de nettoyage est utilisée à l'envers.
- Peuvent être stérilisées à la vapeur.
- Le volume des poils est de 20 mm de long, soit près du double de la plupart des brosses du marché. Une grande brosse permet un meilleur contact avec la surface pendant le processus de nettoyage.
- Économies importantes par utilisation par rapport aux autres brosses de nettoyage de canal réutilisables ou jetables.



(*) À jeter après le nettoyage de 10 endoscopes ou plus tôt si une dégradation de la brosse est constatée. Après dix applications, la brosse peut avoir l'apparence de pouvoir continuer à nettoyer efficacement, mais nous déconseillons une utilisation prolongée en raison du risque de contamination croisée. Le nombre réel d'utilisations variera en fonction de la manipulation et du traitement

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINE (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
30-18050-T	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Simple
30-23050-T	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Simple
30-23050-2T	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

LES COMPLÉMENTS FACULTATIFS DU KIT

AJOUTER LE SUFFIXE :

« F » pour recevoir un ensemble avec notre éponge plate. Applicable sur certains modèles seulement, appelez-nous pour plus de détails. (Boîte de 40)

« K » pour recevoir un ensemble avec la brosse de nettoyage à usage unique pour valve/contrôle 5/11 à double extrémité (article n° 27-57787). Applicable sur tous les modèles. (Boîte de 50)


« FK » pour recevoir à la fois l'éponge et les brosses de nettoyage de la valve. (Boîte de 40)

WWW.BATRIK.COM

BATRIK BROSSES DE CANAL ARC^{MC} USAGE UNIQUE

BATRIK propose l'une des plus grandes sélections de brosses de nettoyage de canal d'endoscopie de l'industrie. Nos brosses sont disponibles dans une variété de longueurs, de matériaux et de styles pour s'adapter à la plus large gamme de dispositifs endoscopiques utilisés dans le secteur des soins de santé aujourd'hui.

Quelles que soient vos exigences, vous pourrez trouver la brosse qui convient à vos besoins spécifiques. Si vous ne trouvez pas la brosse dont vous avez besoin, il vous suffit de nous appeler. Nous avons plus de 50 brosses différentes disponibles et pouvons les fabriquer sur-mesure selon vos spécifications précises.



LES COMPLÉMENTS FACULTATIFS DU KIT

AJOUTER LE SUFFIXE :


« F » pour recevoir un ensemble avec notre éponge plate. Applicable sur certains modèles seulement, appelez-nous pour plus de détails. (Boîte de 40)

« K » pour recevoir un ensemble avec la brosse de nettoyage à usage unique pour valve/contrôle 5/11 à double extrémité (article n° 27-57787).

Applicable sur tous les modèles. (Boîte de 50)

« FK » pour recevoir à la fois l'éponge et les brosses de nettoyage de la valve. (Boîte de 40)

SÉRIES 333 ET 311



SÉLECTION DE PRODUITS

BROSSES CYLINDRIQUES 5 MM - GAINÉ Ø 1,85 MM - POLYPROPYLENE ROSE VIF

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
311-23050	90" / 230 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
311-23050-2	90" / 230 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Double
311-18050	70" / 180 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
311-10050	39" / 100 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte

BROSSES CONIQUES 5/6 MM - GAINÉ Ø 1,85 MM - POLYPROPYLENE ROSE VIF

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
333-23056	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
333-23056-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,073" / 1,85 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

SÉRIES 300 ET 322



SÉLECTION DE PRODUITS

BROSSES CYLINDRIQUES 5 MM - GAINÉ Ø 1,75 MM - DELRIN GRIS MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
300-18050	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
300-23050	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
300-23050-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Double


EMBALLAGE : 50 / boîte

BROSSES CONIQUES 5/6 MM - GAINÉ Ø 1,75 MM - DELRIN GRIS MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
322-23056	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
322-23056-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,070" / 1,75 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

SÉRIES 344




SÉLECTION DE PRODUITS

BROSSES CYLINDRIQUES 3 MM - GAINÉ Ø 1,55 MM - DELRIN VIOLET MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
344-23030	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple
344-18030	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple
344-10030	39" / 100 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte

SÉRIES 35



SÉLECTION DE PRODUITS

BROSSES CYLINDRIQUES 2,5 MM - GAINÉ Ø 1,00 MM - DELRIN JAUNE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
35-23025	90" / 230 cm	0,59" / 15 mm	0,098" / 2,5 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
35-12025	47,2" / 120 cm	0,59" / 15 mm	0,098" / 2,5 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte

BROSSES CYLINDRIQUES 2 MM - GAINÉ Ø 1,00 MM - DELRIN JAUNE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
35-23020	90" / 230 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
35-12020	47,2" / 120 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
35-18020	70,8" / 180 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte

BATRIK BROSSES POUR VALVE/CONTRÔLE


27-05197



27-57787



40-18511



36-10010



27-15311




SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE 1	LONGUEUR DE LA BROSSE 2	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)
27-05197	Double trompette 5/7 Couleur blanche	5,00"/13 cm	0,20"/5 mm	1,00"/25 mm	0,20"/5 mm	0,28"/7 mm
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 27-05197-50						
27-57787	Double universelle 5/11 Couleur jaune	6,00"/15 cm	1,18"/30 mm	0,79"/20 mm	0,43"/11 mm	0,20"/5 mm
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 27-57787-50						
40-18511	Double universelle 5/11 Extra longue couleur bleue	8,07"/20,5 cm	1,57"/40 mm	0,79"/20 mm	0,43"/11 mm	0,20"/5 mm
EMBALLAGE : sac de 3 (réutilisable et pouvant être stérilisé à la vapeur). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser article # 40-18511-50						
36-10010	Une seule grande extrémité Couleur rouge	4,3"/11 cm	1,57"/40 mm	S. o.	0,39"/10 mm	S. o.
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 36-10010-50						
27-15311	Une seule grande extrémité Couleur bleue	4"/10,3 cm	1,57"/40 mm	S. o.	0,39"/10 mm	S. o.
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 27-15311-50						

BATRIK

BROSSES DE NETTOYAGE EXTERNE V-BRUSHES

Nos brosses de nettoyage externe pour endoscopes/instruments optiques offrent d'excellentes capacités de nettoyage. Avec leurs poils en forme de U uniques et leur conception innovante, nos brosses sont l'outil ultime pour nettoyer l'extérieur de vos instruments endoscopiques. Dépourvues d'extrémités pointues ou métalliques pouvant rayer ou endommager des équipements de valeur, les modèles à usage unique et réutilisables ne contiennent pas de latex et sont dotés de poignées ergonomiques.



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA BROSSE/(Ø)	LONGUEUR DE LA POIGNÉE (Ø)	LONGUEUR TOTALE	EMBALLAGE
36-20005	Brosse de nettoyage externe à usage unique	70 mm / 25 mm	80 mm / 3 mm	150 mm	50 / boîte
36-20010	Brosse de nettoyage externe réutilisable	90 mm / 25 mm	120 mm / 12 mm	210 mm	3 / sachet

BATRIK

TAG-IT^{MC}

Batrik Tag-It^{MC} est notre nouvelle gamme d'étiquettes d'information développées pour aider les professionnels médicaux à identifier et documenter une large gamme d'instructions. Si vous avez besoin d'identifier des instruments, des plateaux ou des chariots, avant ou après la stérilisation, Tag-It^{MC} peut vous aider. Ces étiquettes durables et résistantes à la déchirure sont parfaites pour indiquer des instructions de gestion spéciales.

POURQUOI VOUS LES AIMEREZ

- Le papier, les attaches et l'encre antisalissure sont conçus pour résister à des températures élevées allant jusqu'à 273,2°F (134°C) et sont compatibles avec la stérilisation au plasma gazeux (Système de stérilisation STERRAD®100 NX).
- Le papier synthétique est durable, ne se fripe pas et n'absorbe pas d'eau. Il est fabriqué en plastique recyclable, assurant un développement durable.
- Robustes et faciles à utiliser, les attaches autobloquantes sont conçues pour s'attacher en toute sécurité à une large gamme de plateaux, d'instruments et d'autres dispositifs médicaux.
- Disponible en plus de 8 langues.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Marqueur permanent de haute qualité.
- Étiquettes écologiques et indéchirable.
- Grandes quantités: Chaque paquet de Tag-It^{MC} comprend 100 étiquettes polyvalentes, permettant aux professionnels médicaux d'identifier rapidement les instruments qui nécessitent une attention particulière.
- Disponible en plusieurs langues.

SÉLECTION DE PRODUITS :

ARTICLE #	COULEUR	DESCRIPTION	TAILLE	FORMAT
TI-3502	Bleu	FOURNISSEUR	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3503	Vert	PRÊT	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3504	Rouge	PRIORITÉ	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3505	Jaune	RE-PASSER	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3506	Rose	MANQUANT	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3507	Orange	BRISÉ	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3509	Noir	VIDE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35B1	Blanc	VIDE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35B4	Rouge	BRISÉ NE PAS UTILISER	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35C22	Bleu clair	FOURNISSEUR ENREGISTREMENT + SORTIE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35L3	Vert	PRÊT ENREGISTREMENT + SORTIE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35T2	Bleu	RETOUR RAPIDE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-PM09	Noir	MARQUEURS PERMANENTS FINS	1.5" Ø x 5.5" / 3.81cm Ø x 12.7 cm	36 / sac



Toutes les étiquettes disponibles avec des points indicateurs. Fournit une confirmation visuelle que l'étiquette a été traitée



Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes, 100 attaches autobloquantes, et 1 marqueur permanent.

POINTS INDICATEURS DE TRAITEMENT : Ajoutez le suffixe "ST" à la fin du code pour les points de vapeur.

POINTS INDICATEURS DE TRAITEMENT : Ajoutez le suffixe "PL" à la fin du code pour les points de plasma.

SÉLECTION DE PRODUITS :

FOURNISSEUR / BLEU

ARTICLE #	TAILLE
TI-3502	3" x 5" (8 cm x 13cm)



VIDE / BLANC

ARTICLE #	TAILLE
TI-35B1	3" x 5" (8 cm x 13cm)



PRÊT/ VERT

ARTICLE #	TAILLE
TI-3503	3" x 5" (8 cm x 13cm)



BRISÉ NE PAS UTILISER / ROUGE

ARTICLE #	TAILLE
TI-35B4	3" x 5" (8 cm x 13cm)



PRIORITÉ/ ROUGE

ARTICLE #	TAILLE
TI-3504	3" x 5" (8 cm x 13cm)



FOURNISSEUR ENREGIS- TREMENT + SORTIE / BLEU

ARTICLE #	TAILLE
TI-35C22	5" x 3" (13 cm x 8 cm)



RE-PASSER / JAUNE

ARTICLE #	TAILLE
TI-3505	3" x 5" (8 cm x 13cm)



MANQUANT / ROSE

ARTICLE #	TAILLE
TI-3506	3" x 5" (8 cm x 13cm)



PRÊT ENREGISTREMENT + SORTIE/ VERT

ARTICLE #	TAILLE
TI-35L3	5" x 3" (13 cm x 8 cm)




BRISÉ / ORANGE

ARTICLE #	TAILLE
TI-3507	3" x 5" (8 cm x 13cm)



VIDE / NOIR

ARTICLE #	TAILLE
TI-3509	3" x 5" (8 cm x 13cm)



RETOUR RAPIDE / BLEU

ARTICLE #	TAILLE
TI-35T2	3" x 5" (8 cm x 13cm)



Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes, 100 attaches autobloquantes, et 1 marqueur permanent.

NOUVEAU!

BATRIK

TAG-IT^{MC} | SCOPE

Les étiquettes Batrik Scope sont résistantes à la déchirure, ce sont des étiquettes recto-verso qui se révéleront indispensables tout au long du processus de retraitement. Nos étiquettes facilitent l'enregistrement d'informations importantes, y compris les dates de retraitement, grâce à une fonction conviviale qui vous permet de sélectionner le mois, le jour et la date. Fabriquées en papier synthétique imperméable, ces étiquettes présentent une conception auto-bouclante, ce qui les rend faciles à attacher au scope sans nécessiter de matériaux supplémentaires. Rehaussez vos protocoles de retraitement avec Batrik !

SÉLECTION DE DATE

- Le papier, les attaches et l'encre antisalissure sont conçus pour résister à des températures élevées allant jusqu'à 273,2°F (134°C) et sont compatibles avec la stérilisation au plasma gazeux (Système de stérilisation STERRAD®100 NX).
- Les étiquettes comprennent le mois, le jour et la sélection de date, ce qui permet de marquer la date de retraitement avec précision



CLASSÉS PAR COULEUR

- Disponibles en sept couleurs différentes
- Les étiquettes simplifient le processus de codage couleur

FONCTION AUTO-BOUCLANTE

- La conception avec fonction auto-bouclante permet une fixation sécurisée et élimine le besoin de matériaux supplémentaires

À USAGE UNIQUE ET SANS LATEX

- Les étiquettes Scope sont spécialement conçues pour être utilisées une seule fois et sont fabriquées sans latex
- Réduit le risque de contamination croisée

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	COULEURS	DIMENSIONS	EMBALLAGE
TI-ST05	Jaune	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-ST02	Bleu	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-ST03	Vert	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-ST07	Orange	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-ST06	Mauve	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-ST04	Rouge	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-ST01	Blanc	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT

Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes et 1 marqueur permanent.



NOUVEAU!
BATRIK

TAG-IT^{MC} | RETRAITEMENT SCOPE

Les étiquettes Retraitement Scope sont durables et peuvent résister à la manipulation lors du retraitement sans se déchirer, garantissant ainsi que les informations restent intactes. Ces étiquettes sont essentielles pour enregistrer des informations importantes telles que la date de retraitement, le modèle et le numéro de série du scope, le type de stérilisateur, la conformité aux conditions des paramètres du stérilisateur, la purge à l'alcool et la date de suspension. Ces étiquettes ont été méticuleusement conçues pour améliorer l'efficacité opérationnelle et contribuer à offrir le plus haut standard de soins aux patients.




TI-RST

NOTER LES INFORMATIONS IMPORTANTES

- Facilitent la tâche du personnel pour indiquer quand l'endoscope a été retraité
- Fournit une référence visuelle pour la planification future du retraitement
- Les informations clés liées au scope, au technicien et au cycle sont facilement rapportées et identifiées

CONCEPTION INTELLIGENTE

- La conception avec fonction auto-bouclante permet une fixation sécurisée et élimine le besoin de matériaux supplémentaires
- Une flexibilité qui permet une adaptation à différentes zones de l'endoscope
- Inclus une section à code-barres



TI-MPB



*Convient pour une utilisation à diverses fins de marquage d'informations

SÉLECTION DE PRODUITS



N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
TI-RST	ÉTIQUETTE RETRAITEMENT SCOPE	3" x 10.5" / 8 cm x 27 cm	100 / PQT
TI-MPB	ÉTIQUETTE VIDE UNIVERSELLE	3" x 10.5" / 8 cm x 27 cm	100 / PQT

Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes et 1 marqueur permanent.


BATRIK TAPIS EN SILICONE À POINTES

Notre tapis en silicone à pointes permet de protéger et d'organiser les instruments chirurgicaux délicats en vue de leur stérilisation. Les picots surélevés assurent une meilleure ventilation et un meilleur séchage, ce qui réduit considérablement la collecte d'humidité résiduelle.

- Réutilisable
- Autoclavable
- Sans latex



CÔTÉ AVANT
Des pointes maintiennent les instruments en place en toute sécurité



CÔTÉ ARRIÈRE
De nombreux trous et des nœuds surélevés assurent une meilleure ventilation et réduisent la collecte d'eau

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
13-2001	13" x 18" (33 cm x 45,72 cm) 11,97 mm de haut de la base du tapis à l'extrémité de l'épingle 15,53 mm de haut, de la base du nœud surélevé à l'extrémité de l'épingle	1 unité
13-2005	13" x 18" (33 cm x 45,72 cm) 11,97 mm de haut de la base du tapis à l'extrémité de l'épingle 15,53 mm de haut, de la base du nœud surélevé à l'extrémité de l'épingle	5 unités

BON À SAVOIR:
DES TAILLES
PERSONNALISÉES
SONT DISPONIBLES
SUR DEMANDE

BATRIK CORNER POCKETS^{MC}


Avec trois modèles au choix, notre portefeuille Corner Pockets^{MC} constitue une gamme vraiment complète de produits conçus pour prévenir les déchirures associées aux coins ou pieds aigus des plateaux chirurgicaux.



COULEUR	BLEU	ORANGE	ROSE
USAGE	USAGE UNIQUE	RÉUTILISABLE <i>résiste à des stérilisations répétées jusqu'à 134 °C</i>	RÉUTILISABLE <i>résiste à des stérilisations répétées jusqu'à 134 °C</i>
DIMENSIONS	2,8" x 4" (7,3 cm x 10,3 cm)	2,8" x 4" (7,3 cm x 10,3 cm)	3,4" x 4,7" (8,5 cm x 12 cm)
SANS LATEX	✓	✓	✓
PAS DE RÉTENTION D'HUMIDITÉ	✓	✓	✓
FABRICATION	Plastique souple de type silicone	Plastique souple de type silicone	Notre plastique le plus flexible pour un placement plus facile et une protection des plus sûres

SOFT POCKETS^{MC}

Nos coins protecteurs en mousse Soft Pockets^{MC} sont fabriqués en mousse haute densité pour amortir et protéger efficacement les coins des plateaux chirurgicaux afin d'éviter les déchirures. Ils sont particulièrement utiles pour les ensembles d'instruments plus lourds.



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
18-CP02*	Corner Pockets ^{MC} <i>Usage unique, bleu</i>	240 / sac
18-EVAL2*	Corner Pockets ^{MC} <i>Usage unique, bleu</i>	24 / sac
18-CP07	Corner Pockets ^{MC} <i>Réutilisable, orange</i>	80 / sac
18-CORNER	Corner Pockets ^{MC} <i>Réutilisable, orange</i>	320 / boîte (4 sacs de 80 unités)
18-EVAL7	Corner Pockets ^{MC} <i>Réutilisable, orange</i>	24 / sac
18-CP06	Corner Pockets ^{MC} <i>Réutilisable, rose</i>	80 / sac
18-CPF-02	Soft Pockets ^{MC} <i>Protecteurs de coins en mousse à usage unique</i>	80 / boîte (24 boîtes / palette)

* Bien que le modèle de Corner Pockets^{MC} à usage unique semble similaire au modèle réutilisable, il est mélangé différemment et n'a été validé qu'en tant que produit à usage unique. Sa réutilisation peut compromettre la stérilité.

BATRIK

LILA'S Détachant pour instruments chirurgicaux

Lila contient un mélange de bases de poudres naturelles qui permet d'éliminer les taches difficiles.

Grâce à sa formule facile et pratique, vous pouvez obtenir des résultats impeccables à chaque fois !

Ce produit peut être utilisé sur les instruments chirurgicaux/dentaires, les autoclaves, les nettoyeurs à ultrasons, des surfaces, des plateaux et des bols en acier inoxydable, etc.

Spécialement conçu pour l'acier inoxydable, le chrome, le nickel, le laiton, le cuivre et l'argent.




L'UTILISATION EST AUSSI SIMPLE QUE 1-2-3 :

1. Humidifiez un chiffon ou prenez une serviette Dura-Towel de Lila's et tamponnez dans le pot.
2. Frottez doucement la zone tachée.
3. Rincer complètement pour une apparence brillante et impeccable.²

Une petite quantité de produit peut faire une grande différence !

Même les taches difficiles sur les casseroles et poêles en acier dans la cuisine sont faciles à éliminer avec ce produit.

Si vous avez utilisé Spectra-Scrub ou le détachant pour instruments d'Integra, vous allez adorer Lila's !



60-46003

LSR-8501



17-DT1213C

TAMPON À RÉCURER DE LILA'S

- Dites au revoir aux taches difficiles avec le tampon à récurer de Lila sans laisser de résidus métalliques.
- Il suffit d'ajouter une petite quantité de détachant Lila's Stain Remover avec l'un de nos tampons à récurer pour les très grandes surfaces.
- Ce produit, aussi doux qu'efficace, est le choix idéal pour les instruments d'ophtalmologie.¹

DURA-TOWEL À FIBRES LÉGÈRES DE LILA'S

- Les serviettes Dura-Towel de Lila ont une résistance durable et avec une composition presque non pelucheuse.
- Ses dimensions idéales et ses caractéristiques uniques garantissent des performances optimales, ce qui le distingue des serviettes en papier ordinaires.

SÉLECTION DE PRODUITS


ARTICLE #	DESCRIPTION	TAILLE	FORMAT
LSR-8501	LE DÉTACHANT POUR INSTRUMENTS DE LILA'S Pot en plastique de 85 g (3 oz) avec un couvercle pratique à visser	Ø 2.8" / 70 mm	1 Pot / Sac
LSR-8512	LE DÉTACHANT POUR INSTRUMENTS DE LILA'S Pot en plastique de 85 g (3 oz) avec un couvercle pratique à visser	Ø 2.8" / 70 mm	12 Pots / Boîte
17-DT1213C	LE DÉTACHANT POUR INSTRUMENTS DE LILA'S 1080 serviettes	12" x 13" / 31 cm x 33 cm Plié: 3" x 3.25" / 7.5 cm x 8.25 cm	90 / Sacs 12 Sacs / Boîte
60-46003	DURA-TOWEL À FIBRES LÉGÈRES DE LILA'S	4" x 6" / 10 cm x 15 cm	3 / Sacs
LSR-BUNDLE	LE DÉTACHANT DE LILA'S + DURA-TOWEL À FIBRES LÉGÈRES DE LILA'S Pot en plastique de 85 g (3 oz) + 90 serviettes	Ø 2.8" / 70 mm 12" x 13" / 31 cm x 33 cm	1 Pot / Sac 90 / Sacs

1: Bien que Lila's soit totalement fiable, il n'est pas recommandé de l'utiliser sur les instruments ophtalmiques. Utiliser seul le tampon à récurer Lila's.
2: Le détachant ne doit pas être mélangé à l'eau de Javel et est conçu à une utilisation externe uniquement, pour éliminer les taches sur les instruments.

BATRIK PROTECTEURS D'INSTRUMENTS

Nos protecteurs d'instruments protègent les extrémités et les bords des instruments pour éviter les dommages lors de la manipulation et de la stérilisation. Ils sont disponibles dans un large éventail de tailles à code couleur pour presque toutes les applications, y compris les ostéotomes, les rétracteurs, les doubles et les perforations.

- Perméables à la vapeur et au gaz
- Les protecteurs perforés réduisent le vide et l'accumulation d'humidité
- Validés pour la stérilisation sous vide*
- Plusieurs tailles à code de couleur
- Sans latex
- Non stériles



*Testé par un laboratoire indépendant pour valider l'efficacité de la stérilisation à la vapeur sous vide dans un établissement de santé


SÉLECTION DE PRODUITS

	N° D'ARTICLE RÉGULIER	N° D'ARTICLE PERFORÉ	COULEUR	DIMENSIONS
RÉGULIER ET PERFORÉ/CLAIR				
	RC-01	PC-01	Clair	0,062" x 0,75" (1,57 mm x 19 mm)
	RC-02	PC-02	Clair	0,075" x 0,75" (2 mm x 19 mm)
	RC-03	PC-03	Clair	0,109" x 0,75" (2,77 mm x 19 mm)
	RC-04	PC-04	Clair	0,125" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm)
	RC-05	PC-05	Clair	0,187" x 1" (4,75 mm x 25,4 mm)
	RC-06	PC-06	Clair	0,406" x 0,75" (10,3 mm x 19 mm)
	RC-07	PC-07	Clair	0,062" x 0,375" x 1" (1,57 mm x 9,53 mm x 25,4 mm)
	RC-08	PC-08	Clair	0,078" x 0,625" x 1" (2 mm x 15,875 mm x 25,4 mm)
	RC-09	PC-09	Clair	0,125" x 1" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm x 25,4 mm)
	RC-10	PC-10	Clair	Assortis
	EMBALLAGE : sac de 100			
RÉGULIER ET PERFORÉ/TEINTÉ				
	RT-01	PT-01	Blanc teinté	0,062" x 0,75" (1,57 mm x 19 mm)
	RT-02	PT-02	Bleu teinté	0,075" x 0,75" (2 mm x 19 mm)
	RT-03	PT-03	Vert teinté	0,109" x 0,75" (2,77 mm x 19 mm)
	RT-04	PT-04	Rouge teinté	0,125" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm)
	RT-05	PT-05	Jaune teinté	0,187" x 1" (4,75 mm x 25,4 mm)
	RT-06	PT-06	Marron teinté	0,406" x 0,75" (10,3 mm x 19 mm)
	RT-07	PT-07	Orange teinté	0,062" x 0,375" x 1" (1,57 mm x 9,53 mm x 25,4 mm)
	RT-08	PT-08	Brun teinté	0,078" x 0,625" x 1" (2 mm x 15,875 mm x 25,4 mm)
	RT-09	PT-09	Noir teinté	0,125" x 1" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm x 25,4 mm)
	RT-10	PT-10	Teinté assorti	Assortis
	EMBALLAGE : sac de 100			
RÉGULIER ET PERFORÉ/SOLIDE				
	RS-01	PS-01	Blanc solide	0,062" x 0,75" (1,57 mm x 19 mm)
	RS-02	PS-02	Bleu solide	0,075" x 0,75" (2 mm x 19 mm)
	RS-03	PS-03	Bleu solide	0,109" x 0,75" (2,77 mm x 19 mm)
	RS-04	PS-04	Rouge solide	0,125" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm)
	RS-05	PS-05	Jaune solide	0,187" x 1" (4,75 mm x 25,4 mm)
	RS-06	PS-06	Marron solide	0,406" x 0,75" (10,3 mm x 19 mm)
	RS-07	PS-07	Orange solide	0,062" x 0,375" x 1" (1,57 mm x 9,53 mm x 25,4 mm)
	RS-08	PS-08	Brun solide	0,078" x 0,625" x 1" (2 mm x 15,875 mm x 25,4 mm)
	RS-09	PS-09	Noir solide	0,125" x 1" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm x 25,4 mm)
	RS-10	PS-10	Solide assorti	Assortis
	EMBALLAGE : sac de 100			

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS
OP-11	0,25" x 0,75" (6,35 mm x 19,05 mm)
OP-12	0,375" x 1" (9,53 mm x 25,4 mm)
OP-13	0,5" x 1" (12,7 mm x 25,4 mm)
OP-14	0,75" x 1" (19,05 mm x 25,4 mm)
OP-15	1" x 1" (25,4 mm x 25,4 mm)
OP-16	1,25" x 1,25" (31,75 mm x 31,75 mm)
OP-17	1,5" x 1,5" (38,1 mm x 38,1 mm)
OP-18	1,75" x 1,25" (44,45 mm x 31,75 mm)
OP-20	Assortis

EMBALLAGE : sac de 50

PROTECTEURS D'OSTÉOTOME



N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
RGS-01	1,5" (38 mm)	55 / sac
RGS-02	2" (51 mm)	45 / sac
RGS-03	3" (76,2 mm)	40 / sac

PROTECTEURS DE RÉTRACTEURS À POINTE UNIQUE



N° D'ARTICLE	COULEUR	TAILLE
RGM-01	Rose	Petit
RGM-02	Clair	Petit
RGM-03	Vert	Moyen
RGM-04	Clair	Moyen

EMBALLAGE : sac de 50


PROTECTEURS DE RÉTRACTEURS WEITLANER



N° D'ARTICLE	COULEUR	DIMENSIONS
DG-01	Clair	0,0625" x 0,75" (1,59 mm x 19,05 mm)
DG-02	Bleu	0,078" x 0,75" (1,98 mm x 19,05 mm)
DG-03	Vert	0,109" x 0,75" (2,78 mm x 19,05 mm)
DG-04	Rouge	0,125" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm)
DG-05	Jaune	0,187" x 1" (4,76 mm x 25,4 mm)
DG-07	Orange	0,062" x 0,375" x 1" (1,59 mm x 9,53 mm x 25,4 mm)
DG-10	Assortis	Assortis

EMBALLAGE : sac de 50

PROTECTEURS DOUBLES PERFORÉS



BATRIK

LUBRIFIANT D'INSTRUMENTS

PrAmLi Power³ LUBE^{MC}

Spécialement formulé pour lubrifier les instruments chirurgicaux, les charnières, les serrures de boîtes et l'équipement général pendant l'autoclavage. PrAmLi Power³ LUBE^{MC} est formulé de manière unique avec un inhibiteur de corrosion entièrement naturel.

- Il forme un revêtement protecteur qui peut prolonger la durée de vie utile de l'instrument
- Bactériostatique
- pH neutre 6,5 - 7,5
- Préviend la corrosion

CONSEIL:
POUR UNE SOLUTION
DE BAIN DE LAIT,
DILUER 1 PARTIE DE
SOLUTION DANS
6 PARTIES D'EAU

Formulé avec
PrAmLi Power³ Enzymes^{MC}




SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DILUTION LUBRIFIANT/EAU	EMBALLAGE
SS-21-6001	1 à 4 ml / L (0,125 à 0,5 oz / gallon)	1 x 3,8 L (1 gallon)
SS-21-6004	1 à 4 ml / L (0,125 à 0,5 oz / gallon)	4 x 3,8 L (4 gallons)
SS-21-6025	1 à 4 ml / L (0,125 à 0,5 oz / gallon)	2 x 9,5 L (2 x 2,5 gallons)
SS-21-6032	Aucune dilution requise	1 x 946 ml (32 oz) Flacon pulvérisateur
SS-21-6012	Aucune dilution requise	12 X 946 ml (32 oz) Flacons pulvérisateurs

BATRIK S.T.I.C.S.

Notre système S.T.I.C.S. (Simple Tracking Identification Color System) est un outil facile à utiliser, sans latex, qui vous permet d'identifier rapidement vos instruments par département et par procédure. Le ruban adhésif adhère solidement et chaque feuille de ruban adhésif est livrée avec une housse de protection pour garantir sa durée de vie.



Chaque feuille de 8,5" x 11" (216 mm x 279 mm) contient les bandes adhésives suivantes :

- 1" (25,4 mm) x 220
- 1.5" (38,1 mm) x 44
- 2" (50,8 mm) x 44
- Total du ruban adhésif par feuille 374" (9500 mm)

SÉLECTION DE PRODUITS


COULEURS UNIES		BANDES NOIRES		BANDES BLANCHES	
N° D'ARTICLE	COULEUR	N° D'ARTICLE	COULEUR	N° D'ARTICLE	COULEUR
T-850-2-01	Blanc	T-850-3-01	Noir/bleu royal	T-850-4-02	Blanc/bleu royal
T-850-2-02	Bleu royal	T-850-3-03	Noir/vert pomme	T-850-4-03	Blanc/vert pomme
T-850-2-03	Vert pomme	T-850-3-04	Noir/rouge	T-850-4-04	Blanc/rouge
T-850-2-04	Rouge	T-850-3-05	Noir/jaune	T-850-4-05	Blanc/jaune
T-850-2-05	Jaune	T-850-3-07	Noir/orange	T-850-4-07	Blanc/orange
T-850-2-06	Violet	T-850-3-10	Noir/gris	T-850-4-08	Blanc/marron
T-850-2-07	Orange	T-850-3-11	Noir/lavande	T-850-4-11	Blanc/lavande
T-850-2-08	Marron	T-850-3-12	Noir/beige	T-850-4-13	Blanc/bleu ciel
T-850-2-09	Noir	T-850-3-13	Noir/bleu ciel	T-850-4-14	Blanc/vert citron
T-850-2-10	Gris	T-850-3-14	Noir/vert citron	T-850-4-15	Blanc/rose
T-850-2-11	Lavande	T-850-3-15	Blanc/rose	T-850-4-17	Blanc/prune
T-850-2-12	Beige	T-850-3-17	Blanc/prune		
T-850-2-13	Bleu ciel				
T-850-2-14	Vert citron				
T-850-2-15	Rose				
T-850-2-17	Prune				
T-850-2-18	Vert menthe				
		TRICOLEURE		QUATRE COULEURS	
		N° D'ARTICLE	COULEUR	N° D'ARTICLE	COULEUR
		T-850-5-51	Rouge/blanc/bleu	T-850-2-31	Rouge/jaune/violet/orange
		T-850-5-54	Rouge/noir/vert	T-850-2-32	Bleu/blanc/noir/vert
		SPÉCIALITÉ			
		N° D'ARTICLE	COULEUR		
		T-850-7-04	Jaune/rouge		

BATRIK RUBAN D'IDENTIFICATION



Solution simple pour marquer les instruments chirurgicaux à l'aide d'un code couleur, notre ruban d'identification est durable et ne s'écaille pas. Il peut être utilisé dans des autoclaves, résistant à une exposition répétée à la stérilisation. Des tests de validation indépendants ont démontré l'efficacité de la stérilisation des instruments marqués, même sous le ruban d'identification BATRIK.

LARGEURS DISPONIBLES



Identifie rapidement les instruments par service ou par procédure



Facile à poser



Résiste à une exposition répétée à la stérilisation



En contient plus par rouleau de bande (300" / 7620 mm)



Disponible en 9 couleurs et 2 largeurs



Emballage pratique dans une boîte transparente



Non-stérile

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE 0,125" / 318 MM	N° D'ARTICLE 0,25" / 635 MM	COULEUR
T-125-01	T-250-01	Blanc
T-125-02	T-250-02	Bleu
T-125-03	T-250-03	Vert
T-125-04	T-250-04	Rouge
T-125-05	T-250-05	Jaune
T-125-06	T-250-06	Violet
T-125-07	T-250-07	Orange
T-125-08	T-250-08	Marron
T-125-09	T-250-09	Noir

BATRIK

SOLVANT DE RUBAN ADHÉSIF TAPE-B-GONE^{MC}

Tape-B-Gone^{MC} est une formule exclusive unique et prête à l'emploi qui enlève facilement les adhésifs des équipements et instruments médicaux. Contrairement à de nombreuses autres marques, **Tape-B-Gone^{MC}** ne contient pas de produits chimiques très dangereux ou caustiques, est non inflammable ou combustible, et son utilisation est sécuritaire sur du métal, du verre, du plastique et du caoutchouc sans équipement spécial ni ventilation.



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
T-08RMV	Bouteille de 8 oz (237 ml)	1 unité
T-32RMV	Bouteille de 8 oz (237 ml)	4 / boîte
T-SAMP-RMV	Bouteille de 0,5 oz (15 ml)	1 unité

BATRIK

CADENAS DE SÉCURITÉ

Nos cadenas de sécurité pour les conteneurs d'instruments et les applications hospitalières générales sont spécialement conçus pour le marché des soins de santé. Notre sélection de matériaux, notre processus de fabrication et notre ingénierie garantissent une qualité constante et une conformité à haute température avec les différentes températures de stérilisation à la vapeur dans les applications hospitalières du monde entier.

Disponibles avec des points indicateurs à encre réactive en option qui fournissent une indication visuelle de la stérilité. Les points bleu clair deviennent marron/brun foncé lors de la stérilisation à la vapeur.

DISPONIBLE EN TROIS FORMATS

SÉRIE 700

SÉRIE 800

SÉRIE 900



En polypropylène



Sans latex ni DEHP



Ne fondra pas et ne ramollit pas avec un protocole de stérilisation à la vapeur établi



La conception entièrement ouverte (45°) facilite l'insertion dans les conteneurs d'instruments



Une conception facile à tordre



Grande base pour une manipulation plus facile



Disponible en différentes tailles



Couleurs personnalisées et OEM disponibles sur demande

CADENAS NUMÉROTÉS IMPRIMÉS ET PERSONNALISÉS

Disponible dans les séries 700, 800 et 900

SÉLECTION DE PRODUITS

COULEUR	MOT IMPRIMÉ
CADENAS IMPRIMÉS	
BLANC	CLEAN
BLEU	STERILE
ROUGE	REPAIR
JAUNE	SHARPEN
JAUNE	LOANER
NOIR	DISCARD
NUMÉROTATION PERSONNALISÉE	
TOUTES LES COULEURS	jusqu'à 8 numéros



NUMÉROTATION PERSONNALISÉE

Cadenas imprimés personnalisés (jusqu'à 8 caractères)



IMPRIMÉ

6 étiquettes imprimées différentes disponibles

REMARQUE : Les cadenas imprimés et numérotés personnalisés sont disponibles dans les séries 700, 800 et 900 et peuvent être commandés en quantités de 100, 200 et 500 unités. Veuillez nous contacter pour les détails de la commande.

POINTS INDICATEURS



RÉGULIER



CADENAS DE LA SÉRIE 700

Les cadenas de la série 700 sont parfaits pour les conteneurs « Aesculap » et ceux qui ont une ouverture courte et large.

SÉLECTION DE PRODUITS

CADENAS RÉGULIERS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-701	15-711	15-710
BLEU	15-702	15-712	15-720
VERT	15-703	15-713	15-730
ROUGE	15-704	15-714	15-740
JAUNE	15-705	15-715	15-750
ROSE	15-706	15-716	15-760
ORANGE	15-707	15-717	15-770
NOIR	15-709	15-719	15-790
BLEU CIEL	15-722	15-732	15-742

AVEC POINTS INDICATEURS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-701-IND	15-711-IND	15-710-IND
BLEU	15-702-IND	15-712-IND	15-720-IND
VERT	15-703-IND	15-713-IND	15-730-IND
ROUGE	15-704-IND	15-714-IND	15-740-IND
JAUNE	15-705-IND	15-715-IND	15-750-IND
ROSE	15-706-IND	15-716-IND	15-760-IND
ORANGE	15-707-IND	15-717-IND	15-770-IND
NOIR	15-709-IND	15-719-IND	15-790-IND
BLEU CIEL	15-722-IND	15-732-IND	15-742-IND

Des **crochets à double verrouillage** peuvent être insérés dans un grand trou de guidage



Les **rainures** du cadenas facilitent la manipulation



POINTS INDICATEURS



RÉGULIER



CADENAS DE LA SÉRIE 800

Les cadenas de la série 800 ont un bras plus long (32 mm) et ont un seul crochet plus fin que ceux de la série 700. Ils sont parfaits pour presque tous les types de conteneurs, même ceux qui ont des canaux longs et fins.

SÉLECTION DE PRODUITS

CADENAS RÉGULIERS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-801	15-811	15-810
BLEU	15-802	15-812	15-820
VERT	15-803	15-813	15-830
ROUGE	15-804	15-814	15-840
JAUNE	15-805	15-815	15-850
ROSE	15-806	15-816	15-860
ORANGE	15-807	15-817	15-870
NOIR	15-809	15-819	15-890
BLEU CIEL	15-822	15-832	15-842

AVEC POINTS INDICATEURS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-801-IND	15-811-IND	15-810-IND
BLEU	15-802-IND	15-812-IND	15-820-IND
VERT	15-803-IND	15-813-IND	15-830-IND
ROUGE	15-804-IND	15-814-IND	15-840-IND
JAUNE	15-805-IND	15-815-IND	15-850-IND
ROSE	15-806-IND	15-816-IND	15-860-IND
ORANGE	15-807-IND	15-817-IND	15-870-IND
NOIR	15-809-IND	15-819-IND	15-890-IND
BLEU CIEL	15-822-IND	15-832-IND	15-842-IND

Un seul crochet de verrouillage peut être inséré dans un grand trou de guidage




Le système de verrouillage permet une fermeture facile



POINTS INDICATEURS

RÉGULIER



CADENAS DE LA SÉRIE 900

Les cadenas de la série 900 sont identiques à ceux de la série 800, mais avec une base rectangulaire plus large qui permet de placer une étiquette de repérage de 20 mm x 30 mm.

SÉLECTION DE PRODUITS

CADENAS RÉGULIERS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
WHITE	15-901	15-911	15-910
BLUE	15-902	15-912	15-920
GREEN	15-903	15-913	15-930
RED	15-904	15-914	15-940
YELLOW	15-905	15-915	15-950
PINK	15-906	15-916	15-960
ORANGE	15-907	15-917	15-970
BLACK	15-909	15-919	15-990
LIGHT BLUE	15-922	15-932	15-942

AVEC POINTS INDICATEURS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-901-IND	15-911-IND	15-910-IND
BLEU	15-902-IND	15-912-IND	15-920-IND
VERT	15-903-IND	15-913-IND	15-930-IND
ROUGE	15-904-IND	15-914-IND	15-940-IND
JAUNE	15-905-IND	15-915-IND	15-950-IND
ROSE	15-906-IND	15-916-IND	15-960-IND
ORANGE	15-907-IND	15-917-IND	15-970-IND
NOIR	15-909-IND	15-919-IND	15-990-IND
BLEU CIEL	15-922-IND	15-932-IND	15-942-IND

Crochet de verrouillage unique pour les petits diamètres



Idéal pour **ajouter des étiquettes/indicateurs**, ou des marquages à la grande base rectangulaire



BATRIK ÉCRANS FACIAUX SAVEFACE^{MC}

Nos écrans faciaux (visières) Batrik SaveFace^{MC} sont légers et permettent une bonne vision périphérique tout en agissant comme une barrière physique contre les éclaboussures. Ils peuvent être utilisés pendant de longues périodes grâce à une conception axée sur le confort et à des matériaux de qualité supérieure.

Vous avez le choix entre les modèles non drapés et drapés :

- Nos modèles classiques **non drapés** ferment l'espace entre la visière et la cage thoracique lorsque la tête est inclinée vers l'avant pour une protection supplémentaire
- Nos modèles **drapés** offrent une couverture sur toute la longueur, du haut du sourcil jusqu'en dessous de la poitrine, couvrant la zone antérieure du cou, conformément aux recommandations des CDC



SERRE-TÊTE

- Moules et coussins frontaux en mousse auto-formants pour un ajustement confortable et sécurisé (selon les recommandations des CDC)
- Des ouvertures d'aération blindées maximisent le flux d'air pour un confort accru et empêchent la formation de buée

VISIÈRE

- Excellente clarté optique sans distorsion, avec une zone de visualisation plane qui réduit la distorsion et l'éblouissement
- Traitement antibuée pour une vision claire
- Les larges visières assurent une protection périphérique pour éviter que les éclaboussures ne pénètrent dans les yeux
- PET de haute qualité :
 - SF-100/SF-180 : d'une épaisseur de 7,5 mil (0,19 mm)
 - SF-240/SF-8240 : d'une épaisseur de 9,84 mil (0,25 mm)

TISSU

- Nos modèles de tissu en instance de brevet sont équipés d'un pare-éclaboussures intégré conforme à la norme ANSI/AAMI PB70 niveau 3 pour une protection accrue

COMPREND UN SYSTÈME DE FERMETURE POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CONTACT AVEC LES FLUIDES

BREVET EN INSTANCE

ASSEMBLÉ AU CANADA

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	LONGUEUR TOTALE	EMBALLAGE
SF-100	SAVEFACE ^{MC} sans tissu	Longueur de l'écran : 9" / 23 cm Largeur de l'écran : 13" / 33 cm	9" (23 cm)	100 / boîte
SF-180	SAVEFACE ^{MC} avec un tissu de protection conforme à la norme ANSI/AAMI PB70 niveau 3	Longueur de l'écran : 9" / 23 cm Largeur de l'écran : 13" / 33 cm Longueur du tissu : 6" / 15 cm	15" (38 cm)	100 / boîte
SF-240	BATRIK SAVEFACE ^{MC} sans tissu	Longueur de l'écran : 9" / 23 cm Largeur de l'écran : 13" / 33 cm	9" (23 cm)	240 / caisse (8 boîtes de 30 unités)
SF-8240	BATRIK SAVEFACE ^{MC} avec un tissu de protection conforme à la norme ANSI/AAMI PB70 niveau 3	Longueur de l'écran : 9" / 23 cm Largeur de l'écran : 13" / 33 cm Longueur du tissu : 6" / 15 cm	15" (38 cm)	240 / caisse (8 boîtes de 30 unités)

BATRIK

ÉCRAN FACIAL SHIELD^{MC}

Alternative économique à nos modèles SAVEFACE^{MC} haut de gamme, le Batrik Shield^{MC} offre une excellente protection contre les éclaboussures. C'est un accessoire de sécurité idéal pour tous les kits de lutte contre la pandémie.

- Le serre-tête en mousse autoformant se moule confortablement au front
- Les écrans peuvent être utilisés pendant des périodes plus longues grâce à leur confort et à l'amélioration des matériaux
- Des attaches en plastique souple font adhérer la bande élastique à l'écran pour un confort supplémentaire et une utilisation facile
- Sans latex



ASSEMBLÉ AU CANADA

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	LONGUEUR TOTALE	EMBALLAGE
SF-096	BATRIK Shield ^{MC} sans tissu	Longueur de l'écran : 9" / 23 cm*	9" (23 cm)*	96 / boîte
SF-896	BATRIK Shield ^{MC} avec un tissu de protection conforme à la norme ANSI/AAMI PB70 niveau 3	Longueur de l'écran : 9" / 23 cm* Longueur du tissu : 7" / 17,8 cm	15,9" / 40,3 cm*	96 / boîte

*Les tolérances des produits Shield : 8,9" - 9,5"/22,5cm - 23,2cm

BATRIK TAMPON À RÉCURER

Notre tampon à récurer est idéal pour prénettoyer vos instruments chirurgicaux sans laisser de résidus métalliques comme c'est souvent le cas lorsqu'on utilise de la laine d'acier ou des éponges métalliques. L'abrasivité est parfaitement équilibrée pour vous offrir un nettoyage efficace sans endommager vos instruments. Ses fibres fines permettent à l'utilisateur de polir, nettoyer et ébavurer tous types de surfaces matérielles.



- Matériau abrasif : oxyde d'aluminium
- Grain : 400
- Catégorie : très fin
- Style : flexible
- Matériau du tampon : non tissé
- Couleur : marron
- Type : tampon à main



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
60-46050	Tampon à récurer	4" x 6" / 10 cm x 15 cm	150 / boîte (50 sacs de 3 unités)
60-46003	Tampon à récurer	4" x 6" / 10 cm x 15 cm	3 / sac

Your First ^{MC}

NETTOYANTS ENZYMATIQUES ET NON ENZYMATIQUES

Nos nettoyants enzymatiques et non enzymatiques sont spécialement formulés pour éliminer les matières organiques des équipements et instruments médicaux.

Nos formats de **nettoyants enzymatiques** sont formulés avec PrAmLi Power³ Enzymes^{MC}, notre mélange exclusif et unique d'enzymes et d'un agent tensioactif pour éliminer efficacement toutes les protéines, le sang, les tissus adipeux, etc. Ils éliminent également les taches des blouses chirurgicales, du linge de maison et des vêtements médicaux.

Nos formats de **nettoyants non enzymatiques** sont formulés avec un mélange de détergents à pH neutre et à rinçage libre pour un nettoyage efficace.



Les deux formats sont des solutions puissantes qui décomposent toutes les charges biologiques pour un prénettoyage efficace des surfaces et des instruments*.

SÉLECTION DE PRODUITS

NETTOYANT ENZYMATIQUE	NETTOYANT NON ENZYMATIQUE	DILUTION DÉTERGENT / EAU	EMBALLAGE
PEU MOUSSANT			
SS-21-1001	SS-721-1001	4 à 8 ml / L (0,5 à 1 oz / gallon)	1 x 3.8 L (1 gallon)
SS-21-1004	SS-721-1004	4 à 8 ml / L (0,5 à 1 oz / gallon)	4 x 3.8 L (4 gallons)
MOUSSANT LÉGER			
SS-21-2001	SS-721-2001	4 à 8 ml / L (0,5 à 1 oz / gallon)	1 x 3.8 L (1 gallon)
SS-21-2004	SS-721-2004	4 à 8 ml / L (0,5 à 1 oz / gallon)	4 x 3.8 L (4 gallons)
SUPER CONCENTRÉ			
SS-21-3001	SS-721-3001	1 à 2 ml / L (0,125 à 0,25 oz / gallon)	1 x 3.8 L (1 Gallon)
SS-21-3004	SS-721-3004	1 à 2 ml / L (0,125 à 0,25 oz / gallon)	4 x 3.8 L (4 Gallons)

BON À SAVOIR :

NOS NETTOYANTS PEU MOUSSANT ET SUPER CONCENTRÉ (ENZYMATIQUES ET NON ENZYMATIQUES) P E U V E N T ÊTRE UTILISÉS DANS LES LAVEUSES ET LES NETTOYEURS ULTRASONIQUES.

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CONFIRMER LE TAUX DE DILUTION SUGGÉRÉ ET LA TEMPÉRATURE DE L'EAU AUPRÈS DU FABRICANT DE VOTRE LAVEUSE/ NETTOYEUR ULTRASONIQUE, CAR LES MACHINES/RÉGLAGES VARIENT.

REMARQUE : Nos formules de détergents peu moussant et super concentré sont disponibles en format de 2,5 gallons, seulement sur la base d'une quantité de commande minimale. Contactez-nous pour plus d'informations.

*Attention : Nous vous recommandons de consulter les protocoles de prénettoyage/nettoyage de votre hôpital pour connaître les préférences en matière de détergents pour le nettoyage des équipements/instruments.

Your First ^{MC}

ENVIRO-SACHET^{MC}

GEL ENZYMATIQUE ET NETTOYANT NON ENZYMATIQUE

Voici **Your First ^{MC}** Enviro-Sachet^{MC}, nos solutions de nettoyage uniques, maintenant disponibles en formats enzymatique et non enzymatique.



- Notre format de **gel enzymatique** est formulé avec la même triple action **PrAmLi Power³** que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance.
- Notre format de **nettoyant non enzymatique** est formulé avec un mélange de détergents à pH neutre et à rinçage libre.

Les deux formats sont des solutions puissantes qui décomposent toutes les charges biologiques pour un prénettoyage efficace des surfaces et des instruments.

SÉLECTION DE PRODUITS

GEL ENZYMATIQUE	NETTOYANT NON ENZYMATIQUE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
17-166	717-166	1 ensemble d'éponge tubulaire sèche et Enviro-Sachet ^{MC}	25 / boîte 4 boîtes / caisse
17-266	717-266	1 ensemble d'éponge plate sèche et Enviro-Sachet ^{MC}	50 / boîte 4 boîtes / caisse
17-177	717-177	1 ensemble d'éponge tubulaire sèche, Enviro-Sachet ^{MC} et bol réutilisable en acier inoxydable	1 ensemble
17-277	717-277	1 ensemble d'éponge plate sèche, Enviro-Sachet ^{MC} et bol réutilisable en acier inoxydable	1 ensemble
17-EZSAMP	717-EZSAMP	L'ENSEMBLE D'ÉCHANTILLONS COMPREND : 3 ensembles d'éponge plate sèche et Enviro-Sachet ^{MC} 1 ensemble d'éponge tubulaire sèche et Enviro-Sachet ^{MC} 1 bol réutilisable en acier inoxydable	1 ensemble
H-EZ500		Bol réutilisable en acier inoxydable 4,3" x 5,3" x 3" / 11 cm x 13,5 cm x 7,5 cm	1 unité

Your First ^{MC}

SPRAY MOUSSANT ENZYMATIQUE PRÊT À L'EMPLOI

Notre vaporisateur moussant est idéal pour le prénettoyage des instruments, car son épaisse mousse décompose enzymatiquement toute la charge microbienne pour permettre un nettoyage et une stérilisation efficaces.

Formulé avec **PrAmLi Power³ Enzymes^{MC}**, un mélange unique de trois enzymes puissantes et d'un agent tensioactif pour une efficacité de nettoyage optimale



INSTRUCTIONS

1. Bien agiter
2. Pulvériser immédiatement après la procédure
3. Garder humide jusqu'au début du processus de décontamination

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	EMBALLAGE
SS-21-4001	1 x 946 ml (32 oz) Flacon pulvérisateur
SS-21-4012	12 x 946 ml (32 oz) Flacons pulvérisateurs

Important : en plus de notre formulation enzymatique, notre flacon pulvérisateur contient jusqu'à 25 % de solution en plus par rapport à la concurrence.

Your First ^{MC}

PREMIÈRES LINGETTES

Nos lingettes pour salle blanche sont conçues pour effectuer le premier essuyage d'un endoscope après une intervention. Elles sont fabriquées à partir d'un matériau non tissé hydro-enchevêtré composé de 45 % de polyester et de 55 % de cellulose. Ces lingettes sont fabriquées et emballées dans un environnement de salle blanche.



- Elles peuvent être utilisées dans un environnement de salle blanche de classe ISO 5 à 8
- Le processus de production garantit une génération de particules extrêmement faible et des produits chimiques extractibles
- Compatibles avec pratiquement tous les solvants ou toutes les solutions de nettoyage et d'essuyage (**PrAmLi Power³ Enzymes^{MC}**)
- Emballage en double sachet
- Disponibles en deux tailles polyvalentes

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
17-A0909	Lingettes non tissées pour salles blanches	9" x 9" (23 cm x 23 cm)	300 / sac 14 sacs / caisse
17-A1212	Lingettes non tissées pour salles blanches	12" x 12" (31 cm x 31 cm)	150 / sac 10 sacs / caisse

Your First MC

ÉPONGES SÈCHES

Nos éponges sont spécialement fabriquées pour être utilisées avec tous types d'instruments médicaux. Contrairement aux éponges colorées, où les couleurs trop foncées peuvent facilement cacher les contaminants, nos éponges blanches pourront mieux mettre en évidence l'efficacité de votre nettoyage.



N'égratigneront pas l'équipement coûteux

Disponibles en deux formats, plat et tubulaire :

Écoresponsable

100 % fabriqué à partir de mousse de qualité médicale à haute densité

Compatibles avec nos solutions enzymatiques et désinfectantes



CONSEIL :
NOTRE ÉPONGE TUBULAIRE PEUT AUSSI SERVIR DE PROTECTION POUR VOS ENDOSCOPES !

Haute capacité d'absorption afin de retenir encore plus de solutions que les éponges conventionnelles

LA COULEUR BLANCHE DE L'ÉPONGE PEUT PARFOIS PARAÎTRE JAUNE. C'EST SIMPLEMENT DÛ À SON EXPOSITION AUX RAYONS UV, ET NE REFLÈTE PAS L'ÂGE DE L'ÉPONGE.

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
17-100	ÉPONGE TUBULAIRE SÈCHE Boîte distributrice blanche	1,06" ø x 4,25" (2,7 cm ø x 10,8 cm)	25 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-101	ÉPONGE TUBULAIRE SÈCHE En vrac	1,06" ø x 4,25" (2,7 cm ø x 10,8 cm)	560 / caisse
17-200	ÉPONGE PLATE SÈCHE Boîte distributrice blanche	4" x 5" x 0,5" (10,2 cm x 12,7 cm x 1,3 cm)	50 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-201	ÉPONGE PLATE SÈCHE En vrac	4" x 5" x 0,5" (10,2 cm x 12,7 cm x 1,3 cm)	1 000 / caisse

Your First MC

ÉPONGES ENZYMATIQUES & KITS D'ÉPONGES DE CHEVET



Voici RightSwipe™, nos ensembles d'éponge enzymatique pour le chevet des patients, qui offrent une formule améliorée pour une solution de pré-nettoyage ou de nettoyage de surface plus efficace. Notre mélange amélioré garantit un nettoyage complet et sûr ainsi qu'un processus d'application simplifié, faisant de RightSwipe™ le chevet parfait pour vos besoins en matière de soins d'endoscope. La conception en éponge tubulaire est compatible avec divers modèles d'endoscopes, offrant ainsi une polyvalence aux côtés des avantages supérieurs de notre solution enzymatique.



ÉPONGE PLATE



ÉPONGE TUBULAIRE



POCHETTE INDÉPENDANTE



ENVIRO-SACHET™
ENZYMATIC GEL KIT

BOÎTE DISTRIBUTRICE

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
17-111	ÉPONGE TUBULAIRE SÈCHE Mouiller dans un bassin de 250-500 ml pour activer le concentré enzymatique.	25 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-211	ÉPONGE PLATE ET SÈCHE Mouiller dans un bassin de 250-500 ml pour activer le concentré enzymatique.	50 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-122	ÉPONGE TUBULAIRE SÈCHE Vient dans une pochette indépendante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau.	15 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-222	ÉPONGE PLATE ET SÈCHE Vient dans une pochette indépendante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau.	25 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-133	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un bain de 500 ml de solution enzymatique.	24 / caisse
17-233	ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un bain de 500 ml de solution enzymatique.	24 / caisse
17-144	ÉPONGE TUBULAIRE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un sachet indépendant, trempée dans 100 ml de solution enzymatique.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-244	ÉPONGE PLATE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un sachet indépendant, trempée dans 100 ml de solution enzymatique.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-155	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un bain de 220 ml de solution enzymatique.	24 / caisse
17-277	GEL ENZYMATIQUE Vient avec 1 éponge sèche plate, un Enviro-Sachet™ et un kit de bol en acier inoxydable.	1 ensemble

Your First ^{MC}

KITS D'ÉPONGE DE CHEVET À BASE DE DÉTERGENT NON ENZYMATIQUE

RightSwipe^{MC}

Voici nos ensembles d'éponge non enzymatiques améliorés pour le chevet des patients. Chaque ensemble contient des éponges prétraitées avec un mélange de détergent à pH neutre et à rinçage libre, garantissant une solution efficace de pré-nettoyage et de nettoyage de surface pour les instruments médicaux. Cet ensemble représente l'étape de **Your First ^{MC}** dans le processus de nettoyage des instruments médicaux mettant en avant les avantages avancés pour un soin supérieur. Nos ensembles de chevet améliorés vous offriront un travail simplifié.



POCHETTE INDÉPENDANTE



ÉPONGE PLATE



ÉPONGE TUBULAIRE



ENVIRO-SACHET^{MC}
NETTOYANT NON-ENZYMATIQUE

BOÎTE DE DISTRIBUTION

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
717-122	ÉPONGE TUBULAIRE SÈCHE Vient dans une pochette indépendante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau.	15 / boîte (4 boîtes / caisse)
717-222	ÉPONGE PLATE ET SÈCHE Vient dans une pochette indépendante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau.	25 / boîte (4 boîtes / caisse)
717-133	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un bain de 500 ml de solution détergente.	24 / caisse
717-233	ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un bain de 500 ml de solution détergente.	24 / caisse
717-144	ÉPONGE TUBULAIRE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un sachet indépendant, trempée dans 100 ml de solution détergente.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)
717-244	ÉPONGE PLATE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un sachet indépendant, trempée dans 100 ml de solution détergente.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)
717-155	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un bain de 220 ml de solution détergente.	24 / caisse
717-255	ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un bain de 220 ml de solution détergente.	24 / caisse
717-277	NETTOYANT NON-ENZYMATIQUE Vient avec 1 éponge sèche plate, un Enviro-Sachet ^{MC} et un kit de bol en acier inoxydable.	1 ensemble

Your First ^{MC}

SACS DE TRANSPORT POUR ENDOSCOPE ET INSTRUMENTS MÉDICAUX

Conçus pour éliminer les points de contact pendant le transport des endoscopes du point de soins à la zone de retraitement et vice-versa, ils sont axés sur la sécurité des patients et du personnel médical.

- Fabriqués en PEBD recyclable, connu pour sa flexibilité, sa résilience et sa solidité
- Sans latex ni DEHP
- Excellente résistance aux acides dilués et concentrés, aux alcools, aux bases et aux esters*
- Bonne résistance aux aldéhydes, aux cétones et aux huiles végétales
- Peuvent supporter des températures élevées allant jusqu'à 90 °C (194 °F)
- Sceau d'inviolabilité pour une sécurité accrue, permettant également de maintenir l'instrument humide pour éviter le dessèchement des bio-déchets
- Des sacs clairement identifiés par des codes de couleur facilitent l'identification immédiate des instruments propres par rapport aux instruments utilisés
- Les utilisateurs peuvent écrire des informations importantes directement sur le sachet dans les espaces marqués par des icônes visuelles
- Disponibles en deux formats pratiques

BON À SAVOIR: L'UTILISATION DE SACS DE TRANSPORT SCCELLABLES **Your First ^{MC}** RÉDUIT LES ERREURS DES UTILISATEURS, EMPÊCHE LA CONTAMINATION CROISÉE ET FAVORISE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS ET DU PERSONNEL MÉDICAL.

SÉLECTION DE PRODUITS


N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
17-HAP24	Sac pour instruments propres	24" x 22" / 61,0 cm x 56,0 cm	200 / caisse
17-SAD24	Sac pour instruments souillés	24" x 22" / 61,0 cm x 56,0 cm	200 / caisse
17-HAP30	Sac pour instruments propres	30,5" x 26" / 77,0 cm x 66,0 cm	200 / caisse
17-SAD30	Sac pour instruments souillés	30,5" x 26" / 77,0 cm x 66,0 cm	200 / caisse

* Référence sur dossier

SACS POUR INSTRUMENTS PROPRES



SACS POUR INSTRUMENTS SOUILLÉS



FABRIQUÉ AUX CANADA

BATRIK

BROSSES MÉTALLIQUES ARC^{MC}

À USAGE UNIQUE ET RÉUTILISABLES

Vous avez le choix avec nos brosses métalliques ARC^{MC}. Nos brosses à usage unique et réutilisables sont disponibles dans des variétés souples et rigides et dans une multitude de tailles. Les brosses métalliques ARC^{MC} sont garanties pour durer plus longtemps que les fils torsadés et préserver l'intégrité de vos précieux instruments.

CONSEILS POUR LE CHOIX DES BROSSES :

SPÉCIFICATIONS DES INSTRUMENTS

Quelle est la longueur maximale du ou des instruments à nettoyer?

Ajoutez au moins 5 cm (2") à cette longueur, afin d'avoir une longueur suffisante pour travailler.

Quel est le diamètre intérieur de l'instrument?

Ajoutez au maximum 3 mm (0,125") pour déterminer le diamètre du poil afin d'assurer un nettoyage efficace. Le diamètre du poil doit être légèrement supérieur au diamètre du tube intérieur. Les poils trop gros se courbent trop et ne nettoient pas efficacement.

SÉLECTION DES BROSSES

Il vous suffit de trouver dans notre catalogue la section qui correspond le mieux à la longueur et au diamètre de votre instrument. En règle générale, si votre brosse actuelle mesure 20,32 cm (8") de long et que nous ne proposons que 25,4 cm (10") de long avec le diamètre requis, cela est tout à fait acceptable.

Dans de nombreux cas, nos brosses métalliques ARC^{MC} auront plus de poils sur la brosse. Par exemple, de nombreuses brosses de 5 mm (0,19") de diamètre ne font que 2,5 cm (1") de long. Chez Batrik, nous nous sommes efforcés de fournir la plus grande quantité de poils pour assurer le nettoyage le plus efficace possible.

BROSSES MÉTALLIQUES PERSONNALISABLES


Un aspect unique des brosses métalliques à usage unique ARC^{MC} est qu'elles peuvent être personnalisées à n'importe quelle longueur :

- Jusqu'à 2 000 mm pour les brosses métalliques sur gaines en plastique semi-rigides, brosses rigides de 5 à 20 mm de diamètre
- Aucune limite de longueur pour les brosses métalliques sur des gaines en plastique souples, brosses souples de 2 à 5 mm de diamètre.

RIGIDE



FLEXIBLE



BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 12" / 30 CM

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINE (Ø)
FLEXIBLE BROSSE ET GAINE	41-31502-S	41-31502	Blanc	12,401" / 31,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1 mm
	41-32503-S	41-32503	Jaune	12,795" / 32,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1 mm
	411-32504-S	411-32504	Lavande	12,795" / 32,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55 mm
	411-32505-S	411-32505	Gris	12,795" / 32,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75 mm
RIGIDE BROSSE ET GAINE	41-35005-S	41-35005	Blanc	13,779" / 35 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-35006-S	41-35006	Vert	13,779" / 35 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-35008-S	41-35008	Bleu	13,779" / 35 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-35010-S	41-35010	Rouge	13,779" / 35 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-35012-S	41-35012	Jaune	13,779" / 35 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-35015-S	41-35015	Vert	13,779" / 35 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	41-35020-S	41-35020	Bleu	13,779" / 35 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : Usage unique: sac de 20 / Réutilisable : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 18" / 45 CM

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINE (Ø)
FLEXIBLE BROSSE ET GAINE	41-46502-S	41-46502	Blanc	18,307" / 46,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1 mm
	41-47503-S	41-47503	Jaune	18,7" / 47,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1 mm
	411-47504-S	411-47504	Lavande	18,7" / 47,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55 mm
	411-47505-S	411-47505	Gris	18,7" / 47,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75 mm
RIGIDE BROSSE ET GAINE	41-50005-S	41-50005	Blanc	19,685" / 50 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-50006-S	41-50006	Vert	19,685" / 50 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-50008-S	41-50008	Bleu	1,685" / 50 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-50010-S	41-50010	Rouge	19,685" / 50 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-50012-S	41-50012	Jaune	19,685" / 50 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-50015-S	41-50015	Vert	19,685" / 50 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	41-50020-S	41-50020	Bleu	19,685" / 50 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 24" / 60 CM



	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
FLEXIBLE BROSSE ET GAINÉ	41-61502-S	41-61502	Blanc	24,212" / 61,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1mm
	41-62503-S	41-62503	Jaune	24,6" / 62,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1mm
	411-62504-S	411-62504	Lavande	24,6" / 62,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55mm
	411-62505-S	411-62505	Gris	24,6" / 62,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75mm
RIGIDE BROSSE ET GAINÉ	41-65005-S	41-65005	Blanc	25,59" / 65 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3mm
	41-65006-S	41-65006	Vert	25,59" / 65 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3mm
	41-65008-S	41-65008	Bleu	25,59" / 65 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-65010-S	41-65010	Rouge	25,59" / 65 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-65012-S	41-65012	Jaune	25,59" / 65 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-65015-S	41-65015	Vert	25,59" / 65 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	41-65020-S	41-65020	Bleu	25,59" / 65 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3
BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 30" / 75 CM

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
FLEXIBLE BROSSE ET GAINÉ	41-76502-S	41-76502	Blanc	30,118" / 76,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1 mm
	41-77503-S	41-77503	Jaune	30,511" / 77,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1 mm
	411-77504-S	411-77504	Lavande	30,511" / 77,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55 mm
	411-77505-S	411-77505	Gris	30,511" / 77,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75 mm
RIGIDE BROSSE ET GAINÉ	41-80005-S	41-80005	Blanc	31,496" / 80 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-80006-S	41-80006	Vert	31,496" / 80 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-80008-S	41-80008	Bleu	31,496" / 80 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-80010-S	41-80010	Rouge	31,496" / 80 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-80012-S	41-80012	Jaune	31,496" / 80 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-80015-S	41-80015	Vert	31,496" / 80 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	41-80020-S	41-80020	Bleu	31,496" / 80 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm


EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3

BROSSES



FLEXIBLE

Diamètre (Ø) de la brosse flexible allant de 2 mm à 5 mm



RIGIDE

Diamètre (Ø) de la brosse rigide allant de 5 mm à 20 mm

SYSTÈME DE SÉLECTION DES BROSSES (Taille Réelle)

2 mm 0,078"	3 mm 0,118"	4 mm 0,157"	5 mm 0,196"	6 mm 0,236"	8 mm 0,314"	10 mm 0,394"	12 mm 0,472"	15 mm 0,591"	20 mm 0,787"

BATRIK

BROSSES MÉTALLIQUES DOUBLES RÉUTILISABLES ARC^{MC}

ASYMÉTRIQUES

BROSSES MÉTALLIQUES ASYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 14" / 35 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-35056	Blanc	13,779" / 35 cm	0,19" / 5 mm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-35810	Bleu	13,779" / 35 cm	0,31" / 8 mm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35112	Jaune	13,779" / 35 cm	0,39" / 10 mm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35152	Vert	13,779" / 35 cm	0,59" / 15 mm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES ASYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 20" / 50 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-50056	Blanc	19,685" / 50 cm	0,19" / 5 mm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-50810	Bleu	19,685" / 50 cm	0,31" / 8 mm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50112	Jaune	19,685" / 50 cm	0,39" / 10 mm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50152	Vert	19,685" / 50 cm	0,59" / 15 mm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES ASYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 26" / 65 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-65056	Blanc	25,59" / 65 cm	0,19" / 5 mm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-65810	Bleu	25,59" / 65 cm	0,31" / 8 mm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65112	Jaune	25,59" / 65 cm	0,39" / 10 mm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65152	Vert	25,59" / 65 cm	0,59" / 15 mm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES ASYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 31" / 80 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-80056	Blanc	31,496" / 80 cm	0,19" / 5 mm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-80810	Bleu	31,496" / 80 cm	0,31" / 8 mm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-80112	Jaune	31,496" / 80 cm	0,39" / 10 mm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-80152	Vert	31,496" / 80 cm	0,59" / 15 mm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BATRIK

BROSSES MÉTALLIQUES

DOUBLE RÉUTILISABLE ARC^{MC}

SYMÉTRIQUES

BROSSES MÉTALLIQUES SYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 14" / 35 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-35005	Blanc	13,779" / 35 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-35006	Vert	13,779" / 35 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-35008	Bleu	13,779" / 35 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35010	Rouge	13,779" / 35 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35012	Jaune	13,779" / 35 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35015	Vert	13,779" / 35 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
40-35020	Bleu	13,779" / 35 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES SYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 20" / 50 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-50005	Blanc	19,685" / 50 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-50006	Vert	19,685" / 50 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-50008	Bleu	19,685" / 50 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50010	Rouge	19,685" / 50 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50012	Jaune	19,685" / 50 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50015	Vert	19,685" / 50 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
40-50020	Bleu	19,685" / 50 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES SYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 26" / 65 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-65005	Blanc	25,59" / 65 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-65006	Vert	25,59" / 65 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-65008	Bleu	25,59" / 65 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65010	Rouge	25,59" / 65 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65012	Jaune	25,59" / 65 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65015	Vert	25,59" / 65 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
40-65020	Bleu	25,59" / 65 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES SYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 31" / 80 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-80005	Blanc	31,496" / 80 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-80006	Vert	31,496" / 80 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-80008	Bleu	31,496" / 80 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-80010	Rouge	31,496" / 80 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65112	Jaune	31,496" / 80 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-80015	Vert	31,496" / 80 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
40-80020	Bleu	31,496" / 80 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES ASYMÉTRIQUES
5 MM
6 MM

8 MM
10 MM

10 MM
12,5 MM


15 MM
20 MM


BATRIK BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES ANTIMICROBIENNES RÉUTILISABLES IN-BRUSH^{MC}

Nos brosses métalliques torsadées antimicrobiennes réutilisables In-Brush^{MC} sont conçues pour être utilisées avec les tubes d'aspiration Frazier/Baron. Les fils torsadés ont un diamètre fin/moyen tout en étant suffisamment rigides pour assurer une excellente capacité de nettoyage.

Notre large assortiment de brosses métalliques torsadées en nylon est idéal pour les instruments endoscopiques et les instruments de grand diamètre et de forme unique.

BON À SAVOIR : NOS BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES SONT DOTÉES D'UNE POINTE BLEUE DE PROTECTION POUR PLUS DE SÉCURITÉ.



BROSSES À TUBE D'ASPIRATION DE 10" / 250 MM FRAZIER / BARON

N° D'ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
21-10039	3 FR	0,5" / 12,7 mm	0,039" / 1 mm
21-10067	5 FR	0,5" / 12,7 mm	0,065" / 1,67 mm
20-10059	5 FR	1" / 25,4 mm	0,059" / 1,50 mm
20-10079	6 FR	1" / 25,4 mm	0,079" / 2 mm
20-10090	7 FR	1" / 25,4 mm	0,090" / 2,3 mm
20-10106	8 FR	1" / 25,4 mm	0,106" / 2,7 mm
20-10118	9 FR	1" / 25,4 mm	0,118" / 3 mm
20-10129	10 FR	1,5" / 38 mm	0,129" / 3,3 mm
20-10146	11 FR	1,5" / 38 mm	0,0146" / 3,7 mm
20-10157	12 FR	1,5" / 38 mm	0,157" / 4 mm

EMBALLAGE : sac de 3
Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 12" / 305 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
22-12078	2" / 50,8 mm	0,078" / 2 mm
22-12118	2" / 50,8 mm	0,118" / 3 mm
22-12157	3" / 76 mm	0,157" / 4 mm
22-12197	3" / 76 mm	0,197" / 5 mm
22-12236	3" / 76 mm	0,236" / 6 mm
22-12393	3" / 76 mm	0,394" / 10 mm

EMBALLAGE : sac de 3
Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 16" / 406 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
23-16197	2,5" / 63,5 mm	0,197" / 5 mm
23-16236	2,5" / 63,5 mm	0,236" / 6 mm
23-16276	3" / 76 mm	0,276" / 7 mm
23-16394	3" / 76 mm	0,394" / 10 mm
23-16472	3" / 76 mm	0,472" / 12 mm
23-16591	3" / 76 mm	0,591" / 15 mm
23-16787	3" / 76 mm	0,787" / 20 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 18" / 457 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
19-18010	0,47" / 12 mm	0,039" / 1 mm
19-18015	0,5" / 12 mm	0,06" / 1,6 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 24" / 610 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
24-24098	2,5" / 63,5 mm	0,098" / 2,5 mm
24-24197	2,5" / 63,5 mm	0,197" / 5 mm
24-24276	3" / 76 mm	0,276" / 7 mm
24-24394	3" / 76 mm	0,394" / 10 mm
24-24472	3" / 76 mm	0,472" / 12 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BROSSES DE TRACHÉOSTOMIE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
25-08500	Grande 6-12,3 3 / 4"	8" / 203 mm	3,75" / 95 mm	0,5" / 12,7 mm
25-37550	Petite 000-5,1 7 / 8"	4" / 93 mm	1,88" / 48 mm	0,5" / 12,7 mm

EMBALLAGE : sac de 3. Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"



BROSSES POUR BRONCHOSCOPE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø) POUCES / MM
26-06175	Petite	6" / 152 mm	1,75" / 44,5 mm
26-08325	Grande	8" / 203 mm	3,25" / 82,6 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BATRIK

MICRO-BROSSES

EN ACIER INOXYDABLE ARC^{MC}

Nos micro-brosses en acier inoxydable ARC^{MC} sont parmi les plus petites brosses de l'industrie. Elles sont conçues pour nettoyer des canaux d'un diamètre intérieur allant de 0,5 mm à 1,40 mm.

- La gaine flexible en acier inoxydable ne se plie pas comme les brosses métalliques torsadées ordinaires
- Les poils en polyamide empêchent ou ralentissent la croissance bactérienne entre les stérilisations
- Réutilisables*
- Disponibles en deux longueurs

CONSEIL : IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D'UTILISER LA TECHNIQUE DE TRACTION AVEC CES BROSSES. IL SUFFIT D'INSÉRER D'ABORD L'EXTRÉMITÉ ÉMOUSSÉE, SANS BROSSE.



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	LONGUEUR TOTALE	TAILLE DE LA BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINE (Ø)	EMBALLAGE
35-03015	12" / 30 cm	0,06" / 1,5 mm	0,6" / 15 mm	0,02" / 0,40 mm	6 / tube
35-04515	18" / 45 cm	0,06" / 1,5 mm	0,6" / 15 mm	0,02" / 0,40 mm	6 / tube

*Même si tous les matériaux utilisés dans la fabrication de ces brosses peuvent être réutilisés à plusieurs reprises, en raison de la nature délicate de ces brosses, la réutilisation est conditionnée par leur manipulation et leur application.

BATRIK BROSSES PLATES POUR NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Nos brosses plates pour le nettoyage des instruments sont spécialement conçues pour une utilisation en milieu hospitalier pour le prénettoyage et la préparation des instruments.

- Le long manche ergonomique permet une utilisation facile
- Longueur supplémentaire de la tête de brosse (60 [±5] mm en usage unique et 75 [±5] mm en usage réutilisable)
- Les fibres transparentes de la brosse permettent de vérifier rapidement sa propreté
- La poignée en plastique ne libère aucun composant toxique
- Disponibles en 6 modèles (4 réutilisables/autoclavables et 2 à usage unique)



FLEXIBLE

Cette brosse est conçue pour les instruments de grande taille qui nécessitent un nettoyage plus délicat, comme les optiques, les plastiques ou les endroits difficiles d'accès.



EXTRA-FLEXIBLE

Les poils très longs et flexibles éliminent tout stress lors de l'assainissement, et en font la brosse idéale pour les instruments fragiles ainsi que pour les endoscopes souples et rigides. La longueur des poils permet de nettoyer des zones qui seraient autrement difficiles à atteindre, comme le canal des accessoires ou la déviation de l'extrémité des endoscopes souples.



RIGIDE

La rigidité de cette brosse, ainsi que la longueur des poils et du manche, améliorent et simplifient le nettoyage des instruments.



EXTRA-RIGIDE

Les fibres de polyamide sans danger pour les instruments offrent une rigidité semblable à celle de l'acier et permettent un nettoyage en profondeur des instruments souillés, en particulier sur les surfaces rainurées ou inégales.



SÉLECTION DE PRODUITS

N°D'ARTICLE	TYPE DE BROSSSE	DESCRIPTION	COULEUR	LONGUEUR DE LA BROSSSE	TAILLE DE LA BROSSSE	EMBALLAGE
50-40917	Extra rigide	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Bleu	220 mm	75 mm x 20 mm x 10 mm	Sac de 3
50-40918	Rigide	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Vert	220 mm	75 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 3
50-40919	Flexible	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Jaune	220 mm	75 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 3
50-40920	Extra flexible	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Rouge	220 mm	75 mm x 20 mm x 25 mm	Sac de 3
50-40921	Flexible	Brosse plate à usage unique	Orange	220 mm	60 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 20
50-40922	Rigide	Brosse plate à usage unique	Bleu ciel	220 mm	60 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 20


Les modèles réutilisables sont également disponibles en sacs de 50. Ajouter le suffixe "- 50"

BATRIK

BROSSE DE NETTOYAGE RÉUTILISABLE POUR RÂPES ORTHOPÉDIQUES

Notre brosse de nettoyage réutilisable pour râpes orthopédiques est utilisée pour nettoyer les râpes orthopédiques et autres instruments similaires utilisés en chirurgie orthopédique.

- Elle est durable et peut supporter de nombreux cycles de stérilisation
- Poignée ergonomique en thermoplastique vaporisable
- Soies antibactériennes en polyamide
- Réutilisable
- Sans latex



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DU MANCHE	TAILLE DE LA BROSSSE	EMBALLAGE
50-RASP	9" / 23 cm	5,5" / 14 cm	0,78" x 2,7" x 3,5" 2 cm x 7 cm x 9 cm	3 / sac

BATRIK

BROSSE DE PRÉCISION RÉUTILISABLE

NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Notre brosse de précision réutilisable pour le nettoyage des instruments est la brosse idéale pour l'élimination rapide des débris difficiles. Elle nettoie aussi bien en externe qu'en profondeur dans les mâchoires des instruments. Bien que les poils fermes et durables donnent l'impression d'être en acier inoxydable, il n'y a absolument aucun risque de dommages aux instruments ou de blessures corporelles.

- Les poils ont une densité extra-ferme et une durabilité supérieure
- Poils en polyamide (TYNEX^{MD})
- Poignée ergonomique en thermoplastique étuvable
- Stérilisable à la vapeur/chimique
- Sans latex



BON À SAVOIR : ÉLIMINE LE
 BESOIN DE LA BROSSE À DENTS
 EN ACIER INOXYDABLE, QUI PEUT
 ENDOMMAGER LES
 INSTRUMENTS DE VALEUR !

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE
50-40800	Brosse de précision réutilisable pour nettoyage externe	6,29" / 160 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BATRIK

BROSSES RÉUTILISABLES POUR LE NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Conçues spécifiquement pour les applications hospitalières, nos brosses réutilisables pour le nettoyage des instruments sont dotées de poils longs et flexibles pour maximiser l'efficacité du nettoyage des grandes surfaces.


- Poils transparents en polyamide de haute qualité
- Débris faciles à identifier
- Autoclavable
- Sans latex

BROSSE RÉUTILISABLE À BOCAL / BOUTEILLE



Poignée ergonomique

BROSSE POUR DRAIN DE STÉRILISATEUR



Pointe bleue pour plus de sécurité

Fil de fer inoxydable à haute résistance

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA POIGNÉE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR TOTALE
50-10295	Brosse réutilisable à bocal / bouteille	120 mm ± 2 mm	120 mm ± 5 mm	70 mm ± 2 mm	13,19" / 355 mm
50-10224	Brosse de nettoyage pour drain du stérilisateur	S. o.	4" / 10,1 cm	2" / 5,08 cm	24" / 609 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BATRIK

BROSSE D'ALÉSOIR ACÉTABULAIRE

Notre brosse de nettoyage à double extrémité est fabriquée exclusivement pour le nettoyage des alésours d'os acétabulaire. La brosse à tête circulaire de style « queue de cochon » est conçue pour nettoyer efficacement l'intérieur de l'alésoir, tandis que la brosse droite rigide à l'autre extrémité sert à nettoyer les trous de coupe individuels. La fusion spéciale des têtes de la brosse avec la poignée, ainsi que ses poils de qualité médicale antimicrobiens, assurent un outil de nettoyage durable, réutilisable et très efficace.



BROSSE DROITE



BROSSE RONDE



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DU POIGNÉ	BROSSE DROITE	BROSSE RONDE
50-ACETAB	Brosse de nettoyage d'alésoir acétabulaire	4,72" / 120 mm Ø 0,47" / 12 mm	1,18" / 30 mm Ø 0,3125" / 8 mm	2" / 50 mm Ø 1,75" / 45 mm

EMBALLAGE : sac de 3

REMARQUE : Spécifications sujettes à de petites variations

BATRIK BROSSES RÉUTILISABLES TOUT USAGE

Brosses à poignée en plastique

Nous proposons un large choix de brosses pour le nettoyage des instruments. Ces brosses sont idéales pour les instruments de grand diamètre, de forme unique et endoscopiques.

Poignée en plastique In-Brush^{MC}

Disponible en brosse à dents ordinaire (poils en nylon ou en acier inoxydable) et en brosse à double extrémité.



28-72550



28-69394



29-72550



29-69394



29-70050



50-40911

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA BROSSSE	HAUTEUR DE LA BROSSSE
28-72550	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en nylon à une seule extrémité	7,25" / 184 mm	1,5" / 38 mm	0,5" / 12,7 mm
29-72550	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en acier inoxydable à une seule extrémité	7,25" / 184 mm	1,5" / 38 mm	0,5" / 12,7 mm
29-70050	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en laiton à une seule extrémité	7,25" / 184 mm	1,5" / 38 mm	0,5" / 12,7 mm
28-69394	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en nylon à double extrémité	6,9" / 175 mm	1,38" / 35 mm 1" / 25 mm	0,39" / 10 mm 0,2" / 5 mm
29-69394	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en acier inoxydable à double extrémité	6,9" / 175 mm	1,38" / 35 mm 1" / 25 mm	0,39" / 10 mm 0,2" / 5 mm
50-40911	Brosse en nylon pour le lavage des mains Réutilisable et autoclavable	4,9" / 104 mm	3,74" / 95 mm	1,1" / 28 mm

EMBALLAGE : sac de 3 - Pour un sac de 50, ajoutez « -50 » après le code de l'article.

BATRIK

ENSEMBLES DE BROSSES DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE



BROSSE RONDE

- Comprend 3 trous pour le placement réglable des pôles.
- Le placement réglable de la brosse (parallèle ou perpendiculaire) et la longueur plus importante de la brosse permettent d'accéder facilement aux coins difficiles à atteindre
- Fabriquée avec des poils de polyester approuvés par la FDA

BROSSE À MAIN

- Poignée ergonomique pour un meilleur confort de la main
- Des poils de polyester plus longs, approuvés par la FDA
- Facile à nettoyer (pas de cavité)

SÉLECTION DE PRODUITS

ENSEMBLE RÉGULIER DE BROSSES DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE

N° D'ARTICLE (ENSEMBLE)	DESCRIPTION	N° D'ARTICLE (UNITÉ)	DESCRIPTION	DIMENSIONS
50-CLAVEREG	Ensemble RÉGULIER de brosse de nettoyage pour autoclave	50-35900	1 brosse à main	Longueur : 3.5" x 8.3" / 9 cm x 21 cm
		50-55800	1 brosse ronde (tête de brosse)	Taille de la tête de brosse : 5.5 x 9.8" / 14 x 25 cm
		50-EXTPOLE	1 pôle d'extension en aluminium anodisé	2 - 4 ft / 68 - 120 cm

ENSEMBLE SUPÉRIEUR DE BROSSES DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE

N° D'ARTICLE (ENSEMBLE)	DESCRIPTION	N° D'ARTICLE (UNITÉ)	DESCRIPTION	DIMENSIONS
50-CLAVESUP	Ensemble SUPÉRIEUR de brosse de nettoyage pour autoclave	50-35900	1 brosse à main	Longueur : 3.5" x 8.3" / 9 cm x 21 cm
		50-55800	1 brosse ronde (tête de brosse)	Taille de la tête de brosse : 5.5 x 9.8" / 14 x 25 cm
		50-EXTPOLE	1 pôle d'extension en aluminium anodisé	2 - 4 ft / 68 - 120 cm
		SF-100	2 écrans faciaux SAVEFACE ^{MC}	9" / 23 cm

COMPOSANTS DE REMPLACEMENT



BROSSE À MAIN
50-35900
 Emballage : 1



TÊTE DE BROSS
50-55800
 Emballage : 1



PÔLE D'EXTENSION
50-EXTPOLE
 Emballage : 1



ÉCRAN FACIAL
SAVEFACE^{MC} SF-100
 Emballage : 100 / boîte

SURGMED

GROUP 

Fièrement canadien, le groupe de sociétés Surgmed^{MC} a commencé ses activités en 1992 en tant que société de distribution unique connue sous le nom de **Surgi-Pharm Avancée**. L'entreprise s'est rapidement fait connaître comme un chef de file de l'industrie et un distributeur spécialisé de produits chirurgicaux à valeur ajoutée sur le marché hospitalier canadien. Cinq ans plus tard, Surgmed a étendu son succès avec le lancement de **Batrik Medical Manufacturing Inc.** en 1997 et l'acquisition subséquente de **Imperial Surgical Ltd.** un an plus tard, en 1998.


Ensemble, nos trois entreprises uniques desservent les marchés canadiens et mondiaux des soins de santé avec des produits de haute qualité à des prix compétitifs, le tout soutenu par un service à la clientèle de classe mondiale.



Fondée en 1992, Surgi-Pharm Avancée est la branche de distribution de Surgmed^{MC} au Canada, représentant des fabricants américains, internationaux et nationaux de premier plan pour une vaste gamme de produits spécialisés offrant des avantages uniques pour des applications dans les domaines du bloc opératoire, de la santé des femmes, du travail et de l'accouchement, des soins intensifs et des traitements stériles. Dotée d'une équipe de vente directe, SPA assure une couverture nationale efficace en tant que distributeur canadien de Batrik, Vygon, Rocket Medical, Cooper Surgical, SunMed et d'autres produits chefs de file de l'industrie, y compris un large portefeuille de produits EPI de premier ordre.

Établie en 1997 et vendue dans 80 pays dans le monde, Batrik Medical Manufacturing Inc. se spécialise dans la fabrication d'accessoires d'endoscopie, de solutions enzymatiques, de contrôle des infections, de stérilisation centrale et de dispositifs chirurgicaux. L'installation de production à environnement contrôlé de Batrik adhère à des systèmes de contrôle de la qualité et de la réglementation strictement appliqués. Elle est enregistrée en tant qu'établissement de fabrication de dispositifs auprès de la FDA des États-Unis et est en pleine conformité avec les règlements de la CE et de Santé Canada. Tous les produits Batrik sont rigoureusement testés, assurés en responsabilité civile et répondent aux normes de qualité internationales élevées ou les dépassent.

Fondée en 1935, Imperial Surgical Ltd. est l'un des plus anciens fabricants de matériel hospitalier au Canada. Elle est bien connue pour ses équipements de soins de santé en acier inoxydable destinés au traitement stérile, aux blocs opératoires, à l'examen et au traitement, à la manipulation des patients et à la morgue et la pathologie. Leur portefeuille de produits en pleine expansion a également des applications dans le contrôle et la prévention des infections, un domaine important pour leur avenir.



2165 46th Ave., Lachine, Québec H8T 2P1
Téléphone : +1.514.631.7988 | Sans frais : 800.661.5432 | Téléc. : +1.514.631.9083
Courriel : info@surgmed.com | Site web : www.batrik.com