

DÉCOUVREZ

SHOOZCOVERS™

SOFT
LINE



FABRIQUÉS AU CANADA

NOUVELLE COULEUR !

SHOOZCOVERS^{MC} - SOFT LINE


Notre cher Batrik ShoozCovers^{MC} Soft Line est maintenant disponible en **Bubble Gum Pink** ! Ces nouveaux couvre-chaussures jetables roses sont parfaits pour partager l'amour et soutenir une cause qui chauffe le cœur.

NOTRE ENGAGEMENT BATRIK :

Soutenez une cause avec nos nouveaux couvre-chaussures Bubble Gum Pink ! Une portion de nos ventes de couvre-chaussures Bubble Gum Pink sera remise à la [société canadienne du cancer](#) pour avancer la recherche contre le cancer du sein.

POURQUOI VOUS ALLEZ AIMER SOFT LINE :

- Notre **Bubble Gum Pink** est maintenant disponible en taille universelle ! Sa conception intelligente offre un meilleur ajustement et une facilité de mise en place et d'enlèvement.
- Notre **Blue Lolly** est disponible en **deux tailles polyvalentes, Universal et XL**, qui conviennent à un vaste choix de tailles de chaussures.
- Les deux sont fabriqués au Canada avec un **tissu polypropylène de qualité supérieure de 35 g/m²** et des élastiques **sans latex à 100 %¹**.
- Ces couvre-chaussures comportent une bande **antidérapante** sur les semelles pour éviter les glissements et de **triples soudures par ultrasons** qui augmentent la résistance à la déchirure et réduisent le peluchage.
- Cette gamme est testée par le comptage des particules et est **conforme à la norme IEST-RP-CC003.4**.
- Notre Soft Line intègre la technologie **Shooz-RepellentTM** qui **offre une protection de base contre le contact accidentel avec les liquides²**.



BUBBLE GUM PINK



LOLLY BLUE

FABRIQUÉS AU CANADA 

SOFT LINE EST PARFAITE POUR :

- Utilisation dans les établissements médicaux, les laboratoires pharmaceutiques, la fabrication électronique, les sites GMP et partout où une hygiène optimale est requise
- Protéger une variété de chaussures, des sabots aux bottes
- Transition entre les zones "non propres" et "propres"

FABRIQUÉS AU CANADA :

- Soutenir la fabrication canadienne
- Éliminer les problèmes de chaîne d'approvisionnement
- Réduire les coûts d'expédition

¹ De nombreux fournisseurs affirment que leurs produits sont sans latex, mais cela ne concerne souvent que le tissu et non les élastiques utilisés. Nous achetons nos élastiques ShoozCovers^{MC} aux États-Unis pour nous assurer que nos composants sont entièrement conformes en tant que produit 100 % sans latex.

² La technologie Shooz-Repellent^{MC} offre une répulsion de base contre les contacts accidentels avec les liquides. Elle n'est ni imperméable ni résistante à l'eau.

LOLLY BLUE - DEUX TAILLES POLYVALENTES :

UNIVERSELLE

UN

Jusqu'à la taille de chaussures 12 (45 EU)
~ 42 cm x 16,5 cm / 16,5" x 6,5"

EXTRA LARGE

XL

Taille de chaussures 12-15 (45-49,5 EU)
~ 47 cm x 19 cm / 18,5" x 7,5"

SHOOZCovers^{MC} sont fabriqués plus longs (42 et 47 cm) pour une sélection plus précise de la taille selection.

MAINTENANT DISPONIBLE !

A VENIR...

LOLLY BLUE

BUBBLE GUM PINK

BLACK LICORICE

GUMMY BLUE

SOFT LINE

TOUGH LINE

COATED LINE

L'UTILISATION EST AUSSI SIMPLE QUE 1-2-3 :



SÉLECTION DE PRODUITS :

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE
SC-1216-PDB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line Tissu non tissé en polypropylène de 35 g/m ²	Lolly Blue	Universelle Jusqu'à la taille de chaussures 12 (45 EU) ~ 42 cm x 16,5 cm / 16,5" x 6,5"
SC-1226-PDB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line Tissu non tissé en polypropylène de 35 g/m ²	Lolly Blue	Extra Large Taille de chaussures 12-15 (45-49,5 EU) ~ 47 cm x 19 cm / 18,5" x 7,5"
SC-1616-PDB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line Tissu non tissé en polypropylène de 35 g/m ²	Bubble Gum Pink	Universelle Jusqu'à la taille de chaussures 12 (45 EU) ~ 42 cm x 16,5 cm / 16,5" x 6,5"

EMBALLAGE : 100 / boîte distributrice, 6 boîtes distributrices / caisse

Batrik Medical Manufacturing Inc. fait partie du groupe de sociétés Surgmed créé en 1992.



SHOOZCOVERS™

SOFT
LINE



FABRIQUÉS AU CANADA

