



# CATALOGUE COMPLET DES PRODUITS

FOURNISSEUR DE LA MEILLEURE VALEUR EN MATIÈRE  
DE SOINS DE SANTÉ DEPUIS 1935



# CONÇUS POUR DURER

# À PROPOS DE NOUS

**Fièrement canadiens et établis depuis 1935**, nous sommes l'un des plus anciens fabricants de matériel hospitalier au Canada. Forts d'une excellente réputation et d'un héritage de **produits de qualité**, nous sommes connus comme **fabricant d'équipement de soins de santé en acier inoxydable** pour les secteurs du traitement stérile, du bloc opératoire, de l'examen et du traitement, de la manipulation des patients, de la morgue et de la pathologie.

Notre gamme croissante de produits a également des applications dans le contrôle et la prévention des infections, un domaine important pour notre avenir.

Nous utilisons des aciers inoxydables de qualité supérieure pour fournir des produits de qualité auxquels vous pouvez faire confiance. Et quoi d'autre? Tous nos produits sont couverts par une **politique de garantie à la pointe du secteur**.

En plus des modèles standard que l'on trouve dans ce catalogue, **des modèles personnalisés** peuvent être configurés pour répondre aux besoins et contraintes spécifiques des utilisateurs. L'équipe d'Imperial Surgical se fera un plaisir de vous aider à **évaluer vos besoins pour trouver la meilleure solution**.



# TABLE DES MATIÈRES

## 04 ARMOIRES CHAUFFANTES

Armoires chauffantes  
HugAire<sup>MC</sup>

## 08 TIGES À SOLUTÉ

Tiges à soluté en acier inoxydable  
Tiges à soluté antimicrobiennes avec CuVerro Shield<sup>MC</sup>

## 12 CHARIOTS ET ARMOIRES

Chariots de cas fermés  
Chariots de cas ouverts  
Chariots utilitaires  
Chariot d'anesthésie  
Armoires pour instruments et fournitures

## 19 TABLES

Tables d'instruments  
Tables d'équipements  
Tables Mayo  
Tables de chevauchement  
Tables d'inspection de tissu  
Tables utilitaires / inspection

## 26 BERCEAUX DE MATERNITÉ

Berceau de maternité Kerri Bear<sup>MC</sup>  
Berceau de maternité en acier inoxydable

## 30 TABOURETS ET CHAISES

Marchepieds empilables  
Chaises et tabourets  
Marchepieds  
Divan de premiers soins  
Chaises et tabourets d'examen

## 34 VAISSELLE IMPERIAL WARE, SUPPORTS ET RÉCEPTACLES

Supports de bol / réceptacles  
Coupes graduées et galipots  
Bassins de lavage et bols  
Récipients pour service alimentaire  
Plateaux pour instruments  
Plateaux pour cathéters et instruments  
Urinoires et bassins  
Bocaux et couvercles  
Vases de Petri  
Bassins de vomissement  
Tasses, gobelets et pichets  
Produits auxiliaires

## 48 ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ

Civière porte-cadavres  
Armoire à narcotiques  
Rails pour rideaux  
Cadre d'opération de scoliose Relton-Hall

## 52 ÉVIERS ET SYSTÈMES D'ÉVIERS

Éviers, supports d'évier et comptoirs d'évier en acier inoxydable  
Kleanik<sup>MC</sup> Integra et système de désinfection des éviers Kleanik<sup>MC</sup>



# ARMOIRES CHAUFFANTES

## EFFICACE ET PRATIQUE

- Nos armoires chauffantes à circulation d'air filtré HEPA, dont le brevet est en cours d'homologation, sont conçues pour une utilisation facile et une distribution efficace de la chaleur et une capacité de stockage maximale.
- Disponibles en 11 modèles pour répondre à tous les besoins et toutes les applications, choisissez parmi nos formats hauts ou de table avec des portes en acier inoxydable ou en verre.
- Toutes nos armoires chauffantes sont couvertes par une garantie de 7 ans.



## L'IMPORTANCE DU PRÉCHAUFFAGE

- L'hypothermie périopératoire involontaire est un phénomène relativement fréquent lors de l'anesthésie et peut avoir un impact négatif sur la santé des patients.
- Le préchauffage, tel que recommandé dans les directives de l'AWMF, permet de réduire l'incidence de l'hypothermie périopératoire involontaire.
- Nos armoires chauffantes maintiennent les températures tout au long du processus périopératoire, offrant de nombreux avantages pour la santé, dont une réduction du séjour hospitalier.



Circulation d'air filtré HEPA  
BREVET EN INSTANCE

## UNE CIRCULATION D'AIR SUPÉRIEURE

- Grâce à un système de circulation d'air, nos armoires permettent une distribution d'air plus efficace.
- Les filtres à air HEPA assurent une qualité d'air supérieure. L'air chaud filtré est propulsé vers le bas par le système de ventilateur à hélice.
- Notre panneau arrière avec des éléments tubulaires robustes facilite une répartition uniforme de la chaleur.

\*Données dans le dossier.

<sup>1</sup>Bindu B, Bindra A, Rath G. Temperature management under general anesthesia: Compulsion or option. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2017;33(3):306-316.

<sup>2</sup>Grote R, Wetz AJ, Bräuer A, Menzel M. Prewarming according to the AWMF S3 guidelines on preventing inadvertent perioperative hypothermia 2014 : Retrospective analysis of 7786 patients. Anaesthesist. 2018 Jan;67(1):27-33..

<sup>3</sup>Amy K. Williams, DNP, RN. Benefits of Passive Warming on Surgical Patients Undergoing Regional Anesthetic Procedures. Volume 33, ISSUE 6, P928-934, December 1st, 2018.

# CARACTÉRISTIQUES

## CONCEPTION DE L'ARMOIRE

- Les corps d'armoire et les composantes intérieures sont en acier inoxydable entièrement soudé avec une finition polie n° 4 et isolés avec un indice R-6.
- Les portes sont en acier inoxydable, entièrement isolées et nécessitant peu d'entretien, avec un joint en caoutchouc haute température et un insert magnétique pour un joint étanche à l'air qui empêche la perte de chaleur.
- Les étagères intérieures en acier inoxydable perforé offrent une excellente capacité de charge tout en permettant la circulation de l'air.
- Tablettes intérieures réglables avec butées pour empêcher le basculement et le retrait accidentel.
- Charnière réversible permettant une ouverture à droite ou à gauche
- Pieds de nivellement extérieurs réglables.
- Tous les composants électroniques sont facilement accessibles pour l'entretien.



ÉTAGÈRES INTÉRIEURES

## NOUVEAU! POIGNÉES ANTIMICROBIENNES

- Nos poignées d'armoires sont maintenant protégées par CuVerro Shield<sup>MD</sup> d'Aereus Technologies\*
- CuVerro Shield<sup>MD</sup> est un revêtement unique de cuivre naturellement antimicrobien qui a été appliqué sur les poignées de nos armoires chauffantes.
- CuVerro® tue plus de 99,9 % des bactéries\*\* en deux heures et continue de tuer des bactéries\*\* même après des contaminations répétées.

Circulation d'air filtré HEPA  
BREVET EN INSTANCE



NOUVEAU!  
POIGNÉES  
ANTIMICROBIENNES



OR-7854

TOUS LES MODÈLES SONT  
DISPONIBLES AVEC DES PORTES EN  
ACIER INOXYDABLE OU EN VERRE

## CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

- Les commandes numériques de température sont faciles à utiliser et précises à +/- 1,5 °C (+/- 2,7 °F).
- Les unités à deux compartiments sont dotées d'un thermostat unique pour chaque compartiment.
- La sélection standard de la température maximale est de 71 °C / 160 °F
- Équipé d'un interrupteur de surcharge haute température pour un arrêt automatique en cas de dysfonctionnement électrique.
- Témoin lumineux de température élevée activé si la température dépasse de 6 °C / 10 °F le réglage présélectionné.
- Réglages de température verrouillables en option pour une sécurité accrue.

\* CuVerro Shield<sup>MD</sup> par Aereus Technologies est un produit homologué de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada.

\*\*Des analyses en laboratoire montrent que les surfaces CuVerro, lorsqu'elles sont nettoyées régulièrement, permettent d'éliminer plus de 99,9 % des bactéries suivantes après deux heures d'exposition: Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, E. coli 0157:H7 et Enterococcus faecalis résistant à la vancomycine (ERV). L'emploi des produits bactéricides à base de cuivre CuVerro<sup>MD</sup> est un complément aux pratiques standard de prévention des infections, et non un substitut. Les utilisateurs doivent donc continuer de suivre les mesures courantes de prévention des infections, notamment les pratiques en matière de nettoyage et de désinfection des surfaces de leur environnement. Il a été démontré que cette surface permet de réduire la contamination microbienne; toutefois, elle ne prévient pas nécessairement la contamination croisée.

# Recherchez-vous un modèle miniature ?

Idéal pour les cliniques, les salles de procédure et les centres de chirurgie ambulatoire, notre modèle **HugAire<sup>MC</sup>** présente les mêmes caractéristiques clés que nos modèles traditionnels, mais dans un format vraiment compact et économique.

## CARACTÉRISTIQUES UNIQUES À HUGAIRE<sup>MC</sup>

- L'extérieur est construit en acier revêtu de poudre et peint pour un aspect esthétiquement agréable.
- L'intérieur est fabriqué en acier inoxydable 304.
- La porte est entièrement vitrée pour une excellente visibilité du contenu et une grande durabilité.



Circulation d'air filtré HEPA  
BREVET EN INSTANCE

OR-9000

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE Porte en acier inoxydable	N° D'ARTICLE Porte en verre	DESCRIPTION	DIMENSIONS (long. x larg. x H.)	CAPACITÉ (Pi³)	NOMBRE D'ÉTAGÈRES	DIMENSION DE L'ÉTAGÈRE (Lo x La)
<b>OR-7054</b>	<b>OR-8054</b>	MODÈLE DE COMPTOIR À COMPARTIMENT UNIQUE	29" x 20" x 34" (737 x 508 x 864)	5.2	1	24,25" x 14" (616 x 356)
<b>OR-7154</b>	<b>OR-8154</b>	MODÈLE DE COMPTOIR À COMPARTIMENT UNIQUE	29" x 26" x 34" (737 x 559 x 864)	7.2	1	24,25" x 16" (616 x 406)
<b>OR-7754</b>	<b>OR-8754</b>	COMPARTIMENT UNIQUE	29" x 22" x 74" (737 x 660 x 1880)	14.6	3	24,25" x 20" (616 x 508)
<b>OR-7854</b>	<b>OR-8854</b>	COMPARTIMENT UNIQUE	29" x 28" x 74" (737 x 660 x 1880)	19.8	3	24,25" x 22" (616 x 559)
<b>OR-7954</b>	<b>OR-8954</b>	COMPARTIMENT DOUBLE	29" x 28" x 74" (737 x 660 x 1880)	HAUT 4.3 BAS 13.8	3	24,25" x 22" (616 x 559)
	<b>OR-9000</b>	COMPARTIMENT UNIQUE	23,4" x 15,2" x 19" (594 x 386 x 483)	2	1	17" x 15,1" (686 x 384)

Si vous ne disposez pas d'un comptoir, les modèles de comptoir (OR-7054, OR-8054, OR-7154 et OR-8154) sont disponibles avec un support (OR-7995) spécialement conçu pour supporter le poids d'une armoire chauffante de comptoir. Contactez-nous pour plus de détails.

Modifiez votre armoire chauffante actuelle avec nos **NOUVELLES** poignées antimicrobiennes protégées par **CuVerro Shield<sup>MC</sup>**

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>CUV-3981</b>	1 POIGNÉE ENCASTRÉE CUVERRO SHIELD <sup>MC</sup>
<b>CUV-3982</b>	2 POIGNÉES ENCASTRÉES CUVERRO SHIELD <sup>MC</sup>

# Spécifications du produit

## HUGAIRE<sup>MC</sup>

CONSTRUCTION	
Matériau extérieur	Acier doux
Matériau intérieur	Acier inoxydable 304
Compartiments	1
Étagères	1 W
Fenêtre	Plexiglas, pleine longueur
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	
	Convection électrique avec ventilateur de circulation
Puissance de chauffage, W	370-1,1050
Précision	± 1,5 °C (2,7 °F)
Affiche	°C, °F
Plage de sélection de la température	30-71 °C (86-160 °F)
Limites d'alarme	Haute, 71 °C (160 °F), Basse 30 °C (86 °F)
ALARME	
	Visuelle
Affiche	DEL
SÉCURITÉ	
	Arrêt automatique lorsque la température dépasse de 20 % le point de consigne
PANNEAU DE CONTRÔLE	
Type	Numérique
Type d'affiche	DEL
Indicateurs	Panneau de contrôle, point de consigne analogique on/off
DIMENSIONS (LONG. X LARG. X H.)	
	23,4" x 15,2" x 19" 59,4 cm x 38,6 cm x 48,2 cm
CAPACITÉ	
	2 P <sup>3</sup>
POIDS	
	36,3 kg (80 lb)
PUISSANCE DE LIGNE, VAC	
	110-120
STANDARDS	
	CSA, UL
ACCESSOIRES	
	Demi-panier, panier complet

## RENSEIGNEMENTS ÉLECTRIQUES

### N° D'ARTICLE DONNÉES ÉLECTRIQUES

**OR-7054**  
**OR-7154**  
**OR-8054**  
**OR-8154**

Service requis : 120 V, 60 Hz  
Ampérage : 3,1 ampères  
370 watts

**OR-7754**  
**OR-7854**  
**OR-8754**  
**OR-8854**

Service requis : 120 V, 60 Hz  
Ampérage : 6,0 ampères  
700 watts

**OR-7954**  
**OR-8954**

Service requis : 120 V, 60 Hz  
Ampérage : 9,0 ampères  
1050 watts

**OR-9000**

Service requis : 120 V, 60 Hz  
Ampérage : 1,67 ampères  
200 watts

Un transformateur abaisseur permet d'obtenir une tension de 220 volts.  
Cordon d'alimentation de qualité hospitalière d'une longueur de 185 cm.



Circulation d'air filtré HEPA  
**BREVET EN INSTANCE**

Conditions de garantie : La première année couvre les pièces et la main-d'œuvre, les 6 années restantes ne couvrent que les pièces. La garantie est complète et inclut toutes les composantes. L'armoire en acier inoxydable est garantie pendant 7 ans contre les défauts de fabrication.

Chez Imperial Surgical Ltd., nous proposons deux types de tiges à soluté. Grâce à notre conception modulaire polyvalente, il vous suffit de choisir le type et les composants qui répondent le mieux à vos besoins. Toutes nos tiges et tous nos composants sont couverts par une garantie de 10 ans contre les défauts de fabrication.

## CHOISISSEZ PARMIS CES ARTICLES

- Nos traditionnelles **tiges à soluté en acier inoxydable**, fabriquées en acier inoxydable de qualité 300, faciles à nettoyer et à désinfecter
- Nos **NOUVELLES tiges à soluté antimicrobiennes**, fabriquées à partir du même acier inoxydable de haute qualité et protégées par le **CuVerro Shield<sup>MC</sup> d'Aereus Technologies**, enregistré auprès de l'ARLA et de l'EPA.

# TIGES À SOLUTÉ EN ACIER INOXYDABLE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>OR-36770</b>	TIGE À SOLUTÉ, COL CENTRAL ET POMMEAU avec une base en aluminium crème de 23" (V-40016) et roulettes de 2"
<b>OR-36760-25</b>	TIGE À SOLUTÉ, COL CENTRAL ET POMMEAU avec une base en acier inoxydable de 25" (V-40013-25) et roulettes de 2"
<b>OR-36760-253</b>	avec une base en acier inoxydable de 25" (V-40013-25) et roulettes de 3"
<b>OR-36771-25</b>	TIGE À SOLUTÉ, COL CENTRAL ET POMMEAU avec une base de 25" en acier inoxydable (V-40013-25), des roulettes de 2" et ensemble de poids de 13,5 lb (V-50004-25)
<b>OR-36771-253</b>	avec une base de 25" en acier inoxydable (V-40013-25), des roulettes de 3" et ensemble de poids de 13,5 lb (V-50004-25)
<b>OR-36772-253-UHN</b>	TIGE À SOLUTÉ, COL CENTRAL ET POMMEAU avec une base en acier de 25" (V-40014-25-ST) et roulettes de 3"
<b>OR-36790</b>	TIGE SUSPENDUE AVEC EMBRAYAGE AUTOMATIQUE Hauteur réglable de 33"- 57" Recommandé pour les plafonds jusqu'à 11 pieds.



### CROCHETS ET CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER

CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER, CROCHETS EN U OU UNE COMBINAISON DES DEUX DISPONIBLES



LE CODAGE DES COULEURS EST PROPOSÉ POUR UNE IDENTIFICATION RAPIDE PAR DÉPARTEMENT

### TIGES ET POIGNÉES

FACILES À NETTOYER ET À DÉSINFECTER. RÉSISTENT À LA ROUILLE ET À LA CORROSION



LE BOUTON DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR À POINTES EST FACILE À TOURNER MÊME AVEC DES MAINS MOUILLÉES

### BASES ET ROULETTES

ENSEMBLE DE POIDS DISPONIBLE POUR UNE STABILITÉ ACCRUE



ROULETTES DURABLES, SANS MARQUAGE, À ROULEMENT DOUX.

# CROCHETS ET CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>OR-36499</b>	CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER ET EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE Ensemble de 2
<b>OR-36500</b>	CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER ET EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE Ensemble de 4
<b>OR-36501</b>	CROCHETS EN U ET EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE Ensemble de 2
<b>OR-36502</b>	CROCHETS EN U ET EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE Ensemble de 4
<b>OR-36504</b>	CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER (2), CROCHETS EN U (2) ET EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE Ensemble de 4
<b>OR-36503H</b>	ENSEMBLE CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER / TIGE SUSPENDUE
<b>OR-36503U</b>	ENSEMBLE DE CROCHETS EN U / TIGE SUSPENDUE
<b>V-50002</b>	CROCHET DE VIDANGE URINAIRE ET COL AVEC POMMEAU Ensemble de 1



**OR-36504**



**OR-36499**

\* Crochet en U et crochet de type corne de bélier vendus séparément

## POIGNÉES



**V-50003** POIGNÉE RONDE EN ACIER NOIR



**V-50006** POIGNÉE TRIANGULAIRE EN ACIER INOXYDABLE



**V-50007** POIGNÉE SEMI-RONDE EN COULEUR CRÈME

## BASES ET ROULETTES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>V-12007</b>	ROULETTES DE 2" POUR TIGE DE BAGUE DE PRÉHENSION OR-36770. Utilisé en V-40016
<b>V-12001</b>	ROULETTES DE 2" / TROU/GRIS OR-36760-25, OR-36771-25
<b>V-12003</b>	ROULETTES DE 3" OR-36760-253, OR-36771-253
<b>V-40013-25</b>	BASE EN ACIER INOXYDABLE Base de 25" - vendue sans roulettes
<b>V-40016</b>	BASE EN ALUMINIUM, COULEUR CRÈME Base de 23" - vendue sans roulettes



**V-40014-25-ST**



**V-40013-25**



**V-40016**

# TIGES À SOLUTÉ ANTIMICROBIENNES AVEC CUVERRO SHIELD<sup>MC</sup>


Les surfaces fréquemment touchées, telles que les tiges à soluté, sont reconnues depuis longtemps comme étant des réservoirs de propagation de microbes pathogènes<sup>1</sup>. Elles peuvent facilement contaminer les mains et le matériel des professionnels de la santé qui, à leur tour, peuvent transmettre ces agents pathogènes aux patients pendant les soins courants, ce qui entraîne des infections associées aux soins.

Nos tiges à soluté antimicrobiennes protégées par le CuVerro Shield<sup>MC</sup> d'Aereus Technologies\* vous offrent une solution à ce problème.

CuVerro Shield<sup>MC</sup> est une fabrication thermique unique de cuivre naturellement antimicrobien appliqué à nos tiges, crochets de type cornes de bélier et crochets en U en acier inoxydable pour offrir une protection exceptionnelle aux zones les plus sensibles.

Le résultat? CuVerro<sup>MC</sup> tue plus de 99,9 % des bactéries\*\* en deux heures et continue à tuer 99 % des bactéries\*\* même après des contaminations répétées.

Une étude financée par le gouvernement américain et menée par des chercheurs des US National Institutes of Health et des Centers for Disease Control and Protection a révélé que le virus HCoV-19 restait viable jusqu'à 2 ou 3 jours sur des surfaces en plastique et en acier inoxydable, contre 4 heures sur du cuivre<sup>2</sup>.



Viabilité du SARS-CoV-1 et du SARS-CoV-2 dans les aérosols et sur diverses surfaces<sup>2</sup>.

\* CuVerro Shield<sup>MC</sup> par Aereus Technologies est un produit homologué de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada.

\*\*Des analyses en laboratoire montrent que les surfaces CuVerro, lorsqu'elles sont nettoyées régulièrement, permettent d'éliminer plus de 99,9 % des bactéries suivantes après deux heures d'exposition: Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, E. coli 0157:H7 et Enterococcus faecalis résistant à la vancomycine (ERV). L'emploi des produits bactéricides à base de cuivre CuVerro<sup>MD</sup> est un complément aux pratiques standard de prévention des infections, et non un substitut. Les utilisateurs doivent donc continuer de suivre les mesures courantes de prévention des infections, notamment les pratiques en matière de nettoyage et de désinfection des surfaces de leur environnement. Il a été démontré que cette surface permet de réduire la contamination microbienne; toutefois, elle ne prévient pas nécessairement la contamination croisée.

<sup>1</sup>Oie S, Hosokawa I, Kamiya A. 2002. Contamination of room door handles by methicillin sensitive/methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J. Hosp. Infect. 2002;51:140-143.

<sup>2</sup>Doremalen NV, Bushmaker T, Morris DH, et al. Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1. N Engl J Med 2020.

## BASES ET ROULETTES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>OR-36770-CUV</b>	TIGE À SOLUTÉ <b>CuVERRO SHIELD<sup>MC</sup></b> , COL CENTRAL ET POMMEAU avec une base en aluminium crème de 23" (V-40016) et des roulettes de 2"
<b>OR-36760-25-CUV</b>	TIGE À SOLUTÉ <b>CuVERRO SHIELD<sup>MC</sup></b> , COL CENTRAL ET POMMEAU avec une base en acier inoxydable de 25" (V-40013-25) et roulettes de 2"
<b>OR-36760-253-CUV</b>	avec une base en acier inoxydable de 25" (V-40013-25) et roulettes de 3"
<b>OR-36771-25-CUV</b>	TIGE À SOLUTÉ <b>CuVERRO SHIELD<sup>MC</sup></b> , COL CENTRAL ET POMMEAU avec une base en acier inoxydable de 25" (V-40013-25), roulettes de 2" et un ensemble de poids de 13,5 lb (V-50004-25)
<b>OR-36771-253-CUV</b>	avec une base en acier inoxydable de 25" (V-40013-25), roulettes de 3" et un ensemble de poids de 13,5 lb (V-50004-25)
<b>OR-36772-253-CUV</b>	avec une base en acier de 25" (V-40014-25-ST) et roulettes de 3"

ROULETTES DURABLES,  
SANS MARQUAGE,  
À ROULEMENT DOUX




ENSEMBLE DE POIDS  
DISPONIBLE POUR UNE  
STABILITÉ ACCRUE

## CROCHETS ET CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>OR-36499-CUV</b>	CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER ET EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE <b>CuVERRO SHIELD<sup>MC</sup></b> Ensemble de 2
<b>OR-36500-CUV</b>	CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER ET EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE <b>CuVERRO SHIELD<sup>MC</sup></b> Ensemble de 4
<b>OR-36501-CUV</b>	CROCHETS EN U ET EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE <b>CuVERRO SHIELD<sup>MC</sup></b> Ensemble de 2
<b>OR-36502-CUV</b>	CROCHETS EN U ET EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE <b>CuVERRO SHIELD<sup>MC</sup></b> Ensemble de 4
<b>OR-36504-CUV</b>	CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER (2), CROCHETS EN U (2) ET EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE <b>CuVERRO SHIELD<sup>MC</sup></b> Ensemble de 4
<b>V-50002-CUV</b>	CROCHET DE VIDANGE URINAIRE ET COL AVEC POMMEAU EN ACIER INOXYDABLE <b>CuVERRO SHIELD<sup>MC</sup></b> Ensemble de 1

DES MODÈLES DE CROCHETS  
PERSONNALISÉS SONT  
DISPONIBLES POUR RÉPONDRE  
À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES



CROCHETS DE TYPE CORNES  
DE BÉLIER, CROCHETS EN U OU  
UNE COMBINAISON DES  
DEUX DISPONIBLES

## TIGES ET POIGNÉES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>V-CUV-50003</b>	POIGNÉE RONDE EN ACIER INOXYDABLE <b>CuVERRO SHIELD<sup>MC</sup></b>
<b>V-CUV-50006</b>	POIGNÉE TRIANGULAIRE EN ACIER INOXYDABLE <b>CuVERRO SHIELD<sup>MC</sup></b>
<b>V-CUV-50007</b>	POIGNÉE SEMI-RONDE EN ACIER INOXYDABLE <b>CuVERRO SHIELD<sup>MC</sup></b>

LE POMMEAU DE RÉGLAGE DE LA  
HAUTEUR À POINTES EST FACILE À  
TOURNER MÊME AVEC DES  
MAINS MOUILLÉES



**BON À SAVOIR :** Dans le cas peu probable où votre tige CuVerro Thermal Fabrication IV serait profondément rayée, une étude menée par l'Université de Waterloo a démontré que l'activité antimicrobienne de l'Aereus Thermal Fabrication est maintenue même lorsqu'il est complètement enlevé jusqu'à une largeur comprise entre 3 et 5 mm, dans les conditions de test utilisées dans cette étude<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Tanvir S, Anderson WA. 2020. Antimicrobial Activity of "Deeply Scratched" Aereus Thermal Fabrication Surfaces. Department of Medical Engineering, University of Waterloo. 2020.

# CHARIOTS DE CAS FERMÉS

Nos chariots de cas fermés sont construits pour durer et sont disponibles dans une large gamme de tailles avec des options d'étagères diverses, des assemblages ergonomiques, des choix de conception intelligents, des caractéristiques de sécurité, une maniabilité supérieure et des accessoires en option. Ils sont très robustes et durables, tout en étant légers grâce à notre conception monobloc en acier inoxydable supérieur de calibre 18.

Tous les chariots de cas fermés bénéficient d'une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur la structure et toutes les composantes (à l'exception des roulettes), avec un an de main d'œuvre incluse.

## CARACTÉRISTIQUES

### CONCEPTION INTELLIGENTE

- La surface supérieure est dotée d'un rebord anti-gouttes intégré pour assurer un drainage adéquat des déversements accidentels sans contaminer l'intérieur du chariot.
- Le fond de l'armoire est incliné de 5 degrés et le cadre de support du châssis est perforé pour faciliter l'écoulement.
- Les serrures de porte externes facilitent le chargement et le déchargement.



### ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Choisissez parmi les porte-cartes, le loquet à palette et l'ensemble de système de remorquage rétractable.

### ÉTAGÈRES MOBILES

- La conception de l'étagère ouverte réglable offre une largeur et une profondeur supplémentaires pour les grands récipients.
- Les types d'étagères comprennent des étagères pleines, perforées ou grillagées, équipées de butées intégrées pour empêcher tout basculement pendant l'utilisation.

### ENSEMBLES DE PORTES ERGONOMIQUES

- La conception robuste du double bac comporte des trous de drainage sur le bord inférieur (positionnement extérieur).
- Les charnières de forte épaisseur s'enlèvent facilement pour être nettoyées ou ajustées.
- Le loquet de porte à ressort SteriLock empêche toute ouverture accidentelle pendant le transport.



### CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Le pare-chocs en caoutchouc sur tout le périmètre résistant aux hautes températures offre une protection contre les chocs.
- Les joints et les crevasses étanches en permanence empêchent l'accumulation d'eau et les sources de contamination.

## MANIABILITÉ SUPÉRIEURE

- Chaque chariot est équipé de deux roulettes entièrement pivotantes, d'une roulette à blocage de direction et d'une roulette à blocage total pour faciliter la direction, la manutention et le positionnement.
- La roulette en acier inoxydable est compatible avec les laveurs de chariot et offre une capacité de charge élevée de 225 livres par roue.



ROULETTE À PIVOTEMENT AVEC VERROUILLAGE

## ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>OR-3875</b>	PORTE-CARTES 6" larg. x 4" h (152 mm x 102 mm)
<b>OR-3876</b>	PORTE-CARTES 9" larg. x 11" h (229 mm x 279 mm)
<b>OR-3877</b>	SUPPORTS DE SÉCURITÉ/ANNEAUX D'ÉTANCHÉITÉ
<b>OR-3881</b>	POIGNÉE-POUSSOIR
<b>OR-3871-S</b>	LOQUET À PALETTE PETIT
<b>OR-3871-L</b>	LOQUET À PALETTE GRAND
<b>OR-3840</b>	ÉTAGÈRE COULISSANTE PLEINE 24" larg. x 24" h - Uniquement pour les modèles à porte simple
<b>OR-3841</b>	ÉTAGÈRE COULISSANTE PERFORÉE 24" larg. x 24" h - Uniquement pour les modèles à porte simple
<b>OR-3843</b>	ÉTAGÈRE COULISSANTE GRILLAGÉE 24" larg. x 24" h - Uniquement pour les modèles à porte simple
<b>OR-3845</b>	ÉTAGÈRE COULISSANTE PLEINE 24" larg. x 36" h - Uniquement pour les modèles à porte double
<b>OR-3846</b>	ÉTAGÈRE COULISSANTE PERFORÉE 24" larg. x 36" h - Uniquement pour les modèles à porte simple
<b>OR-3848</b>	ÉTAGÈRE COULISSANTE GRILLAGÉE 24" larg. x 36" h - Uniquement pour les modèles à porte simple



## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (long. x larg. x H.)	CAPACITÉ (Pl <sup>3</sup> ) *
<b>OR-3810</b>	PORTE SIMPLE/ TAILLE STANDARD	Étagère : 24" x 24" (610 mm x 610 mm) Cabinet : 27" x 25 1/2" x 33" (686 mm x 648 mm x 838 mm) Total : 33 1/4" x 28" x 39 1/2" (845 mm x 711 mm x 1003 mm)	11,5
<b>OR-3815</b>	PORTE SIMPLE / GRANDE TAILLE	Étagère : 24" x 24" (610 mm x 610 mm) Cabinet : 27" x 25 1/2" x 48" (686 mm x 648 mm x 1219 mm) Total : 33 1/4" x 28" x 54 1/2" (845 mm x 711 mm x 1384 mm)	16,5
<b>OR-3820</b>	PORTE DOUBLE / TAILLE STANDARD	Étagère : 36" x 24" (914 mm x 610 mm) Cabinet : 39" x 25 1/2" x 33" (991 mm x 648 mm x 838 mm) Total : 45 1/4" x 28" x 39 1/2" (1149 mm x 711 mm x 1003 mm)	16,6
<b>OR-3825</b>	PORTE DOUBLE / GRANDE TAILLE	Étagère : 36" x 24" (914 mm x 610 mm) Cabinet : 39" x 25 1/2" x 48" (991 mm x 648 mm x 1219 mm) Total : 45 1/4" x 28" x 54 1/2" (1149 mm x 711 mm x 1384 mm)	24,2

# CHARIOTS DE CAS OUVERTS

Nos chariots de cas ouverts sont construits pour durer en utilisant de l'acier inoxydable de série 300 avec une finition polie n° 4 et sont disponibles en deux tailles polyvalentes et trois hauteurs avec des options d'étagères flexibles, des choix de conception intelligents, des caractéristiques de sécurité importantes et une maniabilité supérieure. La conception tubulaire offre une rigidité maximale, et l'ensemble du cadre est soutenu structurellement par un châssis entièrement soudé de forte épaisseur pour une capacité de charge maximale.

Tous les chariots de cas ouverts bénéficient d'une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes), avec un an de main d'œuvre inclus.

## CARACTÉRISTIQUES

### ÉTAGÈRES MOBILES

- Les étagères ouvertes réglables offrent une largeur et une profondeur supplémentaires pour les grands conteneurs et peuvent être facilement retirées/positionnées sur les supports transversaux par incréments de 127 mm.
- Les étagères sont disponibles en acier inoxydable plein ou perforé et sont formées à l'emporte-pièce pour une capacité de charge maximale.

### CONCEPTION INTELLIGENTE

- Les chariots à hauteur de travail ont une surface supérieure solide entièrement soudée avec des supports de canaux périphériques pour l'intégrité structurelle.
- La poignée poussée/traction soudée à l'extérieur maximise l'espace de rangement intérieur.
- Toutes les soudures et tous les joints sont polis et fusionnés pour une finition lisse.

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Le pare-chocs en caoutchouc sur tout le périmètre résistant aux hautes températures offre une protection contre les chocs.
- Les pare-chocs d'angle standard sont disponibles en option.
- Les joints et les crevasses étanches en permanence empêchent l'accumulation d'eau et les sources de contamination.
- Toutes les surfaces sont lisses et exemptes d'arêtes vives qui pourraient endommager l'emballage stérile ou blesser le personnel.



OR-3920

### MANIABILITÉ SUPÉRIEURE

- Chaque chariot est équipé de deux roulettes entièrement pivotantes, d'une roulette à blocage de direction et d'une roulette à blocage total pour faciliter la direction, la manutention et le positionnement.
- Le boîtier des roulettes en acier inoxydable est compatible avec les laveurs de chariot et offre une capacité de charge élevée de 225 lb par roue.
- L'ensemble d'entraînement et de liaison rétractable en option permet d'entraîner et de remorquer facilement le chariot manuellement.



JOINTS POLIS ET FUSIONNÉS

ÉTAGÈRES RÉGLABLES

ROULETTES :  
2 PIVOTANTES  
1 BLOCAGE DE DIRECTION  
1 BLOCAGE TOTAL



JOINTS ET CREVASSES ÉTANCHES

PARE-CHOCS EN CAOUTCHOUC SUR TOUT LE PÉRIMÈTRE

## SÉLECTION DES PRODUITS

### CARACTÉRISTIQUES

### OR-3920 ET OR-3921-PS

(ajouter le suffixe A, B ou C au numéro d'article pour ajuster les spécifications des caractéristiques)

	-A	-B	-C
<b>HAUTEUR TOTALE</b>	39 1/2" (1003 mm)	39 1/2" (1003 mm)	54" (1372 mm)
<b>CAPACITÉ (PI<sup>3</sup>)</b>	16,6	23,9	28,9
<b>POSITION DU SUPPORT DE L'ÉTAGÈRE</b>	3	3	3
<b>TAILLE DES ROULETTES</b>	5" (127 mm)	5" (127 mm)	8" (203 mm)
<b>DIMENSION TOTALE</b>	45 1/4" long. x 28" larg. (1149 mm x 711 mm)		
<b>DIMENSION DE L'ÉTAGÈRE</b>	36 1/4" long. x 24" larg. (921 mm x 610 mm)		

L'article n° OR-3921-PS a des étagères perforées

## ACCESSOIRES

### N° D'ARTICLE

### DESCRIPTION

OR3982

ASSEMBLAGE DE PARE-CHOCS MONTAGE INTÉGRÉ



# CHARIOTS UTILITAIRES

Nos chariots utilitaires sont construits pour durer avec de l'acier inoxydable 18-8 de fort calibre et sont disponibles en quatre modèles polyvalents pour le transport et le stockage de fournitures, d'instruments ou d'équipements dans le bloc opératoire, la traumatologie, les urgences ou les procédures mineures.

Tous les chariots utilitaires sont couverts par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

## CARACTÉRISTIQUES

### CONCEPTION INTELLIGENTE

- Entièrement soudée et polie pour obtenir une finition n° 4.
- Rebord anti-éclaboussures de 1" (51 mm) sur trois côtés de la surface supérieure et de l'étagère centrale.
- Pare-chocs non marquants sur la poignée de poussée/traction et les coins du chariot.
- Une **tige d'acier de renfort** est fixée sous l'étagère supérieure pour **plus de solidité et de stabilité**.
- Une **plaque d'acier** est fixée sous toutes les étagères pour éviter qu'elles ne vacillent et ne s'affaissent.



OR-3692F

### MANIABILITÉ SUPÉRIEURE

- Chaque chariot est équipé de roulettes pivotantes à haute capacité de charge, montées sur un châssis de base robuste.
- La poignée de poussée/traction s'étend sur toute la largeur du chariot et est placée de manière à faciliter son utilisation.

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	TAILLE DE L'ÉTAGÈRE (larg. x long.)	DÉGAGEMENT DE L'ÉTAGÈRE	HAUTEUR TOTALE	DIAMÈTRE DES ROULETTES	CAPACITÉ DE CHARGE
<b>OR-3692A</b>	15 1/2" x 24" (394 mm x 610 mm)	12" (305 mm)	32" (813 mm)	3" (76 mm)	200 lb (91 kg)
<b>OR-3692B</b>	17 3/4" x 30" (451 mm x 762 mm)	11 3/4" (298 mm)	32" (813 mm)	3" (76 mm)	200 lb (91 kg)
<b>OR-3692D</b>	17 3/4" x 30" (451 mm x 762 mm)	12 1/8" (308 mm)	33 1/4" (845 mm)	4" (102 mm)	400 lb (182 kg)
<b>OR-3692F</b>	20 3/4" x 35" (527 mm x 889 mm)	13 1/2" (343 mm)	37 1/8" (943 mm)	5" (127 mm)	500 lb (224 kg)
<b>OR-3692-WO*</b>	19" x 31" (483 mm x 787 mm) Surface : 4,2 PI <sup>2</sup> (0,4 M <sup>2</sup> ) Volume : 12 PI <sup>3</sup> (0,3 M <sup>3</sup> ) Poids : 42 livres (19,1 kg)	Personnalisable	34" (864 mm)	4" (102 mm)	500 lb (181 kg)

\*Les trois côtés ont un bord surélevé de 1" de haut sur la tablette supérieure et centrale.

**REMARQUE :** En raison du développement continu des produits, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

# CHARIOT D'ANESTHÉSIE

Notre chariot d'anesthésie est un système de stockage flexible pour les diverses fournitures d'anesthésie, les médicaments et les instruments nécessaires au bloc opératoire. Construit pour durer en acier inoxydable 304 avec un polissage n° 4, il est facile à nettoyer et à entretenir.

Tous les chariots d'anesthésie sont couverts par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

## CARACTÉRISTIQUES

### CONCEPTION INTELLIGENTE

- Comprends six tiroirs à extension complète de différentes profondeurs : 3 x 3" (76 mm), 2 x 6" (76 mm), 2 x 6" (152 mm), 1 x 9" (228 mm)
- Surface lisse avec un garde-corps sur trois côtés
- Montage sur-pont avec bacs et étagères optionnelles qui fournissent de l'espace de rangement additionnel

### MANIABILITÉ SUPÉRIEURE

- Les roulettes à forte capacité de charge et les pneus en caoutchouc gris non marquant offrent une maniabilité supérieure.
- Un ensemble de pare-chocs sur tout le périmètre protège le corps du chariot pendant le transport.

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (long. x larg. x H.)
<b>OR-3680</b>	CHARIOT D'ANESTHÉSIE	27" X 22" X 40" (686 mm x 559 mm x 1016 mm)



**OR-3680**

Les produits présentés dans le chariot d'anesthésie ne sont pas inclus.

## ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>OR-3680-DV3</b>	KIT DE SÉPARATION pour tiroir de 3" / 76 mm
<b>OR-3680-DV6</b>	KIT DE SÉPARATION pour tiroir de 6" / 152 mm
<b>OR-3680-GH</b>	SUPPORT DE BOÎTE À GANTS
<b>OR-3680-NC3</b>	ARMOIRE À NARCOTIQUES AVEC SERRURE tiroir intérieur de 3" / 76 mm
<b>OR-3680-NC6</b>	ARMOIRE À NARCOTIQUES AVEC SERRURE tiroir intérieur de 6" / 152 mm
<b>OR-3680-OR</b>	ASSEMBLAGE DE RAILS SUPÉRIEURS POUR LES PANIERS complet avec 2 supports latéraux
<b>OR-3680-PB</b>	BARRE D'ALIMENTATION, QUALITÉ HÔPITAL complète avec un cordon de 3 m / 10 ft
<b>OR-3680-SH</b>	ASSEMBLAGE DE L'ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE 26" long. x 10" larg. / 660 mm long. x 254 mm larg.
<b>OR-3680-SR</b>	SUPPORT DE RAIL LATÉRAL
<b>OR-3680-VS</b>	KIT BANDE VELCRO / SUPPORT



# ARMOIRES POUR INSTRUMENTS ET FOURNITURES

Nos armoires pour instruments et fournitures sont conçues pour offrir un espace de rangement fermé pour les fournitures de bloc opératoire, les médicaments, les instruments et les appareils.

Toutes les armoires pour instruments et fournitures bénéficient de notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants.

## CARACTÉRISTIQUES

- Les armoires sont équipées de quatre étagères facilement réglables (par incréments de 1" / 25 mm) et sont entièrement interchangeables avec d'autres armoires pour instruments et appareils de largeur similaire.
- Les portes vitrées coulissantes standard sont encadrées d'acier inoxydable et permettent un accès rapide au contenu de l'armoire (systèmes de portes en option disponibles).
- Les armoires ont une profondeur de 22" / 559 mm et une hauteur de 84" / 2134 mm à l'avant.
- La section supérieure inclinée optionnelle ajoute 9 1/2" / 241 mm à la hauteur totale de l'armoire.
- Des armoires d'une profondeur de 17 3/4" / 450 mm sont disponibles sur demande.



OR-3782

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-3782-A	ARMOIRE POUR INSTRUMENTS ET FOURNITURES Largeur : 47" (1194 mm)
OR-3782-B	ARMOIRE POUR INSTRUMENTS ET FOURNITURES Largeur : 35" (889 mm)
OR-3782-C	ARMOIRE POUR INSTRUMENTS ET FOURNITURES Largeur : 24" (610 mm)
OR-3782-GH	PORTES VITRÉES À CHARNIÈRES
OR-3782-RF	KIT DE BRIDE ENCASTRÉE
OR-3782-ST	SECTION SUPÉRIEURE INCLINÉE

# TABLES D'INSTRUMENTS

Nos tables d'instruments sont disponibles en six modèles polyvalents et constituent une table arrière économique pour les instruments ou les pansements. La construction en acier inoxydable de forte épaisseur entièrement soudée et polie à la finition n° 4 offre une excellente rigidité et une durée de vie prolongée.

Toutes les tables d'instruments bénéficient d'une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

## CARACTÉRISTIQUES

- Sous-châssis de support en profilés pour une capacité de poids et une rigidité structurelle maximales.
- Pieds tubulaires sans joint entièrement soudés, supportant le cadre en H ou l'étagère inférieure.
- Les roulettes pivotantes non marquantes sont disponibles en 2" (51 mm) ou 3" (76 mm) selon la taille de la table.
- Tous les modèles ont une hauteur de 864 mm et comportent une tablette inférieure.
- Une base tubulaire ouverte est disponible sur demande (référence OR-3643).



OR-3641L

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS (long. x larg.)
OR-3641A	20" x 16" (506 mm x 406 mm)
OR-3641B	30" x 16" (762 mm x 406 mm)
OR-3641C	34" x 18" (864 mm x 457 mm)
OR-3641D	36" x 20" (914 mm x 508 mm)
OR-3641H*	46" x 24" (1168 mm x 610 mm)
OR-3641L*	58" x 24" (1473 mm x 610 mm)

\*Les modèles H et L sont fournis avec des roulettes de 76 mm.

## ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-3641X-R3	RAIL DE GUIDAGE À TROIS CÔTÉS Assemblage pour plateau de table ou étagère inférieure (préciser la taille)
OR-3641X-R4	RAIL DE GUIDAGE À QUATRE CÔTÉS Assemblage pour plateau de table ou étagère inférieure (préciser la taille)
OR-3640	ASSEMBLAGE DE TIROIRS Dimensions intérieures : 15" long. x 16 3/4" larg. x 3 3/4" P (381 mm x 426 mm x 95 mm)

# TABLES D'ÉQUIPEMENT

Nos tables d'équipement existent en trois tailles et constituent une solution stérile et efficace pour organiser et stocker les équipements et les fournitures. La construction en acier inoxydable de forte épaisseur entièrement soudée est facile à nettoyer et à entretenir.

Toutes les tables d'équipement sont couvertes par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

## CARACTÉRISTIQUES

- Tous les modèles comprennent des doublures de tiroirs soudées en acier inoxydable, une étagère inférieure et un rail à ruban sur trois côtés.
- Les roulettes pivotantes conductrices à usage intensif sont disponibles en 2" (51 mm) ou 3" (76 mm) selon la taille de la table.



## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
<b>OR-3644</b>	TABLE D'ÉQUIPEMENT AVEC DEUX TIROIRS, UN GARDE-CORPS ET UNE ÉTAGÈRE INFÉRIEURE 36" x 18" x 34" (914 mm x 457 mm x 864 mm)
<b>OR-3648</b>	TABLE D'ÉQUIPEMENT AVEC UN TIROIR, UN GARDE-CORPS ET UNE ÉTAGÈRE INFÉRIEURE 20" x 18" x 34" (508 mm x 457 mm x 864 mm)
<b>OR-3650</b>	TABLE D'ANESTHÉSISTE AVEC TROIS TIROIRS (2 X 4"/102 MM DE PROFONDEUR, 1 X 8"/204 MM DE PROFONDEUR), GARDE-CORPS ET TABLETTE INFÉRIEURE 20" x 18" x 34" (508 mm x 457 mm x 864 mm)

# TABLES MAYO

Nos tables Mayo sont disponibles en sept modèles et constituent un excellent choix pour une utilisation clinique générale et des applications en bloc opératoire. La construction tubulaire sans joint en acier inoxydable est entièrement soudée et polie pour faciliter le nettoyage et assurer un soutien structurel maximal.

Tous les supports mayo bénéficient d'une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).


## CARACTÉRISTIQUES

- Le système de réglage de la hauteur à embrayage automatique bloque automatiquement le plateau à la hauteur souhaitée et permet une montée et une descente en douceur.
- Un mécanisme de sécurité empêche le cadre du plateau de tomber accidentellement.
- Les roulettes sont pivotantes sur roulement à billes et ont un diamètre de 51 mm.
- Tous les modèles permettent de régler la hauteur du plateau de 38" à 58" (965 mm à 1473 mm).

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	TAILLE DU PLATEAU (long. x larg.)
<b>OR-3657</b>	SUPPORT D'URGENCE MAYO AVEC BASE À 4 ROULETTES ET VERROUILLAGE EN T Actionnement manuel	19" x 13" (483 mm x 330 mm)
<b>OR-3658</b>	PLATEAU STANDARD Bouton poussoir Base de type traîneau et système d'embrayage automatique	19" x 13" (483 mm x 330 mm)
<b>OR-3662</b>	GRAND PLATEAU Bouton poussoir Base de type traîneau et système d'embrayage automatique	21" x 16" (533 mm x 406 mm)
<b>OR-3660</b>	PLATEAU STANDARD Commande manuelle avec deux roulettes, une base en forme de traîneau et une poignée en T	19" x 13" (483 mm x 330 mm)
<b>OR-3661</b>	GRAND PLATEAU Commande manuelle avec deux roulettes, une base en forme de traîneau et une poignée en T	21" x 16" (533 mm x 406 mm)
<b>OR-3665</b>	PLATEAU STANDARD Commande au pied Base en forme de traîneau et système d'embrayage automatique au pied	19" x 13" (483 mm x 330 mm)
<b>OR-3666</b>	GRAND PLATEAU Commande au pied Base en forme de traîneau et système d'embrayage automatique au pied	21" x 16" (533 mm x 406 mm)

LES PLATEAUX EN ACIER INOXYDABLE SONT POLIS ET FORMÉS À L'EMPORTE-PIÈCE AVEC DES COINS ARRONDIS.  
ILS EXISTENT EN DEUX TAILLES STANDARD



# TABLES DE CHEVAUCHEMENT

Nos tables de chevauchement sont disponibles en quatre longueurs et constituent des tables d'instruments à hauteur réglable pratique pour les cas impliquant de nombreux instruments et équipements de diagnostic. Elles ont une construction robuste en acier inoxydable poli avec base de support tubulaire entièrement soudée.

Toutes les tables de chevauchement sont couvertes par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

## CARACTÉRISTIQUES

- Le mécanisme d'entraînement à action directe permet un réglage en douceur, sans glissement ni dérapage.
- Les accessoires optionnels comprennent des tablettes d'extension en acier inoxydable et une surface de travail en acier inoxydable anti-débordement.
- Quatre roulettes grises non marquantes de 3" (76 mm) (2 pivotantes, 2 avec frein).
- Hauteur réglable de 36" à 58" (914 mm à 1473 mm) avec manivelle pliable en acier inoxydable.
- Tous les modèles présentent un dégagement minimum standard de 700 mm entre les supports verticaux des pieds.



**OR-3646X**

Dégagement minimum standard de 700 mm entre les supports verticaux des pieds.

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>OR-3646X</b>	TABLE DE CHEVAUCHEMENT, AVEC MANIVELLE À POSITION STANDARD Longueurs disponibles : A : 24" / 610 mm B : 32" / 813 mm C : 40" / 1016 mm D : 46" / 1168 mm

Ajoutez le suffixe au numéro de modèle pour la longueur de la surface de travail requise. La largeur standard de la table et de la tablette d'extension est de 34" / 864 mm.

Des tablettes d'extension en acier inoxydable et des surfaces de travail en bord de mer sont disponibles en option.

## ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>OR-3646ES</b>	TABLETTE D'EXTENSION EN ACIER INOXYDABLE Longueurs disponibles : 4" et 8" / 102 mm et 203 mm selon la largeur de la table
<b>OR-3646LH</b>	ASSEMBLAGE DE LA MANIVELLE EN POSITION BASSE
<b>OR-3646ME-X</b>	SURFACE DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE ANTIDÉVERSEMENT MARINE-EDGE

# TABLES D'INSPECTION DE TISSU

Nos tables d'inspection de tissu offrent une grande surface de travail éclairée par des DEL pour l'inspection des draps et des emballages. Disponibles en deux tailles, elles sont fabriquées en acier inoxydable et dotées d'une surface de travail en plexiglas translucide étanche. Le cadre et les pieds en acier inoxydable garantissent la durabilité du produit.

Toutes les tables d'inspection de tissu bénéficient de notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

## CARACTÉRISTIQUES

- Les luminaires à DEL fournissent un éclairage brillant et constant, sont économes en énergie et durent plus longtemps que les ampoules traditionnelles.
- L'étagère inférieure en option offre un espace de rangement supplémentaire.
- Les pattes tubulaires sont optionnelles avec des roulettes grises non marquantes et freinées.
- Comprend des niveleurs réglables en hauteur.
- Cordon d'alimentation de qualité hospitalière approuvé par la CSA (3 mètres / 10 pieds) et interrupteur.
- Lampe facilement accessible pour le remplacement des ampoules.
- Service requis : 120 V, 60 Hz



SP-8210 LS

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (long. x larg. x H.)
SP-8210 LS	TABLE D'INSPECTION DE TISSU AVEC ÉTAGÈRE INFÉRIEURE (Longueur standard)	72" x 32" x 36" (1829 mm x 813 mm x 914 mm)
SP-8210	TABLE D'INSPECTION DE TISSU (Longueur standard)	72" x 32" x 36" (1829 mm x 813 mm x 914 mm)
SP-8215	KIT DE ROULETTES POUR TABLE STANDARD (quatre roulettes) installés en usine	
SP-8220	TABLE D'INSPECTION DE TISSU (Longueur allongée)	92" x 32" x 36" (2337 mm x 813 mm x 914 mm)
SP-8220 LS	TABLE D'INSPECTION DE TISSU AVEC ÉTAGÈRE INFÉRIEURE (Longueur standard)	92" x 32" x 36" (2337 mm x 813 mm x 914 mm)
SP-8225	KIT DE ROULETTES POUR TABLE ÉTENDUE (Six roulettes)	

# TABLES UTILITAIRES / INSPECTION

Nos tables utilitaires / inspection facilitent l'assemblage, l'inspection et l'emballage des instruments et des équipements avant ou après le processus de décontamination et de stérilisation. Tous les composants de la table sont construits pour durer en utilisant de l'acier inoxydable 18-8 de forte épaisseur de la série 300. Ils sont formés sous pression, entièrement soudés et polis jusqu'à l'obtention d'une finition mixte n° 4.

Toutes les tables utilitaires / inspection sont couvertes par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants.

## CARACTÉRISTIQUES

- La conception rigide du support en profilés et les renforts transversaux des pattes tubulaires assurent une stabilité maximale, une capacité de charge élevée et une durée de vie prolongée du produit.
- Le comptoir est supporté par des profilés en acier inoxydable moulés sous pression et soudés à l'ensemble de la base du cadre tubulaire.
- Les tables sont équipées de pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.
- Des tiroirs optionnels, un étagère inférieure pleine longueur et un étagère supérieure permettent des configurations de rangement flexibles.
- Les tiroirs optionnels sont en acier inoxydable moulé sous pression, avec une façade de tiroir à double bac et des glissières à billes très résistantes.
- Des tailles et des modèles personnalisés sont disponibles sur demande.



SP-8724

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>SP-8710</b>	TABLES UTILITAIRES / INSPECTION AVEC PATTES TUBULAIRES ASSEMBLÉES Longueur disponible : 44" / 1118 mm
<b>SP-8720</b>	TABLES UTILITAIRES / INSPECTION AVEC PATTES TUBULAIRES ASSEMBLÉES Longueur disponible : 60" / 1524 mm
<b>SP-8730</b>	TABLES UTILITAIRES / INSPECTION AVEC PATTES TUBULAIRES ASSEMBLÉES Longueur disponible : 76" / 1930 mm
<b>SP-8740</b>	TABLES UTILITAIRES / INSPECTION AVEC PATTES TUBULAIRES ASSEMBLÉES Longueur disponible : 92" / 2337 mm
<b>SP-8712</b>	ENSEMBLE DE PLATEAU SUPÉRIEUR AVEC KIT DE MONTAGE Longueur disponible : 44" / 1118 mm
<b>SP-8722</b>	ENSEMBLE DE PLATEAU SUPÉRIEUR AVEC KIT DE MONTAGE Longueur disponible : 60" / 1524 mm
<b>SP-8732</b>	ENSEMBLE DE PLATEAU SUPÉRIEUR AVEC KIT DE MONTAGE Longueur disponible : 76" / 1930 mm
<b>SP-8742</b>	ENSEMBLE DE PLATEAU SUPÉRIEUR AVEC KIT DE MONTAGE Longueur disponible : 92" / 2337 mm
<b>SP-8714</b>	TIROIR MODULAIRE AVEC ASSEMBLAGE DE TABLIER À QUATRE CÔTÉS Longueur disponible : 44" / 1118 mm
<b>SP-8724</b>	TIROIR MODULAIRE AVEC ASSEMBLAGE DE TABLIER À QUATRE CÔTÉS Longueur disponible : 60" / 1524 mm
<b>SP-8734</b>	TIROIR MODULAIRE AVEC ASSEMBLAGE DE TABLIER À QUATRE CÔTÉS Longueur disponible : 76" / 1930 mm
<b>SP-8744</b>	TIROIR MODULAIRE AVEC ASSEMBLAGE DE TABLIER À QUATRE CÔTÉS Longueur disponible : 92" / 2337 mm



# BERCEAU DE MATERNITÉ KERRI BEAR<sup>MC</sup>

Le berceau de maternité Kerri Bear<sup>MC</sup> est facile à manipuler et à nettoyer, ce qui en fait le choix idéal pour les hôpitaux qui recherchent un couffin polyvalent, sûr, élégant et durable.

## COMPOSANTS DU PRODUIT

- Porte-bébé
- Table à langer intégrée
- Spacieux meuble de rangement inférieur disponible en 5 couleurs : blanc éclatant, vert forêt, beige pierre, bleu ombre et mauve de fard

## CARACTÉRISTIQUES

### REVÊTEMENT ANTIMICROBIEN

- Fabriqué avec notre peinture en poudre protectrice antibactérienne et sans plomb\*
- Empêche la propagation de micro-organismes dangereux et supprime la croissance des moisissures et des bactéries\*\*
- Le revêtement durable résiste à l'écaillage et à la décoloration

### PANIER POUR BERCEAU

- Le cadre et le support sont entièrement soudés et peints avec un revêtement en poudre anti-bactérien cuit au four
- Le cadre du porte-bébé permet trois positions de panier : Neutre, Trendelenburg et Trendelenburg inversé
- Le porte-panier peut être facilement ajusté en arrière pour révéler une table à langer pratique en dessous (tirez l'interrupteur de sécurité)
- Le mécanisme de sécurité verrouille le porte-panier en place pour empêcher tout mouvement pendant le transport

### CABINET DE BASE

- Des poignées faciles à tirer et des loquets magnétiques pour une ouverture facile et une fermeture sûre de la porte
- Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité faciles à désinfecter (aucun composant en bois ou en stratifié n'est utilisé)
- Grand espace de rangement pour un accès rapide aux fournitures et au matériel, avec une étagère disponible en option



\* Spécifications de la peinture antibactérienne disponibles sur demande  
 \*\* Documentation du laboratoire disponible sur demande

## MATELAS

- Deux matelas disponibles : un pour le panier et un pour la table à langer
- Les matelas sont fabriqués en mousse de densité moyenne, ignifuge et antibactérienne, pour le soutien et le confort des bébés
- La table à langer est équipée d'un garde-corps à trois côtés pour garantir la fixation du matelas et empêcher qu'il ne glisse



## ROULETTES

- Les roulettes en caoutchouc gris non marquant de 3" (76 mm) permettent une excellente maniabilité du couffin
- 2 pivotantes et 2 à verrouillage total



ROULETTES

## DIMENSIONS (LARG. X LONG. X H.)

<b>TAILLE TOTALE</b>	32,5" x 19,5" x 37,75" 826 mm x 495 mm x 959 mm	<b>MATELAS DE LA TABLE À LANGER</b>	31" x 18,5" x 1" 787 mm x 470 mm x 25 mm
<b>PANIER ACRYLIQUE</b>	27,5" x 13,5" x 9,5" (tête aux pieds) 700 mm x 340 mm x 241 mm	<b>PANIER-MATELAS</b>	26" x 12,5" x 2" 660 mm x 318 mm x 50 mm
<b>ARMOIRE DE RANGEMENT (INTÉRIEUR)</b>	31" x 18" x 20" 787 mm x 457 mm x 508 mm		



## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	COULEUR
PH-2695WH	BLANC ÉCLATANT 
PH-2695SP	VERT FORÊT 
PH-2695FS	BEIGE PIERRE 
PH-2695SB	BLEU OMBRE 
PH-2695MB	MAUVE DE FARD 

## ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (LONG. X LARG. X H.)
1 PH-2657	PANIER DE MATERNITÉ AVEC PORTE-CARTES Acrylique transparent sans soudure à fort impact Taille : 27,5 "x 13,5 "x 9,5" / 698,5 mm x 342,9 mm x 241,3 mm Taille du porte-cartes : 5" x 3,5
2 PH-2659	MATELAS À PANIER Antibactérien et ignifuge Taille : 26 "x12,5 "x 2" / 660,4 mm x 317,5 mm x 50,8 mm
3 PH-2658	MATELAS DE TABLE À LANGER Antibactérien et ignifuge Taille : 31"x18,5"x 1" / 787,4 mm x 469,9 mm x 25,4 mm
4 PH-2672	ARMOIRE INTÉRIEURE AVEC ÉTAGÈRE EN OPTION Non réglable
5 12008	ROULETTES DE 3" PIVOTANTES Toutes les surfaces
12009	ROULETTE 3" À BLOCAGE DE ROUE Toutes les surfaces, blocage des roues
6 PH-2660	PORTE-BARRE Blanc
7 PH-2661D	PORTE-BASSIN ET BASSIN EN ACIER INOXYDABLE
8 PH-2671	PORTE-DOSSIER MÉDICAL

# Trouver les images pour les codes d'articles à travers le document

## NOUS OFFRONS L'UNE DES MEILLEURES GARANTIES DU SECTEUR

Tous les berceaux Kerri Bear<sup>MC</sup> d'Imperial Surgical sont garantis contre tout défaut de fabrication et de matériaux pendant une période de sept ans à compter de la date d'achat initiale.

Les accessoires qui ne sont pas fabriqués par Imperial Surgical sont garantis contre tout défaut de fabrication pendant un an.



POUR CHAQUE BERCEAU  
KERRI BEAR<sup>MC</sup> VENDU,  
UN DON DE 10 \$ SERA FAIT  
AU RÉSEAU ENFANTS-RETOUR<sup>3</sup>

3. Imperial Surgical a pris des dispositions spéciales avec l'organisme de bienfaisance en question.



# BERCEAU DE MATERNITÉ EN ACIER INOXYDABLE

Notre berceau de maternité en acier inoxydable est un berceau économique pour une utilisation au bloc opération et en maternité. La structure tubulaire entièrement soudée offre une résistance maximale, facilite le nettoyage et prolonge la durée de vie du produit.

Notre berceau de maternité en acier inoxydable bénéficie d'une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes), avec un an de main d'œuvre inclus.

## CARACTÉRISTIQUES

- Le cadre modulaire permet plusieurs types de rangement, y compris le positionnement de Trendelenburg à partir de chaque extrémité du cadre
- Le panier pour bébé en PVC transparent est doté de trous d'aération/d'évacuation et d'un porte-carte
- Le matelas du panier est enveloppé d'un revêtement antibactérien Med-Stat ignifuge
- Roulettes en caoutchouc gris non marquantes de 76 mm (3") (2 x pivotantes et 2 x à blocage total)
- Conception légère et facile à manœuvrer



POSITION DE TRENDLENBURG



## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
PH-2655	BERCEAU DE MATERNITÉ À CADRE TUBULAIRE 33"x 17"x 38" (838 mm x 432 mm x 965 mm)
PH-2657	PANIER DE MATERNITÉ AVEC PORTE-CARTES Acrylique transparent sans joint à fort impact Taille : 27,5"x 13,5"x 9,5" / 698,5 mm x 342,9 mm x 241,3 mm Taille du porte-cartes : 5" x 3,5"
PH-2659	PANIER DE MATERNITÉ AVEC PORTE-CARTES Antibactérien et ignifuge Size: 26"x12,5"x 2" / 660,4 mm x 317,5 mm x 50,8 mm



# MARCHEPIEDS EMPILABLES

Fabriqués en aluminium moulé léger et protégés par un revêtement en poudre antimicrobienne, nos marchepieds empilables brevetés ont été conçus en mettant l'accent sur la prévention des infections.



## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR
<b>OR-36363</b>	Marchepied pied empilable avec tapis	Noir
<b>OR-36363-02</b>	Marchepied empilable avec tapis	Bleu foncé
<b>OR-36363-03</b>	Marchepied empilable avec tapis	Vert
<b>OR-36363-07</b>	Marchepied empilable avec tapis	Orange
<b>OR-36364</b>	Marchepied empilable sans tapis	S.O

Emballage : vendu à l'unité

## PIÈCES DE RECHANGE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
<b>OR-36363-1A</b>	Tampon de remplacement pour OR-36363	1 unité
<b>OR-36363-1B</b>	Remplacement des repose-pieds	1 unité

## ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
<b>OR-3693</b>	Chariot de transport	1 / boîte
<b>809-1705</b>	Tapis antifatigue réutilisable avec bandes adhésives pour le maintenir en place	5 / boîte
<b>899-1710</b>	Tapis antifatigue à usage unique avec bandes adhésives pour le maintenir en place	10 / boîte

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Poids : 8,3 livres (3,8 kg)
- Dimensions : 17,4 po L x 13 po l x 4,7 po H (44,2 cm L x 33 cm l x 11,9 cm H)
- Chariot de transport disponible
- Capacité de poids : 300 livres (136 kg)
- Garantie : 7 ans (uniquement pour le marchepied)

## REVÊTEMENT ANTIMICROBIEN:

Empêche la propagation de micro-organismes dangereux et supprime la croissance de moisissures, bactéries, levures et moisissures.

## SURFACE ANTIDÉRAPANTE:

Offre une stabilité renforcée.

## COINS SANS CAOUTCHOUC:

Évite la collection de liquides.

## CHARIOT LAVABLE:

Le modèle OR-36364 (sans tapis) peut être stérilisé.

## CONCEPTION HYGIÉNIQUE:

Aucune soudure ni ouverture creuse importante pour piéger les débris ou les fluides.



# CHAISES ET TABOURETS

Nos chaises et tabourets tournants constituent une solution économique pour un bloc opératoire ou une application clinique. Disponibles avec ou sans rembourrage en quatre modèles. La construction en acier inoxydable facilite le nettoyage et prolonge la durée de vie du produit. Structure tubulaire sans joint en acier inoxydable entièrement soudée avec une finition polie n°4.

Toutes les chaises et tabourets bénéficient de notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

## CARACTÉRISTIQUES

- La large base offre une stabilité accrue, surtout lorsqu'elle est utilisée avec les roulettes optionnelles.
- Siège en acier inoxydable de 13" (330 mm) de diamètre avec dossier optionnel.
- Les sièges rembourrés de 14" (356 mm) de diamètre sont dotés d'un noyau en mousse double densité de 2" (51 mm) et d'un revêtement en vinyle à double piqûre antibactérienne.
- Anneau de pied en acier inoxydable intégralement soudé pour un maximum de résistance et de confort.
- L'ensemble tige filetée et support robuste permet un réglage facile de la hauteur et un support rigide.
- Choisissez entre des roulettes pivotantes conductrices non marquantes de 2" (51 mm) ou des embouts de béquille en caoutchouc conducteur.



OR-3620



OR-3622

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-3620	TABOURET PIVOTANT EN ACIER INOXYDABLE Réglage de la hauteur de 19" à 27" (483 mm à 686 mm)
OR-3621	TABOURET PIVOTANT EN ACIER INOXYDABLE Réglage de la hauteur de 25" à 32" (635 mm à 813 mm)
OR-3622	TABOURET PIVOTANT AVEC SIÈGE REMBOURRÉ ET BASE EN ACIER INOXYDABLE Réglage de la hauteur de 19" à 27" (483 mm à 686 mm)
OR-3623	TABOURET PIVOTANT AVEC SIÈGE REMBOURRÉ ET BASE EN ACIER INOXYDABLE Réglage de la hauteur de 25" à 32" (635 mm à 813 mm)

## ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-3628	ENSEMBLE DE ROULETTES AVEC KIT D'EMBOÏTEMENT
OR-3629	HOUSSE DE SIÈGE CONDUCTRICE ET COUSSINET POUR LES SIÈGES DE TABOURETS EN ACIER INOXYDABLE DE 13" / 330 MM DE DIAMÈTRE

# MARCHEPIEDS

Nos marchepieds sont disponibles dans une variété de configurations pour une gamme complète d'applications au bloc opératoire. La construction durable en acier inoxydable entièrement soudée offre une résistance maximale, facilite le nettoyage et prolonge la durée de vie du produit.

Tous les marchepieds sont couverts par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants.

## CARACTÉRISTIQUES

- Marches en caoutchouc antidérapantes, simples ou doubles, avec des pieds évasés pour une meilleure stabilité.
- Base de la plate-forme en acier inoxydable de fort calibre avec bord moulé à la presse.
- Cadre tubulaire soudé sans joint avec embouts de béquille en caoutchouc conducteur.
- Assemblage entièrement soudé.



## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS (long. x larg. x H.)
<b>OR-36360</b>	16" x 12" x 8" (406 mm x 305 mm x 203 mm)
<b>OR-36360-B</b>	24" x 12" x 8" (610 mm x 305 mm x 203 mm)
<b>OR-36360-E</b>	30" x 12" x 8" (762 mm x 305 mm x 203 mm)

Ajoutez le suffixe -H au numéro d'article pour ajouter une main courante en acier inoxydable.

# DIVAN DE PREMIERS SOINS

Notre divan de premiers soins est une table de traitement polyvalente dont la partie supérieure est recouverte d'un revêtement en vinyle sur toute sa longueur, avec une zone de soutien de la tête profilée et un noyau en mousse à double densité pour un confort et un soutien maximum.

## CARACTÉRISTIQUES

- Le matériau en vinyle est résistant aux taches de sulfure et répond aux exigences standard de résistance aux flammes.
- Cadre tubulaire entièrement soudé avec pieds de mise à niveau réglables en hauteur (sous-ensemble requis).
- Couleurs personnalisées disponibles : vert eau, bleu colonial, mauve (remarque : toutes les couleurs personnalisées peuvent nécessiter des frais de montage, en fonction de la disponibilité et du volume).



ET-1574

# CHAISES ET TABOURETS D'EXAMEN

Nos chaises et tabourets d'examen à usage général sont équipés d'un cylindre à gaz à assistance pneumatique et d'une base stable à cinq pieds.



ET-1955

## CARACTÉRISTIQUES

### BASE

- Base à cinq pieds, diamètre de 22"/559 mm
- Base en résine de nylon renforcée avec collier en acier pour une stabilité maximale

### ROULETTES

- Roulettes à usage général à double roue de 2"/51 mm pour les surfaces en carrelage ou en moquette.

### HAUTEUR DU SIÈGE

- Réglable par cylindre pneumatique avec roue double en nylon.

### REMBOURRAGE

- Plateau rembourré en mousse double densité 3"/76 mm.
- Siège de 15 3/4"/400 mm de diamètre.
- Le matériau en vinyle est résistant aux taches de sulfure avec un facteur élevé de résistance à l'abrasion et répond aux exigences standard de résistance aux flammes.

## CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Trois configurations de la hauteur de l'assise, de 16"/406 mm à 32"/813 mm.
- La profondeur du dossier est entièrement réglable (déplacement vers l'avant ou l'arrière).
- Ensemble de pieds réglables pour les configurations de cylindres hauts.
- Roulettes de sécurité.

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
ET-1574	DIVAN DE PREMIERS SOINS
ET-1955	CHAISE/TABOURET D'EXAMEN À HAUTEUR STANDARD
ET-1960	CHAISE/TABOURET D'EXAMEN HAUT
ET-1961	DOSSIER ADJUSTABLE POUR LE TABOURET
ET-1970	ROULETTES DE BLOCAGE jeu de 5

Tous les canapés, chaises et tabourets sont couverts par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).



# SUPPORTS DE BOL ET RÉCEPTACLES

Nos supports de bol et réceptacles sont conçus pour être pratiques, mobiles et durables. Disponibles en cinq modèles polyvalents qui s'adaptent à la plupart des tailles standard de bols et de seaux en acier inoxydable. Construction en acier inoxydable entièrement soudée avec une finition polie n°4.

Tous les supports sont couverts par une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur toutes les pièces (voir la garantie pour plus de détails).

## CARACTÉRISTIQUES

- Le cadre tubulaire soudé sans joint avec des entretoises inférieures assure une rigidité maximale et une durée de vie prolongée du produit.
- Une étagère inférieure en acier inoxydable est disponible en option pour toutes les configurations.
- Roulettes conductrices non marquantes et pivotantes de 2" (51 mm).

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>OR-36310</b>	RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : UNITÉS DE PLANCHER Seau à pied mobile avec seau de 1 qt et pare-chocs de périmètre Réceptacle : 14,5" Ø x 8" H. / 368 mm Ø x 203 mm H. Réceptacle et seau : 14,5" Ø x 15" H / 368 mm Ø x 381 mm H. Godet : 12" Ø x 11" H. / 305 mm Ø x 279 mm H.
<b>OR-3632</b>	RÉCIPIENTS MOBILES POUR ÉPONGE avec cuvette ovale de 10 qt et pare-chocs périphérique
<b>OR-3631-TB</b>	RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : HAUTEUR DE LA TABLE Récipient de table mobile avec seau de 20 qt 15" long. x 16" larg. x 38" H. (381 mm x 406 mm x 965 mm)
<b>OR-3651</b>	RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : HAUTEUR DE LA TABLE Support de bol unique avec cuvette de 7 qt 15" long. x 16" larg. x 34" H. (381 mm x 406 mm x 864 mm)
<b>OR-3652</b>	RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : HAUTEUR DE LA TABLE Support de bol double avec deux cuvettes de 7 qt 33" long. x 16" larg. x 34" H. (838 mm x 406 mm x 864 mm)



L'ÉTAGÈRE INFÉRIEURE EST UNE CARACTÉRISTIQUE FACULTATIVE QUI DOIT ÊTRE AJOUTÉE À L'ARTICLE SI ON LE SOUHAITE.

## ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>OR-3631-PS</b>	SEAU EN ACIER INOXYDABLE DE 12 QT pour OR-36310
<b>OR-3631-TB-PS</b>	SEAU EN ACIER INOXYDABLE DE 20 QT pour OR-3631-TB
<b>OR-3632-BS</b>	CUVETTE OVALE EN ACIER INOXYDABLE DE 10 QT pour OR 3632
<b>OR-3651-BS</b>	CUVETTE EN ACIER INOXYDABLE DE 7 QT pour OR-3651 et OR-3652

Ajoutez le suffixe -LS à tout numéro d'article pour ajouter une étagère inférieure.

# COUPES GRADUÉES

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-0201	300 CC (10 OZ) 83 mm x 114 mm
H-0202	500 CC (16 OZ) 96 mm x 124 mm
H-0203	1000 CC (32 OZ) 128 mm x 134 mm
H-0204	2000 CC (64 OZ) 151 mm x 172 mm



H-0201



H-0203

# GALIPOTS

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-0361	GALIPOT, 2 OZ 65 mm x 35 mm
H-0362	GALIPOT, 4 OZ 77 mm x 45 mm
H-0363	GALIPOT, 6 OZ 83 mm x 50 mm
H-0364	GALIPOT, 10 OZ 95 mm x 55 mm
H-0365	GALIPOT, 14 OZ 112 mm x 58 mm
H-0366	GALIPOT, 8 OZ 90 mm x 50 mm
H-0367	GALIPOT, 12 OZ 103 mm x 60 mm



H-0361



H-0363

# BASSINS DE LAVAGE ET BOLS



H-0321

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-1228	BASSIN DE LAVAGE, TYPE PEU PROFOND, 12,5" 320 mm x 80 mm
H-1229	BASSIN DE LAVAGE, TYPE PROFOND, 12,5" 320 mm x 105 mm
H-1230	BASSIN DE LAVAGE, TYPE PROFOND, 13,375" 340 mm x 100 mm
H-1231	BASSIN DE LAVAGE, TYPE PROFOND, 14,4" 365 mm x 115 mm
H-0301	BOL, 10 CM, 3/8 QT, 14 OZ 108 mm x 50 mm
H-0302	BOL, 12 CM, 5/8 QT, 20 OZ 133 mm x 56 mm
H-0303	BOL, 14 CM, 1 QT, 32 OZ 145 mm x 60 mm
H-0304	BOL, 16 CM, 1 3/8 QT, 44 OZ 167 mm x 70 mm
H-0305	BOL, 18 CM, 1 7/8 QT, 60 OZ 185 mm x 70 mm
H-0321	BOL À SOLUTIONS, 4 QT, 128 OZ 330 mm x 84 mm
H-0322	BOL À SOLUTIONS, 5 1/8 QT, 164 OZ 308 mm x 110 mm
H-0323	BOL À SOLUTIONS, 7 QT, 224 OZ Ø 355 mm x 115 mm



H-0302

# RÉCIPIENTS POUR SERVICE ALIMENTAIRE



**H-0802**

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
<b>H-0801</b>	RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, PLEINE GRANDEUR 530 mm x 320 mm x 65 mm
<b>H-0801P</b>	RÉCIPIENT PERFORÉ POUR SERVICE ALIMENTAIRE, PLEINE GRANDEUR 530 mm x 320 mm x 65 mm
<b>H-0802</b>	RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, PLEINE GRANDEUR 530 mm x 320 mm x 100 mm
<b>H-0802P</b>	RÉCIPIENT PERFORÉ POUR SERVICE ALIMENTAIRE, PLEINE GRANDEUR 530 mm x 320 mm x 100 mm
<b>H-0803</b>	COUVERCLE POUR RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, PLEINE GRANDEUR 533 mm x 325 mm x 35 mm
<b>H-0807</b>	RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, DEMI GRANDEUR 321 mm x 262 mm x 65 mm
<b>H-0807P</b>	RÉCIPIENT PERFORÉ POUR SERVICE ALIMENTAIRE, DEMI GRANDEUR 321 mm x 262 mm x 65 mm
<b>H-0808</b>	RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, DEMI GRANDEUR 321 mm x 262 mm x 100 mm
<b>H-0808P</b>	RÉCIPIENT PERFORÉ POUR SERVICE ALIMENTAIRE, DEMI GRANDEUR 321 mm x 262 mm x 100 mm
<b>H-0809</b>	COUVERCLE POUR RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, DEMI GRANDEUR 324 mm x 265 mm x 32 mm



**H-0801P**




**H-0808P**

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.



# PLATEAUX POUR INSTRUMENTS PEU PROFONDS



**H-0557**



**H-0553**



**H-0558**

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
<b>H-0553</b>	PLATEAU POUR INSTRUMENTS 210 mm x 110 mm x 8 mm
<b>H-0554</b>	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 217 mm x 128 mm x 12 mm
<b>H-0556</b>	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 225 mm x 162 mm x 14 mm
<b>H-0557</b>	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 285 mm x 185 mm x 17 mm
<b>H-0558</b>	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 338 mm x 245 mm x 17 mm
<b>H-0559</b>	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 390 mm x 271 mm x 18 mm
<b>H-0559P</b>	PLATEAU PEU PROFOND PERFORÉ 390 mm x 271 mm x 18 mm
<b>H-0560</b>	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 440 mm x 295 mm x 18 mm
<b>H-0560P</b>	PLATEAU PEU PROFOND PERFORÉ 440 mm x 295 mm x 18 mm
<b>H-0561</b>	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 491 mm x 322 mm x 18 mm

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

# PLATEAUX POUR INSTRUMENTS PROFONDS ET PERFORÉS



**H-0563**

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
<b>H-0562</b>	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND 292 mm x 195 mm x 50 mm
<b>H-0563</b>	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND 335 mm x 246 mm x 55 mm
<b>H-0563P</b>	PLATEAU RECTANGULAIRE PERFORÉ 335 mm x 246 mm x 55 mm
<b>H-0564</b>	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND 387 mm x 272 mm x 60 mm
<b>H-0564P</b>	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND PERFORÉ 387 mm x 272 mm x 60 mm
<b>H-0565</b>	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND 445 mm x 281 mm x 97 mm
<b>H-0565P</b>	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND PERFORÉ 445 mm x 281 mm x 97 mm
<b>H-0566</b>	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND 501 mm x 336 mm x 101 mm



**H-0565**



**H-0562**

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

# PLATEAUX POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS



H-0153



H-0156



H-0159

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
H-0151	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0152	COUVERCLE POUR H-0151
H-0153	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE RELEVÉE) 219 mm long. x 81 mm larg. x 35 mm H.
H-0154	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0155	COUVERCLE POUR H-0154
H-0156	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE RELEVÉE) 231 mm long. x 132 mm larg. x 49 mm H.
H-0157	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0158	COUVERCLE POUR H-0157
H-0159	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE RELEVÉE) 320 mm long. x 95 mm larg. x 50 mm H.



# PLATEAUX POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS

## SÉLECTION DES PRODUITS



**H-0162**



**H-0165**



**H-0168**

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>H-0160</b>	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
<b>H-0160P</b>	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS PERFORÉ (SANS COUVERCLE)
<b>H-0161</b>	COUVERCLE POUR H-0160 ET H-0160P
<b>H-0162</b>	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE AFFLEURANTE) 310 mm long. x 196 mm larg. x 50 mm H.
<b>H-0163</b>	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
<b>H-0163P</b>	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS PERFORÉ (SANS COUVERCLE)
<b>H-0164</b>	COUVERCLE POUR H-0163 ET H-0163P
<b>H-0165</b>	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE AFFLEURANTE) 310 mm long. x 196 mm larg. x 65 mm H.
<b>H-0166</b>	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
<b>H-0167</b>	COUVERCLE POUR H-0166
<b>H-0168</b>	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE RELEVÉE) 441 mm long. x 116 mm larg. x 45 mm H.



# URINOIRS ET BASSINS



**H-0102**



**H-0108**



**H-0109**

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>H-0101</b>	BASSIN POUR ADULTES SANS COUVERCLE 355 mm x 290 mm x 50 mm
<b>H-0102</b>	BASSIN POUR ADULTES AVEC COUVERCLE 355 mm x 165 mm
<b>H-0105</b>	BASSIN ORTHOPÉDIQUE (COUVERCLE LONG) 310 mm x 245 mm
<b>H-0106</b>	BASSIN ORTHOPÉDIQUE (COUVERCLE COURT) 355 mm x 290 mm x 50
<b>H-0107</b>	URINOIR POUR HOMMES (TYPE VERTICAL) 110 mm x 230 mm
<b>H-0108</b>	URINOIR POUR HOMMES (TYPE HORIZONTAL) 110 mm x 230 mm
<b>H-0109</b>	URINOIR POUR FEMMES 124 mm x 125 mm x 216 mm
<b>H-0111</b>	BASSIN POUR ADULTES AVEC 2 POIGNÉES, DROITE ET GAUCHE 110 mm x 230 mm
<b>H-0112</b>	BASSIN POUR ADULTES AVEC 2 POIGNÉES, AVANT ET ARRIÈRE 110 mm x 230 mm

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

# BOCAUX ET COUVERCLES

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-0391	POT POUR AIGUILLES OU POMMADE AVEC COUVERCLE (POIGNÉE RELEVÉE) 76 mm x 63 mm
H-0392	POT POUR AIGUILLES OU POMMADE AVEC COUVERCLE (POIGNÉE RELEVÉE) 95 mm x 65 mm
H-0393	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 90 mm x 110 mm
H-0394	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 102 mm x 80 mm
H-0395	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 102 mm x 130 mm
H-0396	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 123 mm x 130 mm
H-0397	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 123 mm x 166 mm
H-0398	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 180 mm x 180 mm
H-0399	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE 62 mm x 82 mm
H-0400	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 82 mm x 100 mm
H-1214	BOCAL À FORCEPS AVEC POIGNÉE, 60 MM 65 mm x 100 mm
H-1215	BOCAL À FORCEPS AVEC POIGNÉE, 75 MM 82 mm x 123 mm
H-1216	BOCAL À FORCEPS AVEC POIGNÉE, 90 MM 98 mm x 145 mm
H-1217	BOCAL À FORCEPS AVEC POIGNÉE, 100 MM 105 mm x 170 mm
H-1218	BOCAL À FORCEPS, 50 MM 55 mm x 80 mm



H-0398



H-1215



# VASES DE PETRI

H-1223

H-1224

H-1226

H-1227



H-1225

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-1223	VASE DE PETRI AVEC COUVERCLE 60 mm x 20 mm
H-1224	VASE DE PETRI AVEC COUVERCLE 75 mm x 20 mm
H-1225	VASE DE PETRI AVEC COUVERCLE 90 mm x 17 mm
H-1226	VASE DE PETRI AVEC COUVERCLE 90 mm x 20 mm
H-1227	VASE DE PETRI AVEC COUVERCLE 120 mm x 20 mm

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

# BASSINS DE VOMISSEMENT



H-0262

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x larg. x H.)
H-0261	BASSIN DE VOMISSEMENT, 6" SANS COUVERCLE 172 mm x 96 mm x 34 mm
H-0262	COUVERCLE POUR H-0261 175 mm x 100 mm x 7 mm
H-0264	BASSIN DE VOMISSEMENT, 8" SANS COUVERCLE 208 mm x 98 mm x 36 mm
H-0265	COUVERCLE POUR H-0264 210 mm x 100 mm x 7 mm
H-0267	BASSIN DE VOMISSEMENT, 10" SANS COUVERCLE 256 mm x 119 mm x 45 mm
H-0268	COUVERCLE POUR H-0267 260 mm x 125 mm x 7 mm
H-0270	BASSIN DE VOMISSEMENT, 12" SANS COUVERCLE 310 mm x 152 mm x 55 mm
H-0271	COUVERCLE POUR H-0270 315 mm x 155 mm x 10 mm



H-0261

# TASSES, GOBELETS ET PICHETS



H-0342



H-0352



H-0381



H-0502

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-0341	GOBELET, 1 OZ 48 mm x 30 mm
H-0342	GOBELET, 2 OZ 52 mm x 50 mm
H-0351	GOBELET D'IODE, 2 OZ 60 mm x 30 mm
H-0352	GOBELET D'IODE, 6 OZ 83 mm x 55 mm
H-0353	GOBELET D'IODE, 14 OZ 120 mm x 60 mm
H-0381	CULBUTEUR, 5 OZ 65 mm x 75 mm
H-0382	CULBUTEUR, 7 OZ 77 mm x 80 mm
H-1233	CULBUTEUR, 10 OZ 80 mm x 98 mm
H-0383	CULBUTEUR, 12 OZ 83 mm x 115 mm
H-0502	PICHET DE SOLUTION, 1 QT 100 mm x 150 mm
H-0503	PICHET DE SOLUTION, 2 QT 130 mm x 165 mm
H-0505	PICHET EN FORME DE CLOCHE, 0,9 L 150 mm x 170 mm
H-0506	PICHET EN FORME DE CLOCHE, 1,8 L 160 mm x 205 mm
H-0507	PICHET EN FORME DE CLOCHE, 2,7 L 195 mm x 226 mm

# PRODUITS AUXILIAIRES



**H-0241**



**H-0233**

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-0211	BOCAL DE THERMOMÈTRE / FORCEPS 27 mm x 102 mm
H-0212	BOCAL DE THERMOMÈTRE / FORCEPS 55 mm x 120 mm
H-0213	BOCAL DE THERMOMÈTRE / FORCEPS 55 mm x 190 mm
H-0232	ABAISSE-LANGUE 22 mm x 170 mm
H-0233	ABAISSE-LANGUE 23 mm x 190 mm
H-0241	PLAT DE COMPTAGE DE COMPRIMÉS long. 215 mm x larg. 150 mm x H. 135 mm



**H-0212**



**H-0213**


# CIVIÈRE PORTE-CADAVRES

Notre civière porte-cadavres est conçue pour un transport prudent et discret. La construction en acier inoxydable facilite le nettoyage et la décontamination et prolonge la durée de vie du produit.

Tous les civières porte-cadavres bénéficient de notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

## CARACTÉRISTIQUES

- Comprend une armature légère et amovible et un toit recouvert de vinyle mesurant : 4" - 8" (10,2 cm – 20,3 cm)
- Un pare-chocs sur toute la circonférence assure une protection
- 4 roulettes pivotantes HOMA (2 toutes pivotantes avec blocage directionnel, 2 toutes pivotantes à frein total)



## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>PH-2753</b>	CIVIÈRE PORTE-CADAVRES Civière et cadre amovible, auvent recouvert de vinyle Roulettes pivotantes de 8" (203 mm) Capacité de charge de 300 lb
<b>PH-2753HD</b>	CIVIÈRE PORTE-CADAVRES - TRÈS RÉSISTANT Civière et cadre amovible, auvent recouvert de vinyle Roulettes pivotantes de 8" (203 mm) Capacité de charge de 650 lb
<b>12012</b>	ROULETTES AVEC FREINS COMPLETS DE 8" avec résistance électrique
<b>12013</b>	ROULETTES PIVOTANTES DE 8" (AVEC BLOCAGE DIRECTIONNEL) avec résistance électrique
<b>13006-R0</b>	COUVERTURE Couverture épaisse et résistante - couleur menthe 75" long. x 27" larg. x 17" P. 1905 mm long. x 686 mm larg. x 432 mm P.



# ARMOIRES À NARCOTIQUES

Nos armoires à narcotiques permettent un stockage sécurisé des médicaments narcotiques. Disponibles dans une gamme de tailles et de configurations, ils sont conçus pour un montage sécurisé à l'intérieur d'une armoire existante ou sur le mur. La construction en acier inoxydable de série 300 de forte épaisseur permet de prolonger la durée de vie du produit, facilite le nettoyage et permet un stockage stérile.

Toutes les armoires à narcotiques bénéficient de notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants.

## CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en configuration à une ou deux portes avec une variété de systèmes de verrouillage.
- Les portes sont fixées de façon permanente à l'aide d'une charnière à piano soudée au corps de l'armoire et comprennent une serrure à came encastrée standard à clé individuelle.
- Comprend une étagère en acier inoxydable à hauteur fixe et des systèmes d'étagères supplémentaires étant disponibles.
- Caractéristiques optionnelles : voyants lumineux et serrure de porte à deux ou trois positions sur la porte extérieure (modèles plus grands).



ET-1694

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
ET-1694	ARMOIRE À PORTE UNIQUE 12" x 6" x 12" (305 mm x 152 mm x 305 mm)
ET-1694-D	ARMOIRE À DOUBLE PORTE 12" x 8" x 12" (305 mm x 203 mm x 305 mm)
ET-1695	ARMOIRE À PORTE UNIQUE 18" x 6" x 24" (457 mm x 152 mm x 610 mm)
ET-1695-D	ARMOIRE D'APPROVISIONNEMENT À DOUBLE PORTE 18" x 8" x 24" (457 mm x 203 mm x 610 mm)

## ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
ET-1690	SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE PORTE À DEUX POSITIONS
ET-1691	SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE PORTE À DEUX POSITIONS
ET-1693	SYSTÈME DE VOYANTS D'AVERTISSEMENT



ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ

# RAILS POUR RIDEAUX

Nous disposons d'une large gamme de rails pour rideaux, tous fabriqués pour une durabilité maximale et une utilisation facile. Ils sont disponibles dans une variété de modèles pour répondre à une multitude d'applications. Demandez à votre conseiller commercial pour plus d'informations.

Tous les rails pour rideaux sont couverts par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants.



**IFC-100**  
SUPPORT DE ROULEAU



**IFC-1000**  
RAIL POUR SOLUTION IV



**IFC-1007**  
RAIL POUR RIDEAUX



**IFC-50**  
RAIL EN SURFACE



**IFC-69**  
JIFFY - RAIL EN SURFACE



**IFC-98**  
RAIL POUR RIDEAUX



**IFC-1009**  
RACCORD DE RAIL



**IFC-1008**  
BUTÉE

# CADRE D'OPÉRATION DE SCOLIOSE RELTON-HALL

Notre cadre d'opération de scoliose Relton-Hall est conçu pour soutenir le patient en position couchée pendant les procédures de correction de la scoliose. Le cadre a été conçu pour soutenir correctement les patients pesant jusqu'à 275 lb/125 kg.

Notre cadre d'opération de scoliose Relton-Hall bénéficie de notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants.

## AVANTAGES

- Fournit une stabilité latérale
- Réduit les pertes de sang en maintenant la paroi abdominale antérieure pendante et libre de toute pression externe
- Le positionnement sur les supports antéro-latéraux facilite la correction de la déformation scoliothique
- Les supports radiotransparents permettent l'imagerie peropératoire

## CARACTÉRISTIQUES

### ASSEMBLAGE DU CADRE

- Le cadre se compose de quatre supports verticaux bien rembourrés qui sont disposés en deux paires en forme de V
- Les supports sont disposés avec une inclinaison de 35 degrés vers l'intérieur et sont réglables individuellement en longueur et en largeur
- Des pommeaux phénoliques à trois points avec des fixations de positionnement soudées permettent un réglage complet
- Fabriqués en acier inoxydable soudé pour un soutien maximal du patient et des supports de coussinets en résine renforcée de fibres radiotransparentes pour permettre une visualisation non obstruée sous imagerie

### COUSSINETS DE SOUTIEN

- Amovibles
- Fabriqués à partir d'un noyau de mousse à double densité et d'une double couture avec revêtement en vinyle antibactérien
- Coussinets en polymère sec spécialement moulés en option pour un rembourrage supplémentaire (aide à la prévention des ulcères de décubitus et des nécroses pouvant résulter d'interventions de longue durée)



## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (long. x larg. x H.)
<b>OR-6050</b>	CADRE D'OPÉRATION RELTON-HALL AVEC SUPPORTS DE COUSSINETS EN VINYLE	ENSEMBLE : 24" x 22" x 6 1/4" (610 mm x 559 mm x 159 mm) RÉGLAGE DE LA LONGUEUR : 3 1/4" à 24" (83 mm à 610 mm) RÉGLAGE DE LA LARGEUR : 5 1/2" à 14 1/2" (140 mm à 368 mm)
<b>OR-6050-P</b>	COUSSINETS EN VINYLE (JEU DE QUATRE) POUR OR-6050	6 1/2" x 5 1/4" x 3 1/2" (165 mm x 133 mm x 89 mm)
<b>OR-6050-A</b>	PRODUITS ACTION <sup>MD</sup> COUSSINS DE RELIEF DE PRESSION (JEU DE 4) À appliquer sur des coussins en vinyle	

**REMARQUE :** l'utilisation du cadre d'opération Relton-Hall n'est pas recommandée pendant une laminectomie pour protrusion discale en raison de la position lordotique des vertèbres lombaires résultant de cette méthode de support du patient.

# ÉVIERS, SUPPORTS D'ÉVIER ET COMPTOIRS D'ÉVIER EN ACIER INOXYDABLE

Nous disposons d'une large gamme d'éviers et de supports d'évier en acier inoxydable, tous fabriqués avec un acier inoxydable de forte épaisseur et une finition polie n° 4 pour une durabilité maximale, une apparence supérieure et une durée de vie prolongée.

Les modèles disponibles comprennent des éviers de lavage chirurgicaux, des éviers de lavage utilitaires, des stations de lavage/supports d'évier et des comptoirs de nettoyage d'évier. Ils sont disponibles dans une variété de tailles et de styles pour répondre à une multitude d'applications. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre conseiller commercial.

Tous les éviers, supports d'évier et comptoirs d'évier sont couverts par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants.



**OR-6130**



**SP-8410**



**OR-6220**



**SP-8415**



**OR-6110**

DEMANDEZ-NOUS DES INFORMATIONS SUR NOS ACCESSOIRES DISPONIBLES :

**SP-8440** ROBINET DE RINÇAGE AVEC BEC PIVOTANT

**SP-8441** ROBINET POUR EAU DISTILLÉE

**SP-8448** ENSEMBLE DE DÉBORDEMENT EN ACIER INOXYDABLE

# KLEANIK INTEGRA<sup>MC</sup> ET SYSTÈME DE DÉSINFECTION DES ÉVIERS KLEANIK<sup>MC</sup>

Il est bien documenté que les éviers sont un terrain propice à la prolifération de micro-organismes dangereux. Ces micro-organismes se disséminent par le biais d'aérosols provenant des éclaboussures d'eau dans les éviers lorsqu'ils sont utilisés, provoquant la propagation d'infections nosocomiales.

**KLEANIK INTEGRA<sup>MC</sup>** est une station d'évier autodésinfectante complète. Intégrant la désinfection automatisée du drain d'évier Kleanik<sup>MC</sup> et un évier antimicrobien avancé, conforme à la norme CSA Z-8000, KLEANIK INTEGRA<sup>MC</sup> offre une protection contre la contamination bactérienne provenant à la fois du drain et de la surface de l'évier.

**KLEANIK<sup>MC</sup>** est un système entièrement automatique, qui nettoie et désinfecte en continu le p-trap sous l'évier pendant le fonctionnement normal. La technologie KLEANIK<sup>MC</sup> élimine pratiquement le risque de contamination bactérienne des drains d'évier grâce aux aspects suivants :

- Prévention de la formation de biofilms par des vibrations électromécaniques
- Élimination continue des bactéries dans les éviers par application de chaleur
- Prévention de la propagation des infections transmises par aérosol



**KLEANIK INTEGRA<sup>MC</sup>**



**KLEANIK<sup>MC</sup>**

VOUS SOUHAITEZ DISCUTER DE NOS SOLUTIONS

KLEANIK INTEGRA<sup>MC</sup> ET KLEANIK<sup>MC</sup>?

DEMANDEZ PLUS D'INFORMATIONS À VOTRE CONSEILLER COMMERCIAL

[WWW.IMPERIALSURGICAL.COM](http://WWW.IMPERIALSURGICAL.COM)



# SURGMED

GROUP 

Fièrement canadien, le groupe de sociétés **Surgmed<sup>MC</sup>** a commencé ses activités en 1992 en tant que société de distribution unique connue sous le nom de **Surgi-Pharm Avancée Inc.** L'entreprise s'est rapidement fait connaître comme un chef de file de l'industrie et un distributeur spécialisé de produits chirurgicaux à valeur ajoutée sur le marché hospitalier canadien. Cinq ans plus tard, **Surgmed a étendu son succès avec le lancement de Batrik Medical Manufacturing Inc.** en 1997 et l'acquisition subséquente d'**Imperial Surgical Ltd.** un an plus tard, en 1998.

**Ensemble, nos trois entreprises uniques desservent les marchés canadiens et mondiaux des soins de santé avec des produits de haute qualité à des prix compétitifs, le tout soutenu par un service à la clientèle de classe mondiale.**



Fondée en 1992, Surgi-Pharm Avancée Inc. est la branche de distribution de Surgmed<sup>MC</sup> au Canada, représentant des fabricants américains, internationaux et nationaux de premier plan pour une vaste gamme de produits spécialisés offrant des avantages uniques pour des applications dans les domaines du bloc opératoire, de la santé des femmes, du travail et de l'accouchement, des soins intensifs et des traitements stériles. Dotée d'une équipe de vente directe, SPA assure une couverture nationale efficace en tant que distributeur canadien de Batrik, Vygon, Rocket Medical, Cooper Surgical, SunMed et d'autres produits chefs de file de l'industrie, y compris un large portefeuille de produits EPI de premier ordre.

Établie en 1997 et vendue dans 80 pays dans le monde, Batrik Medical Manufacturing Inc. se spécialise dans la fabrication d'accessoires d'endoscopie, de solutions enzymatiques, de contrôle des infections, de stérilisation centrale et de dispositifs chirurgicaux. L'installation de production à environnement contrôlé de Batrik adhère à des systèmes de contrôle de la qualité et de la réglementation strictement appliqués. Elle est enregistrée en tant qu'établissement de fabrication de dispositifs auprès de la FDA des États-Unis et est en pleine conformité avec les règlements de la CE et de Santé Canada. Tous les produits Batrik sont rigoureusement testés, assurés en responsabilité civile et répondent aux normes de qualité internationales élevées ou les dépassent.

Fondée en 1935, Imperial Surgical Ltd. est l'un des plus anciens fabricants de matériel hospitalier au Canada. Elle est bien connue pour ses équipements de soins de santé en acier inoxydable destinés au traitement stérile, aux blocs opératoires, à l'examen et au traitement, à la manipulation des patients et à la morgue et la pathologie. Leur portefeuille de produits en pleine expansion a également des applications dans le contrôle et la prévention des infections, un domaine important pour leur avenir.



---

**SURGMED GROUP**

2165 46th Ave., Lachine, Québec, Canada, H8T 2P1  
Téléphone : +1.514.631.7988 | Sans frais : 800.661.5432 | Télécopieur : +1.514.631.9083  
Courriel : [info@surgmed.com](mailto:info@surgmed.com) | Site Web : [www.imperialsurgical.com](http://www.imperialsurgical.com)