

NOUVEAU!

BATRIK

TAG-IT^{MC} | SCOPE

Les étiquettes Batrik Scope sont résistantes à la déchirure, ce sont des étiquettes recto-verso qui se révéleront indispensables tout au long du processus de retraitement. Nos étiquettes facilitent l'enregistrement d'informations importantes, y compris les dates de retraitement, grâce à une fonction conviviale qui vous permet de sélectionner le mois, le jour et la date. Fabriquées en papier synthétique imperméable, ces étiquettes présentent une conception auto-bouclante, ce qui les rend faciles à attacher au scope sans nécessiter de matériaux supplémentaires. Rehaussez vos protocoles de retraitement avec Batrik !

SÉLECTION DE DATE

- Le papier, les attaches et l'encre antisalissure sont conçus pour résister à des températures élevées allant jusqu'à 273,2°F (134°C) et sont compatibles avec la stérilisation au plasma gazeux (Système de stérilisation STERRAD®100 NX).
- Les étiquettes comprennent le mois, le jour et la sélection de date, ce qui permet de marquer la date de retraitement avec précision



CLASSÉS PAR COULEUR

- Disponibles en sept couleurs différentes
- Les étiquettes simplifient le processus de codage couleur

FONCTION AUTO-BOUCLANTE

- La conception avec fonction auto-bouclante permet une fixation sécurisée et élimine le besoin de matériaux supplémentaires

À USAGE UNIQUE ET SANS LATEX

- Les étiquettes Scope sont spécialement conçues pour être utilisées une seule fois et sont fabriquées sans latex
- Réduit le risque de contamination croisée

SÉLECTION DE PRODUITS

| N° D'ARTICLE | COULEURS | DIMENSIONS | EMBALLAGE |
|--------------|----------|--------------------------------|-----------|
| TI-ST05 | Jaune | 11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm | 100 / PQT |
| TI-ST02 | Bleu | 11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm | 100 / PQT |
| TI-ST03 | Vert | 11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm | 100 / PQT |
| TI-ST07 | Orange | 11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm | 100 / PQT |
| TI-ST06 | Mauve | 11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm | 100 / PQT |
| TI-ST04 | Rouge | 11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm | 100 / PQT |
| TI-ST01 | Blanc | 11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm | 100 / PQT |

Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes et 1 marqueur permanent.

