

Your First ™

ÉPONGES ENZYMATIQUES & KITS D'ÉPONGES DE CHEVET

RightSwipe^{MC}

Voici RightSwipe™, nos ensembles d'éponge enzymatique pour le chevet des patients, qui offrent une formule améliorée pour une solution de pré-nettoyage ou de nettoyage de surface plus efficace. Ce mélange unique de trois enzymes vous permet de nettoyer avec confiance et efficacité. Les produits RightSwipe™ sont parfaitement adaptés à vos besoins de traitement endoscopique. L'éponge tubulaire est idéale pour tous les endoscopes, offrant une versatilité ainsi que des avantages avancés grâce à notre solution enzymatique.



ÉPONGE PLATE

ÉPONGE TUBULAIRE

POCHETTE INDÉPENDANTE

SAC EN PLASTIQUE

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
17-111	ÉPONGE TUBULAIRE SÈCHE Mouiller dans un bassin de 250-500 ml pour activer le concentré enzymatique.	25 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-211	ÉPONGE PLATE ET SÈCHE Mouiller dans un bassin de 250-500 ml pour activer le concentré enzymatique.	50 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-122	ÉPONGE TUBULAIRE SÈCHE Vient dans une pochette indépendante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau.	15 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-222	ÉPONGE PLATE ET SÈCHE Vient dans une pochette indépendante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau.	25 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-133	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un bain de 500 ml de solution enzymatique.	24 / caisse
17-233	ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un bain de 500 ml de solution enzymatique.	24 / caisse
17-144	ÉPONGE TUBULAIRE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un sachet indépendant, trempée dans 100 ml de solution enzymatique.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-244	ÉPONGE PLATE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un sachet indépendant, trempée dans 100 ml de solution enzymatique.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-155	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un bain de 220 ml de solution enzymatique.	24 / caisse
17-255	ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un bain de 220 ml de solution enzymatique.	24 / caisse