

Your First ™

ÉPONGES ENZYMATIQUES & KITS D'ÉPONGES DE CHEVET

RightSwipe^{MC}

Voici RightSwipe^{MC}, nos ensembles d'éponge enzymatique pour le chevet des patients, qui offrent une formule améliorée pour une solution de pré-nettoyage ou de nettoyage de surface plus efficace. Notre mélange amélioré garantit un nettoyage complet et sûr ainsi qu'un processus d'application simplifié, faisant de RightSwipe le chevet parfait pour vos besoins en matière de soins d'endoscope. La conception en éponge tubulaire est compatible avec divers modèles d'endoscopes, offrant ainsi une polyvalence aux côtés des avantages supérieurs de notre solution enzymatique.



ÉPONGE PLATE



ÉPONGE TUBULAIRE



POCHETTE INDÉPENDANTE



BOÎTE DISTRIBUTRICE

SÉLECTION DE PRODUITS

| N° D'ARTICLE | DESCRIPTION | EMBALLAGE | DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE |
|--------------|---|--------------------------------|---------------------------|
| 17-111 | ÉPONGE TUBULAIRE PRÉ-TRAITÉE Ajouter 100-500 ml d'eau pour activer la solution détergente. Vient dans un sac en plastique. ¹ | 25 / boîte (4 boîtes / caisse) | 21" x 14" x 13.5" |
| 17-211 | ÉPONGE PLATE PRÉ-TRAITÉE Ajouter 100-500 ml d'eau pour activer la solution détergente. Vient dans un sac en plastique. ¹ | 50 / boîte (4 boîtes / caisse) | 21" X 14" X 13.5" |
| 17-122 | ÉPONGE TUBULAIRE PRÉ-TRAITÉE Fournit une pochette autoportante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau à la pochette. | 15 / boîte (4 boîtes / caisse) | 21" X 14" X 13.5" |
| 17-222 | ÉPONGE PLATE PRÉ-TRAITÉE Fournit une pochette autoportante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau à la pochette. | 25 / boîte (4 boîtes / caisse) | 21" X 14" X 13.5" |
| 17-133 | ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 500 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante. | 24 / caisse | 14" X 12" X 9" |
| 17-233 | ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 500 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante. | 24 / caisse | 14" X 12" X 9" |
| 17-144 | ÉPONGE TUBULAIRE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 100 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante. | 12 / boîte (4 boîtes / caisse) | 21" X 14" X 13.5" |
| 17-244 | ÉPONGE PLATE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 100 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante. | 12 / boîte (4 boîtes / caisse) | 21" X 14" X 13.5" |
| 17-155 | ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 220 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante. | 24 / boîte | 14" x 12" x 9" |
| 17-255 | ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 220 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante. | 1 ensemble | 14" X 12" X 9" |

¹Notre bol en acier inoxydable peut être vendu séparément et utilisé comme bassin pour une activation facile et pratique des éponges.