

# BATRIK

MEDICAL MANUFACTURING INC.

LE Pionnier **MONDIAL** des  
**SOLUTIONS  
DE BROSSES**  
**À SOURCE UNIQUE**

pour la **SERVICE DE STÉRILISATION CENTRALE**  
et le **SECTEUR DE LA SANTÉ**  
B R O C H U R E P R O D U I T



Établie en 1997. Fièrement canadienne.   
Distribuée dans plus de 85 pays à travers le monde.

# À PROPOS DE NOUS



**Batrik Medical Manufacturing Inc.**, fondée en 1997, est un fabricant reconnu à l'échelle mondiale, présent dans plus de 85 pays grâce à un réseau de distributeurs réputés. L'entreprise se spécialise dans la production de solutions de retraitement stérile, d'accessoires chirurgicaux et de solutions pour l'endoscopie.

Basée à Montréal (Lachine), au Canada, **BATRIK** Medical applique des normes rigoureuses en matière de qualité et de conformité réglementaire. Nos produits font l'objet de tests approfondis, sont couverts par une assurance responsabilité et dépassent constamment les exigences internationales en matière de qualité.



Batrik propose l'une des gammes de brosses les plus complètes au monde, conçue pour soutenir chaque étape critique du nettoyage et du retraitement dans les services de retraitement des dispositifs médicaux et les unités d'endoscopie. Reconnue à l'échelle mondiale, dans plus de 85 pays, Batrik offre une qualité éprouvée, un design innovant et une performance fiable, le tout appuyé par une conformité réglementaire rigoureuse.

# POURQUOI CHOISIR LES LES BROSSES **BATRIK**




La plus vaste gamme de styles, de dimensions et de diamètres, offrant une solution complète à source unique




Fabrication contrôlée selon des normes de qualité



Matériaux de qualité médicale



Solutions pour le retraitement stérile et l'endoscopie



Options marque privée disponibles

## Soutien aux **CLIENTS ET DISTRIBUTEURS**

Notre équipe offre un accompagnement complet afin d'aider les utilisateurs finaux et les distributeurs à sélectionner les brosses adaptées à leurs marchés, incluant :

- Conseils pour la sélection des produits
- Informations techniques et compatibilité
- Échantillons pour évaluation
- Outils marketing et matériel éducatif
- Informations sur les prix, les quantités minimales et les délais

**Nous nous engageons à aider nos partenaires à se développer grâce à une solution complète de brosses à source unique.**

# POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE BATRIK



## EXCELLENCE EN QUALITÉ

### Certifications

ISO 13485:2016, CE, FDA, MDSAP et Règlement (UE) MDR.

### Contrôle de la qualité

Tests rigoureux et assurance qualité.

### Innovation

R-D continue pour répondre aux besoins en constante évolution.



## DURABILITÉ ET PRATIQUES ÉCORESPONSABLES

### Initiatives écologiques:

Réduction de l'emballage, utilisation de matériaux durables et adoption de solutions numériques.

### Engagement durable:

Fabrication alimentée à l'hydroélectricité, réduisant l'empreinte écologique.



## ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

### Soutien aux événements locaux:

Participation à la Marche des maladies intestinales de Crohn et Colite Canada.

### Dons continus:

Soutien au Réseau des enfants disparus pour chaque berceau Kerri Bear d'Imperial Surgical vendu.



## NOTRE AVANTAGE CONCURRENTIEL

Plus de **25 ans** d'expertise reconnue.

Conception, fabrication et emballage réalisés à l'interne.

Programmes marque privée personnalisés.

## Retraitement stérile

Brosses Métalliques ARC <sup>MC</sup>	06
Brosses Métalliques Doubles Réutilisables Arc <sup>MC</sup> <b>Formats variés / Formats uniformes</b>	10
Brosses Métalliques Torsadées Antimicrobiennes Réutilisables In-Brush <sup>MC</sup>	13
BrightBrush <b>NOUVEAU!</b>	15
ComfyClean <b>NOUVEAU!</b>	16
ComfyClean Mini <b>NOUVEAU!</b>	17
ComfyClean Mini Max <b>NOUVEAU!</b>	18
Brosses Plates Pour Nettoyage Des Instruments	19
Flat Brush Mini <b>NOUVEAU!</b>	20
Brosse De Précision Réutilisable	21
Brosse Trifecta <sup>MC</sup>	22
Brosse D'alésoir Acétabulaire	23
Brosse De Nettoyage Réutilisable Pour Râpes Orthopédiques	24
Brosses Reutilisables Tout Usage	25
Micro-Brosses En Acier Inoxydable Arc <sup>MC</sup>	26
Brosses De Nettoyage Pour Bouteilles Et Drains	27
Ensembles De Brosses De Nettoyage Pour Autoclave	28

## Solution Endoscopie

Brosses De Canal Arc <sup>MC</sup>	29
Brosses De Canal DAYBRUSH <sup>MC</sup>	32
Brosses Pour Valve/Contrôle	33
V-Brushes	34

**BATRIK**

# Brosses Métalliques ARC<sup>MC</sup>

## USAGE UNIQUE ET RÉUTILISABLES

Vous avez le choix avec nos brosses à fil ARC<sup>MC</sup>. Nos brosses à usage unique et réutilisables sont offertes en versions flexibles et rigides, et sont disponibles dans une multitude de formats. Les brosses à fil ARC<sup>MC</sup> sont garanties pour durer plus longtemps que les brosses à fil torsadé tout en préservant l'intégrité de vos instruments de valeur.

### CONSEILS POUR LA SÉLECTION DES BROSSES :

#### SPÉCIFICATIONS DE L'INSTRUMENT

##### Quelle est la longueur maximale du ou des instruments à nettoyer ?

Ajoutez au moins 2" (5 cm) à cette longueur afin d'avoir une marge suffisante pour travailler.

##### Quel est le diamètre interne de l'instrument ?

Ajoutez au maximum 0,125" (3 mm) pour déterminer le diamètre de la brosse à utiliser pour un nettoyage efficace. Le diamètre de la brosse doit être légèrement supérieur au diamètre interne du tube. Des brosses trop grandes se plieront excessivement et nettoieront moins efficacement.

#### SÉLECTION DE LA BROSSE

Repérez simplement dans notre catalogue la section correspondant le mieux à la longueur totale et au diamètre de votre instrument. En règle générale, si vous utilisez une brosse de 8" (20,32 cm) et que nous offrons une brosse de 10" (25,4 cm) avec le diamètre requis, celle-ci conviendra parfaitement.

Dans de nombreux cas, nos brosses à fil ARC<sup>MC</sup> comportent un plus grand nombre de fibres. Par exemple, plusieurs brosses de 5 mm (0,19") ne mesurent que 1" (2,5 cm) de longueur. Chez Batrik, nous nous efforçons de fournir la quantité adéquate de fibres pour assurer un nettoyage optimal.

#### Trop petite

Les fibres n'établissent pas un contact suffisant et certaines surfaces peuvent ne pas être nettoyées.



#### Trop grande

Exerce une pression inutile sur les fibres et peut entraîner le blocage de la brosse dans l'instrument.



#### Parfaite


Les fibres assurent un contact suffisant avec l'instrument.



## RIGIDE



## FLEXIBLE



### BROSSES À FIL PERSONNALISABLES

Un aspect unique des brosses à fil ARC<sup>MC</sup> à usage unique est qu'elles peuvent être personnalisées selon toutes les longueurs :

- Jusqu'à 2000 mm pour les brosses à fil sur gaines plastiques semi-rigides avec des diamètres de brosses de 5 à 20 mm.
- Gains plastiques flexibles avec des diamètres de brosses de 2 à 5 mm.

**BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 12" / 30 CM**

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
<b>FLEXIBLE</b> BROSSE ET GAINÉ	<b>41-31502-S</b>	<b>41-31502</b>	Blanc	12,401" / 31,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1 mm
	<b>41-32503-S</b>	<b>41-32503</b>	Jaune	12,795" / 32,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1 mm
	<b>411-32504-S</b>	<b>411-32504</b>	Lavande	12,795" / 32,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55 mm
	<b>411-32505-S</b>	<b>411-32505</b>	Gris	12,795" / 32,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75 mm
<b>RIGIDE</b> BROSSE ET GAINÉ	<b>41-35005-S</b>	<b>41-35005</b>	Blanc	13,779" / 35 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	<b>41-35006-S</b>	<b>41-35006</b>	Vert	13,779" / 35 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	<b>41-35008-S</b>	<b>41-35008</b>	Bleu	13,779" / 35 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-35010-S</b>	<b>41-35010</b>	Rouge	13,779" / 35 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-35012-S</b>	<b>41-35012</b>	Jaune	13,779" / 35 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-35015-S</b>	<b>41-35015</b>	Vert	13,779" / 35 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	<b>41-35020-S</b>	<b>41-35020</b>	Bleu	13,779" / 35 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : Usage unique: sac de 20 / Réutilisable : sac de 3

**BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 18" / 45 CM**

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
<b>FLEXIBLE</b> BROSSE ET GAINÉ	<b>41-46502-S</b>	<b>41-46502</b>	Blanc	18,307" / 46,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1 mm
	<b>41-47503-S</b>	<b>41-47503</b>	Jaune	18,7" / 47,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1 mm
	<b>411-47504-S</b>	<b>411-47504</b>	Lavande	18,7" / 47,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55 mm
	<b>411-47505-S</b>	<b>411-47505</b>	Gris	18,7" / 47,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75 mm
<b>RIGIDE</b> BROSSE ET GAINÉ	<b>41-50005-S</b>	<b>41-50005</b>	Blanc	19,685" / 50 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	<b>41-50006-S</b>	<b>41-50006</b>	Vert	19,685" / 50 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	<b>41-50008-S</b>	<b>41-50008</b>	Bleu	19,685" / 50 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-50010-S</b>	<b>41-50010</b>	Rouge	19,685" / 50 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-50012-S</b>	<b>41-50012</b>	Jaune	19,685" / 50 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-50015-S</b>	<b>41-50015</b>	Vert	19,685" / 50 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	<b>41-50020-S</b>	<b>41-50020</b>	Bleu	19,685" / 50 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3

**BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 24" / 60 CM**

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
<b>FLEXIBLE</b> BROSSE ET GAINÉ	<b>41-61502-S</b>	<b>41-61502</b>	Blanc	24,212" / 61,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1 mm
	<b>41-62503-S</b>	<b>41-62503</b>	Jaune	24,6" / 62,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1 mm
	<b>411-62504-S</b>	<b>411-62504</b>	Lavande	24,6" / 62,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55 mm
	<b>411-62505-S</b>	<b>411-62505</b>	Gris	24,6" / 62,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75 mm
<b>RIGIDE</b> BROSSE ET GAINÉ	<b>41-65005-S</b>	<b>41-65005</b>	Blanc	25,59" / 65 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	<b>41-65006-S</b>	<b>41-65006</b>	Vert	25,59" / 65 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	<b>41-65008-S</b>	<b>41-65008</b>	Bleu	25,59" / 65 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-65010-S</b>	<b>41-65010</b>	Rouge	25,59" / 65 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-65012-S</b>	<b>41-65012</b>	Jaune	25,59" / 65 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-65015-S</b>	<b>41-65015</b>	Vert	25,59" / 65 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	<b>41-65020-S</b>	<b>41-65020</b>	Bleu	25,59" / 65 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

**EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3**
**BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 30" / 75 CM**

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
<b>FLEXIBLE</b> BROSSE ET GAINÉ	<b>41-76502-S</b>	<b>41-76502</b>	Blanc	30,118" / 76,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1 mm
	<b>41-77503-S</b>	<b>41-77503</b>	Jaune	30,511" / 77,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1 mm
	<b>411-77504-S</b>	<b>411-77504</b>	Lavande	30,511" / 77,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55 mm
	<b>411-77505-S</b>	<b>411-77505</b>	Gris	30,511" / 77,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75 mm
<b>RIGIDE</b> BROSSE ET GAINÉ	<b>41-80005-S</b>	<b>41-80005</b>	Blanc	31,496" / 80 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	<b>41-80006-S</b>	<b>41-80006</b>	Vert	31,496" / 80 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	<b>41-80008-S</b>	<b>41-80008</b>	Bleu	31,496" / 80 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-80010-S</b>	<b>41-80010</b>	Rouge	31,496" / 80 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-80012-S</b>	<b>41-80012</b>	Jaune	31,496" / 80 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-80015-S</b>	<b>41-80015</b>	Vert	31,496" / 80 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	<b>41-80020-S</b>	<b>41-80020</b>	Bleu	31,496" / 80 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

**EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3**

FLEXIBLE 2 MM



FLEXIBLE 3 MM



FLEXIBLE 4 MM



FLEXIBLE 5 MM



## FLEXIBLE

Diamètre de brosse flexible (Ø) allant de 2 mm à 5 mm

RIGIDE 20 MM



RIGIDE 15 MM



RIGIDE 12 MM



RIGIDE 10 MM



RIGIDE 8 MM



RIGIDE 6 MM



RIGIDE 5 MM



## RIGIDE

Diamètre de brosse rigide (Ø) allant de 5 mm à 20 mm

### SYSTÈME DE SÉLECTION DES BROSSES (taille réelle)

2 mm  
0.078"



3 mm  
0.118"



4 mm  
0.157"



5 mm  
0.196"



6 mm  
0.236"



8 mm  
0.314"



10 mm  
0.394"



12 mm  
0.472"



15 mm  
0.591"



20 mm  
0.787"



BATRIK

# Brosses Métalliques Doubles Réutilisables Arc<sup>MC</sup>

BROSSES FORMATS VARIÉS

## BROSSES FORMATS VARIÉS À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 14" / 35 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
<b>40-35056</b>	Blanc	13,779" / 35 cm	0,19" / 5 mm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
<b>40-35810</b>	Bleu	13,779" / 35 cm	0,31" / 8 mm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
<b>40-35112</b>	Jaune	13,779" / 35 cm	0,39" / 10 mm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
<b>40-35152</b>	Vert	13,779" / 35 cm	0,59" / 15 mm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

## BROSSES FORMATS VARIÉS À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 20" / 50 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
<b>40-50056</b>	Blanc	19,685" / 50 cm	0,19" / 5 mm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
<b>40-50810</b>	Bleu	19,685" / 50 cm	0,31" / 8 mm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
<b>40-50112</b>	Jaune	19,685" / 50 cm	0,39" / 10 mm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
<b>40-50152</b>	Vert	19,685" / 50 cm	0,59" / 15 mm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

## BROSSES FORMATS VARIÉS À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 26" / 65 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
<b>40-65056</b>	Blanc	25,59" / 65 cm	0,19" / 5 mm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
<b>40-65810</b>	Bleu	25,59" / 65 cm	0,31" / 8 mm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
<b>40-65112</b>	Jaune	25,59" / 65 cm	0,39" / 10 mm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
<b>40-65152</b>	Vert	25,59" / 65 cm	0,59" / 15 mm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

## BROSSES FORMATS VARIÉS À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 31" / 80 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
<b>40-80056</b>	Blanc	31,496" / 80 cm	0,19" / 5 mm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
<b>40-80810</b>	Bleu	31,496" / 80 cm	0,31" / 8 mm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
<b>40-80112</b>	Jaune	31,496" / 80 cm	0,39" / 10 mm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
<b>40-80152</b>	Vert	31,496" / 80 cm	0,59" / 15 mm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BATRIK

# Brosses Métalliques Doubles Réutilisables Arc<sup>MC</sup>

BROSSES FORMATS UNIFORMES

## BROSSES FORMATS UNIFORMES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 14" / 35 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-35005	Blanc	13,779" / 35 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-35006	Vert	13,779" / 35 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-35008	Bleu	13,779" / 35 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35010	Rouge	13,779" / 35 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35012	Jaune	13,779" / 35 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35015	Vert	13,779" / 35 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
40-35020	Bleu	13,779" / 35 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

## BROSSES FORMATS UNIFORMES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 20" / 50 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-50005	Blanc	19,685" / 50 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-50006	Vert	19,685" / 50 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-50008	Bleu	19,685" / 50 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50010	Rouge	19,685" / 50 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50012	Jaune	19,685" / 50 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50015	Vert	19,685" / 50 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
40-50020	Bleu	19,685" / 50 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

## BROSSES FORMATS UNIFORMES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 26" / 65 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-65005	Blanc	25,59" / 65 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-65006	Vert	25,59" / 65 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-65008	Bleu	25,59" / 65 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65010	Rouge	25,59" / 65 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65012	Jaune	25,59" / 65 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65015	Vert	25,59" / 65 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
40-65020	Bleu	25,59" / 65 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

**BROSSES FORMATS UNIFORMES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 31" / 80 CM**

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-80005	Blanc	31,496" / 80 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-80006	Vert	31,496" / 80 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-80008	Bleu	31,496" / 80 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-80010	Rouge	31,496" / 80 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65112	Jaune	31,496" / 80 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-80015	Vert	31,496" / 80 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
40-80020	Bleu	31,496" / 80 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

**BROSSES FORMATS VARIÉS**
**5 MM**
**6 MM**

**8 MM**
**10 MM**

**10 MM**
**12,5 MM**

**15 MM**
**20 MM**


**BATRIK**


# Brosses Métalliques Torsadées Antimicrobiennes Réutilisables In-Brush<sup>MC</sup>

RÉUTILISABLE

Nos brosses métalliques torsadées antimicrobiennes réutilisables **In-Brush<sup>MC</sup>** sont conçues pour être utilisées avec les tubes d'aspiration Frazier/Baron. Les fils torsadés ont un diamètre fin/moyen tout en étant suffisamment rigides pour assurer une excellente capacité de nettoyage.

Notre large assortiment de brosses métalliques torsadées en nylon est idéal pour les instruments endoscopiques et les instruments de grand diamètre et de forme unique.

**🕒 BON À SAVOIR :** NOS BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES SONT DOTÉES D'UNE POINTE BLEUE DE PROTECTION POUR PLUS DE SÉCURITÉ.



## BROSSES À TUBE D'ASPIRATION DE 10" / 250 MM FRAZIER /BARON

N° D'ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
<b>21-10039</b>	3 FR	0,5" / 12,7 mm	0,039" / 1 mm
<b>21-10067</b>	5 FR	0,5" / 12,7 mm	0,065" / 1,67 mm
<b>20-10059</b>	5 FR	1" / 25,4 mm	0,059" / 1,50 mm
<b>20-10079</b>	6 FR	1" / 25,4 mm	0,079" / 2 mm
<b>20-10090</b>	7 FR	1" / 25,4 mm	0,090" / 2,3 mm
<b>20-10106</b>	8 FR	1" / 25,4 mm	0,106" / 2,7 mm
<b>20-10118</b>	9 FR	1" / 25,4 mm	0,118" / 3 mm
<b>20-10129</b>	10 FR	1,5" / 38 mm	0,129" / 3,3 mm
<b>20-10146</b>	11 FR	1,5" / 38 mm	0,0146" / 3,7 mm
<b>20-10157</b>	12 FR	1,5" / 38 mm	0,157" / 4 mm

EMBALLAGE : sac de 3  
Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

## BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 12" / 305 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
<b>22-12078</b>	2" / 50,8 mm	0,078" / 2 mm
<b>22-12118</b>	2" / 50,8 mm	0,118" / 3 mm
<b>22-12157</b>	3" / 76 mm	0,157" / 4 mm
<b>22-12197</b>	3" / 76 mm	0,197" / 5 mm
<b>22-12236</b>	3" / 76 mm	0,236" / 6 mm
<b>22-12393</b>	3" / 76 mm	0,394" / 10 mm

EMBALLAGE : sac de 3  
Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

### BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 16" / 406 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
23-16197	2,5" / 63,5 mm	0,197" / 5 mm
23-16236	2,5" / 63,5 mm	0,236" / 6 mm
23-16276	3" / 76 mm	0,276" / 7 mm
23-16394	3" / 76 mm	0,394" / 10 mm
23-16472	3" / 76 mm	0,472" / 12 mm
23-16591	3" / 76 mm	0,591" / 15 mm
23-16787	3" / 76 mm	0,787" / 20 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

### BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 18" / 457 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
19-18010	0,47" / 12 mm	0,039" / 1 mm
19-18015	0,5" / 12 mm	0,06" / 1,6 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

### BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 24" / 610 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
24-24098	2,5" / 63,5 mm	0,098" / 2,5 mm
24-24197	2,5" / 63,5 mm	0,197" / 5 mm
24-24276	3" / 76 mm	0,276" / 7 mm
24-24394	3" / 76 mm	0,394" / 10 mm
24-24472	3" / 76 mm	0,472" / 12 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

### BROSSES DE TRACHÉOSTOMIE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
25-08500	Grande 6-12,3 3 / 4"	8" / 203 mm	3,75" / 95 mm	0,5" / 12,7 mm
25-37550	Petite 000-5,1 7 / 8"	4" / 93 mm	1,88" / 48 mm	0,5" / 12,7 mm

EMBALLAGE : sac de 3. Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"



### BROSSES POUR BRONCHOSCOPE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø) POUÇES / MM
26-06175	Petite	6" / 152 mm	1,75" / 44,5 mm
26-08325	Grande	8" / 203 mm	3,25" / 82,6 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"


BATRIK

# BRIGHTBRUSH **NOUVEAU!**

## LA SOLUTION DE BROSSAGE POUR CHAQUE BESOIN

Relevez les défis de nettoyage les plus exigeants en toute simplicité!

Nos brosses à tige torsadé à code couleur sont conçues pour offrir précision, praticité et performance supérieure, garantissant des résultats impeccables à chaque utilisation.



### Bille à code couleur

Chaque brosse est dotée d'une bille à code couleur indiquant le diamètre et la taille des poils, permettant de sélectionner rapidement et efficacement l'outil approprié.



### Boucle de suspension

Une boucle intégrée à l'extrémité de la brosse permet un rangement pratique et accessible.

## SÉLECTION DES PRODUITS

NOD'ARTICLE	TIGE (Ø) (EN MM)	BILLE (Ø) (EN MM)	COULEUR DE LA BILLE	DIMENSIONS Longueur de la brosse (Ø) x Longueur de la brosse
<b>12" BROSSES À TIGE TORSADÉ À CODE COULEUR</b>				
<b>22-12078B</b>	0.7	4	Rouge	12" x .078" (2M)x 58mm
<b>22-12118B</b>	0.7	4	Blanc	12" x .118" (3M)x 58mm
<b>22-12157B</b>	0.8	4	Bleu	12" x .157" (4M)x 76mm
<b>22-12197B</b>	0.8	4	Vert	12" x .197" (5M)x 76mm
<b>22-12236B</b>	0.8	4	Noir	12" x .236" (6M)x 76mm
<b>16" BROSSES À TIGE TORSADÉ À CODE COULEUR</b>				
<b>23-16197B</b>	1.0	4	Vert	16" X .197" (5M)x 63.5mm
<b>23-16276B</b>	1.0	4	Jaune	16" X .276" (7M)x 76mm
<b>23-16394B</b>	1.0	4	Rose	16" X .394" (10M)x 76mm
<b>18" BROSSES À TIGE TORSADÉ À CODE COULEUR</b>				
<b>19-18078B</b>	0.6	4	Rouge	18" x .078" (2M)x 63.5mm
<b>19-18118B</b>	0.8	4	Blanc	18" x .118" (3M)x 63.5mm
<b>19-18157B</b>	0.8	4	Bleu	18" x .157" (4M)x 63.5mm
<b>19-18197B</b>	1.0	4	Vert	18" x .197" (5M)x 63.5mm
<b>19-18236B</b>	1.0	4	Noir	18" x .236" (6M)x 76mm
<b>24" BROSSES À TIGE TORSADÉ À CODE COULEUR</b>				
<b>24-24098B</b>	0.8	4	Orange	24" X .098" (2.5M)x 63.5mm
<b>24-24197B</b>	0.8	4	Vert	24" X .197" (5M)x 63.5mm
<b>24-24276B</b>	1.0	4	Jaune	24" X .276" (7M)x 82.6mm
<b>24-24394B</b>	1.0	4	Rose	24" X .394" (10M)x 82.6mm

**EMBALLAGE:** Sac de 3 unités. Également offert en sacs de 50 unités; ajouter le suffixe « -50 ».

# BATRIK

## ComfyClean **NOUVEAU!**

### Élevez votre puissance de nettoyage

Conçue pour la précision, le confort et la durabilité, notre nouvelle gamme **ComfyClean** se distingue par des poignées inclinées offrant une prise en main plus naturelle et contrôlée. Ce design réduit la fatigue des mains lors des tâches répétitives et améliore la précision lors du nettoyage d'instruments complexes. Fabriquée à partir de matériaux durables, cette brosse réutilisable améliore non seulement les performances de nettoyage, mais contribue également aux objectifs de durabilité des hôpitaux en réduisant les déchets à usage unique et les coûts globaux.

### Caractéristiques clés du produit

#### Quatre niveaux de dureté des poils pour répondre à tous les besoins de nettoyage


Choisissez la rigidité de poils optimale en fonction du type d'instrument et du niveau de contamination—assurant un nettoyage en profondeur tout en protégeant l'équipement :

- Poils extra-rigides**  
 Presque aussi rigides que l'acier, ces poils sont idéaux pour éliminer les résidus tenaces sur les instruments rainurés ou fortement souillés.
- Poils rigides**  
 Offrent un équilibre idéal entre rigidité et longueur pour un nettoyage efficace des instruments standards.
- Poils extra-flexibles**  
 Conçues pour les instruments délicats, y compris les dispositifs optiques et les endoscopes rigides ou flexibles. Les poils longs permettent un nettoyage sûr des zones sensibles ou étroites sans causer de dommages.
- Poils flexibles**  
 Idéales pour nettoyer les instruments fragiles—comme ceux fabriqués en matériaux optiques ou plastiques—ainsi que les outils creux ou étroits. Les fibres semi-rigides offrent juste assez de flexibilité pour naviguer dans les espaces restreints tout en restant suffisamment douces pour éviter d'endommager l'équipement.

#### Systeme de codage couleur simplifié

Un système de codage couleur clair et visuel permet d'identifier facilement le niveau de rigidité d'un simple coup d'œil—réduisant le temps de formation, minimisant les risques d'erreur et améliorant l'efficacité du flux de travail dans les environnements à rythme rapide.

Les poils transparents de la brosse permettent une vérification rapide de sa propreté.



### SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	LONGUEUR DE LA BROSSÉ	TAILLE DES POILS	EMBALLAGE
<b>50-40717</b>	Brosse ergonomique réutilisable ComfyClean – Extra Rigide	BLEU	222mm	75mm x 18mm x 10mm	3
<b>50-40718</b>	Brosse ergonomique réutilisable ComfyClean – Rigide	VERT	222mm	75mm x 18mm x 15mm	3
<b>50-40719</b>	Brosse ergonomique réutilisable ComfyClean – Flexible	JAUNE	222mm	75mm x 18mm x 15mm	3
<b>50-40720</b>	Brosse ergonomique réutilisable ComfyClean – Extra Flexible	ROUGE	222mm	75mm x 18mm x 25mm	3

Les modèles réutilisables sont également offerts en sacs de 50 unités. Ajoutez le suffixe «-50».

# BATRIK

## ComfyClean Mini **NOUVEAU!**

### Compacte. Précise. Réutilisable.

La **ComfyClean Mini** offre les mêmes performances de nettoyage élevées que la version originale **ComfyClean** — dans un format plus petit et plus maniable. Sa poignée inclinée assure une prise en main confortable et contrôlée. Idéale pour le nettoyage détaillé dans les zones restreintes, cette brosse réutilisable et durable allie précision et engagement en faveur de la durabilité.

### Caractéristiques clés du produit


#### Deux niveaux de dureté des poils pour répondre à tous les besoins de nettoyage

Choisissez la rigidité de poils optimale en fonction du type d'instrument et du niveau de contamination—afin d'assurer un nettoyage en profondeur tout en protégeant l'équipement :

- Poils extra-rigides**  
 Presque aussi rigides que l'acier, ces poils sont idéaux pour éliminer les résidus tenaces sur les instruments rainurés ou fortement souillés.
- Poils extra-flexibles**  
 Conçues pour les instruments délicats, y compris les dispositifs optiques ainsi que les endoscopes rigides et flexibles. Les poils longs permettent un nettoyage en toute sécurité des zones sensibles ou étroites sans risque d'endommagement.

#### Système de codage couleur simplifié

Un système de codage couleur clair et visuel permet d'identifier facilement le niveau de rigidité d'un simple coup d'œil—réduisant le temps de formation, minimisant les risques d'erreur et améliorant l'efficacité du flux de travail dans les environnements à rythme rapide.



**50-40417**  
 EXTRA-RIGIDE  
 Longueur des poils 10mm



**50-40420**  
 EXTRA-FLEXIBLE  
 Longueur des poils 25mm

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	TAILLE DES POILS	EMBALLAGE
<b>50-40417</b>	Brosse ergonomique réutilisable ComfyClean Mini – Extra Rigide	BLEU	187mm	39mm x 10mm x 10mm	3
<b>50-40420</b>	Brosse ergonomique réutilisable ComfyClean Mini – Extra Flexible	ROUGE	187mm	39 mm x 10mm x 25mm	3

BATRIK

# ComfyClean MiniMax **NOUVEAU!**

## Puissance maximale. Format minimal.

La **ComfyClean** MiniMax est une brosse compacte et réutilisable conçue pour offrir une puissance de nettoyage maximale dans les zones les plus difficiles d'accès. Faisant partie de la famille **ComfyClean**, elle est dotée de la même prise ergonomique ultra-confortable—avec une pointe renforcée et des fibres à haute densité pour un nettoyage de précision là où cela compte le plus.

## Caractéristiques clés du produit





### Quatre niveaux de dureté des poils pour répondre à tous les besoins de nettoyage

Choisissez la rigidité de poils optimale en fonction du type d'instrument et du niveau de contamination—assurant un nettoyage en profondeur tout en protégeant l'équipement :

- Poils extra-rigides**  
 Presque aussi rigides que l'acier, ces poils sont idéaux pour éliminer les résidus tenaces sur les instruments rainurés ou fortement souillés.
- Poils rigides**  
 Offrent un équilibre idéal entre rigidité et longueur pour un nettoyage efficace des instruments standards.
- Poils extra-flexibles**  
 Conçues pour les instruments délicats, y compris les dispositifs optiques et les endoscopes rigides ou flexibles. Les poils longs permettent un nettoyage sûr des zones sensibles ou étroites sans causer de dommages.
- Poils flexibles**  
 Idéales pour nettoyer les instruments fragiles—comme ceux fabriqués en matériaux optiques ou plastiques—ainsi que les outils creux ou étroits. Les fibres semi-rigides offrent juste assez de flexibilité pour naviguer dans les espaces restreints tout en restant suffisamment douces pour éviter d'endommager l'équipement.

### Système de codage couleur simplifié

Un système de codage couleur clair et visuel permet d'identifier facilement le niveau de rigidité d'un simple coup d'œil—réduisant le temps de formation, minimisant les risques d'erreur et améliorant l'efficacité du flux de travail dans les environnements à rythme rapide.



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	LONGUEUR DE LA BROSSÉ	TAILLE DES POILS	EMBALLAGE
<b>50-40317</b>	Brosse ergonomique réutilisable ComfyClean MiniMax – Extra Rigide	BLEU	195mm	55mm x 10mm x 10mm	3
<b>50-40318</b>	Brosse ergonomique réutilisable ComfyClean MiniMax – Rigide	VERT	195mm	55mm x 10mm x 15mm	3
<b>50-40319</b>	Brosse ergonomique réutilisable ComfyClean MiniMax – Flexible	JAUNE	195mm	55mm x 10mm x 15mm	3
<b>50-40320</b>	Brosse ergonomique réutilisable ComfyClean MiniMax – Extra Flexible	ROUGE	195mm	55mm x 10mm x 25mm	3

Les modèles réutilisables sont également offerts en sacs de 50 unités. Ajoutez le suffixe «-50».

BATRIK

# Brosses Plates

## Pour Nettoyage Des Instruments

Nos brosses plates pour le nettoyage des instruments sont spécialement conçues pour une utilisation en milieu hospitalier pour le prénettoyage et la préparation des instruments.

- Le long manche ergonomique permet une utilisation facile
- Longueur supplémentaire de la tête de brosse (60 [±5] mm en usage unique et 75 [±5] mm en usage réutilisable)
- Les fibres transparentes de la brosse permettent de vérifier rapidement sa propreté
- La poignée en plastique ne libère aucun composant toxique
- Disponibles en 6 modèles (4 réutilisables/autoclavables et 2 à usage unique)

**FLEXIBLE**

Cette brosse est conçue pour les instruments de grande taille qui nécessitent un nettoyage plus délicat, comme les optiques, les plastiques ou les endroits difficiles d'accès.

**EXTRA-FLEXIBLE**

Les poils très longs et flexibles éliminent tout stress lors de l'assainissement, et en font la brosse idéale pour les instruments fragiles ainsi que pour les endoscopes souples et rigides. La longueur des poils permet de nettoyer des zones qui seraient autrement difficiles à atteindre, comme le canal des accessoires ou la déviation de l'extrémité des endoscopes souples.

**RIGIDE**

La rigidité de cette brosse, ainsi que la longueur des poils et du manche, améliorent et simplifient le nettoyage des instruments.

**EXTRA-RIGIDE**

Les fibres de polyamide sans danger pour les instruments offrent une rigidité semblable à celle de l'acier et permettent un nettoyage en profondeur des instruments souillés, en particulier sur les surfaces rainurées ou inégales.



50-40919



50-40921



50-40920



50-40918



50-40922



50-40917

## SÉLECTION DE PRODUITS

N°D'ARTICLE	TYPE DE BROSSE	DESCRIPTION	COULEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	TAILLE DE LA BROSSE	EMBALLAGE
50-40917	Extra rigide	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Bleu	220 mm	75 mm x 20 mm x 10 mm	Sac de 3
50-40918	Rigide	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Vert	220 mm	75 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 3
50-40919	Flexible	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Jaune	220 mm	75 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 3
50-40920	Extra flexible	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Rouge	220 mm	75 mm x 20 mm x 25 mm	Sac de 3
50-40921	Flexible	Brosse plate à usage unique	Orange	220 mm	60 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 20
50-40922	Rigide	Brosse plate à usage unique	Bleu ciel	220 mm	60 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 20

Les modèles réutilisables sont également disponibles en sacs de 50. Ajouter le suffixe "- 50"

# BATRIK

## Flatbrush Mini **NOUVEAU!**

### Besoin de nettoyer de petits instruments avec précision?

Cette brosse réutilisable et compacte offre la performance éprouvée de notre brosse plate emblématique dans un format réduit—parfaite pour les travaux détaillés et de haute précision. Fabriquée à partir de matériaux durables, elle améliore non seulement l'efficacité du nettoyage, mais contribue également aux objectifs de durabilité des hôpitaux en réduisant les déchets à usage unique et les coûts associés.

### Caractéristiques clés du produit

#### Deux niveaux de dureté des poils pour répondre à tous les besoins de nettoyage

Choisissez la rigidité de poils optimale en fonction du type d'instrument et du niveau de contamination—pour un nettoyage en profondeur tout en protégeant l'équipement :

- Fibres extra-rigides**  
 Presque aussi rigides que l'acier, ces poils sont idéaux pour éliminer les résidus tenaces sur les instruments rainurés ou fortement souillés.
- Fibres extra-flexibles**  
 Conçues pour les instruments délicats, y compris les dispositifs optiques et les endoscopes rigides ou flexibles. Leurs longs poils permettent un nettoyage en toute sécurité des zones sensibles ou étroites sans risque d'endommagement.

#### Système de codage couleur simplifié

Un système de codage couleur clair et visuel permet d'identifier facilement le niveau de rigidité d'un simple coup d'œil—réduisant le temps de formation, minimisant les risques d'erreur et améliorant l'efficacité du flux de travail dans les environnements à rythme rapide.

Les poils transparents de la brosse permettent une vérification rapide de sa propreté.



**50-40617**  
**EXTRA-RIGIDE**  
Brosse de nettoyage réutilisable extra-rigide  
Longueur des poils : 10 mm



**50-40620**  
**EXTRA-FLEXIBLE**  
Brosse de nettoyage réutilisable extra-souple  
Longueur des poils : 25 mm

PARTIE À POILS  
L x l (mm)  
38 x 9



**50-40617**  
EXTRA-RIGIDE



**50-40620**  
EXTRA-FLEXIBLE



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	LONGUEUR DE LA BROSSÉ	TAILLE DES POILS	EMBALLAGE
<b>50-40617</b>	Brosse Réutilisable Flatbrush Mini – Extra Rigide	BLEU	185mm	38mm x 9mm x 10mm	3
<b>50-40620</b>	Brosse Réutilisable Flatbrush Mini – Extra Flexible	ROUGE	185mm	38mm x 9mm x 25 mm	3

Les modèles réutilisables sont également offerts en sacs de 50 unités. Ajoutez le suffixe «-50».


**BATRIK**

# Brosse De Précision Réutilisable

## NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Notre brosse de précision réutilisable pour le nettoyage des instruments est la brosse idéale pour l'élimination rapide des débris difficiles. Elle nettoie aussi bien en externe qu'en profondeur dans les mâchoires des instruments. Bien que les poils fermes et durables donnent l'impression d'être en acier inoxydable, il n'y a absolument aucun risque de dommages aux instruments ou de blessures corporelles.

- Les poils ont une densité extra-ferme et une durabilité supérieure
- Poils en polyamide (TYNEX<sup>MD</sup>)
- Poignée ergonomique en thermoplastique étuvable
- Stérilisable à la vapeur/chimique
- Sans latex



**BON À SAVOIR :** ÉLIMINE LE BESOIN DE LA BROSSÉ À DENTS EN ACIER INOXYDABLE, QUI PEUT ENDOMMAGER LES INSTRUMENTS DE VALEUR !

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE
50-40800	Brosse de précision réutilisable pour nettoyage externe	6,29" / 160 mm

EMBALLAGE : sac de 3



BATRIK

# Brosse Trifecta<sup>MC</sup>

## NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Voici la brosse **Trifecta<sup>MC</sup>**, un outil polyvalent 3 en 1 conçu pour répondre à tous vos besoins de nettoyage d'instruments. Elle est disponible en deux styles : l'un entièrement en nylon pour un nettoyage en douceur et l'autre avec des poils en nylon sur deux cotés et des poils en acier inoxydable sur le troisième, idéal pour s'attaquer aux accumulations les plus dures et aux tâches de nettoyage les plus tenaces.

### BROSSE TRIFECTA<sup>MC</sup> - NYLON

#### 1 BRISTES EN NYLON


Les poils en nylon doux et transparents offrent une solution de nettoyage efficace et sûre. efficace mais sûre. Ce côté permet de vérifier facilement la propreté, sans risquer d'endommager les surfaces délicates. Idéal pour un nettoyage léger et non invasif.

#### 2 Brosse à embouts de précision

Atteignez les endroits difficiles à nettoyer grâce à l'embout de précision. Ce petit embout à poils fermes est conçu pour les endroits étroits et difficiles à atteindre, tels que les mâchoires d'instruments et les joints de boîtes.

#### 3 POILS DE NYLON FERMES.

Pour les résidus plus tenaces, la face en nylon ferme offre la puissance de nettoyage dont vous avez besoin. Avec des poils semblables à ceux de l'acier inoxydable, mais sans danger pour vos instruments, cette face traite facilement les saletés et les accumulations tenaces.



### BROSSE TRIFECTA<sup>MC</sup> - NYLON ET ACIER INOXYDABLE



## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	COULEUR	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTAL	LONGUEUR DE LA BROSSE	POILS 1 Ø	BPOILS 2 Ø	POILS 3 Ø
28-23012	Bleu	Brosse triple en nylon	8.66" / 220 mm	1.20" x 1.20" x 0.47" / 30.5 x 30.5 x 12.0 mm	0.47" / 12.0 mm	0.47" / 12.0 mm	0.315" / 8.0 mm
29-23012	Bleu	Brosse triple en nylon avec acier inoxydable	8.66" / 220 mm	1.20" x 1.20" x 0.47" / 30.5 x 30.5 x 12.0 mm	0.47" / 12.0 mm	0.47" / 12.0 mm	0.47" / 12.0 mm

EMBALLAGE : Sac de 3 - Pour un sac de 50, ajouter « -50 » à la suite du code de l'article.

**BATRIK**

# Brosse D'alésoir Acétabulaire

Notre brosse de nettoyage à double extrémité est fabriquée exclusivement pour le nettoyage des alésoirs d'os acétabulaire. La brosse à tête circulaire de style « queue de cochon » est conçue pour nettoyer efficacement l'intérieur de l'alésoir, tandis que la brosse droite rigide à l'autre extrémité sert à nettoyer les trous de coupe individuels. La fusion spéciale des têtes de la brosse avec la poignée, ainsi que ses poils de qualité médicale antimicrobiens, assurent un outil de nettoyage durable, réutilisable et très efficace.

**BROSSE DROITE****BROSSE RONDE**

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DU POIGNÉ	BROSSE DROITE	BROSSE RONDE
<b>50-ACETAB</b>	Brosse de nettoyage d'alésoir acétabulaire	4,72" / 120 mm Ø 0,47" / 12 mm	1,18" / 30 mm Ø 0,3125" / 8 mm	2" / 50 mm Ø 1,75" / 45 mm

EMBALLAGE : sac de 3


REMARQUE : Spécifications sujettes à de petites variations

**BATRIK**

# Brosse De Nettoyage Réutilisable Pour Râpes Orthopédiques

Notre brosse réutilisable pour le nettoyage des râpes orthopédiques est utilisée pour nettoyer les râpes orthopédiques et autres instruments similaires utilisés en chirurgie orthopédique.

- Longue durée de vie et peut résister à de nombreux cycles de stérilisation
- Manche ergonomique en thermoplastique stérilisable à la vapeur
- Poils en polyamide antibactériens
- Réutilisable
- Sans latex



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DU MANCHE	DIMENSIONS DE LA BROSSE	EMBALLAGE
50-RASP	9 po / 23 cm	5,5 po / 14 cm	0,78" x 2,7" x 3,5" (2 cm x 7 cm x 9 cm)	Sac de 3

**BATRIK**

# Brosses Réutilisables Tout Usage

## Brosses à poignée en plastique

Nous proposons un large choix de brosses pour le nettoyage des instruments. Ces brosses sont idéales pour les instruments de grand diamètre, de forme unique et endoscopiques.

### Poignée en plastique In-Brush<sup>MC</sup>

Disponible en brosse à dents ordinaire (poils en nylon ou en acier inoxydable) et en brosse à double extrémité.



28-72550



28-69394



29-72550



29-69394



29-70050



50-40911

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA BROSSSE	HAUTEUR DE LA BROSSSE
<b>28-72550</b>	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en nylon à une seule extrémité	7,25" / 184 mm	1,5" / 38 mm	0,5" / 12,7 mm
<b>29-72550</b>	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en acier inoxydable à une seule extrémité	7,25" / 184 mm	1,5" / 38 mm	0,5" / 12,7 mm
<b>29-70050</b>	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en laiton à une seule extrémité	7,25" / 184 mm	1,5" / 38 mm	0,5" / 12,7 mm
<b>28-69394</b>	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en nylon à double extrémité	6,9" / 175 mm	1,38" / 35 mm 1" / 25 mm	0,39" / 10 mm 0,2" / 5 mm
<b>29-69394</b>	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en acier inoxydable à double extrémité	6,9" / 175 mm	1,38" / 35 mm 1" / 25 mm	0,39" / 10 mm 0,2" / 5 mm
<b>50-40911</b>	Brosse en nylon pour le lavage des mains Réutilisable et autoclavable	4,9" / 104 mm	3,74" / 95 mm	1,1" / 28 mm

EMBALLAGE : sac de 3 - Pour un sac de 50, ajoutez « -50 » après le code de l'article.

**BATRIK**

# Micro-Brosses

## En Acier Inoxydable Arc<sup>MC</sup>

Nos **micro-brosses en acier inoxydable ARC<sup>MC</sup>** sont parmi les plus petites brosses de l'industrie. Elles sont conçues pour nettoyer des canaux d'un diamètre intérieur allant de 0,5 mm à 1,40 mm.

- La gaine flexible en acier inoxydable ne se plie pas comme les brosses métalliques torsadées ordinaires
- Les poils en polyamide empêchent ou ralentissent la croissance bactérienne entre les stérilisations
- Réutilisables\*
- Disponibles en deux longueurs

**CONSEIL:** EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D'UTILISER LA TECHNIQUE DE TRACTION AVEC CES BROSSES. IL SUFFIT D'INSÉRER D'ABORD L'EXTRÉMITÉ ÉMOUSSÉE, SANS BROSE.



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	LONGUEUR TOTALE	TAILLE DE LA BROSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSE	GAINE (Ø)	EMBALLAGE
<b>35-03015</b>	12" / 30 cm	0,06" / 1,5 mm	0,6" / 15 mm	0,02" / 0,40 mm	6 / tube
<b>35-04515</b>	18" / 45 cm	0,06" / 1,5 mm	0,6" / 15 mm	0,02" / 0,40 mm	6 / tube

\*Même si tous les matériaux utilisés dans la fabrication de ces brosses peuvent être réutilisés à plusieurs reprises, en raison de la nature délicate de ces brosses, la réutilisation est conditionnée par leur manipulation et leur application.

**BATRIK**


# Brosses De Nettoyage Pour Bouteilles Et Drains

Conçues spécifiquement pour les applications hospitalières, nos brosses réutilisables pour le nettoyage des instruments sont dotées de poils longs et flexibles pour maximiser l'efficacité du nettoyage des grandes surfaces.

- Poils transparents en polyamide de haute qualité
- Débris faciles à identifier
- Autoclavable
- Sans latex

**BROSSE RÉUTILISABLE À BOCAL / BOUTEILLE**


Poignée ergonomique

**BROSSE POUR DRAIN DE STÉRILISATEUR**


Pointe bleue pour plus de sécurité

Fil de fer inoxydable à haute résistance

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA POIGNÉE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR TOTALE
<b>50-10295</b>	Brosse réutilisable à bocal / bouteille	120 mm ± 2 mm	120 mm ± 5 mm	7 mm ± 2 mm	13,19" / 355 mm
<b>50-10224</b>	Brosse de nettoyage pour drain du stérilisateur	S. o.	4" / 10,1 cm	2" / 5,08 cm	24" / 609 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BATRIK

# Ensembles De Brosses De Nettoyage Pour Autoclave



## BROSSE RONDE

- Comprend 3 trous pour le placement réglable des pôles.
- Le placement réglable de la brosse (parallèle ou perpendiculaire) et la longueur plus importante de la brosse permettent d'accéder facilement aux coins difficiles à atteindre
- Fabriquée avec des poils de polyester approuvés par la FDA

## BROSSE À MAIN

- Poignée ergonomique pour un meilleur confort de la main
- Des poils de polyester plus longs, approuvés par la FDA
- Facile à nettoyer (pas de cavité)

## SÉLECTION DE PRODUITS

### ENSEMBLE RÉGULIER DE BROSSES DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE

N° D'ARTICLE (ENSEMBLE)	DESCRIPTION	N° D'ARTICLE (UNITÉ)	DESCRIPTION	DIMENSIONS
50-CLAVEREG	Ensemble RÉGULIER de brosses de nettoyage pour autoclave	50-35900	1 brosse à main	Longueur : 3,5" x 8" / 8,89 cm x 20,32 cm
		50-55800	1 brosse ronde (tête de brosse)	Taille de la tête de brosse : 5,5 x 10" / 14 x 25,4 cm
		50-EXTPOLE	1 pôle d'extension en aluminium anodisé	2 - 4 pi / 60 - 122 cm

### ENSEMBLE SUPÉRIEUR DE BROSSES DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE

N° D'ARTICLE (ENSEMBLE)	DESCRIPTION	N° D'ARTICLE (UNITÉ)	DESCRIPTION	DIMENSIONS
50-CLAVESUP	Ensemble SUPÉRIEUR de brosses de nettoyage pour autoclave	50-35900	1 brosse à main	Longueur : 3,5" x 8" / 11,5 cm x 20,32cm
		50-55800	1 brosse ronde (tête de brosse)	Taille de la tête de brosse : 5,5 x 10" / 14 x 25,4 cm
		50-EXTPOLE	1 pôle d'extension en aluminium anodisé	2 - 4 pi / 60 - 122 cm
		SF-240	2 écrans faciaux SAVEFACE <sup>MC</sup>	9" / 23 cm

## COMPOSANTS DE REMPLACEMENT



**BROSSE À MAIN**  
**50-35900**  
 Emballage : 1



**TÊTE DE BROSSE**  
**50-55800**  
 Emballage : 1



**PÔLE D'EXTENSION**  
**50-EXTPOLE**  
 Emballage : 1



**ÉCRAN FACIAL**  
**SAVEFACE<sup>MC</sup> SF-240**  
 Emballage : 100 / boîte


**BATRIK**

# Brosses De Canal Arc<sup>MC</sup>

## USAGE UNIQUE

BATRIK propose l'une des plus grandes sélections de brosses de nettoyage de canal d'endoscopie de l'industrie. Nos brosses sont disponibles dans une variété de longueurs, de matériaux et de styles pour s'adapter à la plus large gamme de dispositifs endoscopiques utilisés dans le secteur des soins de santé aujourd'hui.

Quelles que soient vos exigences, vous pourrez trouver la brosse qui convient à vos besoins spécifiques. Si vous ne trouvez pas la brosse dont vous avez besoin, il vous suffit de nous appeler. Nous avons plus de 50 brosses différentes disponibles et pouvons les fabriquer sur-mesure selon vos spécifications précises.



### LES COMPLÉMENTS FACULTATIFS DU KIT

AJOUTER LE SUFFIXE :

« F » pour recevoir un ensemble avec notre éponge plate. Applicable sur certains modèles seulement, appelez-nous pour plus de détails. (Boîte de 40)

« K » pour recevoir un ensemble avec la brosse de nettoyage à usage unique pour valve/contrôle 5/11 à double extrémité (article n° 27-57787).

Applicable sur tous les modèles. (Boîte de 50)

« FK » pour recevoir à la fois l'éponge et les brosses de nettoyage de la valve. (Boîte de 40)

## SÉRIES 333 ET 311



### SÉLECTION DE PRODUITS

#### BROSSES CYLINDRIQUES 5 MM - GAINÉ Ø 1,85 MM - POLYPROPYLENE ROSE VIF

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSSE	BROSSE (Ø)	GAINE (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSSE
311-23050	90" / 230 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
311-23050-2	90" / 230 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Double
311-18050	70" / 180 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
311-10050	39" / 100 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte

#### BROSSES CONIQUES 5/6 MM - GAINÉ Ø 1,85 MM - POLYPROPYLENE ROSE VIF

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSSE	BROSSE (Ø)	GAINE (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSSE
333-23056	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
333-23056-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,073" / 1,85 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

## SÉRIES 300 ET 322



### SÉLECTION DE PRODUITS

#### BROSSES CYLINDRIQUES 5 MM - GAINÉ Ø 1,75 MM - DELRIN GRIS MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSSE	BROSSE (Ø)	GAINE (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSSE
300-18050	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
300-23050	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
300-23050-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Double


EMBALLAGE : 50 / boîte

#### BROSSES CONIQUES 5/6 MM - GAINÉ Ø 1,75 MM - DELRIN GRIS MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSSE	BROSSE (Ø)	GAINE (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSSE
322-23056	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
322-23056-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,070" / 1,75 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

## SÉRIES 344




### SÉLECTION DE PRODUITS

#### BROSSES CYLINDRIQUES 3 MM - GAINÉ Ø 1,55 MM - DELRIN VIOLET MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
<b>344-23030</b>	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple
<b>344-18030</b>	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple
<b>344-10030</b>	39" / 100 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte

## SÉRIES 35



### SÉLECTION DE PRODUITS

#### BROSSES CYLINDRIQUES 2,5 MM - GAINÉ Ø 1,00 MM - DELRIN JAUNE - AVEC EMBOUT DISPONIBILITÉ LIMITÉE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
<b>35-23025</b>	90" / 230 cm	0,59" / 15 mm	0,098" / 2,5 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
<b>35-12025</b>	47,2" / 120 cm	0,59" / 15 mm	0,098" / 2,5 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte

#### BROSSES CYLINDRIQUES 2 MM - GAINÉ Ø 1,00 MM - DELRIN JAUNE - SANS EMBOUT

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
<b>35-23020</b>	90" / 230 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
<b>35-12020</b>	47,2" / 120 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
<b>35-18020</b>	70,8" / 180 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple


EMBALLAGE : 50 / boîte

**BATRIK****Brosses De Canal DAYBRUSH<sup>MC</sup>**

RÉUTILISABLES

Nos brosses de canal DayBrush<sup>MC</sup> réutilisables peuvent être utilisées pour nettoyer les endoscopes pendant une journée entière. En fait, il a été prouvé qu'elles permettent de nettoyer efficacement jusqu'à 10 endoscopes avant de devoir les mettre au rebut\*.

- L'embout souple assure une manipulation facile dans le canal sans risque de dommage
- L'extrémité arrière est scellée et adoucie pour éviter que le fluide ne soit emprisonné dans le tube. Le processus d'adoucissement permet également d'éviter les dommages si la brosse de nettoyage est utilisée à l'envers.
- Peuvent être stérilisées à la vapeur.
- Le volume des poils est de 20 mm de long, soit près du double de la plupart des brosses du marché. Une grande brosse permet un meilleur contact avec la surface pendant le processus de nettoyage.
- Économies importantes par utilisation par rapport aux autres brosses de nettoyage de canal réutilisables ou jetables.



(\* ) À jeter après le nettoyage de 10 endoscopes ou plus tôt si une dégradation de la brosse est constatée. Après dix applications, la brosse peut avoir l'apparence de pouvoir continuer à nettoyer efficacement, mais nous déconseillons une utilisation prolongée en raison du risque de contamination croisée. Le nombre réel d'utilisations variera en fonction de la manipulation et du traitement

**SÉLECTION DE PRODUITS**

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINE (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
<b>30-18050-T</b>	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Simple
<b>30-23050-T</b>	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Simple
<b>30-23050-2T</b>	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

**LES COMPLÉMENTS FACULTATIFS DU KIT**

AJOUTER LE SUFFIXE :


« F » pour recevoir un ensemble avec notre éponge plate. Applicable sur certains modèles seulement, appelez-nous pour plus de détails. (Boîte de 40)

« K » pour recevoir un ensemble avec la brosse de nettoyage à usage unique pour valve/contrôle 5/11 à double extrémité (article n° 27-57787). Applicable sur tous les modèles. (Boîte de 50)

« FK » pour recevoir à la fois l'éponge et les brosses de nettoyage de la valve. (Boîte de 40)

BATRIK

# Brosses Pour Valve/Contrôle



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE 1	LONGUEUR DE LA BROSSE 2	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)
<b>27-05197</b>	Double trompette 5/7 Couleur blanche	5,00"/13 cm	0,20"/5 mm	1,00"/25 mm	0,20"/5 mm	0,28"/7 mm
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 27-05197-50						
<b>27-57787</b>	Double universelle 5/11 Couleur jaune	6,00"/15 cm	1,18"/30 mm	0,79"/20 mm	0,43"/11 mm	0,20"/5 mm
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 27-57787-50						
<b>40-18511</b>	Double universelle 5/11 Extra longue couleur bleue	8,07"/20,5 cm	1,57"/40 mm	0,79"/20 mm	0,43"/11 mm	0,20"/5 mm
EMBALLAGE : sac de 3 (réutilisable et pouvant être stérilisé à la vapeur). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser article # 40-18511-50						
<b>36-10010</b>	Une seule grande extrémité Couleur rouge	4,3"/11 cm	1,57"/40 mm	S. o.	0,39"/10 mm	S. o.
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 36-10010-50						
<b>27-15311</b>	Une seule grande extrémité Couleur bleue	4"/10,3 cm	1,57"/40 mm	S. o.	0,39"/10 mm	S. o.


EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 27-15311-50

**BATRIK**

# V-Brushes

## BROSSES DE NETTOYAGE EXTERNE

Nos brosses de nettoyage externe pour endoscopes/instruments optiques offrent d'excellentes capacités de nettoyage. Avec leurs poils en forme de U uniques et leur conception innovante, nos brosses sont l'outil ultime pour nettoyer l'extérieur de vos instruments endoscopiques. Dépourvues d'extrémités pointues ou métalliques pouvant rayer ou endommager des équipements de valeur, les modèles à usage unique et réutilisables ne contiennent pas de latex et sont dotés de poignées ergonomiques.



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA BROSSE/(Ø)	LONGUEUR DE LA POIGNÉE (Ø)	LONGUEUR TOTALE	EMBALLAGE
<b>36-20005</b>	Brosse de nettoyage externe à usage unique	70 mm / 25 mm	80 mm / 3 mm	150 mm	50 / boîte
<b>36-20010</b>	Brosse de nettoyage externe réutilisable	90 mm / 25 mm	120 mm / 12 mm	210 mm	3 / sachet

# Commandes et coordonnées

## Comment commander

Les produits Batrik sont disponibles dans le monde entier grâce à notre réseau de distributeurs autorisés.

Pour devenir un distributeur autorisé, veuillez contacter :

Demandes générales :

**[customerservice@surgmed.com](mailto:customerservice@surgmed.com)**

Visitez-nous en ligne :

**[www.batrik.com](http://www.batrik.com)**

Explorez nos catégories de produits élargies, nos fiches techniques et notre matériel éducatif.