


Cathéter ombilical à triple lumière

Cathéter ombilical à triple lumière conçu pour l'administration de nutrition parentérale totale (NPT) et l'injection de médicaments, particulièrement lorsque certaines substances sont incompatibles ou lorsqu'un médicament doit être administré en continu.



	Code produit	Taille	Points de sortie	Longueur	Volume d'amorçage	Débit	Unités/Boîte
PUR	V02127312	4,5 Fr	Une latérale, Une distale, Une proximale	20 cm	2 x 0,26 ml	2,2 l & 7,4 ml/min	10