


nutriline®

Une ligne PICC avec aiguille pelable unique et facile à utiliser, disponible en 2 Fr

Le cathéter monobloc Nutriline® permet de poser les lignes avec un haut niveau de sécurité. Disponible en plusieurs longueurs pour assurer un positionnement précis de l'extrémité pour la majorité des accès IV.



Code produit	Longueur	Taille	Volume d'amorçage	Débit	Type d'introducteur	Stylet	Unités/Boîte
I252.30G	30 cm	2 Fr	0,12 ml	5,0 ml / min	Aiguille fendue 20 G	Non	10
I252.31G	30 cm	2 Fr	0,12 ml	5,0 ml / min	Sans introducteur	Non	10
I252.35G	30 cm	2 Fr	0,12 ml	5,0 ml / min	Microflash 20 G	Non	10
I252.030G	30 cm	2 Fr	0,12 ml	5,0 ml / min	Microflash 20 G	Oui	10
I252.031	30 cm	2 Fr	0,12 ml	5,0 ml / min	Sans introducteur	Oui	10