

introducteurs

Pour cathéters PICC

Introducteurs autonomes pour cathéters PICC néonataux: aiguille fendue, canule pelable microflash® et canule IV.



Canule IV



Aiguille fendue

Canule IV

Code produit	Taille	Pour cathéter	Unités/Boîte
CMS-207	24 G	1 Fr	10

Aiguille fendue

Code produit	Taille	Pour cathéter	Unités/Boîte
1261.20N	24 G	1 Fr	20
1262.30N	20 G	2 Fr	20




microflash^{MC}

Introduceur pelable / Introduceur de sécurité pelable*

Introduceur pelable pour l'insertion de cathéters PICC et Midline, avec aiguille à encoche et gaine de canule transparente pour une détection rapide du retour veineux.

- A** L'orifice sur le corps de l'aiguille permet un retour veineux entre l'aiguille et la canule pour une indication immédiate de l'accès au vaisseau
- B** Boîtier de sécurité court et léger pour un équilibre et une facilité de manipulation accrus
- C** Embase incurvée pour un placement ergonomique et sûr du bout des doigts
- D** Pointe d'aiguille à triple biseau pour faciliter la pénétration cutanée
- E** La transition fluide de l'aiguille à la canule réduit la résistance à travers les tissus
- F** La canule transparente permet une visualisation immédiate du sang lors de la pénétration du vaisseau
- G** Ouverture de la canule en entonnoir pour faciliter l'insertion du cathéter
- H** Bande radio-opaque sur la canule pour la sécurité du patient

Code produit	Taille	Pour cathéter	Unités/Boîte
7371.19	20 G	1 Fr / 2 Fr	10



*L'introduceur microflash® est destiné à être utilisé comme introduceur à canule fendue pour ponctionner les veines périphériques.