

# plateau de transfusion d'échange

Kit contenant les accessoires nécessaires pour effectuer le prélèvement et le remplacement du sang d'un patient.



Code produit	Contenu	Unités/Boîte	
275.001	Ix robinet à quatre voies équipé d'un site d'injection (pour l'injection de médicaments supplémentaires)	1	
	Ix tube d'extension pour l'évacuation du sang évacué		
	Ix cathéter d'exsanguino-transfusion 5Fr (PVC - XRO) de 37 cm de long, avec 2 orifices latéraux et graduations centimétriques		
	Ix cathéter d'exsanguino-transfusion 7Fr (PVC - XRO) de 37 cm de long, avec 2 orifices latéraux et graduations centimétriques		
	2x seringues Luer-lock de 20 ml		
	Ix seringue Luer-lock de 10 ml		
	Ix aiguille hypodermique Luer 16x0,5 mm (25G)		
	Ix récipient gradué en plastique (2000 ml)		
	Ix ensemble de transfusion, 163 cm de long, volume mort de 18,8 ml		1
	Ix règle de 15 cm pour la mesure de la pression veineuse		
3x pansements de gaze 50 x 50 mm			
Ix champ fenêtré 50 x 60 cm			
Ix aiguille de mise à l'air			
Ix fiche de contrôle			