

BATRIK

MEDICAL MANUFACTURING INC.

SOLUTIONS D'ENDOSCOPIE

CATALOGUE DE PRODUITS



Établie en 1997. Fièrement canadienne. 🇨🇦
Distribuée dans plus de 85 pays à travers le monde.




Batrik Medical Manufacturing Inc., fondée en 1997, est un fabricant reconnu à l'échelle mondiale, présent dans plus de 85 pays grâce à un réseau de distributeurs réputés. L'entreprise se spécialise dans la production de solutions de retraitement stérile, d'accessoires chirurgicaux et de solutions pour l'endoscopie.

Basée à Montréal (Lachine), au Canada, **BATRIK** Medical applique des normes rigoureuses en matière de qualité et de conformité réglementaire. Nos produits font l'objet de tests approfondis, sont couverts par une assurance responsabilité et dépassent constamment les exigences internationales en matière de qualité.

Batrik propose l'une des gammes les plus complètes de brosses de nettoyage de canaux, de protège-dents (bite blocks) et d'autres consommables et accessoires d'endoscopie de l'industrie. Tous nos produits sont fabriqués selon des procédés exclusifs afin d'assurer les plus hauts niveaux d'efficacité, de sécurité et de confort pour les patients.

Présente dans plus de 85 pays, Batrik offre une qualité constante, de l'innovation et une fiabilité éprouvée, soutenues par une conformité réglementaire rigoureuse.

POURQUOI CHOISIR BATRIK



Solutions pour tous les produits
de retraitement et d'endoscopie



Fabrication contrôlée selon des
normes de qualité rigoureuses



Matériaux de qualité médicale



Options OEM disponibles

Soutien aux **CLIENTS ET DISTRIBUTEURS**

Notre équipe offre un accompagnement complet pour aider les distributeurs à sélectionner les bons produits pour leurs marchés, notamment :

- Conseils pour la sélection des produits
- Outils marketing et matériel éducatif
- Spécifications techniques et informations de compatibilité
- Informations sur les prix, les quantités minimales de commande et les délais de livraison
- Échantillons pour évaluation

Nous nous engageons à soutenir la croissance de nos partenaires en offrant une gamme complète de brosses de nettoyage d'instruments et de solutions de retraitement en endoscopie.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE BATRIK



EXCELLENCE EN QUALITÉ

Certifications

ISO 13485:2016, CE, FDA, MDSAP et Règlement (UE) MDR.

Contrôle de la qualité

Tests rigoureux et assurance qualité.

Innovation

R-D continue pour répondre aux besoins en constante évolution.



DURABILITÉ ET PRATIQUES ÉCORESPONSABLES

Initiatives écologiques:

Réduction de l'emballage, utilisation de matériaux durables et adoption de solutions numériques.

Engagement durable:

Fabrication alimentée à l'hydroélectricité, réduisant l'empreinte écologique.



ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Soutien aux événements locaux:

Participation à la Marche des maladies intestinales de Crohn et Colite Canada.

Dons continus:

Soutien au Réseau des enfants disparus pour chaque berceau Kerri Bear d'Imperial Surgical vendu.



NOTRE AVANTAGE CONCURRENTIEL

Plus de **25 ans** d'expertise reconnue.

Conception, fabrication et emballage réalisés à l'interne.

Programmes marque privée personnalisés.

CONTENU

CALE-DENTS BO2 ^{MC} Pour Endoscopie	06
CALE-DENTS BITESTRONG ^{MC} POUR ENDOSCOPIE	07
PROTECTEURS DE VALVES COUVRETTE ^{MC}	08
BROSSES DE CANAL DAYBRUSH ^{MC}	09
BROSSES DE CANAL ARC ^{MC}	10
BROSSES POUR VALVE/CONTRÔLE	13
V-BRUSHES	14
ÉPONGES ENZYMATIQUES & KITS D'ÉPONGES DE CHEVET	15
ÉPONGES NON ENZYMATIQUES & KITS D'ÉPONGES DE CHEVET	16
TAG-IT ^{MC} SCOPE	17
TAG-IT ^{MC} RETRAITEMENT SCOPE	18
ÉPONGES SÈCHES ET PROTECTEUR D'EXTRÉMITÉ D'ENDOSCOPE	19
ENVIRO-SACHET ^{MC} Gel Enzymatique et Nettoyant Non Enzymatique	21
Your First ^{MC} SPRAY MOUSSANT	23
PREMIÈRES LINGETTES	24
SACS DE TRANSPORT POUR ENDOSCOPE ET INSTRUMENTS MÉDICAUX	25

BATRIK


CALE-DENTS BO2^{MC} POUR ENDOSCOPIE

AVEC ADMINISTRATION D'OXYGÈNE PAR VOIE NASALE

Nos cale-dents BO2^{MC} améliorent considérablement la sécurité des patients en fournissant une oxygénation supplémentaire pendant l'endoscopie gastro-intestinale, en prévenant l'hypoxie chez les patients sous sédation et en assurant un confort supérieur aux patients.

- Gain de temps et d'argent en éliminant la nécessité de disposer de broches nasales et de masques à oxygène séparés
- Conçus pour être exempts de bords tranchants afin d'assurer le confort et la sécurité des patients
- Disponibles exclusivement en usage unique
- Une sangle de maintien est disponible en option pour garantir un ajustement sûr
- Les cale-dents et les bandes de retention optionnelles sont tous sans latex, sans plomb et sans DEHP

BO2
(FACE AVANT)



BO2
(FACE ARRIÈRE)



PORT D'ADMINISTRATION DE L'O2

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	TYPE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
BO2	Usage unique	18 mm / 54FR, sangle incluse	100 / boîte	10" x 10" x 10"
BO2-N	Usage unique	18 mm / 54FR, sans sangle	100 / boîte	10" x 10" x 10"

BATRIK

CALE-DENTS BITESTRONG^{MC} POUR ENDOSCOPIE

Nos cale-dents Bitestrong^{MC} offrent un passage sûr dans la bouche du patient pendant l'ETO, protégeant ainsi les dents et l'endoscope du patient.

Notre procédé de moulage assure une finition lisse sans bords tranchants (ébarbage) qui peuvent souvent irriter la bouche du patient. Tous les cale-dents sont emballés individuellement dans des sachets en PE scellés et faciles à ouvrir, et sont sans latex, sans plomb et sans DEHP. Des sangles supplémentaires sont disponibles, si nécessaire.

USAGE UNIQUE

- Disponibles sans rétention dentaire

RÉUTILISABLE

- Conçus pour un usage répété et résistant aux cycles de stérilisation chimique et à la vapeur couramment pratiqués (134 °C / 275 °F).
- Disponibles avec ou sans sangle ajustable



BS



B1



B3



B4



B6

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	TYPE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
B1	Usage unique Enfants	16 mm / 48FR, sangle incluse	100 / boîte	10" x 10" x 10"
B1-25	Usage unique Enfants	16 mm / 48FR, sangle incluse	25 / boîte	10" x 7" x 7"
B1-N	Usage unique Enfants	16 mm / 48FR, sans sangle	100 / boîte	10" x 10" x 10"
B3	Usage unique	20 mm / 60FR, sangle incluse	100 / boîte	10" x 10" x 10"
B3-N	Usage unique	20 mm / 60FR, sans sangle	100 / boîte	10" x 10" x 10"
B3-SA	Usage unique	20 mm / 60FR, avec une sangle attachée sur un côté	100 / boîte	10" x 10" x 10"
B3-NDR	Usage unique	20 mm / 60FR, sans bord de rétention dentaire	100 / boîte	10" x 10" x 10"
B3-NDR-N	Usage unique	Identique au B3-N, sans bord de rétention dentaire, sans sangle.	100 / boîte	10" x 10" x 10"
B4	Usage unique	19 mm / 60FR	100 / boîte	10" x 10" x 10"
B4T	Usage unique	19 mm / 60FR, sangle incluse	100 / boîte	10" x 10" x 10"
B4T-N	Usage unique	19 mm / 60FR, sans sangle	100 / boîte	10" x 10" x 10"
B6	Réutilisable	19 mm / 60FR	100 / boîte	10" x 10" x 10"
B6T	Réutilisable	19 mm / 60FR, sangle incluse	100 / boîte	10" x 10" x 10"
B6T-N	Réutilisable	19 mm / 60FR, sans sangle	100 / boîte	10" x 10" x 10"
B6-25	Réutilisable	19 mm / 60FR	25 / boîte	10" x 7" x 7"
B6T-25	Réutilisable	19 mm / 60FR, sangle incluse	25 / boîte	10" x 7" x 7"
B6T-N-25	Réutilisable	19 mm / 60FR, sans sangle	25 / boîte	10" x 7" x 7"
BS	Usage unique	Sangles de cale-dents 21,7" x 0,79" / 55 cm x 2 cm	100 / boîte	10" x 13" x 1,5"

BATRIK

PROTECTEURS DE VALVES COUVRETTE^{MC}

Nos **protecteurs de valves Couvrette^{MC}** éliminent le besoin de nettoyage et de retraitement manuel des valves réutilisables. Nos protecteurs de valves à usage unique réduisent efficacement la contamination croisée entre les patients et réduisent également les fuites de liquide des pièces pendant les procédures.

- S'adaptent facilement et solidement à toutes les valves
- Réduisent le risque d'erreurs
- Usage unique
- Non stérile
- Sans latex

CONSEIL: LES

PROTECTEURS DE VALVES
RÉUTILISABLES SONT NOTOIREMENT
DIFFICILES À NETTOYER.

GAGNEZ DU TEMPS ET RÉDUISEZ LES
RISQUES GRÂCE À COUVRETTE^{MC}



16-0002



16-0022



16-0044



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	EMBALLAGE
16-0002	Couvercle de valve de biopsie - Olympus®	Bleu	100 / Boîte
16-0022	Couvercle de valve de biopsie - Olympus® & Fujinon®	Bleu Ciel	25 / Boîte
16-0044	Couvercle de valve de biopsie - Pentax®	Rose	100 / Boîte

REMARQUE : Contactez-nous pour vérifier la compatibilité avec votre endoscope.


BATRIK

BROSSES DE CANAL DAYBRUSH^{MC}

RÉUTILISABLES

Nos brosses de canal DayBrush^{MC} réutilisables peuvent être utilisées pour nettoyer les endoscopes pendant une journée entière. En fait, il a été prouvé qu'elles permettent de nettoyer efficacement jusqu'à 10 endoscopes avant de devoir les mettre au rebut*.

- L'embout souple assure une manipulation facile dans le canal sans risque de dommage
- L'extrémité arrière est scellée et adoucie pour éviter que le fluide ne soit emprisonné dans le tube. Le processus d'adoucissement permet également d'éviter les dommages si la brosse de nettoyage est utilisée à l'envers.
- Peuvent être stérilisées à la vapeur.
- Le volume des poils est de 20 mm de long, soit près du double de la plupart des brosses du marché. Une grande brosse permet un meilleur contact avec la surface pendant le processus de nettoyage.
- Économies importantes par utilisation par rapport aux autres brosses de nettoyage de canal réutilisables ou jetables.



(*) À jeter après le nettoyage de 10 endoscopes ou plus tôt si une dégradation de la brosse est constatée. Après dix applications, la brosse peut avoir l'apparence de pouvoir continuer à nettoyer efficacement, mais nous déconseillons une utilisation prolongée en raison du risque de contamination croisée. Le nombre réel d'utilisations variera en fonction de la manipulation et du traitement

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINE (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
30-18050-T	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Simple
30-23050-T	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Simple
30-23050-2T	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

LES COMPLÉMENTS FACULTATIFS DU KIT

AJOUTER LE SUFFIXE :

« F » pour recevoir un ensemble avec notre éponge plate. Applicable sur certains modèles seulement, appelez-nous pour plus de détails. (Boîte de 40)

« K » pour recevoir un ensemble avec la brosse de nettoyage à usage unique pour valve/contrôle 5/11 à double extrémité (article n° 27-57787). Applicable sur tous les modèles. (Boîte de 50)

« FK » pour recevoir à la fois l'éponge et les brosses de nettoyage de la valve. (Boîte de 40)


BATRIK

BROSSES DE CANAL ARC^{MC}

USAGE UNIQUE

BATRIK propose l'une des plus grandes sélections de brosses de nettoyage de canal d'endoscopie de l'industrie. Nos brosses sont disponibles dans une variété de longueurs, de matériaux et de styles pour s'adapter à la plus large gamme de dispositifs endoscopiques utilisés dans le secteur des soins de santé aujourd'hui.

Quelles que soient vos exigences, vous pourrez trouver la brosse qui convient à vos besoins spécifiques. Si vous ne trouvez pas la brosse dont vous avez besoin, il vous suffit de nous appeler. Nous avons plus de 50 brosses différentes disponibles et pouvons les fabriquer sur-mesure selon vos spécifications précises.



LES COMPLÉMENTS FACULTATIFS DU KIT

AJOUTER LE SUFFIXE :

« F » pour recevoir un ensemble avec notre éponge plate. Applicable sur certains modèles seulement, appelez-nous pour plus de détails. (Boîte de 40)

« K » pour recevoir un ensemble avec la brosse de nettoyage à usage unique pour valve/contrôle 5/11 à double extrémité (article n° 27-57787).

Applicable sur tous les modèles. (Boîte de 50)

« FK » pour recevoir à la fois l'éponge et les brosses de nettoyage de la valve. (Boîte de 40)

SÉRIES 333 ET 311



SÉLECTION DE PRODUITS

BROSSES CYLINDRIQUES 5 MM - GAINÉ Ø 1,85 MM - POLYPROPYLENE ROSE VIF

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINE (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
311-23050	90" / 230 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
311-23050-2	90" / 230 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Double
311-18050	70" / 180 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
311-10050	39" / 100 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte

BROSSES CONIQUES 5/6 MM - GAINÉ Ø 1,85 MM - POLYPROPYLENE ROSE VIF

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINE (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
333-23056	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
333-23056-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,073" / 1,85 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

SÉRIES 300 ET 322



SÉLECTION DE PRODUITS

BROSSES CYLINDRIQUES 5 MM - GAINÉ Ø 1,75 MM - DELRIN GRIS MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINE (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
300-18050	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
300-23050	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
300-23050-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Double


EMBALLAGE : 50 / boîte

BROSSES CONIQUES 5/6 MM - GAINÉ Ø 1,75 MM - DELRIN GRIS MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINE (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
322-23056	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
322-23056-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,070" / 1,75 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

SÉRIES 344




SÉLECTION DE PRODUITS

BROSSES CYLINDRIQUES 3 MM - GAINÉ Ø 1,55 MM - DELRIN VIOLET MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
344-23030	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple
344-18030	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple
344-10030	39" / 100 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte

SÉRIES 35



SÉLECTION DE PRODUITS

BROSSES CYLINDRIQUES 2,5 MM - GAINÉ Ø 1,00 MM - DELRIN JAUNE - AVEC EMBOUT DISPONIBILITÉ LIMITÉE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
35-23025	90" / 230 cm	0,59" / 15 mm	0,098" / 2,5 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
35-12025	47,2" / 120 cm	0,59" / 15 mm	0,098" / 2,5 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte


BROSSES CYLINDRIQUES 2 MM - GAINÉ Ø 1,00 MM - DELRIN JAUNE - SANS EMBOUT

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
35-23020	90" / 230 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
35-12020	47,2" / 120 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
35-18020	70,8" / 180 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte

BATRIK

BROSSES POUR VALVE/CONTRÔLE



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE 1	LONGUEUR DE LA BROSSE 2	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)
27-05197	Double trompette 5/7 Couleur blanche	5,00\"/13 cm	0,20\"/5 mm	1,00\"/25 mm	0,20\"/5 mm	0,28\"/7 mm
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 27-05197-50						
27-57787	Double universelle 5/11 Couleur jaune	6,00\"/15 cm	1,18\"/30 mm	0,79\"/20 mm	0,43\"/11 mm	0,20\"/5 mm
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 27-57787-50						
40-18511	Double universelle 5/11 Extra longue couleur bleue	8,07\"/20,5 cm	1,57\"/40 mm	0,79\"/20 mm	0,43\"/11 mm	0,20\"/5 mm
EMBALLAGE : sac de 3 (réutilisable et pouvant être stérilisé à la vapeur). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser article # 40-18511-50						
36-10010	Une seule grande extrémité Couleur rouge	4,3\"/11 cm	1,57\"/40 mm	S. o.	0,39\"/10 mm	S. o.
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 36-10010-50						
27-15311	Une seule grande extrémité Couleur bleue	4\"/10,3 cm	1,57\"/40 mm	S. o.	0,39\"/10 mm	S. o.


EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 27-15311-50

BATRIK

V-BRUSHES

BROSSES DE NETTOYAGE EXTERNE

Nos brosses de nettoyage externe pour endoscopes/instruments optiques offrent d'excellentes capacités de nettoyage. Avec leurs poils en forme de U uniques et leur conception innovante, nos brosses sont l'outil ultime pour nettoyer l'extérieur de vos instruments endoscopiques. Dépourvues d'extrémités pointues ou métalliques pouvant rayer ou endommager des équipements de valeur, les modèles à usage unique et réutilisables ne contiennent pas de latex et sont dotés de poignées ergonomiques.



SÉLECTION DE PRODUITS


N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA BROSSE/(Ø)	LONGUEUR DE LA POIGNÉE (Ø)	LONGUEUR TOTALE	EMBALLAGE
36-20005	Brosse de nettoyage externe à usage unique	70 mm / 25 mm	80 mm / 3 mm	150 mm	50 / boîte
36-20010	Brosse de nettoyage externe réutilisable	90 mm / 25 mm	120 mm / 12 mm	210 mm	3 / sachet

Your First  MC

ÉPONGES ENZYMATQUES & KITS D'ÉPONGES DE CHEVET

 RightSwipe^{MC}

Voici RightSwipe^{MC}, nos ensembles d'éponge enzymatique pour le chevet des patients, qui offrent une formule améliorée pour une solution de pré-nettoyage ou de nettoyage de surface plus efficace. Notre mélange amélioré garantit un nettoyage complet et sûr ainsi qu'un processus d'application simplifié, faisant de RightSwipe^{MC} le chevet parfait pour vos besoins en matière de soins d'endoscope. La conception en éponge tubulaire est compatible avec divers modèles d'endoscopes, offrant ainsi une polyvalence aux côtés des avantages supérieurs de notre solution enzymatique.



ÉPONGE PLATE



ÉPONGE TUBULAIRE



POCHETTE INDÉPENDANTE



BOÎTE DISTRIBUTRICE

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
17-111	ÉPONGE TUBULAIRE PRÉ-TRAITÉE Ajouter 100-500 ml d'eau pour activer la solution détergente. Vient dans un sac en plastique. ¹	25 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" x 14" x 13,5"
17-211	ÉPONGE PLATE PRÉ-TRAITÉE Ajouter 100-500 ml d'eau pour activer la solution détergente. Vient dans un sac en plastique. ¹	50 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" X 14" X 13,5"
17-122	ÉPONGE TUBULAIRE PRÉ-TRAITÉE Fournit une pochette autoportante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau à la pochette.	15 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" X 14" X 13,5"
17-222	ÉPONGE PLATE PRÉ-TRAITÉE Fournit une pochette autoportante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau à la pochette.	25 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" X 14" X 13,5"
17-133	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 500 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / caisse	14" X 12" X 9"
17-233	ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 500 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / caisse	14" X 12" X 9"
17-144	ÉPONGE TUBULAIRE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 100 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" X 14" X 13,5"
17-244	ÉPONGE PLATE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 100 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" X 14" X 13,5"
17-155	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 220 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / caisse	14" x 12" x 9"
17-255	ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 220 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / caisse	14" X 12" X 9"


¹Notre bol en acier inoxydable peut être vendu séparément et utilisé comme bassin pour une activation facile et pratique des éponges.

Your First  MC

ÉPONGES NON ENZYMATIKES & KITS D'ÉPONGES DE CHEVET

 RightSwipe^{MC}

Voici nos ensembles d'éponge non enzymatiques améliorés pour le chevet des patients. Chaque ensemble contient des éponges prétraitées avec un mélange de détergent à pH neutre et à rinçage libre, garantissant une solution efficace de pré-nettoyage et de nettoyage de surface pour les instruments médicaux. Cet ensemble représente l'étape de Your First^{MC} dans le processus de nettoyage des instruments médicaux mettant en avant les avantages avancés pour un soin supérieur. Nos ensembles de chevet améliorés vous offriront un travail simplifié.



ÉPONGE PLATE



ÉPONGE TUBULAIRE



POCHETTE INDÉPENDANTE



BOÎTE DISTRIBUTRICE

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
717-122	ÉPONGE TUBULAIRE PRÉ-TRAITÉE Fournit une pochette autoportante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau à la pochette. ¹	15 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" X 14" X 13,5"
717-222	ÉPONGE PLATE PRÉ-TRAITÉE Fournit une pochette autoportante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau à la pochette. ¹	25 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" X 14" X 13,5"
717-133	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 500 ml de solution non enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / caisse	14" X 12" X 9"
717-233	ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 500 ml de solution non enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / caisse	14" X 12" X 9"
717-144	ÉPONGE TUBULAIRE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 100 ml de solution non enzymatique dans une pochette autoportante.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" X 14" X 13,5"
717-244	ÉPONGE PLATE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 100 ml de solution non enzymatique dans une pochette autoportante.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" X 14" X 13,5"
717-155	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 220 ml de solution non enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / boîte	14" x 12" x 9"
717-255	ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 220 ml de solution non enzymatique dans une pochette autoportante.	1 ensemble	14" X 12" X 9"

¹Notre bol en acier inoxydable peut être vendu séparément et utilisé comme bassin pour une activation facile et pratique des éponges.

BATRIK

TAG-ITTM | SCOPE

Les étiquettes Batrik Scope sont résistantes à la déchirure, ce sont des étiquettes recto-verso qui se révéleront indispensables tout au long du processus de retraitement. Nos étiquettes facilitent l'enregistrement d'informations importantes, y compris les dates de retraitement, grâce à une fonction conviviale qui vous permet de sélectionner le mois, le jour et la date. Fabriquées en papier synthétique imperméable, ces étiquettes présentent une conception auto-bouclante, ce qui les rend faciles à attacher au scope sans nécessiter de matériaux supplémentaires. Rehaussez vos protocoles de retraitement avec Batrik !

SÉLECTION DE DATE

- Le papier, les attaches et l'encre antisalissure sont conçus pour résister à des températures élevées allant jusqu'à 273,2°F (134°C) et sont compatibles avec la stérilisation au plasma gazeux (Système de stérilisation STERRAD®100 NX).
- Les étiquettes comprennent le mois, le jour et la sélection de date, ce qui permet de marquer la date de retraitement avec précision



CLASSÉS PAR COULEUR

- Disponibles en sept couleurs différentes
- Les étiquettes simplifient le processus de codage couleur

FONCTION AUTO-BOUCLANTE

- La conception avec fonction auto-bouclante permet une fixation sécurisée et élimine le besoin de matériaux supplémentaires


À USAGE UNIQUE ET SANS LATEX

- Les étiquettes Scope sont spécialement conçues pour être utilisées une seule fois et sont fabriquées sans latex
- Réduit le risque de contamination croisée

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	COULEURS	DIMENSIONS	EMBALLAGE
TI-STF01	Blanc	11,8" x 1,55" / 33,8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-STF02	Bleu	11,8" x 1,55" / 33,8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-STF03	Vert	11,8" x 1,55" / 33,8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-STF04	Rouge	11,8" x 1,55" / 33,8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-STF05	Jaune	11,8" x 1,55" / 33,8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-STF06	Mauve	11,8" x 1,55" / 33,8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-STF07	Orange	11,8" x 1,55" / 33,8 cm x 4 cm	100 / PQT

Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes et 1 marqueur permanent.



BATRIK

TAG-IT^{MC} | RETRAITEMENT SCOPE

Les étiquettes **Retraitement Scope** sont durables et peuvent résister à la manipulation lors du retraitement sans se déchirer, garantissant ainsi que les informations restent intactes. Ces étiquettes sont essentielles pour enregistrer des informations importantes telles que la date de retraitement, le modèle et le numéro de série du scope, le type de stérilisateur, la conformité aux conditions des paramètres du stérilisateur, la purge à l'alcool et la date de suspension. Ces étiquettes ont été méticuleusement conçues pour améliorer l'efficacité opérationnelle et contribuer à offrir le plus haut standard de soins aux patients.




TI-RST

NOTER LES INFORMATIONS IMPORTANTES

- Facilitent la tâche du personnel pour indiquer quand l'endoscope a été retraité
- Fournit une référence visuelle pour la planification future du retraitement
- Les informations clés liées au scope, au technicien et au cycle sont facilement rapportées et identifiées

CONCEPTION INTELLIGENTE

- La conception avec fonction auto-bouclante permet une fixation sécurisée et élimine le besoin de matériaux supplémentaires
- Une flexibilité qui permet une adaptation à différentes zones de l'endoscope
- Inclus une section à code-barres



TI-MPB



*Convient pour une utilisation à diverses fins de marquage d'informations

SÉLECTION DE PRODUITS


N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
TI-RST	ÉTIQUETTE RETRAITEMENT SCOPE	3" x 10,5" / 8 cm x 27 cm	100 / PQT
TI-MPB	ÉTIQUETTE VIDE UNIVERSELLE	3" x 10,5" / 8 cm x 27 cm	100 / PQT

Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes et 1 marqueur permanent.

Your First ^{MC} ☒

ÉPONGES SÈCHES

Nos éponges sont spécialement fabriquées pour être utilisées avec tous types d'instruments médicaux. Contrairement aux éponges colorées, où les couleurs trop foncées peuvent facilement cacher les contaminants, nos éponges blanches pourront mieux mettre en évidence l'efficacité de votre nettoyage.



Your First  ^{MC}

PROTECTEUR D'EXTRÉMITÉ D'ENDOSCOPE

PROTÉGEZ CE QUI COMPTE LE PLUS.

Utilisez notre éponge tubulaire comme protecteur simple et efficace pour l'extrémité des endoscopes — conçue pour préserver les extrémités distales délicates lors de la manipulation, du transport et du stockage.



Protège les
extrémités
distales délicates



Ajustement
sécuritaire et
serré



Application
rapide et facile



Réduit les coûts
de réparation



Léger et non
abrasif



AVANTAGES CLÉS :

- Idéal pour le transport, le stockage et la manipulation
- Conçu pour les environnements de retraitement stérile
- Compatible avec la plupart des endoscopes flexibles
- Aide à prolonger la durée de vie des endoscopes

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
17-100	ÉPONGE TUBULAIRE SÈCHE Boîte distributrice blanche	2" ø x 4,25" (5,08 cm ø x 10,8 cm)	25 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-101	ÉPONGE TUBULAIRE SÈCHE En vrac	2" ø x 4,25" (5,08 cm ø x 10,8 cm)	560 / Caisse
17-200	ÉPONGE PLATE SÈCHE Boîte distributrice blanche	4" x 5" x 0,5" (10,2 cm x 12,7 cm x 1,3 cm)	50 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-201	ÉPONGE PLATE SÈCHE En vrac	4" x 5" x 0,5" (10,2 cm x 12,7 cm x 1,3 cm)	1,000 / Caisse

Your First ^{MC}

ENVIRO-SACHET^{MC}

GEL ENZYMATIQUE ET NETTOYANT NON ENZYMATIQUE

Voici **Your First **^{MC} Enviro-Sachet^{MC}, nos solutions de nettoyage uniques, maintenant disponibles en format enzymatique et non enzymatique.



- Notre format de **gel enzymatique** est formulé avec la même triple action **PrAmLi Power³** que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance.
- Notre format de **nettoyant non enzymatique** est formulé avec un mélange de détergents à pH neutre et à rinçage libre.

Les deux formats sont des solutions puissantes qui décomposent toutes les charges biologiques pour un prénettoyage efficace des surfaces et des instruments.

SÉLECTION DE PRODUITS

GEL ENZYMATIQUE	NETTOYANT NON ENZYMATIQUE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
17-166	717-166	1 ensemble d'éponge tubulaire sèche et Enviro-Sachet ^{MC}	25 / boîte 4 boîtes / caisse	21" x 14" x 13,5"
17-266	717-266	1 ensemble d'éponge plate sèche et Enviro-Sachet ^{MC}	50 / boîte 4 boîtes / caisse	21" x 14" x 13,5"
17-177	717-177	1 ensemble d'éponge tubulaire sèche, Enviro-Sachet ^{MC} et bol réutilisable en acier inoxydable	1 ensemble	7" x 6" x 3"
17-277	717-277	1 ensemble d'éponge plate sèche, Enviro-Sachet ^{MC} et bol réutilisable en acier inoxydable	1 ensemble	7" x 6" x 3"
17-EZSAMP	717-EZSAMP	L'ENSEMBLE D'ÉCHANTILLONS COMPREND : 3 ensembles d'éponge plate sèche et Enviro-Sachet ^{MC} 1 ensemble d'éponge tubulaire sèche et Enviro-Sachet ^{MC} 1 bol réutilisable en acier inoxydable	1 ensemble	7" x 6" x 3"
H-EZ500		Bol réutilisable en acier inoxydable 4,3" x 5,3" x 3" / 11 cm x 13,5 cm x 7,5 cm	1 unité	7" x 6" x 3"

Your First  ^{MC}

ENVIRO-SACHET^{MC}

**Compact par conception.
Puissant par performance.**

Enviro-Sachet^{MC} est un sachet enzymatique haute performance, formulé avec les enzymes PrAmLi Power3^{MC}, présenté dans un format ultra compact et léger, conçu pour réduire considérablement les coûts de transport, de stockage et de manutention.

Enviro-Sachet^{MC} offre une solution plus intelligente pour les chaînes d'approvisionnement en santé d'aujourd'hui.



N° d'article #17-177 ou 17-277

Pourquoi choisir Enviro-Sachet^{MC} ?



Économique

Avantage de coût prouvé

↓ **74%**


moins coûteux que les troussees prêtes à l'emploi traditionnelles

* ↓ **70%**

de réduction des coûts de transport

* ↓ **27%**

de réduction des coûts de stockage



Valeur environnementale

Solution alignée sur les critères ESG

- ✓ Moins de plastique que les troussees prêtes à l'emploi traditionnelles
- ✓ Moins de carton grâce à une densité réduite par caisse
- ✓ Réduction de la consommation de carburant grâce à un transport allégé

↓ **72%**

de réduction des déchets
Empreinte environnementale réduite

Enviro-Sachet^{MC} s'aligne sur les initiatives ESG, les normes hospitalières et les critères environnementaux dans les appels d'offres publics.



Format ultra compact

Optimisation logistique

- ✓ Réduction des besoins d'entreposage et des frais de manutention
- ✓ Moins d'espace requis en entrepôt et sur les étagères

↓ **70%**

- ✓ plus léger vs coûts de transport d'inventaire traditionnels
1 caisse (200 sachets Enviro-Sachet^{MC}) = 3,5 kg
1 caisse (24 troussees prêtes à l'emploi) = 12 kg

↓ **69%**
moins de volume

Moins d'espace requis
Coûts de stockage des stocks réduits

* Estimation basée sur l'expédition de 2 000 unités Enviro-Sachet^{MC} vers l'Europe centrale, comparativement à l'expédition de 2 000 unités de troussees prêtes à l'emploi de 500 ml.

L'AVANTAGE BATRIK

Votre premier choix  ^{MC} Enviro-Sachet^{MC} est bien plus qu'une solution écologique : c'est une solution stratégique de réduction des coûts conçue pour aider les distributeurs et les hôpitaux à optimiser leurs budgets, leur logistique et leur performance en matière de durabilité — sans compromettre l'efficacité du nettoyage.

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
17-166	1 ensemble d'éponge tubulaire sèche et Enviro-Sachet ^{MC}	25 / boîte 4 boîtes / caisse
17-266	1 ensemble d'éponge plate sèche et Enviro-Sachet ^{MC}	50 / boîte 4 boîtes / caisse
17-177	1 ensemble d'éponge tubulaire sèche, Enviro-Sachet ^{MC} et bol réutilisable en acier inoxydable	1 Ensemble
17-277	1 ensemble d'éponge plate sèche, Enviro-Sachet ^{MC} et bol réutilisable en acier inoxydable	1 Ensemble
H-EZ500	Bol réutilisable en acier inoxydable 4,3" x 5,3" x 3" / 11 cm x 13,5 cm x 7,5 cm	1 Unité

Your First  ^{MC}

SPRAY MOUSSANT ENZYMATIQUE PRÊT À L'EMPLOI

Notre vaporisateur moussant est idéal pour le prénettoyage des instruments, car son épaisse mousse décompose enzymatiquement toute la charge microbienne pour permettre un nettoyage et une stérilisation efficaces.


Formulé avec **PrAmLi Power³ Enzymes^{MC}**, un mélange unique de trois enzymes puissantes et d'un agent tensioactif pour une efficacité de nettoyage optimale




INSTRUCTIONS



Bien agiter



Pulvériser immédiatement après la procédure



Garder humide jusqu'au début du processus de décontamination

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SS-21-4001	1 x 946 ml (32 oz) Flacon pulvérisateur	10" x 4"
SS-21-4012	12 x 946 ml (32 oz) Flacons pulvérisateurs	18" x 12" x 11"

Important : En plus de notre formulation enzymatique, notre flacon pulvérisateur contient jusqu'à 25 % de solution en plus comparativement à la concurrence.

Your First  ^{MC}

PREMIÈRES LINGETTES

Nos lingettes pour salle blanche sont conçues pour effectuer le premier essuyage d'un endoscope après une intervention. Elles sont fabriquées à partir d'un matériau non tissé hydro-enchevêtré composé de 45 % de polyester et de 55 % de cellulose. Ces lingettes sont fabriquées et emballées dans un environnement de salle blanche.



- Elles peuvent être utilisées dans un environnement de salle blanche de classe ISO 5 à 8
- Le processus de production garantit une génération de particules extrêmement faible et des produits chimiques extractibles
- Compatibles avec pratiquement tous les solvants ou toutes les solutions de nettoyage et d'essuyage (**PrAmLi Power³ Enzymes^{MC}**)
- Emballage en double sachet
- Disponibles en deux tailles polyvalentes

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
17-A0909	Lingettes non tissées pour salles blanches	9" x 9" (23 cm x 23 cm)	300 / sac 14 sacs / caisse	18,5" 10" 25,25"
17-A1212	Lingettes non tissées pour salles blanches	12" x 12" (31 cm x 31 cm)	150 / sac 10 sacs / caisse	13" 13" 19"

Your First  MC

SACS DE TRANSPORT POUR ENDOSCOPE ET INSTRUMENTS MÉDICAUX

Conçus pour éliminer les points de contact pendant le transport des endoscopes du point de soins à la zone de retraitement et vice-versa, ils sont axés sur la sécurité des patients et du personnel médical.

- Fabriqués en PEBD recyclable, connu pour sa flexibilité, sa résilience et sa solidité
- Sans latex ni DEHP
- Excellente résistance aux acides dilués et concentrés, aux alcools, aux bases et aux esters*
- Bonne résistance aux aldéhydes, aux cétones et aux huiles végétales
- Peuvent supporter des températures élevées allant jusqu'à 90 °C (194 °F)
- Sceau d'inviolabilité pour une sécurité accrue, permettant également de maintenir l'instrument humide pour éviter le dessèchement des bio-déchets
- Des sacs clairement identifiés par des codes de couleur facilitent l'identification immédiate des instruments propres par rapport aux instruments utilisés
- Les utilisateurs peuvent écrire des informations importantes directement sur le sachet dans les espaces marqués par des icônes visuelles
- Disponibles en deux formats pratiques

 **BON À SAVOIR:** L'UTILISATION DE SACS DE TRANSPORT SCELLABLES **Your First  MC** RÉDUIT LES ERREURS DES UTILISATEURS, EMPÊCHE LA CONTAMINATION CROISÉE ET FAVORISE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS ET DU PERSONNEL MÉDICAL.

SÉLECTION DE PRODUITS


N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
17-HAP24	Sac pour instruments propres	24" x 22" / 61,0 cm x 56,0 cm	200 / caisse	18" x 14" x 5"
17-SAD24	Sac pour instruments souillés	24" x 22" / 61,0 cm x 56,0 cm	200 / caisse	18" x 14" x 5"
17-HAP30	Sac pour instruments propres	30,5" x 26" / 77,0 cm x 66,0 cm	200 / caisse	21" x 19" x 7"
17-SAD30	Sac pour instruments souillés	30,5" x 26" / 77,0 cm x 66,0 cm	200 / caisse	21" x 19" x 7"

* Référence sur dossier

SACS POUR INSTRUMENTS PROPRES



SACS POUR INSTRUMENTS SOUILLÉS



FABRIQUÉ AUX CANADA 

Commandes et coordonnées

Comment commander

Les produits Batrik sont disponibles dans le monde entier grâce à notre réseau de distributeurs autorisés.

Pour devenir un distributeur autorisé, veuillez contacter :

Demandes générales :

customerservice@surgmed.com

Visitez-nous en ligne :

www.batrik.com

Découvrez nos catégories de produits élargies, nos fiches techniques et notre matériel éducatif.

Scannez pour consulter le portfolio complet.

