

BATRIK

MEDICAL MANUFACTURING INC.

TRAITEMENT STÉRILE

CATALOGUE DE PRODUITS



Établie en 1997. Fièremment canadienne. 🇨🇦
Distribuée dans plus de 85 pays à travers le monde.



Batrik Medical Manufacturing Inc., fondée en 1997, est un fabricant reconnu à l'échelle mondiale, présent dans plus de 85 pays grâce à un réseau de distributeurs réputés. L'entreprise se spécialise dans la production de solutions de retraitement stérile, d'accessoires chirurgicaux et de solutions pour l'endoscopie.

Basée à Montréal (Lachine), au Canada, **BATRIK** Medical applique des normes rigoureuses en matière de qualité et de conformité réglementaire. Nos produits font l'objet de tests approfondis, sont couverts par une assurance responsabilité et dépassent constamment les exigences internationales en matière de qualité.

Nous offrons une vaste gamme de produits pour la prévention des infections et le retraitement stérile. Reconnue dans plus de 85 pays, Batrik se distingue par une qualité constante, une innovation continue et une fiabilité éprouvée, appuyées par des normes réglementaires rigoureuses.

POURQUOI CHOISIR BATRIK




Notre portefeuille de produits comprend des solutions destinées au pré-nettoyage et au nettoyage manuel.




Fabrication contrôlée selon des normes de qualité



Matériaux de qualité médicale



Solutions pour tous les produits de retraitement stérile et d'endoscopie



Options OEM disponibles

Soutien aux **CLIENTS ET DISTRIBUTEURS**

Notre équipe offre un accompagnement complet pour aider les distributeurs à sélectionner les bons produits pour leurs marchés, notamment :

- Conseils pour la sélection de produits
- Outils marketing et matériel éducatif
- Spécifications techniques et informations de compatibilité
- Informations sur les prix, les quantités minimales de commande et les délais de livraison
- Échantillons pour évaluation


Nous nous engageons à aider nos partenaires à croître grâce à un portefeuille complet de solutions de retraitement stérile et de reprocessing des instruments.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE BATRIK



EXCELLENCE EN QUALITÉ

Certifications

ISO 13485:2016, CE, FDA, MDSAP et Règlement (UE) MDR.

Contrôle de la qualité

Tests rigoureux et assurance qualité.

Innovation

R-D continue pour répondre aux besoins en constante évolution.



DURABILITÉ ET PRATIQUES ÉCORESPONSABLES

Initiatives écologiques:

Réduction de l'emballage, utilisation de matériaux durables et adoption de solutions numériques.

Engagement durable:

Fabrication alimentée à l'hydroélectricité, réduisant l'empreinte écologique.



ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Soutien aux événements locaux:

Participation à la Marche des maladies intestinales de Crohn et Colite Canada.

Dons continus:

Soutien au Réseau des enfants disparus pour chaque berceau Kerri Bear d'Imperial Surgical vendu.



NOTRE AVANTAGE CONCURRENTIEL

Plus de **25 ans** d'expertise reconnue.

Conception, fabrication et emballage réalisés à l'interne.

Programmes marque privée personnalisés.

CONTENU

TAPIS ANTIFATIGUE BLUE-CLOUD ^{MC} NIMBUS	08
TAG-IT ^{MC} NOTES	09
TAG-IT ^{MC}	10
TAG-IT ^{MC} SCOPE	12
TAG-IT ^{MC} RETRAITEMENT SCOPE	13
TAPIS EN SILICONE À POINTES	14
CORNER POCKETS ^{MC} ET SOFT POCKETS ^{MC}	15
LILA'S INSTRUMENT STAIN REMOVER	16
PROTECTEURS D'INSTRUMENTS	17
PrAmLi Power3 LUBE ^{MC} LUBRIFIANT D'INSTRUMENTS	18
S.T.I.C.S.	21
RUBAN D'IDENTIFICATION	23
SOLVANT DE RUBAN ADHÉSIF TAPE-B-GONE ^{MC}	24
CADENAS DE SÉCURITÉ	25
STÉRILE ÉCRANS FACIAUX DRAPÉS SAVEFACE ^{MC}	29
TAMPON À RÉCURER	31

CONTENU

Your First ^{MC} NETTOYANTS ENZYMATIQUES ET NON ENZYMATIQUES	32
Your First ^{MC} ENVIRO-SACHET ^{MC}	33
Your First ^{MC} SPRAY MOUSSANT	35
Your First ^{MC} PREMIÈRES LINGETTES	36
Your First ^{MC} ÉPONGES SÈCHES	37
Your First ^{MC} RIGHTSWIPE ^{MC} ÉPONGES ENZYMATIQUES & KITS D'ÉPONGES DE CHEVET	38
Your First ^{MC} RIGHTSWIPE ^{MC} ÉPONGES NON ENZYMATIQUES & KITS D'ÉPONGES DE CHEVET	39
Your First ^{MC} SACS DE TRANSPORT POUR ENDOSCOPE ET INSTRUMENTS MÉDICAUX	40
Brosses Métalliques ARC ^{MC}	41
Brosses Métalliques Doubles Réutilisables Arc ^{MC} Formats variés / Formats uniformes	45
Brosses Métalliques Torsadées Antimicrobiennes Réutilisables In-Brush ^{MC}	48
BrightBrush NOUVEAU!	50
ComfyClean NOUVEAU!	51
ComfyClean Mini NOUVEAU!	52
ComfyClean MiniMax NOUVEAU!	53
Brosses Plates Pour Nettoyage Des Instruments	54

Flat Brush Mini NOUVEAU!	55
Brosse De Précision Réutilisable	56
Brosse Trifecta ^{MC}	57
Brosse D'alésoir Acétabulaire	58
Brosse De Nettoyage Réutilisable Pour Râpes Orthopédiques	59
Brosses Reutilisables Tout Usage	60
Micro-Brosses En Acier Inoxydable Arc ^{MC}	61
Brosses De Nettoyage Pour Bouteilles Et Drains	62
Ensembles De Brosses De Nettoyage Pour Autoclave	63
Brosses De Canal Arc ^{MC}	64
Brosses De Canal DAYBRUSH ^{MC}	65
Brosses Pour Valve/Contrôle	68
V-Brushes	69
SHOOZCOVERS ^{MC} SOFT LINE ^{MC}	70
SHOOZCOVERS ^{MC} COATED LINE ^{MC}	72
SHOOZCOVERS ^{MC} TOUGH LINE ^{MC}	74
SHOOZCOVERS ^{MC} GRIPPEEZ ^{MC}	76

BATRIK

TAPIS ANTIFATIGUE


BLUE-CLOUD^{MC} NIMBUS

Nos tapis antifatigue Blue-Cloud Nimbus^{MC} sont conçus pour un usage hospitalier général. Fabriqués à partir de polyuréthane haute densité « à retour d'énergie », ils offrent un confort, un soulagement et un soutien ergonomique inégalés.

- Nos propriétés de retour d'énergie aideront à réduire les douleurs aux jambes, aux pieds, au bas du dos et les blessures liées au travail
- Un soutien plus durable, car le mélange de mousse breveté de 3/4" d'épaisseur ne s'affaisse pas comme la plupart des autres tapis antifatigue à base de mousse
- Les propriétés antimicrobiennes mélangées dans le tapis offrent une protection supplémentaire
- Une surface très résistante à l'eau n'absorbe ni l'eau ni la saleté
- Légers et faciles à nettoyer
- Le design texturé de la surface et de la base a haute traction assure une plus grande sécurité (norme américaine NFSI 101-C)
- Le bord biseauté réduit les risques de trebuchement et le dos antidérapant renforce la sécurité
- La conception durable est idéale pour les applications commerciales, tout en restant ergonomique et esthétique pour les environnements domestiques ou professionnels
- Inflammabilité/résistance aux brûlures selon le CFR 16 Parties 1630/1631
- Fabriqués avec des matériaux écologiques, non toxiques et sans latex
- Garantie de 5 ans (usage non industriel), Garantie de 4 ans (usage industriel)

BON À SAVOIR : SI DANS LES 30 JOURS VOUS N'ÊTES PAS SATISFAIT À 100%, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR POUR OBTENIR UN REMBOURSEMENT

(EXCLUANT LE TRANSPORT,
LA MANUTENTION ET LES TAXES)



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
COULEUR NOIR		
809-3201	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	1 / Boîte
809-3204	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	4 / Boîte
809-4801	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	1 / Boîte
809-4804	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	4 / Boîte
809-3601	24" X 36" / 61 cm x 91 cm	1 / Boîte
809-7201	20" X 72" / 51 cm x 183 cm	1 / Boîte
809-6001	36" X 60" / 91 cm x 152 cm	1 / Boîte
COULEUR TAUPE		
810-3201	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	1 / Boîte
810-3204	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	4 / Boîte
810-4801	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	1 / Boîte
810-4804	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	4 / Boîte
810-3601	24" X 36" / 61 cm x 91 cm	1 / Boîte
810-7201	20" X 72" / 51 cm x 183 cm	4 / Boîte
810-6001	36" X 60" / 91 cm x 152 cm	1 / Boîte

BATRIK


TAG-IT^{MC} | NOTES

QUAND UNE SIMPLE RÉPARATION NE SUFFIT PAS —IDENTIFIEZ, INDIQUEZ, POSSÉDEZ!

Les notes Tag-It^{MC} offrent la liberté permettent d'identifier et de documenter les instructions relatives aux pour les instruments, les aux plateaux et aux les chariots avant et après la stérilisation. Les notes Tag-It^{MC} sont résistantes aux déchirures, supportent les produits chimiques extrêmes, les températures élevées, et assurent une communication fiable.

POURQUOI VOUS LES AIMEREZ:

- Les notes Tag-It^{MC} vous donnent la liberté de documenter clairement les informations importantes **sans encombrement**.
- Des **attaches résistantes et faciles** à utiliser, conçues pour s'attacher solidement aux instruments (testées à 134°C et évaluées pour les produits chimiques).
- Inclut un marqueur permanent **résistant à la chaleur** pour écrire vos notes importantes.
- Choisissez parmi **d'autres cartes personnalisables** pour des besoins spécifiques ou des cartes **préfabriquées** pour une utilisation rapide et pratique.
- Lorsque vous avez besoin de plus qu'une simple étiquette « réparation » ou « aiguisage » pour identifier un problème, **identifiez-le, étiquetez-le, faites-le vôtre**.



IMPERMÉABLE

Le papier synthétique résiste aux écoulements et à l'exposition aux liquides sans aucun dommage.



ÉCOLOGIQUE

Fabriquée à partir de matériaux durables et recyclables.



RÉSISTANT À LA CHALEUR

Peut résister à des températures élevées jusqu'à 273,2°F (134°C). Compatible avec la stérilisation au plasma gazeux (STERRAD® 100 NX).



DURABLE ET RÉSISTANT AUX DÉCHIRURES

Résiste aux nettoyages rigoureux, aux conditions difficiles et aux déchirures.

SÉLECTION DE PRODUITS

ARTICLE #	COULEUR	DESCRIPTION	TAILLE	FORMAT
TI-NOTE-R0	Jaune	NOTES	3" x 5" / 8 cm x 13cm	100 / Paquet

Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes, 100 attaches autobloquantes, et 1 marqueur permanent.

TAG-IT^{MC}

Les cartes Tag-It^{MC} sont un moyen facile d'ajouter des informations, qu'elles soient pré-imprimées ou non remplies. Ces étiquettes durables optimisent votre flux de travail, résistent à des conditions difficiles et comportent des points indicateurs (en option) pour une vérification rapide. Ces étiquettes aident à garder les instruments, les plateaux et les chariots organisés, garantissant ainsi l'efficacité avant et après la stérilisation/décontamination.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- **Marqueur permanent spécial:** L'encre ne coule pas et se brouille pas après une exposition à des produits chimiques ou à une stérilisation à haute température (max. 260°C/500°F).
- **Attaches autobloquantes:** Aident à sécuriser les étiquettes sur presque tout instrument ou contenant. (Ces attaches ont été testées pour la stérilisation chimique et à la vapeur).
- **Nos Tag-It^{MC}:** ne rétrécit pas, n'absorbe pas l'eau ni les produits chimiques, et ne perd pas leur intégrité après une stérilisation chimique ou à la vapeur.



(Optionnel)
Toutes les étiquettes
disponibles avec des
points indicateurs
Fournit une confirmation visuelle
que l'étiquette a été traitée.

CLIQUEZ
CI-DESSOUS POUR
REGARDER NOTRE VIDÉO.

REGARDEZ MAINTENANT



SÉLECTION DE PRODUITS:

ARTICLE #	COULEUR	DESCRIPTION	TAILLE	FORMAT
TI-3502	Bleu	FOURNISSEUR	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3503	Vert	PRÊT	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3504	Rouge	PRIORITÉ	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3505	Jaune	RE-PASSER	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3506	Rose	MANQUANT	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3507	Orange	BRISÉ	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3509	Noir	VIDE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35B1	Blanc	VIDE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35B4	Rouge	BRISÉ NE PAS UTILISER	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35C22	Bleu clair	FOURNISSEUR ENREGISTREMENT + SORTIE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35L3	Vert	PRÊT ENREGISTREMENT + SORTIE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35T2	Bleu	RETOUR RAPIDE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-PM09	Noir	MARQUEURS PERMANENTS FINS	1,5" Ø x 5,5" / 3,81cm Ø x 12,7 cm	36 / sac

Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes, 100 attaches autobloquantes, et 1 marqueur permanent.

POINTS INDICATEURS DE TRAITEMENT : Ajoutez le suffixe "ST" à la fin du code pour les points de vapeur.

POINTS INDICATEURS DE TRAITEMENT : Ajoutez le suffixe "PL" à la fin du code pour les points de plasma.

FOURNISSEUR / BLEU

ARTICLE #	TAILLE
TI-3502	3" x 5" (8 cm x 13cm)



Fournisseur

Nom de la compagnie _____

Nom du plateau _____

Date de la chirurgie _____

www.batrux.com TAG-IT™ TI-3582

PRÊT/ VERT

ARTICLE #	TAILLE
TI-3503	3" x 5" (8 cm x 13cm)



PRÊT

Prêt de _____

Prêt à _____

Par _____ Date _____

WWW.BATEK.COM TAG 17™ TI-3032

PRIORITÉ/ ROUGE

ARTICLE #	TAILLE
TI-3504	3" x 5" (8 cm x 13cm)

PRIORITÉ

Salle _____

Temps nécessaire _____

Initiales _____

www.BATRIK.COM TAG-IT™ TI-3064

RE-PASSER / JAUNE

ARTICLE #	TAILLE
TI-3505	3" x 5" (8 cm x 13cm)

RE-PASSER

8 Salle _____

www.bathix.com TAG 17th TI 2540

MANQUANT / ROSE

ARTICLE #	TAILLE
TI-3506	3" x 5" (8 cm x 13cm)

MANQUANT

WWW.BATHE.COM TAG&I™ TS-2056

BRISÉ / ORANGE

ARTICLE #	TAILLE
TI-3507	3" x 5" (8 cm x 13cm)

BRISÉ

NE PAS UTILISER

DATE : _____ TÉLÉPHONE : _____

DÉPARTEMENT/CONTACT : _____

ARTICLE : _____

CRITIQUE : (-----) Oui Non

WWW.BATIK.COM
TAG#111
T1-B997

VIDE / NOIR


ARTICLE #	TAILLE
TI-3509	3" x 5" (8 cm x 13cm)

NOTES / JAUNE

ARTICLE #	TAILLE
TI-NOTE-RO	3" x 5" (8 cm x 13cm)

VIDE / BLANC

ARTICLE #	TAILLE
TI-35B1	3" x 5" (8 cm x 13cm)



WWW.BATHING.COM

TAG (1st)

TI 3581

**BRISÉ NE PAS UTILISER
/ ROUGE**

ARTICLE #	TAILLE
TI-35B4	3" x 5" (8 cm x 13cm)

BRISÉ NE PAS UTILISER

DATE : _____ Téléphone : _____

DÉPARTEMENT / CONTACT : _____

ARTICLE : _____

CRITIQUE : () Oui Non

ENSEMBLE D'INSTRUMENT : _____

ASSEMBLÉ PAR : _____

TI-3584

FOURNISSEUR ENREGISTREMENT + SORTIE / BLEU

ARTICLE #
TI-35C22

TAILLE
5" x 3"
(13 cm x 8 cm)

FOURNISSEUR

Enregistré

Plateau reçu de :

Nom du plateau :

Reçu par :

Date : Date de la chirurgie :

☐ URSD notifié avant réception du plateau
☐ Reçu plus de 24 heures avant le cas
☐ Liste d'inventaire disponible
☐ Remise d'inventaire complétée
☐ Tous les instruments sont en bonne condition
☐ Caissons sont en bonne condition
☐ Tous les plateaux sont étiquetés, gommés & vérifiés
☐ Tous les plateaux font moins de 25lbs
☐ Manuel d'instructions doit être disponible
☐ Désassemblé / Réassemblé

www.batrux.com 748-6777 71-391-22

FOURNISSEUR

Sortie

☐ Désassemblé / Réassemblé
☐ Remise d'inventaire complétée
☐ Tous les items comptés et présents

Reçu par :

Date :

Notes :

www.batrux.com 748-6777 71-391-22

PRÊT ENREGISTREMENT + SORTIE/ VERT

ARTICLE #
TI-35L3

TAILLE
5" x 3"
(13 cm x 8 cm)

PRÊT

sortie

☐ Déassemblé / Décentaminé
 ☐ Revue d'inventaire complétée
 ☐ Tous les items complets et présents

Retourner par : _____

Reçu par : _____

Date : _____

Notes : _____

www.batrisk.com TAG 17M TI 390.3

PRÊT

Enregistrement

Plateau reçu le : _____

Nom du plateau : _____

Reçu par : _____

Date : _____ Date de la chirurgie : _____

☐ Unidit notifié avant réception du plateau
 ☐ Age plus de 24 heures avant le cas
 ☐ Liste d'inventaire complétée
 ☐ Revue d'inventaire complétée
 ☐ Tous les instruments sont en bonne condition
 ☐ Calaison sont en bonne condition
 ☐ Tous les plateaux sont étiquetés (patrimoine + chirurgien)
 ☐ Tous les plateaux font moins de 250lbs
 ☐ Manuel d'instructions d'ori. disponible
 ☐ Déassemblé / Décentaminé

www.batrisk.com TAG 17M TI 390.3

RETOUR RAPIDE / BLEU

ARTICLE #	TAILLE
TI-35T2	3" x 5" (8 cm x 13cm)



RETOUR RAPIDE

Initiales Tech. : _____

Chambre : _____

Article : _____

Temps Nécessaire : _____

☐ Décontam. / Désinfection
☐ Stérilisation pour usage immédiat
☐ Stérilisation terminale à l'F203M

WWW.BATEK.COM

TAG-1TH

TI-3572

Ver. 2026-05-04

BATRIK

TAG-IT^{MC} | SCOPE

Les étiquettes Batrik Scope sont résistantes à la déchirure, ce sont des étiquettes recto-verso qui se révéleront indispensables tout au long du processus de retraitement. Nos étiquettes facilitent l'enregistrement d'informations importantes, y compris les dates de retraitement, grâce à une fonction conviviale qui vous permet de sélectionner le mois, le jour et la date. Fabriquées en **papier synthétique imperméable**, ces étiquettes présentent une conception auto-bouclante, ce qui les rend faciles à attacher au scope sans nécessiter de matériaux supplémentaires. Rehaussez vos protocoles de retraitement avec Batrik !

SÉLECTION DE DATE

- Le papier, les attaches et l'encre antiallure sont conçus pour résister à des températures élevées allant jusqu'à 273,2°F (134°C) et sont compatibles avec la stérilisation au plasma gazeux (Système de stérilisation STERRAD®100 NX).
- Les étiquettes comprennent le mois, le jour et la sélection de date, ce qui permet de marquer la date de retraitement avec précision



CLASSÉS PAR COULEUR

- Disponibles en sept couleurs différentes
- Les étiquettes simplifient le processus de codage couleur

FONCTION AUTO-BOUCLANTE

- La conception avec fonction auto-bouclante permet une fixation sécurisée et élimine le besoin de matériaux supplémentaires


À USAGE UNIQUE ET SANS LATEX

- Les étiquettes Scope sont spécialement conçues pour être utilisées une seule fois et sont fabriquées sans latex
- Réduit le risque de contamination croisée

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	COULEURS	DIMENSIONS	EMBALLAGE
TI-STF01	Blanc	11,8" x 1,55" / 33,8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-STF02	Bleu	11,8" x 1,55" / 33,8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-STF03	Vert	11,8" x 1,55" / 33,8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-STF04	Rouge	11,8" x 1,55" / 33,8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-STF05	Jaune	11,8" x 1,55" / 33,8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-STF06	Mauve	11,8" x 1,55" / 33,8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-STF07	Orange	11,8" x 1,55" / 33,8 cm x 4 cm	100 / PQT

Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes et 1 marqueur permanent.



BATRIK

TAG-IT^{MC} | RETRAITEMENT SCOPE

Les étiquettes Retraitement Scope sont durables et peuvent résister à la manipulation lors du retraitement sans se déchirer, garantissant ainsi que les informations restent intactes. Ces étiquettes sont essentielles pour enregistrer des informations importantes telles que la date de retraitement, le modèle et le numéro de série du scope, le type de stérilisateur, la conformité aux conditions des paramètres du stérilisateur, la purge à l'alcool et la date de suspension. Ces étiquettes ont été méticuleusement conçues pour améliorer l'efficacité opérationnelle et contribuer à offrir le plus haut standard de soins aux patients.




NOTER LES INFORMATIONS IMPORTANTES

- Facilitent la tâche du personnel pour indiquer quand l'endoscope a été retraité
- Fournit une référence visuelle pour la planification future du retraitement
- Les informations clés liées au scope, au technicien et au cycle sont facilement rapportées et identifiées

CONCEPTION INTELLIGENTE

- La conception avec fonction auto-bouclante permet une fixation sécurisée et élimine le besoin de matériaux supplémentaires
- Une flexibilité qui permet une adaptation à différentes zones de l'endoscope
- Inclus une section à code-barres



*Convient pour une utilisation à diverses fins de marquage d'informations

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
TI-RST	ÉTIQUETTE RETRAITEMENT SCOPE	3" x 10,5" / 8 cm x 27 cm	100 / PQT
TI-MPB	ÉTIQUETTE VIDE UNIVERSELLE	3" x 10,5" / 8 cm x 27 cm	100 / PQT



Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes et 1 marqueur permanent.

BATRIK


TAPIS EN SILICONE À POINTES

Notre tapis en silicone à pointes permet de protéger et d'organiser les instruments chirurgicaux délicats en vue de leur stérilisation. Les picots surélevés assurent une meilleure ventilation et un meilleur séchage, ce qui réduit considérablement la collecte d'humidité résiduelle.

- Réutilisable
- Autoclavable
- Sans latex



CÔTÉ AVANT
Des pointes maintiennent les instruments en place en toute sécurité



CÔTÉ ARRIÈRE
De nombreux trous et des nœuds surélevés assurent une meilleure ventilation et réduisent la collecte d'eau

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
13-2001	13" x 18" (33 cm x 45,72 cm) 11,97 mm de haut de la base du tapis à l'extrémité de l'épingle 15,53 mm de haut, de la base du nœud surélevé à l'extrémité de l'épingle	1 unité
13-2005	13" x 18" (33 cm x 45,72 cm) 11,97 mm de haut de la base du tapis à l'extrémité de l'épingle 15,53 mm de haut, de la base du nœud surélevé à l'extrémité de l'épingle	5 unités

BON À SAVOIR :

DES TAILLES
PERSONNALISÉES
SONT DISPONIBLES
SUR DEMANDE

BATRIK

CORNER POCKETS^{MC}

Avec trois modèles au choix, notre portefeuille **Corner Pockets^{MC}** constitue une gamme vraiment complète de produits conçus pour prévenir les déchirures associées aux coins ou pieds aigus des plateaux chirurgicaux.



18-CP02



18-CP07




18-CP06

COULEUR	BLEU	ORANGE	ROSE
USAGE	USAGE UNIQUE	RÉUTILISABLE résiste à des stérilisations répétées jusqu'à 134 °C	RÉUTILISABLE résiste à des stérilisations répétées jusqu'à 134 °C
DIMENSIONS	2,8" x 4" (7,3 cm x 10,3 cm)	2,8" x 4" (7,3 cm x 10,3 cm)	3,4" x 4,7" (8,5 cm x 12 cm)
SANS LATEX	✓	✓	✓
PAS DE RÉTENTION D'HUMIDITÉ	✓	✓	✓
FABRICATION	Plastique souple de type silicone	Plastique souple de type silicone	Notre plastique le plus flexible pour un placement plus facile et une protection des plus sûres

SOFT POCKETS^{MC}

Nos coins protecteurs en mousse **Soft Pockets^{MC}** sont fabriqués en mousse haute densité pour amortir et protéger efficacement les coins des plateaux chirurgicaux afin d'éviter les déchirures. Ils sont particulièrement utiles pour les ensembles d'instruments plus lourds.



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
18-CP02*	Corner Pockets ^{MC} Usage unique, bleu	240 / sac
18-EVAL2*	Corner Pockets ^{MC} Usage unique, bleu	24 / sac
18-CP07	Corner Pockets ^{MC} Réutilisable, orange	80 / sac
18-CORNER	Corner Pockets ^{MC} Réutilisable, orange	320 / boîte (4 sacs de 80 unités)
18-EVAL7	Corner Pockets ^{MC} Réutilisable, orange	24 / sac
18-CP06	Corner Pockets ^{MC} Réutilisable, rose	80 / sac
18-CPF-02	Soft Pockets ^{MC} Protecteurs de coins en mousse à usage unique	80 / boîte (24 boîtes / palette)

* Bien que le modèle de Corner Pockets^{MC} à usage unique semble similaire au modèle réutilisable, il est mélangé différemment et n'a été validé qu'en tant que produit à usage unique. Sa réutilisation peut compromettre la stérilité.

BATRIK

LILA'S Détachant pour instruments chirurgicaux

Lila contient un mélange de bases de poudres naturelles qui permet d'éliminer les taches difficiles.

Grâce à sa formule facile et pratique, vous pouvez obtenir des résultats impeccables à chaque fois !

Ce produit peut être utilisé sur les instruments chirurgicaux/dentaires, les autoclaves, les nettoyeurs à ultrasons, des surfaces, des plateaux et des bols en acier inoxydable, etc.

Spécialement conçu pour l'acier inoxydable, le chrome, le nickel, le laiton, le cuivre et l'argent.




L'UTILISATION EST AUSSI SIMPLE QUE 1-2-3 :

1. Humidifiez un chiffon ou prenez une serviette Dura-Towel de Lila's et tamponnez dans le pot.
2. Frottez doucement la zone tachée.
3. Rincer complètement pour une apparence brillante et impeccable.

Une petite quantité de produit peut faire une grande différence !

Même les taches difficiles sur les casseroles et poêles en acier dans la cuisine sont faciles à éliminer avec ce produit.

Si vous avez utilisé Spectra-Scrub ou le détachant pour instruments d'Integra, vous allez adorer Lila's !

**60-46003****LSR-8501****17-DT1213C**

TAMPON À RÉCURER DE LILA'S

- Dites au revoir aux taches difficiles avec le tampon à récurer de Lila sans laisser de résidus métalliques.
- Il suffit d'ajouter une petite quantité de détachant Lila's Stain Remover avec l'un de nos tampons à récurer pour les très grandes surfaces.
- Ce produit, aussi doux qu'efficace, est le choix idéal pour les instruments d'ophtalmologie.¹

DURA-TOWEL À FIBRES LÉGÈRES DE LILA'S

- Les serviettes Dura-Towel de Lila ont une résistance durable et avec une composition presque non pelucheuse.
- Ses dimensions idéales et ses caractéristiques uniques garantissent des performances optimales, ce qui le distingue des serviettes en papier ordinaires.

SÉLECTION DE PRODUITS

ARTICLE #	DESCRIPTION	TAILLE	FORMAT
LSR-8501	LE DÉTACHANT POUR INSTRUMENTS DE LILA'S Pot en plastique de 85 g (3 oz) avec un couvercle pratique à visser	Ø 2,8" / 70 mm	1 Pot / Sac
LSR-8512	LE DÉTACHANT POUR INSTRUMENTS DE LILA'S Pot en plastique de 85 g (3 oz) avec un couvercle pratique à visser	Ø 2,8" / 70 mm	12 Pots / Boîte
17-DT1213C	LE DÉTACHANT POUR INSTRUMENTS DE LILA'S 1080 serviettes	12" x 13" / 31 cm x 33 cm Plié: 3" x 3,25" / 7,5 cm x 8,25 cm	90 / Sacs 12 Sacs / Boîte
60-46003	DURA-TOWEL À FIBRES LÉGÈRES DE LILA'S	4" x 6" / 10 cm x 15 cm	3 / Sacs
LSR-BUNDLE	LE DÉTACHANT DE LILA'S + DURA-TOWEL À FIBRES LÉGÈRES DE LILA'S Pot en plastique de 85 g (3 oz) + 90 serviettes	Ø 2,8" / 70 mm 12" x 13" / 31 cm x 33 cm	1 Pot / Sac 90 / Sacs

1: Bien que Lila's soit totalement fiable, il n'est pas recommandé de l'utiliser sur les instruments ophtalmiques. Utiliser seul le tampon à récurer Lila's.

2: Le détachant ne doit pas être mélangé à l'eau de Javel et est conçu à une utilisation externe uniquement, pour éliminer les taches sur les instruments.


BATRIK

PROTECTEURS D'INSTRUMENTS


Nos **protecteurs d'instruments** protègent les extrémités et les bords des instruments pour éviter les dommages lors de la manipulation et de la stérilisation. Ils sont disponibles dans un large éventail de tailles à code couleur pour presque toutes les applications, y compris les ostéotomes, les rétracteurs, les doubles et les perforations.

- Perméables à la vapeur et au gaz
- Les protecteurs perforés réduisent le vide et l'accumulation d'humidité
- Validés pour la stérilisation sous vide
- Plusieurs tailles à code de couleur
- Sans latex
- Non stériles

RÉGULIER / CLAIR



PERFORÉ / CLAIR



RÉGULIER / TEINTÉ



PERFORÉ / TEINTÉ



RÉGULIER / COULEUR SOLIDE



PERFORÉ / COULEUR SOLIDE




SÉLECTION DE PRODUITS

	N° D'ARTICLE RÉGULIER	N° D'ARTICLE PERFORÉ	COULEUR	DIMENSIONS
RÉGULIER ET PERFORÉ/CLAIR				
 RC-07	RC-01	PC-01	Clair	0,062" x 0,75" (1,57 mm x 19 mm)
	RC-02	PC-02	Clair	0,075" x 0,75" (2 mm x 19 mm)
	RC-03	PC-03	Clair	0,109" x 0,75" (2,77 mm x 19 mm)
	RC-04	PC-04	Clair	0,125" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm)
	RC-05	PC-05	Clair	0,187" x 1" (4,75 mm x 25,4 mm)
	RC-06	PC-06	Clair	0,406" x 0,75" (10,3 mm x 19 mm)
	RC-07	PC-07	Clair	0,062" x 0,375" x 1" (1,57 mm x 9,53 mm x 25,4 mm)
	RC-08	PC-08	Clair	0,078" x 0,625" x 1" (2 mm x 15,875 mm x 25,4 mm)
	RC-09	PC-09	Clair	0,125" x 1" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm x 25,4 mm)
	RC-10	PC-10	Clair	Assortis
EMBALLAGE : sac de 100				
RÉGULIER ET PERFORÉ/TEINTÉ				
 RT-07	RT-01	PT-01	Blanc teinté	0,062" x 0,75" (1,57 mm x 19 mm)
	RT-02	PT-02	Bleu teinté	0,075" x 0,75" (2 mm x 19 mm)
	RT-03	PT-03	Vert teinté	0,109" x 0,75" (2,77 mm x 19 mm)
	RT-04	PT-04	Rouge teinté	0,125" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm)
	RT-05	PT-05	Jaune teinté	0,187" x 1" (4,75 mm x 25,4 mm)
	RT-06	PT-06	Marron teinté	0,406" x 0,75" (10,3 mm x 19 mm)
	RT-07	PT-07	Orange teinté	0,062" x 0,375" x 1" (1,57 mm x 9,53 mm x 25,4 mm)
	RT-08	PT-08	Brun teinté	0,078" x 0,625" x 1" (2 mm x 15,875 mm x 25,4 mm)
	RT-09	PT-09	Noir teinté	0,125" x 1" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm x 25,4 mm)
	RT-10	PT-10	Teinté assorti	Assortis
EMBALLAGE : sac de 100				
RÉGULIER ET PERFORÉ/SOLIDE				
 RS-07	RS-01	PS-01	Blanc solide	0,062" x 0,75" (1,57 mm x 19 mm)
	RS-02	PS-02	Bleu solide	0,075" x 0,75" (2 mm x 19 mm)
	RS-03	PS-03	Bleu solide	0,109" x 0,75" (2,77 mm x 19 mm)
	RS-04	PS-04	Rouge solide	0,125" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm)
	RS-05	PS-05	Jaune solide	0,187" x 1" (4,75 mm x 25,4 mm)
	RS-06	PS-06	Marron solide	0,406" x 0,75" (10,3 mm x 19 mm)
	RS-07	PS-07	Orange solide	0,062" x 0,375" x 1" (1,57 mm x 9,53 mm x 25,4 mm)
	RS-08	PS-08	Brun solide	0,078" x 0,625" x 1" (2 mm x 15,875 mm x 25,4 mm)
	RS-09	PS-09	Noir solide	0,125" x 1" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm x 25,4 mm)
	RS-10	PS-10	Solide assorti	Assortis
EMBALLAGE : sac de 100				

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS
OP-11	0,25" x 0,75" (6,35 mm x 19,05 mm)
OP-12	0,375" x 1" (9,53 mm x 25,4 mm)
OP-13	0,5" x 1" (12,7 mm x 25,4 mm)
OP-14	0,75" x 1" (19,05 mm x 25,4 mm)
OP-15	1" x 1" (25,4 mm x 25,4 mm)
OP-16	1,25" x 1,25" (31,75 mm x 31,75 mm)
OP-17	1,5" x 1,5" (38,1 mm x 38,1 mm)
OP-18	1,75" x 1,25" (44,45 mm x 31,75 mm)
OP-20	Assortis

EMBALLAGE : sac de 50

PROTECTEURS D'OSTÉOTOME



N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
RGS-01	1,5" (38 mm)	55 / sac
RGS-02	2" (51 mm)	45 / sac
RGS-03	3" (76,2 mm)	40 / sac

PROTECTEURS DE RÉTRACTEURS À POINTE UNIQUE



N° D'ARTICLE	COULEUR	TAILLE
RGM-01	Rose	Petit
RGM-02	Clair	Petit
RGM-03	Vert	Moyen
RGM-04	Clair	Moyen

EMBALLAGE : sac de 50


PROTECTEURS DE RÉTRACTEURS WEITLANER



N° D'ARTICLE	COULEUR	DIMENSIONS
DG-01	Clair	0,0625" x 0,75" (1,59 mm x 19,05 mm)
DG-02	Bleu	0,078" x 0,75" (1,98 mm x 19,05 mm)
DG-03	Vert	0,109" x 0,75" (2,78 mm x 19,05 mm)
DG-04	Rouge	0,125" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm)
DG-05	Jaune	0,187" x 1" (4,76 mm x 25,4 mm)
DG-07	Orange	0,062" x 0,375" x 1" (1,59 mm x 9,53 mm x 25,4 mm)
DG-10	Assortis	Assortis

EMBALLAGE : sac de 50

PROTECTEURS DOUBLES PERFORÉS



BATRIK

LUBRIFIANT D'INSTRUMENTS

PrAmLi Power³ LUBE^{MC}

Spécialement formulé pour lubrifier les instruments chirurgicaux, les charnières, les serrures de boîtes et l'équipement général pendant l'autoclavage. **PrAmLi Power³ LUBE^{MC}** est formulé de manière unique avec un inhibiteur de corrosion entièrement naturel.

- Il forme un revêtement protecteur qui peut prolonger la durée de vie utile de l'instrument
- Bactériostatique
- pH neutre 6,5 - 7,5
- Préviend la corrosion

CONSEIL:
POUR UNE SOLUTION
DE BAIN DE LAIT,
DILUER 1 PARTIE DE
SOLUTION DANS
6 PARTIES D'EAU

Formulé avec
PrAmLi Power³ Enzymes^{MC}




SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DILUTION LUBRIFIANT/EAU	EMBALLAGE
SS-21-6001	1 à 4 ml / L (0,125 à 0,5 oz / gallon)	1 x 3,8 L (1 gallon)
SS-21-6004	1 à 4 ml / L (0,125 à 0,5 oz / gallon)	4 x 3,8 L (4 gallons)
SS-21-6025	1 à 4 ml / L (0,125 à 0,5 oz / gallon)	2 x 9,5 L (2 x 2,5 gallons)
SS-21-6032	Aucune dilution requise	1 x 946 ml (32 oz) Flacon pulvérisateur
SS-21-6012	Aucune dilution requise	12 X 946 ml (32 oz) Flacons pulvérisateurs

BATRIK


S.T.I.C.S.

Notre système simple d'identification des instruments par couleur, ou S.T.I.C.S., est un outil facile à utiliser et sans latex, qui vous permet d'identifier rapidement vos instruments par département et/ou procédure. Le ruban adhère solidement et chaque feuille de ruban est accompagnée d'une protection pour garantir qu'il dure aussi longtemps que nécessaire.



Chaque feuille de 8,5" x 11" (216 mm x 279 mm) contient les bandes adhésives suivantes :

- 1" (25,4 mm) x 220
- 1.5" (38,1 mm) x 44
- 2" (50,8 mm) x 44
- Longueur totale de ruban par feuille : 374" (9500 mm)



SÉLECTION DE PRODUIT

COULEURS UNIES

ARTICLE #	COULEUR
T-850-2-01	Blanc 
T-850-2-02	Bleu Royal 
T-850-2-03	Vert Pomme 
T-850-2-04	Rouge 
T-850-2-05	Jaune 
T-850-2-06	Violet 
T-850-2-07	Orange 
T-850-2-08	Marron 
T-850-2-09	Noir 
T-850-2-10	Gris 
T-850-2-11	Lavande 
T-850-2-12	Beige 
T-850-2-13	Bleu Clair 
T-850-2-14	Vert Citron 
T-850-2-15	Rose 
T-850-2-17	Prune 
T-850-2-18	Vert Menthe 

ÉTOILES

ARTICLE #	COULEUR
T-850-6-01	Étoiles Fuchsia 
T-850-6-02	Étoiles Bleu 
T-850-6-03	Étoiles Vert 
T-850-6-04	Étoiles Violet 

TRIANGLES

ARTICLE #	COULEUR
T-850-10-01	Triangle Fuchsia 
T-850-10-04	Triangle Violet 

BANDES BLANCHES

ARTICLE #	COULEUR
T-850-4-02	Blanc/Bleu Royal 
T-850-4-03	Blanc/Vert Pomme 
T-850-4-04	Blanc/Rouge 
T-850-4-05	Blanc/Jaune 
T-850-4-07	Blanc/Orange 
T-850-4-08	Blanc/Marron 
T-850-4-11	Blanc/Lavande 
T-850-4-13	Blanc/Bleu Clair 
T-850-4-14	Blanc/Vert Citron 
T-850-4-15	Blanc/Rose 
T-850-4-17	Blanc/Prune 

BANDES NOIRES

ARTICLE #	COULEUR
T-850-3-01	Noir/Blanc 
T-850-3-03	Noir/Vert Pomme 
T-850-3-04	Noir/Rouge 
T-850-3-05	Noir/Jaune 
T-850-3-07	Noir/Orange 
T-850-3-10	Noir/Gris 
T-850-3-11	Noir/Lavande 
T-850-3-12	Noir/Beige 
T-850-3-13	Noir/Bleu clair 
T-850-3-14	Noir/Vert citron 
T-850-3-15	Noir/Rose 
T-850-3-17	Noir/Prune 

POINTS

ARTICLE #	COULEUR
T-850-1-01	Points Fuchsia 
T-850-1-03	Points Vert 

QUATRE COULEURS

ARTICLE #	COULEUR
T-850-2-31	Rouge/Jaune/Violet/Orange 
T-850-2-32	Bleu/Blanc/Noir/Vert 

TRICOLORE

ARTICLE #	COULEUR
T-850-5-51	Rouge/Blanc/Bleu 
T-850-5-52	Rouge/Blanc/Noir 
T-850-5-54	Rouge/Noir/Vert 

BANDES

ARTICLE #	COULEUR
T-850-7-01	Bleu/Vert 
T-850-7-02	Bleu/Rouge 
T-850-7-03	Jaune/Bleu 
T-850-7-04	Jaune/Rouge 
T-850-7-05	Jaune/Vert 

SPÉCIALITÉ

ARTICLE #	COULEUR
T-850-8-01	Cœurs rouges /Blanc 
T-850-8-02	Smiley Jaune /Noir 
T-850-8-03	Alphabet Fuchsia /Blanc 
T-850-8-04	Cœurs blancs /Rouge 
T-850-9-03	Diagonal Bleu /Noir 
T-850-9-04	Diagonal Rouge /Noir 

NUMÉROS


ARTICLE #	COULEUR
T-850-11-01	Numéros Fuchsia 

BATRIK

RUBAN D'IDENTIFICATION



LARGEURS DISPONIBLES



Solution simple pour marquer les instruments chirurgicaux à l'aide d'un code couleur, notre ruban d'identification est durable et ne s'écaille pas. Il peut être utilisé dans des autoclaves, résistant à une exposition répétée à la stérilisation. Des tests de validation indépendants ont démontré l'efficacité de la stérilisation des instruments marqués, même sous le ruban d'identification BATRIK.



Identifie rapidement les instruments par service ou par procédure



Facile à poser



Résiste à une exposition répétée à la stérilisation



En contient plus par rouleau de bande (300" / 7620 mm)



Emballage pratique dans une boîte transparente



Non-stérile

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE 0,125" / 318 MM	N° D'ARTICLE 0,25" / 635 MM	COULEUR
T-125-01	T-250-01	Blanc
T-125-02	T-250-02	Bleu
T-125-03	T-250-03	Vert
T-125-04	T-250-04	Rouge
T-125-05	T-250-05	Jaune
T-125-07	T-250-07	Orange
T-125-09	T-250-09	Noir

BATRIK

SOLVANT DE RUBAN ADHÉSIF

TAPE-B-GONE^{MC}

Tape-B-Gone^{MC} est une formule exclusive unique et prête à l'emploi qui enlève facilement les adhésifs des équipements et instruments médicaux. Contrairement à de nombreuses autres marques, **Tape-B-Gone^{MC}** ne contient pas de produits chimiques très dangereux ou caustiques, est non inflammable ou combustible, et son utilisation est sécuritaire sur du métal, du verre, du plastique et du caoutchouc sans équipement spécial ni ventilation.



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
T-08RMV	Bouteille de 8 oz (237 ml)	1 unité
T-32RMV	Bouteille de 8 oz (237 ml)	4 / boîte
T-SAMP-RMV	Bouteille de 0,5 oz (15 ml)	1 unité
T-96RMVSC	Bouteille de 8 oz (237 ml) avec bouchon à vis	12 / Boîte

BATRIK

CADENAS DE SÉCURITÉ

Nos cadenas de sécurité pour les conteneurs d'instruments et les applications hospitalières générales sont spécialement conçus pour le marché des soins de santé. Notre sélection de matériaux, notre processus de fabrication et notre ingénierie garantissent une qualité constante et une conformité à haute température avec les différentes températures de stérilisation à la vapeur dans les applications hospitalières du monde entier.

Disponibles avec des points indicateurs à encre réactive en option qui fournissent une indication visuelle de la stérilité. Les points bleu clair deviennent marron/brun foncé lors de la stérilisation à la vapeur.

DISPONIBLE EN TROIS FORMATS

SÉRIE 700**SÉRIE 800****SÉRIE 900**

CADENAS NUMÉROTÉS IMPRIMÉS ET PERSONNALISÉS

Disponible dans les séries 700, 800 et 900

SÉLECTION DE PRODUITS

COULEUR	MOT IMPRIMÉ
CADENAS IMPRIMÉS	
BLANC	CLEAN
BLEU	STERILE
ROUGE	REPAIR
JAUNE	SHARPEN
JAUNE	LOANER
NOIR	DISCARD
NUMÉROTATION PERSONNALISÉE	
TOUTES LES COULEURS	jusqu'à 8 numéros



NUMÉROTATION PERSONNALISÉE

Cadenas imprimés personnalisés (jusqu'à 8 caractères)



IMPRIMÉ

6 étiquettes imprimées différentes disponibles

REMARQUE : Les cadenas imprimés et numérotés personnalisés sont disponibles dans les séries 700, 800 et 900 et peuvent être commandés en quantités de 100, 200 et 500 unités. Veuillez nous contacter pour les détails de la commande.



En polypropylène



Sans latex ni DEHP



Ne fondra pas et ne ramollira pas avec un protocole de stérilisation à la vapeur établi



La conception entièrement ouverte (45°) facilite l'insertion dans les conteneurs d'instruments



Une conception facile à tordre



Grande base pour une manipulation plus facile



Disponible en différentes tailles



Couleurs personnalisées et OEM disponibles sur demande

POINTS
INDICATEURS

RÉGULIER



CADENAS DE LA SÉRIE 700

Les cadenas de la série 700 sont parfaits pour les conteneurs « Aesculap » et ceux qui ont une ouverture courte et large.

SÉLECTION DE PRODUITS

CADENAS RÉGULIERS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-701	15-711	15-710
BLEU	15-702	15-712	15-720
VERT	15-703	15-713	15-730
ROUGE	15-704	15-714	15-740
JAUNE	15-705	15-715	15-750
ROSE	15-706	15-716	15-760
ORANGE	15-707	15-717	15-770
NOIR	15-709	15-719	15-790
BLEU CIEL	15-722	15-732	15-742

AVEC POINTS INDICATEURS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-701-IND	15-711-IND	15-710-IND
BLEU	15-702-IND	15-712-IND	15-720-IND
VERT	15-703-IND	15-713-IND	15-730-IND
ROUGE	15-704-IND	15-714-IND	15-740-IND
JAUNE	15-705-IND	15-715-IND	15-750-IND
ROSE	15-706-IND	15-716-IND	15-760-IND
ORANGE	15-707-IND	15-717-IND	15-770-IND
NOIR	15-709-IND	15-719-IND	15-790-IND
BLEU CIEL	15-722-IND	15-732-IND	15-742-IND

Des **crochets à double verrouillage** peuvent être insérés dans un grand trou de guidage



Les **rainures** du cadenas facilitent la manipulation



POINTS
INDICATEURS

RÉGULIER



CADENAS DE LA SÉRIE 800

Les cadenas de la série 800 ont un bras plus long (32 mm) et ont un seul crochet plus fin que ceux de la série 700. Ils sont parfaits pour presque tous les types de conteneurs, même ceux qui ont des canaux longs et fins.

SÉLECTION DE PRODUITS

CADENAS RÉGULIERS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-801	15-811	15-810
BLEU	15-802	15-812	15-820
VERT	15-803	15-813	15-830
ROUGE	15-804	15-814	15-840
JAUNE	15-805	15-815	15-850
ROSE	15-806	15-816	15-860
ORANGE	15-807	15-817	15-870
NOIR	15-809	15-819	15-890
BLEU CIEL	15-822	15-832	15-842

AVEC POINTS INDICATEURS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-801-IND	15-811-IND	15-810-IND
BLEU	15-802-IND	15-812-IND	15-820-IND
VERT	15-803-IND	15-813-IND	15-830-IND
ROUGE	15-804-IND	15-814-IND	15-840-IND
JAUNE	15-805-IND	15-815-IND	15-850-IND
ROSE	15-806-IND	15-816-IND	15-860-IND
ORANGE	15-807-IND	15-817-IND	15-870-IND
NOIR	15-809-IND	15-819-IND	15-890-IND
BLEU CIEL	15-822-IND	15-832-IND	15-842-IND

Un seul crochet de verrouillage peut être inséré dans un grand trou de guidage



Le système de verrouillage permet une fermeture facile



POINTS
INDICATEURS

RÉGULIER



CADENAS DE LA SÉRIE 900

Les cadenas de la série 900 sont identiques à ceux de la série 800, mais avec une base rectangulaire plus large qui permet de placer une étiquette de repérage de 20 mm x 30 mm.

SÉLECTION DE PRODUITS

CADENAS RÉGULIERS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-901	15-911	15-910
BLEU	15-902	15-912	15-920
VERT	15-903	15-913	15-930
ROUGE	15-904	15-914	15-940
JAUNE	15-905	15-915	15-950
ROSE	15-906	15-916	15-960
ORANGE	15-907	15-917	15-970
NOIR	15-909	15-919	15-990
BLEU CIEL	15-922	15-932	15-942

AVEC POINTS INDICATEURS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-901-IND	15-911-IND	15-910-IND
BLEU	15-902-IND	15-912-IND	15-920-IND
VERT	15-903-IND	15-913-IND	15-930-IND
ROUGE	15-904-IND	15-914-IND	15-940-IND
JAUNE	15-905-IND	15-915-IND	15-950-IND
ROSE	15-906-IND	15-916-IND	15-960-IND
ORANGE	15-907-IND	15-917-IND	15-970-IND
NOIR	15-909-IND	15-919-IND	15-990-IND
BLEU CIEL	15-922-IND	15-932-IND	15-942-IND

Crochet de verrouillage unique
pour les petits diamètres



Idéal pour **ajouter des étiquettes/indicateurs**, ou des marquages à la grande base rectangulaire



ÉCRANS FACIAUX DRAPÉS **SAVEFACE^{MC}**

RÉDUIRE LES **BLESSURES PERSONNELLES**

PROTECTION SUPÉRIEURE POUR LA DÉCONTAMINATION DES INSTRUMENTS

SAVEFACE DRAPÉ - VISIÈRE FACIALE

Dans le Service de traitement stérile (SPD) / Département central de stérilisation (CSSD), la sécurité personnelle est primordiale.

Notre visière faciale drapée offre une protection essentielle lors de la décontamination d'instruments à haut risque.

UNE PROTECTION EFFICACE EST NON NÉGOCIABLE

La visière drapée SAVEFACE^{MC} réduit efficacement l'exposition nocives aux produits chimiques caustiques ainsi que le risque de contamination croisée. Réduit les coûts liés aux blessures du personnel hospitalier.

CERTIFIÉ CATÉGORIE 2 ÉPI

SAVEFACE^{MC} DRAPÉ est testé pour protéger. Portez-le en toute confiance.



UKAS PRODUIT
CERTIFIÉ



BREVET EN ATTENTE



INCLUS : SYSTÈME DE FERMETURE
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CONTACT
AVEC DES FLUIDES PAR LE DESSOUS DE
LA VISIÈRE

SAVEFACE^{MC}: CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

DRAPE CONFORME A LA NORME ANSI/AAMI PB70 NIVEAU 3

- Offre une protection élevée contre la pénétration des liquides.
- Glissez sous les vêtements ou pincez ensemble.

ÉCRAN ENVELOPPANT EXTRA-LONG DE 9"/23CM:

- Assure une couverture complète, réduisant le risque d'exposition sous différents angles.

CONFORTABLE:

- Le serre-tête en mousse souple et auto-formante s'adapte confortablement à votre front, permettant un port prolongé sans inconfort.

CLARTÉ OPTIQUE AVEC TRAITEMENT ANTI-BUÉE ET ANTI-ÉBLOUISSEMENT

NE MANQUEZ PAS L'OPPORTUNITÉ D'EXPLORER NOTRE GAMME PLUS ÉTENDUE DE NOS ÉCRANS DE PROTECTION.

Visitez notre site web www.surgmed.com ou consultez notre documentation détaillée pour notre documentation détaillée pour identifier la visière parfaitement adaptée à vos besoins.

TRÈS IMPORTANT

VOTRE VISIÈRE ACTUELLE EST-ELLE CERTIFIÉE CATÉGORIE 2 ?

Les visières faciales Batrik garantissent leur conformité à la norme EPI Catégorie 2, maintenant sollicitée par de nombreux établissements.

LONGUEUR DE
L'ÉCRAN
9" / 23 CM

LONGUEUR DE
L'ÉCRAN
6" / 15 CM



SF-240



SF-8240



SÉLECTION DE PRODUITS


N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	LONGUEUR TOTALE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SF-240	BATRIK SAVEFACE ^{MC} sans drap	Longueur: 9" / 23 cm Largeur: 13" / 33 cm	9" (23 cm)	240 / Caisse (8 boîtes de 30 pièces)	26.5" x 21" x 15"
SF-8240	BATRIK SAVEFACE ^{MC} avec drap de protection conforme au niveau 3 ANSVAAMI PB70	Longueur de l'écran: 9" / 23 cm Largeur de l'écran: 13" / 33 cm Longueur du drap: 6" / 15 cm	23" (58 cm)	240 / Caisse (8 boîtes de 30 pièces)	26.5" x 21" x 15"

BATRIK

TAMPON À RÉCURER

Notre **tampon à récurer** est idéal pour prénettoyer vos instruments chirurgicaux sans laisser de résidus métalliques comme c'est souvent le cas lorsqu'on utilise de la laine d'acier ou des éponges métalliques. L'abrasivité est parfaitement équilibrée pour vous offrir un nettoyage efficace sans endommager vos instruments. Ses fibres fines permettent à l'utilisateur de polir, nettoyer et ébavurer tous types de surfaces matérielles.

- Matériau abrasif : oxyde d'aluminium
- Grain : 400
- Catégorie: très fin
- Style : flexible
- Matériau du tampon : non tissé
- Couleur: marron
- Type : tampon à main



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
60-46050	Tampon à récurer	4" x 6" / 10 cm x 15 cm	150 / boîte (50 sacs de 3 unités)
60-46003	Tampon à récurer	4" x 6" / 10 cm x 15 cm	3 / sac

Your First ^{MC}

NETTOYANTS ENZYMATIQUES ET NON ENZYMATIQUES

Nos nettoyants enzymatiques et non enzymatiques sont spécialement formulés pour éliminer les matières organiques des équipements et instruments médicaux.

Nos formats de **nettoyants enzymatiques** sont formulés avec PrAmLi Power³ Enzymes^{MC}, notre mélange exclusif et unique d'enzymes et d'un agent tensioactif pour éliminer efficacement toutes les protéines, le sang, les tissus adipeux, etc. Ils éliminent également les taches des blouses chirurgicales, du linge de maison et des vêtements médicaux.

Nos formats de **nettoyants non enzymatiques** sont formulés avec un mélange de détergents à pH neutre et à rinçage libre pour un nettoyage efficace.



Les deux formats sont des solutions puissantes qui décomposent toutes les charges biologiques pour un prénettoyage efficace des surfaces et des instruments*.

SÉLECTION DE PRODUITS

NETTOYANT ENZYMATIQUE	NETTOYANT NON ENZYMATIQUE	DILUTION DÉTERGENT / EAU	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE EMBALLAGE
PEU MOUSSANT				
SS-21-1001	SS-721-1001	4 à 8 ml / L (0,5 à 1 oz / gallon)	1 x 3,8 L (1 gallon)	6" x 6" x 13"
SS-21-1004	SS-721-1004	4 à 8 ml / L (0,5 à 1 oz / gallon)	4 x 3,8 L (4 gallons)	13" x 13" x 14"
MOUSSANT LÉGER				
SS-21-2001	SS-721-2001	4 à 8 ml / L (0,5 à 1 oz / gallon)	1 x 3,8 L (1 gallon)	6" x 6" x 13"
SS-21-2004	SS-721-2004	4 à 8 ml / L (0,5 à 1 oz / gallon)	4 x 3,8 L (4 gallons)	13" x 13" x 14"
SUPER CONCENTRÉ				
SS-21-3001	SS-721-3001	1 à 2 ml / L (0,125 à 0,25 oz / gallon)	1 x 3,8 L (1 gallon)	6" x 6" x 13"
SS-21-3004	SS-721-3004	1 à 2 ml / L (0,125 à 0,25 oz / gallon)	4 x 3,8 L (4 gallons)	13" x 13" x 14"

BON À SAVOIR :

NOS NETTOYANTS PEU MOUSSANT ET SUPER CONCENTRÉ ENZYMATIQUES ET NON ENZYMATIQUES) PEUVENT ÊTRE UTILISÉS DANS LES LAVEUSES ET LES NETTOYEURS ULTRASONIQUES.

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CONFIRMER LE TAUX DE DILUTION SUGGÉRÉ ET LA TEMPÉRATURE DE L'EAU AUPRÈS DU FABRICANT DE VOTRE LAVEUSE/ NETTOYEUR ULTRASONIQUE, CAR LES MACHINES/RÉGLAGES VARIENT.

REMARQUE : Nos formules de détergents peu moussant et super concentré sont disponibles en format de 2,5 gallons, seulement sur la base d'une quantité de commande minimale. Contactez-nous pour plus d'informations.

* Attention : Nous vous recommandons de consulter les protocoles de prénettoyage/nettoyage de votre hôpital pour connaître les préférences en matière de détergents pour le nettoyage des équipements/instruments.

Your First ^{MC}

ENVIRO-SACHET^{MC}

GEL ENZYMATIQUE ET NETTOYANT NON ENZYMATIQUE

Voici **Your First ^{MC}** Enviro-Sachet^{MC}, nos solutions de nettoyage uniques, maintenant disponibles en format enzymatique et non enzymatique.



- Notre format de **gel enzymatique** est formulé avec la même triple action **PrAmLi Power³** que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance.
- Notre format de **nettoyant non enzymatique** est formulé avec un mélange de détergents à pH neutre et à rinçage libre.

Les deux formats sont des solutions puissantes qui décomposent toutes les charges biologiques pour un prénettoyage efficace des surfaces et des instruments.

SÉLECTION DE PRODUITS

GEL ENZYMATIQUE	NETTOYANT NON ENZYMATIQUE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
17-166	717-166	1 ensemble d'éponge tubulaire sèche et Enviro-Sachet ^{MC}	25 / boîte 4 boîtes / caisse	21" x 14" x 13,5"
17-266	717-266	1 ensemble d'éponge plate sèche et Enviro-Sachet ^{MC}	50 / boîte 4 boîtes / caisse	21" x 14" x 13,5"
17-177	717-177	1 ensemble d'éponge tubulaire sèche, Enviro-Sachet ^{MC} et bol réutilisable en acier inoxydable	1 ensemble	7" x 6" x 3"
17-277	717-277	1 ensemble d'éponge plate sèche, Enviro-Sachet ^{MC} et bol réutilisable en acier inoxydable	1 ensemble	7" x 6" x 3"
17-EZSAMP	717-EZSAMP	L'ENSEMBLE D'ÉCHANTILLONS COMPREND : 3 ensembles d'éponge plate sèche et Enviro-Sachet ^{MC} 1 ensemble d'éponge tubulaire sèche et Enviro-Sachet ^{MC} 1 bol réutilisable en acier inoxydable	1 ensemble	7" x 6" x 3"
H-EZ500		Bol réutilisable en acier inoxydable 4,3" x 5,3" x 3" / 11 cm x 13,5 cm x 7,5 cm	1 unité	7" x 6" x 3"

Your First  ^{MC}

ENVIRO-SACHET^{MC}

Compact par conception.
Puissant par performance.

Enviro-Sachet^{MC} est un sachet enzymatique haute performance, formulé avec les enzymes PrAmLi Power3^{MC}, présenté dans un format ultra compact et léger, conçu pour réduire considérablement les coûts de transport, de stockage et de manutention.

Enviro-Sachet^{MC} offre une solution plus intelligente pour les chaînes d'approvisionnement en santé d'aujourd'hui.



N° d'article #17-177 or 17-277

Pourquoi choisir Enviro-Sachet^{MC} ?



Économique

Avantage de coût prouvé

↓ **74%**


moins coûteux que les troussees prêtes à l'emploi traditionnelles

* ↓ **70%**

de réduction des coûts de transport

* ↓ **27%**

de réduction des coûts de stockage



Valeur environnementale

Solution alignée sur les critères ESG

- ✓ Moins de plastique que les troussees prêtes à l'emploi traditionnelles
- ✓ Moins de carton grâce à une densité réduite par caisse
- ✓ Réduction de la consommation de carburant grâce à un transport allégé

↓ **72%**

de réduction des déchets
Empreinte environnementale réduite

Enviro-Sachet^{MC} s'aligne sur les initiatives ESG, les normes hospitalières et les critères environnementaux dans les appels d'offres publics.



Format ultra compact

Optimisation logistique

- ✓ Réduction des besoins d'entreposage et des frais de manutention
- ✓ Moins d'espace requis en entrepôt et sur les étagères

↓ **70%**

- ✓ plus léger vs coûts de transport d'inventaire traditionnels
1 caisse (200 sachets Enviro-Sachet^{MC}) = 3,5 kg
1 caisse (24 troussees prêtes à l'emploi) = 12 kg

↓ **69%**
moins de volume

Moins d'espace requis
Coûts de stockage des stocks réduits

* Estimation basée sur l'expédition de 2 000 unités Enviro-Sachet^{MC} vers l'Europe centrale, comparativement à l'expédition de 2 000 unités de troussees prêtes à l'emploi de 500 ml.

L'AVANTAGE BATRIK

Votre premier choix  ^{MC} Enviro-Sachet^{MC} est bien plus qu'une solution écologique : c'est une solution stratégique de réduction des coûts conçue pour aider les distributeurs et les hôpitaux à optimiser leurs budgets, leur logistique et leur performance en matière de durabilité — sans compromettre l'efficacité du nettoyage.

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
17-166	1 ensemble d'éponge tubulaire sèche et Enviro-Sachet ^{MC}	25 / boîte 4 boîtes / caisse
17-266	1 ensemble d'éponge plate sèche et Enviro-Sachet ^{MC}	50 / boîte 4 boîtes / caisse
17-177	1 ensemble d'éponge tubulaire sèche, Enviro-Sachet ^{MC} et bol réutilisable en acier inoxydable	1 Ensemble
17-277	1 ensemble d'éponge plate sèche, Enviro-Sachet ^{MC} et bol réutilisable en acier inoxydable	1 Ensemble
H-EZ500	Bol réutilisable en acier inoxydable 4,3" x 5,3" x 3" / 11 cm x 13,5 cm x 7,5 cm	1 Unité

Your First  ^{MC}

SPRAY MOUSSANT ENZYMATIQUE PRÊT À L'EMPLOI

Notre vaporisateur moussant est idéal pour le prénettoyage des instruments, car son épaisse mousse décompose enzymatiquement toute la charge microbienne pour permettre un nettoyage et une stérilisation efficaces.

Formulé avec **PrAmLi Power³ Enzymes^{MC}**, un mélange unique de trois enzymes puissantes et d'un agent tensioactif pour une efficacité de nettoyage optimale




INSTRUCTIONS



Bien agiter



Pulvériser immédiatement après la procédure



Garder humide jusqu'au début du processus de décontamination



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SS-21-4001	1 x 946 ml (32 oz) Flacon pulvérisateur	10" x 4"
SS-21-4012	12 x 946 ml (32 oz) Flacons pulvérisateurs	18" x 12" x 11"

Important : En plus de notre formulation enzymatique, notre flacon pulvérisateur contient jusqu'à 25 % de solution en plus comparativement à la concurrence.

Your First  ^{MC}

PREMIÈRES LINGETTES

Nos lingettes pour salle blanche sont conçues pour effectuer le premier essuyage d'un endoscope après une intervention. Elles sont fabriquées à partir d'un matériau non tissé hydro-enchevêtré composé de 45 % de polyester et de 55 % de cellulose. Ces lingettes sont fabriquées et emballées dans un environnement de salle blanche.



- Elles peuvent être utilisées dans un environnement de salle blanche de classe ISO 5 à 8
- Le processus de production garantit une génération de particules extrêmement faible et des produits chimiques extractibles
- Compatibles avec pratiquement tous les solvants ou toutes les solutions de nettoyage et d'essuyage (**PrAmLi Power³ Enzymes^{MC}**)
- Emballage en double sachet
- Disponibles en deux tailles polyvalentes


SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
17-A0909	Lingettes non tissées pour salles blanches	9" x 9" (23 cm x 23 cm)	300 / sac 14 sacs / caisse	18,5" 10" 25,25"
17-A1212	Lingettes non tissées pour salles blanches	12" x 12" (31 cm x 31 cm)	150 / sac 10 sacs / caisse	13" 13" 19"

Your First ^{MC}

ÉPONGES SÈCHES

Nos éponges sont spécialement fabriquées pour être utilisées avec tous types d'instruments médicaux. Contrairement aux éponges colorées, où les couleurs trop foncées peuvent facilement cacher les contaminants, nos éponges blanches pourront mieux mettre en évidence l'efficacité de votre nettoyage.



SÉLECTION DE PRODUITS


N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
17-100	ÉPONGE TUBULAIRE SÈCHE Boîte distributrice blanche	2,0" ø x 4,25" (2,7 cm ø x 10,8 cm)	25 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-101	ÉPONGE TUBULAIRE SÈCHE En vrac	2,0" ø x 4,25" (2,7 cm ø x 10,8 cm)	560 / caisse
17-200	ÉPONGE PLATE SÈCHE Boîte distributrice blanche	4" x 5" x 0,5" (10,2 cm x 12,7 cm x 1,3 cm)	50 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-201	ÉPONGE PLATE SÈCHE En vrac	4" x 5" x 0,5" (10,2 cm x 12,7 cm x 1,3 cm)	1,000 / caisse

Your First  MC

ÉPONGES ENZYMATIKES & KITS D'ÉPONGES DE CHEVET

RightSwipe^{MC}

Voici **RightSwipe^{MC}**, nos ensembles d'éponge enzymatique pour le chevet des patients, qui offrent une formule améliorée pour une solution de pré-nettoyage ou de nettoyage de surface plus efficace. Notre mélange amélioré garantit un nettoyage complet et sûr ainsi qu'un processus d'application simplifié, faisant de **RightSwipe^{MC}** le chevet parfait pour vos besoins en matière de soins d'endoscope. La conception en éponge tubulaire est compatible avec divers modèles d'endoscopes, offrant ainsi une polyvalence aux côtés des avantages supérieurs de notre solution enzymatique.



FLAT SPONGE



TUBULAR SPONGE



FREESTANDING POUCH

GEL ENZYMATIQUE ET
NETTOYANT NON ENZYMATIQUE
ENVIRO-SACHET

DISPENSER BOX

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
17-111	ÉPONGE TUBULAIRE PRÉ-TRAITÉE Ajouter 100-500 ml d'eau pour activer la solution détergente. Vient dans un sac en plastique. ¹	25 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" x 14" x 13,5"
17-211	ÉPONGE PLATE PRÉ-TRAITÉE Ajouter 100-500 ml d'eau pour activer la solution détergente. Vient dans un sac en plastique. ¹	50 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" X 14" X 13,5"
17-122	ÉPONGE TUBULAIRE PRÉ-TRAITÉE Fournit une pochette autoportante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau à la pochette.	15 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" X 14" X 13,5"
17-222	ÉPONGE PLATE PRÉ-TRAITÉE Fournit une pochette autoportante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau à la pochette.	25 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" X 14" X 13,5"
17-133	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 500 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / caisse	14" X 12" X 9"
17-233	ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 500 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / caisse	14" X 12" X 9"
17-144	ÉPONGE TUBULAIRE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 100 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" X 14" X 13,5"
17-244	ÉPONGE PLATE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 100 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" X 14" X 13,5"
17-155	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 220 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / boîte	14" x 12" x 9"
17-255	ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 220 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	1 ensemble	14" X 12" X 9"
17-277	GEL ENZYMATIQUE 1 ensemble d'éponge plate sèche, Enviro-Sachet et bol réutilisable en acier inoxydable	1 ensemble	7" x 6" x 3"


¹Notre bol en acier inoxydable peut être vendu séparément et utilisé comme bassin pour une activation facile et pratique des éponges.

Your First  MC

ÉPONGES NON ENZYMATQUES & KITS D'ÉPONGES DE CHEVET

 RightSwipe^{MC}

Voici nos ensembles d'éponge non enzymatiques améliorés pour le chevet des patients. Chaque ensemble contient des éponges prétraitées avec un mélange de détergent à pH neutre et à rinçage libre, garantissant une solution efficace de pré-nettoyage et de nettoyage de surface pour les instruments médicaux. Cet ensemble représente l'étape de Your First^{MC} dans le processus de nettoyage des instruments médicaux mettant en avant les avantages avancés pour un soin supérieur. Nos ensembles de chevet améliorent vous offriront un travail simplifié.



FLAT SPONGE



TUBULAR SPONGE



FREESTANDING POUCH

GEL ENZYMATIQUE ET
NETTOYANT NON ENZYMATIQUE
ENVIRO-SACHET

DISPENSER BOX

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
717-122	ÉPONGE TUBULAIRE PRÉ-TRAITÉE Fournit une pochette autoportante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau à la pochette.	15 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" X 14" X 13,5"
717-222	ÉPONGE PLATE PRÉ-TRAITÉE Fournit une pochette autoportante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau à la pochette.	25 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" X 14" X 13,5"
717-133	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 500 ml de solution non enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / caisse	14" X 12" X 9"
717-233	ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 500 ml de solution non enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / caisse	14" X 12" X 9"
717-144	ÉPONGE TUBULAIRE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 100 ml de solution non enzymatique dans une pochette autoportante.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" X 14" X 13,5"
717-244	ÉPONGE PLATE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 100 ml de solution non enzymatique dans une pochette autoportante.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" X 14" X 13,5"
717-155	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 220 ml de solution non enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / boîte	14" x 12" x 9"
717-255	ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 220 ml de solution non enzymatique dans une pochette autoportante.	1 ensemble	14" X 12" X 9"
17-277	GEL NON ENZYMATIQUE 1 ensemble d'éponge plate sèche, Enviro-Sachet et bol réutilisable en acier inoxydable	1 ensemble	7" x 6" x 3"

¹Notre bol en acier inoxydable peut être vendu séparément et utilisé comme bassin pour une activation facile et pratique des éponges.

Your First  MC

SACS DE TRANSPORT POUR ENDOSCOPE ET INSTRUMENTS MÉDICAUX

Conçus pour éliminer les points de contact pendant le transport des endoscopes du point de soins à la zone de retraitement et vice-versa, ils sont axés sur la sécurité des patients et du personnel médical.


- Fabriqués en PEBD recyclable, connu pour sa flexibilité, sa résilience et sa solidité
- Sans latex ni DEHP
- Excellente résistance aux acides dilués et concentrés, aux alcools, aux bases et aux esters*
- Bonne résistance aux aldéhydes, aux cétones et aux huiles végétales
- Peuvent supporter des températures élevées allant jusqu'à 90 °C (194 °F)
- Sceau d'inviolabilité pour une sécurité accrue, permettant également de maintenir l'instrument humide pour éviter le dessèchement des bio-déchets
- Des sacs clairement identifiés par des codes de couleur facilitent l'identification immédiate des instruments propres par rapport aux instruments utilisés
- Les utilisateurs peuvent écrire des informations importantes directement sur le sachet dans les espaces marqués par des icônes visuelles
- Disponibles en deux formats pratiques

 **BON À SAVOIR:** L'UTILISATION DE SACS DE TRANSPORT SCELLABLES **Your First**  MC RÉDUIT LES ERREURS DES UTILISATEURS, EMPÊCHE LA CONTAMINATION CROISÉE ET FAVORISE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS ET DU PERSONNEL MÉDICAL.

SACS POUR INSTRUMENTS PROPRES



SACS POUR INSTRUMENTS SOUILLÉS

FABRIQUÉ AUX CANADA 

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
17-HAP24	Sac pour instruments propres	24" x 22" / 61,0 cm x 56,0 cm	200 / caisse	18" x 14" x 5"
17-SAD24	Sac pour instruments souillés	24" x 22" / 61,0 cm x 56,0 cm	200 / caisse	18" x 14" x 5"
17-HAP30	Sac pour instruments propres	30,5" x 26" / 77,0 cm x 66,0 cm	200 / caisse	21" x 19" x 7"
17-SAD30	Sac pour instruments souillés	30,5" x 26" / 77,0 cm x 66,0 cm	200 / caisse	21" x 19" x 7"

* Référence sur dossier

BATRIK

Brosses Métalliques ARC^{MC}

USAGE UNIQUE ET RÉUTILISABLES

Vous avez le choix avec nos brosses à fil ARC^{MC}. Nos brosses à usage unique et réutilisables sont offertes en versions flexibles et rigides, et sont disponibles dans une multitude de formats. Les brosses à fil ARC^{MC} sont garanties pour durer plus longtemps que les brosses à fil torsadé tout en préservant l'intégrité de vos instruments de valeur.

CONSEILS POUR LA SÉLECTION DES BROSSES :

SPÉCIFICATIONS DE L'INSTRUMENT

Quelle est la longueur maximale du ou des instruments à nettoyer ?

Ajoutez au moins 2" (5 cm) à cette longueur afin d'avoir une marge suffisante pour travailler.

Quel est le diamètre interne de l'instrument ?

Ajoutez au maximum 0,125" (3 mm) pour déterminer le diamètre de la brosse à utiliser pour un nettoyage efficace. Le diamètre de la brosse doit être légèrement supérieur au diamètre interne du tube. Des brosses trop grandes se plieront excessivement et nettoieront moins efficacement.

SÉLECTION DE LA BROSSE

Repérez simplement dans notre catalogue la section correspondant le mieux à la longueur totale et au diamètre de votre instrument. En règle générale, si vous utilisez une brosse de 8" (20,32 cm) et que nous offrons une brosse de 10" (25,4 cm) avec le diamètre requis, celle-ci conviendra parfaitement.

Dans de nombreux cas, nos brosses à fil ARC^{MC} comportent un plus grand nombre de fibres. Par exemple, plusieurs brosses de 5 mm (0,19") ne mesurent que 1" (2,5 cm) de longueur. Chez Batrik, nous nous efforçons de fournir la quantité adéquate de fibres pour assurer un nettoyage optimal.

Trop petite

Les fibres n'établissent pas un contact suffisant et certaines surfaces peuvent ne pas être nettoyées.



Trop grande

Exerce une pression inutile sur les fibres et peut entraîner le blocage de la brosse dans l'instrument.



Parfaite


Les fibres assurent un contact suffisant avec l'instrument.



RIGIDE



FLEXIBLE



BROSSES À FIL PERSONNALISABLES

Un aspect unique des brosses à fil ARC^{MC} à usage unique est qu'elles peuvent être personnalisées selon toutes les longueurs :

- Jusqu'à 2000 mm pour les brosses à fil sur gaines plastiques semi-rigides avec des diamètres de brosses de 5 à 20 mm.
- Gains plastiques flexibles avec des diamètres de brosses de 2 à 5 mm.

BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 12" / 30 CM

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROsse	GAINE (Ø)
FLEXIBLE BROSSE ET GAINE	41-31502-S	41-31502	Blanc	12,401" / 31,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1 mm
	41-32503-S	41-32503	Jaune	12,795" / 32,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1 mm
	411-32504-S	411-32504	Lavande	12,795" / 32,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55 mm
	411-32505-S	411-32505	Gris	12,795" / 32,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75 mm
RIGIDE BROSSE ET GAINE	41-35005-S	41-35005	Blanc	13,779" / 35 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-35006-S	41-35006	Vert	13,779" / 35 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-35008-S	41-35008	Bleu	13,779" / 35 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-35010-S	41-35010	Rouge	13,779" / 35 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-35012-S	41-35012	Jaune	13,779" / 35 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-35015-S	41-35015	Vert	13,779" / 35 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	41-35020-S	41-35020	Bleu	13,779" / 35 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : Usage unique: sac de 20 / Réutilisable : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 18" / 45 CM

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROsse	GAINE (Ø)
FLEXIBLE BROSSE ET GAINE	41-46502-S	41-46502	Blanc	18,307" / 46,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1 mm
	41-47503-S	41-47503	Jaune	18,7" / 47,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1 mm
	411-47504-S	411-47504	Lavande	18,7" / 47,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55 mm
	411-47505-S	411-47505	Gris	18,7" / 47,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75 mm
RIGIDE BROSSE ET GAINE	41-50005-S	41-50005	Blanc	19,685" / 50 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-50006-S	41-50006	Vert	19,685" / 50 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-50008-S	41-50008	Bleu	19,685" / 50 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-50010-S	41-50010	Rouge	19,685" / 50 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-50012-S	41-50012	Jaune	19,685" / 50 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-50015-S	41-50015	Vert	19,685" / 50 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	41-50020-S	41-50020	Bleu	19,685" / 50 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 24" / 60 CM

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINE (Ø)
FLEXIBLE BROSSE ET GAINÉ	41-61502-S	41-61502	Blanc	24,212" / 61,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1 mm
	41-62503-S	41-62503	Jaune	24,6" / 62,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1 mm
	411-62504-S	411-62504	Lavande	24,6" / 62,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55 mm
	411-62505-S	411-62505	Gris	24,6" / 62,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75 mm
RIGIDE BROSSE ET GAINÉ	41-65005-S	41-65005	Blanc	25,59" / 65 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-65006-S	41-65006	Vert	25,59" / 65 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-65008-S	41-65008	Bleu	25,59" / 65 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-65010-S	41-65010	Rouge	25,59" / 65 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-65012-S	41-65012	Jaune	25,59" / 65 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-65015-S	41-65015	Vert	25,59" / 65 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	41-65020-S	41-65020	Bleu	25,59" / 65 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3
BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 30" / 75 CM

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINE (Ø)
FLEXIBLE BROSSE ET GAINÉ	41-76502-S	41-76502	Blanc	30,118" / 76,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1 mm
	41-77503-S	41-77503	Jaune	30,511" / 77,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1 mm
	411-77504-S	411-77504	Lavande	30,511" / 77,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55 mm
	411-77505-S	411-77505	Gris	30,511" / 77,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75 mm
RIGIDE BROSSE ET GAINÉ	41-80005-S	41-80005	Blanc	31,496" / 80 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-80006-S	41-80006	Vert	31,496" / 80 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-80008-S	41-80008	Bleu	31,496" / 80 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-80010-S	41-80010	Rouge	31,496" / 80 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-80012-S	41-80012	Jaune	31,496" / 80 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-80015-S	41-80015	Vert	31,496" / 80 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	41-80020-S	41-80020	Bleu	31,496" / 80 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3

FLEXIBLE 2 MM



FLEXIBLE 3 MM



FLEXIBLE 4 MM



FLEXIBLE 5 MM



FLEXIBLE

Diamètre de brosse flexible (Ø) allant de 2 mm à 5 mm

RIGIDE 20 MM



RIGIDE 15 MM



RIGIDE 12 MM



RIGIDE 10 MM



RIGIDE 8 MM



RIGIDE 6 MM



RIGIDE 5 MM



RIGIDE

Diamètre de brosse rigide (Ø) allant de 5 mm à 20 mm

SYSTÈME DE SÉLECTION DES BROSSES (taille réelle)

2 mm
0.078"



3 mm
0.118"



4 mm
0.157"



5 mm
0.196"



6 mm
0.236"



8 mm
0.314"



10 mm
0.394"



12 mm
0.472"



15 mm
0.591"



20 mm
0.787"



BATRIK

Brosses Métalliques Doubles Réutilisables Arc^{MC}

BROSSES FORMATS VARIÉS

BROSSES FORMATS VARIÉS À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 14" / 35 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINE (Ø)
40-35056	Blanc	13,779" / 35 cm	0,19" / 5 mm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-35810	Bleu	13,779" / 35 cm	0,31" / 8 mm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35112	Jaune	13,779" / 35 cm	0,39" / 10 mm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35152	Vert	13,779" / 35 cm	0,59" / 15 mm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES FORMATS VARIÉS À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 20" / 50 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINE (Ø)
40-50056	Blanc	19,685" / 50 cm	0,19" / 5 mm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-50810	Bleu	19,685" / 50 cm	0,31" / 8 mm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50112	Jaune	19,685" / 50 cm	0,39" / 10 mm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50152	Vert	19,685" / 50 cm	0,59" / 15 mm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES FORMATS VARIÉS À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 26" / 65 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINE (Ø)
40-65056	Blanc	25,59" / 65 cm	0,19" / 5 mm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-65810	Bleu	25,59" / 65 cm	0,31" / 8 mm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65112	Jaune	25,59" / 65 cm	0,39" / 10 mm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65152	Vert	25,59" / 65 cm	0,59" / 15 mm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES FORMATS VARIÉS À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 31" / 80 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINE (Ø)
40-80056	Blanc	31,496" / 80 cm	0,19" / 5 mm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-80810	Bleu	31,496" / 80 cm	0,31" / 8 mm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-80112	Jaune	31,496" / 80 cm	0,39" / 10 mm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-80152	Vert	31,496" / 80 cm	0,59" / 15 mm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BATRIK

Brosses Métalliques Doubles Réutilisables Arc^{MC}

BROSSES FORMATS UNIFORMES

BROSSES FORMATS UNIFORMES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 14" / 35 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINE (Ø)
40-35005	Blanc	13,779" / 35 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-35006	Vert	13,779" / 35 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-35008	Bleu	13,779" / 35 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35010	Rouge	13,779" / 35 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35012	Jaune	13,779" / 35 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35015	Vert	13,779" / 35 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
40-35020	Bleu	13,779" / 35 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES FORMATS UNIFORMES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 20" / 50 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINE (Ø)
40-50005	Blanc	19,685" / 50 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-50006	Vert	19,685" / 50 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-50008	Bleu	19,685" / 50 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50010	Rouge	19,685" / 50 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50012	Jaune	19,685" / 50 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50015	Vert	19,685" / 50 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
40-50020	Bleu	19,685" / 50 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES FORMATS UNIFORMES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 26" / 65 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINE (Ø)
40-65005	Blanc	25,59" / 65 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-65006	Vert	25,59" / 65 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-65008	Bleu	25,59" / 65 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65010	Rouge	25,59" / 65 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65012	Jaune	25,59" / 65 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65015	Vert	25,59" / 65 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
40-65020	Bleu	25,59" / 65 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES FORMATS UNIFORMES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 31" / 80 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSSE	GAINÉ (Ø)
40-80005	Blanc	31,496" / 80 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-80006	Vert	31,496" / 80 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-80008	Bleu	31,496" / 80 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-80010	Rouge	31,496" / 80 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65112	Jaune	31,496" / 80 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-80015	Vert	31,496" / 80 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
40-80020	Bleu	31,496" / 80 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES FORMATS VARIÉS
5 MM
6 MM

8 MM
10 MM

10 MM
12,5 MM

15 MM
20 MM


BATRIK

Brosses Métalliques Torsadées Antimicrobiennes Réutilisables In-Brush^{MC}


RÉUTILISABLE

Nos brosses métalliques torsadées antimicrobiennes réutilisables **In-Brush^{MC}** sont conçues pour être utilisées avec les tubes d'aspiration Frazier/Baron. Les fils torsadés ont un diamètre fin/moyen tout en étant suffisamment rigides pour assurer une excellente capacité de nettoyage.

Notre large assortiment de brosses métalliques torsadées en nylon est idéal pour les instruments endoscopiques et les instruments de grand diamètre et de forme unique.

BON À SAVOIR : NOS

BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES SONT DOTÉES D'UNE POINTE BLEUE DE PROTECTION POUR PLUS DE SÉCURITÉ.



BROSSES À TUBE D'ASPIRATION DE 10" / 250 MM FRAZIER /BARON

N° D'ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
21-10039	3 FR	0,5" / 12,7 mm	0,039" / 1 mm
21-10067	5 FR	0,5" / 12,7 mm	0,065" / 1,67 mm
20-10059	5 FR	1" / 25,4 mm	0,059" / 1,50 mm
20-10079	6 FR	1" / 25,4 mm	0,079" / 2 mm
20-10090	7 FR	1" / 25,4 mm	0,090" / 2,3 mm
20-10106	8 FR	1" / 25,4 mm	0,106" / 2,7 mm
20-10118	9 FR	1" / 25,4 mm	0,118" / 3 mm
20-10129	10 FR	1,5" / 38 mm	0,129" / 3,3 mm
20-10146	11 FR	1,5" / 38 mm	0,146" / 3,7 mm
20-10157	12 FR	1,5" / 38 mm	0,157" / 4 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 12" / 305 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
22-12078	2" / 50,8 mm	0,078" / 2 mm
22-12118	2" / 50,8 mm	0,118" / 3 mm
22-12157	3" / 76 mm	0,157" / 4 mm
22-12197	3" / 76 mm	0,197" / 5 mm
22-12236	3" / 76 mm	0,236" / 6 mm
22-12393	3" / 76 mm	0,394" / 10 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 16" / 406 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
23-16197	2,5" / 63,5 mm	0,197" / 5 mm
23-16236	2,5" / 63,5 mm	0,236" / 6 mm
23-16276	3" / 76 mm	0,276" / 7 mm
23-16394	3" / 76 mm	0,394" / 10 mm
23-16472	3" / 76 mm	0,472" / 12 mm
23-16591	3" / 76 mm	0,591" / 15 mm
23-16787	3" / 76 mm	0,787" / 20 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 18" / 457 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
19-18010	0,47" / 12 mm	0,039" / 1 mm
19-18015	0,5" / 12 mm	0,06" / 1,6 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 24" / 610 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
24-24098	2,5" / 63,5 mm	0,098" / 2,5 mm
24-24197	2,5" / 63,5 mm	0,197" / 5 mm
24-24276	3" / 76 mm	0,276" / 7 mm
24-24394	3" / 76 mm	0,394" / 10 mm
24-24472	3" / 76 mm	0,472" / 12 mm


EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BROSSES DE TRACHÉOSTOMIE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
25-08500	Grande 6-12,3 3 / 4"	8" / 203 mm	3,75" / 95 mm	0,5" / 12,7 mm
25-37550	Petite 000-5,1 7 / 8"	4" / 93 mm	1,88" / 48 mm	0,5" / 12,7 mm

EMBALLAGE : sac de 3. Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"



BROSSES POUR BRONCHOSCOPE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø) POUCES / MM
26-06175	Petite	6" / 152 mm	1,75" / 44,5 mm
26-08325	Grande	8" / 203 mm	3,25" / 82,6 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BATRIK

BRIGHTBRUSH **NOUVEAU!**


LA SOLUTION DE BROSSAGE POUR CHAQUE BESOIN

Relevez les défis de nettoyage les plus exigeants en toute simplicité!

Nos brosses à tige torsadé à code couleur sont conçues pour offrir précision, praticité et performance supérieure, garantissant des résultats impeccables à chaque utilisation.



SÉLECTION DES PRODUITS



Bille à code couleur

Chaque brosse est dotée d'une bille à code couleur indiquant le diamètre et la taille des poils, permettant de sélectionner rapidement et efficacement l'outil approprié.



Boucle de suspension

Une boucle intégrée à l'extrémité de la brosse permet un rangement pratique et accessible.

NOD'ARTICLE	TIGE (Ø) (EN MM)	BILLE (Ø) (EN MM)	COULEUR DE LA BILLE	DIMENSIONS Longueur de la brosse (Ø) x Longueur de la brosse
-------------	------------------	-------------------	---------------------	--

12" BROSSES À TIGE TORSADÉ À CODE COULEUR

22-12078B	0,7	4	Rouge	12" x ,078" (2M)x 58mm
22-12118B	0,7	4	Blanc	12" x ,118" (3M)x 58mm
22-12157B	0,8	4	Bleu	12" x ,157" (4M)x 76mm
22-12197B	0,8	4	Vert	12" x ,197" (5M)x 76mm
22-12236B	0,8	4	Noir	12" x ,236" (6M)x 76mm

16" BROSSES À TIGE TORSADÉ À CODE COULEUR

23-16197B	1,0	4	Vert	16" X ,197" (5M)x 63,5mm
23-16276B	1,0	4	Jaune	16" X ,276" (7M)x 76mm
23-16394B	1,0	4	Rose	16" X ,394" (10M)x 76mm

18" BROSSES À TIGE TORSADÉ À CODE COULEUR

19-18078B	0,6	4	Rouge	18" x ,078" (2M)x 63,5mm
19-18118B	0,8	4	Blanc	18" x ,118" (3M)x 63,5mm
19-18157B	0,8	4	Bleu	18" x ,157" (4M)x 63,5mm
19-18197B	1,0	4	Vert	18" x ,197" (5M)x 63,5mm
19-18236B	1,0	4	Noir	18" x ,236" (6M)x 76mm

24" BROSSES À TIGE TORSADÉ À CODE COULEUR

24-24098B	0,8	4	Orange	24" X ,098" (2,5M)x 63,5mm
24-24197B	0,8	4	Vert	24" X ,197" (5M)x 63,5mm
24-24276B	1,0	4	Jaune	24" X ,276" (7M)x 82,6mm
24-24394B	1,0	4	Rose	24" X ,394" (10M)x 82,6mm

EMBALLAGE: Sac de 3 unités. Également offert en sacs de 50 unités; ajouter le suffixe « -50 ».

BATRIK

ComfyClean **NOUVEAU!**

Élevez votre puissance de nettoyage

Conçue pour la précision, le confort et la durabilité, notre nouvelle gamme **ComfyClean** se distingue par des poignées inclinées offrant une prise en main plus naturelle et contrôlée. Ce design réduit la fatigue des mains lors des tâches répétitives et améliore la précision lors du nettoyage d'instruments complexes. Fabriquée à partir de matériaux durables, cette brosse réutilisable améliore non seulement les performances de nettoyage, mais contribue également aux objectifs de durabilité des hôpitaux en réduisant les déchets à usage unique et les coûts globaux.

Caractéristiques clés du produit

Quatre niveaux de dureté des poils pour répondre à tous les besoins de nettoyage


Choisissez la rigidité de poils optimale en fonction du type d'instrument et du niveau de contamination—assurant un nettoyage en profondeur tout en protégeant l'équipement :

- **Poils extra-rigides**
Presque aussi rigides que l'acier, ces poils sont idéaux pour éliminer les résidus tenaces sur les instruments rainurés ou fortement souillés.
- **Poils rigides**
Offrent un équilibre idéal entre rigidité et longueur pour un nettoyage efficace des instruments standards.
- **Poils extra-flexibles**
Conçues pour les instruments délicats, y compris les dispositifs optiques et les endoscopes rigides ou flexibles. Les poils longs permettent un nettoyage sûr des zones sensibles ou étroites sans causer de dommages.
- **Poils flexibles**
Idéales pour nettoyer les instruments fragiles—comme ceux fabriqués en matériaux optiques ou plastiques—ainsi que les outils creux ou étroits. Les fibres semi-rigides offrent juste assez de flexibilité pour naviguer dans les espaces restreints tout en restant suffisamment douces pour éviter d'endommager l'équipement.

Système de codage couleur simplifié

Un système de codage couleur clair et visuel permet d'identifier facilement le niveau de rigidité d'un simple coup d'œil—réduisant le temps de formation, minimisant les risques d'erreur et améliorant l'efficacité du flux de travail dans les environnements à rythme rapide.

Les poils transparents de la brosse permettent une vérification rapide de sa propreté.



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	LONGUEUR DE LA BROSSSE	TAILLE DES POILS	EMBALLAGE
50-40717	Brosse ergonomique réutilisable ComfyClean – Extra Rigide	BLEU	222mm	75mm x 18mm x 10mm	3
50-40718	Brosse ergonomique réutilisable ComfyClean – Rigide	VERT	222mm	75mm x 18mm x 15mm	3
50-40719	Brosse ergonomique réutilisable ComfyClean – Flexible	JAUNE	222mm	75mm x 18mm x 15mm	3
50-40720	Brosse ergonomique réutilisable ComfyClean – Extra Flexible	ROUGE	222mm	75mm x 18mm x 25mm	3

Les modèles réutilisables sont également offerts en sacs de 50 unités. Ajoutez le suffixe «-50».

BATRIK

ComfyClean Mini **NOUVEAU!**

Compacte. Précise. Réutilisable.

La **ComfyClean Mini** offre les mêmes performances de nettoyage élevées que la version originale **ComfyClean** — dans un format plus petit et plus maniable. Sa poignée inclinée assure une prise en main confortable et contrôlée. Idéale pour le nettoyage détaillé dans les zones restreintes, cette brosse réutilisable et durable allie précision et engagement en faveur de la durabilité.

Caractéristiques clés du produit


Deux niveaux de dureté des poils pour répondre à tous les besoins de nettoyage

Choisissez la rigidité de poils optimale en fonction du type d'instrument et du niveau de contamination—afin d'assurer un nettoyage en profondeur tout en protégeant l'équipement :

- Poils extra-rigides**
 Presque aussi rigides que l'acier, ces poils sont idéaux pour éliminer les résidus tenaces sur les instruments rainurés ou fortement souillés.
- Poils extra-flexibles**
 Conçues pour les instruments délicats, y compris les dispositifs optiques ainsi que les endoscopes rigides et flexibles. Les poils longs permettent un nettoyage en toute sécurité des zones sensibles ou étroites sans risque d'endommagement.

Système de codage couleur simplifié

Un système de codage couleur clair et visuel permet d'identifier facilement le niveau de rigidité d'un simple coup d'œil—réduisant le temps de formation, minimisant les risques d'erreur et améliorant l'efficacité du flux de travail dans les environnements à rythme rapide.



50-40417
EXTRA-RIGIDE
Longueur des poils 10mm



50-40420
EXTRA-FLEXIBLE
Longueur des poils 25mm

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	LONGUEUR DE LA BROSSSE	TAILLE DES POILS	EMBALLAGE
50-40417	Brosse ergonomique réutilisable ComfyClean Mini – Extra Rigide	BLEU	187mm	39mm x 10mm x 10mm	3
50-40420	Brosse ergonomique réutilisable ComfyClean Mini – Extra Flexible	ROUGE	187mm	39 mm x 10mm x 25mm	3

BATRIK

ComfyClean MiniMax

NOUVEAU!

Puissance maximale. Format minimal.

La **ComfyClean** MiniMax est une brosse compacte et réutilisable conçue pour offrir une puissance de nettoyage maximale dans les zones les plus difficiles d'accès. Faisant partie de la famille **ComfyClean**, elle est dotée de la même prise ergonomique ultra-confortable—avec une pointe renforcée et des fibres à haute densité pour un nettoyage de précision là où cela compte le plus.

Caractéristiques clés du produit


Quatre niveaux de dureté des poils pour répondre à tous les besoins de nettoyage

Choisissez la rigidité de poils optimale en fonction du type d'instrument et du niveau de contamination—assurant un nettoyage en profondeur tout en protégeant l'équipement :

- **Poils extra-rigides**
Presque aussi rigides que l'acier, ces poils sont idéaux pour éliminer les résidus tenaces sur les instruments rainurés ou fortement souillés.
- **Poils rigides**
Offrent un équilibre idéal entre rigidité et longueur pour un nettoyage efficace des instruments standards.
- **Poils extra-flexibles**
Conçues pour les instruments délicats, y compris les dispositifs optiques et les endoscopes rigides ou flexibles. Les poils longs permettent un nettoyage sûr des zones sensibles ou étroites sans causer de dommages.
- **Poils flexibles**
Idéales pour nettoyer les instruments fragiles—comme ceux fabriqués en matériaux optiques ou plastiques—ainsi que les outils creux ou étroits. Les fibres semi-rigides offrent juste assez de flexibilité pour naviguer dans les espaces restreints tout en restant suffisamment douces pour éviter d'endommager l'équipement.

Système de codage couleur simplifié

Un système de codage couleur clair et visuel permet d'identifier facilement le niveau de rigidité d'un simple coup d'œil—réduisant le temps de formation, minimisant les risques d'erreur et améliorant l'efficacité du flux de travail dans les environnements à rythme rapide.



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	LONGUEUR DE LA BROSSSE	TAILLE DES POILS	EMBALLAGE
50-40317	Brosse ergonomique réutilisable ComfyClean MiniMax – Extra Rigide	BLEU	195mm	55mm x 10mm x 10mm	3
50-40318	Brosse ergonomique réutilisable ComfyClean MiniMax – Rigide	VERT	195mm	55mm x 10mm x 15mm	3
50-40319	Brosse ergonomique réutilisable ComfyClean MiniMax – Flexible	JAUNE	195mm	55mm x 10mm x 15mm	3
50-40320	Brosse ergonomique réutilisable ComfyClean MiniMax – Extra Flexible	ROUGE	195mm	55mm x 10mm x 25mm	3

Les modèles réutilisables sont également offerts en sacs de 50 unités. Ajoutez le suffixe «-50».

BATRIK

Brosses Plates

Pour Nettoyage Des Instruments

Nos brosses plates pour le nettoyage des instruments sont spécialement conçues pour une utilisation en milieu hospitalier pour le prénettoyage et la préparation des instruments.

- Le long manche ergonomique permet une utilisation facile
- Longueur supplémentaire de la tête de brosse (60 [±5] mm en usage unique et 75 [±5] mm en usage réutilisable)
- Les fibres transparentes de la brosse permettent de vérifier rapidement sa propreté
- La poignée en plastique ne libère aucun composant toxique
- Disponibles en 6 modèles (4 réutilisables/autoclavables et 2 à usage unique)

**FLEXIBLE**

Cette brosse est conçue pour les instruments de grande taille qui nécessitent un nettoyage plus délicat, comme les optiques, les plastiques ou les endroits difficiles d'accès.

**EXTRA-FLEXIBLE**

Les poils très longs et flexibles éliminent tout stress lors de l'assainissement, et en font la brosse idéale pour les instruments fragiles ainsi que pour les endoscopes souples et rigides. La longueur des poils permet de nettoyer des zones qui seraient autrement difficiles à atteindre, comme le canal des accessoires ou la déviation de l'extrémité des endoscopes souples.

**RIGIDE**

La rigidité de cette brosse, ainsi que la longueur des poils et du manche, améliorent et simplifient le nettoyage des instruments.

**EXTRA-RIGIDE**

Les fibres de polyamide sans danger pour les instruments offrent une rigidité semblable à celle de l'acier et permettent un nettoyage en profondeur des instruments souillés, en particulier sur les surfaces rainurées ou inégales.

**50-40919****50-40921****50-40920****50-40918****50-40922****50-40917**

SÉLECTION DE PRODUITS

N°D'ARTICLE	TYPE DE BROSSE	DESCRIPTION	COULEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	TAILLE DE LA BROSSE	EMBALLAGE
50-40917	Extra rigide	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Bleu	220 mm	75 mm x 20 mm x 10 mm	Sac de 3
50-40918	Rigide	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Vert	220 mm	75 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 3
50-40919	Flexible	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Jaune	220 mm	75 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 3
50-40920	Extra flexible	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Rouge	220 mm	75 mm x 20 mm x 25 mm	Sac de 3
50-40921	Flexible	Brosse plate à usage unique	Orange	220 mm	60 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 20
50-40922	Rigide	Brosse plate à usage unique	Bleu ciel	220 mm	60 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 20

Les modèles réutilisables sont également disponibles en sacs de 50. Ajouter le suffixe "- 50"

BATRIK

Flatbrush Mini

NOUVEAU!

Besoin de nettoyer de petits instruments avec précision?

Cette brosse réutilisable et compacte offre la performance éprouvée de notre brosse plate emblématique dans un format réduit—parfaite pour les travaux détaillés et de haute précision. Fabriquée à partir de matériaux durables, elle améliore non seulement l’efficacité du nettoyage, mais contribue également aux objectifs de durabilité des hôpitaux en réduisant les déchets à usage unique et les coûts associés.

Caractéristiques clés du produit

Deux niveaux de dureté des poils pour répondre à tous les besoins de nettoyage

Choisissez la rigidité de poils optimale en fonction du type d’instrument et du niveau de contamination—pour un nettoyage en profondeur tout en protégeant l’équipement :

- Fibres extra-rigides**
Presque aussi rigides que l’acier, ces poils sont idéaux pour éliminer les résidus tenaces sur les instruments rainurés ou fortement souillés.
- Fibres extra-flexibles**
Conçues pour les instruments délicats, y compris les dispositifs optiques et les endoscopes rigides ou flexibles. Leurs longs poils permettent un nettoyage en toute sécurité des zones sensibles ou étroites sans risque d’endommagement.

Système de codage couleur simplifié

Un système de codage couleur clair et visuel permet d’identifier facilement le niveau de rigidité d’un simple coup d’œil—réduisant le temps de formation, minimisant les risques d’erreur et améliorant l’efficacité du flux de travail dans les environnements à rythme rapide.


Les poils transparents de la brosse permettent une vérification rapide de sa propreté.



50-40617
EXTRA-RIGIDE
Brosse de nettoyage réutilisable extra-rigide
Longueur des poils : 10 mm



50-40620
EXTRA-FLEXIBLE
Brosse de nettoyage réutilisable extra-souple
Longueur des poils : 25 mm



50-40617
EXTRA-RIGIDE



50-40620
EXTRA-FLEXIBLE



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	LONGUEUR DE LA BROSS	TAILLE DES POILS	EMBALLAGE
50-40617	Brosse Réutilisable Flatbrush Mini – Extra Rigide	BLEU	185mm	38mm x 9mm x 10mm	3
50-40620	Brosse Réutilisable Flatbrush Mini – Extra Flexible	ROUGE	185mm	38mm x 9mm x 25 mm	3

Les modèles réutilisables sont également offerts en sacs de 50 unités. Ajoutez le suffixe «-50».


BATRIK

Brosse De Précision Réutilisable

NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Notre brosse de précision réutilisable pour le nettoyage des instruments est la brosse idéale pour l'élimination rapide des débris difficiles. Elle nettoie aussi bien en externe qu'en profondeur dans les mâchoires des instruments. Bien que les poils fermes et durables donnent l'impression d'être en acier inoxydable, il n'y a absolument aucun risque de dommages aux instruments ou de blessures corporelles.

- Les poils ont une densité extra-ferme et une durabilité supérieure
- Poils en polyamide (TYNEX^{MD})
- Poignée ergonomique en thermoplastique étuvable
- Stérilisable à la vapeur/chimique
- Sans latex



BON À SAVOIR : ÉLIMINE LE BESOIN DE LA BROSSÉ À DENTS EN ACIER INOXYDABLE, QUI PEUT ENDOMMAGER LES INSTRUMENTS DE VALEUR !

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE
50-40800	Brosse de précision réutilisable pour nettoyage externe	6,29" / 160 mm

EMBALLAGE : sac de 3



BATRIK

Brosse Trifecta^{MC}

NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Voici la brosse **Trifecta^{MC}**, un outil polyvalent 3 en 1 conçu pour répondre à tous vos besoins de nettoyage d'instruments. Elle est disponible en deux styles : l'un entièrement en nylon pour un nettoyage en douceur et l'autre avec des poils en nylon sur deux côtes et des poils en acier inoxydable sur le troisième, idéal pour s'attaquer aux accumulations les plus dures et aux tâches de nettoyage les plus tenaces.

BROSSE TRIFECTA^{MC} - NYLON

1 BRISTES EN NYLON


Les poils en nylon doux et transparents offrent une solution de nettoyage efficace et sûre. efficace mais sûre. Ce côté permet de vérifier facilement la propreté, sans risquer d'endommager les surfaces délicates. Idéal pour un nettoyage léger et non invasif.

2 Brosse à embouts de précision

Atteignez les endroits difficiles à nettoyer grâce à l'embout de précision. Ce petit embout à poils fermes est conçu pour les endroits étroits et difficiles à atteindre, tels que les mâchoires d'instruments et les joints de boîtes.

3 POILS DE NYLON FERMES.

Pour les résidus plus tenaces, la face en nylon ferme offre la puissance de nettoyage dont vous avez besoin. Avec des poils semblables à ceux de l'acier inoxydable, mais sans danger pour vos instruments, cette face traite facilement les saletés et les accumulations tenaces.



BROSSE TRIFECTA^{MC} - NYLON ET ACIER INOXYDABLE



SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	COULEUR	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTAL	LONGUEUR DE LA BROSSSE	POILS 1 Ø	BPOILS 2 Ø	POILS 3 Ø
28-23012	Bleu	Brosse triple en nylon	8,66" / 220 mm	1,20" x 1,20" x 0,47" / 30,5 x 30,5 x 12,0 mm	0,47" / 12,0 mm	0,47" / 12,0 mm	0,315" / 8,0 mm
29-23012	Bleu	Brosse triple en nylon avec acier inoxydable	8,66" / 220 mm	1,20" x 1,20" x 0,47" / 30,5 x 30,5 x 12,0 mm	0,47" / 12,0 mm	0,47" / 12,0 mm	0,47" / 12,0 mm

EMBALLAGE : Sac de 3 - Pour un sac de 50, ajouter « -50 » à la suite du code de l'article.

BATRIK

Brosse D'alésoir Acétabulaire

Notre brosse de nettoyage à double extrémité est fabriquée exclusivement pour le nettoyage des alésoirs d'os acétabulaire. La brosse à tête circulaire de style « queue de cochon » est conçue pour nettoyer efficacement l'intérieur de l'alésoir, tandis que la brosse droite rigide à l'autre extrémité sert à nettoyer les trous de coupe individuels. La fusion spéciale des têtes de la brosse avec la poignée, ainsi que ses poils de qualité médicale antimicrobiens, assurent un outil de nettoyage durable, réutilisable et très efficace.



4,72" / 120 cm

BROSSE DROITE

1,18" / 30 mm longueur

BROSSE RONDE

2" / 50 mm longueur

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DU POIGNÉ	BROSSE DROITE	BROSSE RONDE
50-ACETAB	Brosse de nettoyage d'alésoir acétabulaire	4,72" / 120 mm Ø 0,47" / 12 mm	1,18" / 30 mm Ø 0,3125" / 8 mm	2" / 50 mm Ø 1,75" / 45 mm

EMBALLAGE : sac de 3


REMARQUE : Spécifications sujettes à de petites variations

BATRIK

Brosse De Nettoyage Réutilisable Pour Râpes Orthopédiques

Notre brosse réutilisable pour le nettoyage des râpes orthopédiques est utilisée pour nettoyer les râpes orthopédiques et autres instruments similaires utilisés en chirurgie orthopédique.

- Longue durée de vie et peut résister à de nombreux cycles de stérilisation
- Manche ergonomique en thermoplastique stérilisable à la vapeur
- Poils en polyamide antibactériens
- Réutilisable
- Sans latex



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DU MANCHE	DIMENSIONS DE LA BROSSSE	EMBALLAGE
50-RASP	9 po / 23 cm	5,5 po / 14 cm	0,78" x 2,7" x 3,5" (2 cm x 7 cm x 9 cm)	Sac de 3

BATRIK

Brosses Réutilisables Tout Usage

Brosses à poignée en plastique

Nous proposons un large choix de brosses pour le nettoyage des instruments. Ces brosses sont idéales pour les instruments de grand diamètre, de forme unique et endoscopiques.

Poignée en plastique In-Brush^{MC}

Disponible en brosse à dents ordinaire (poils en nylon ou en acier inoxydable) et en brosse à double extrémité.

**28-72550****28-69394****29-72550****29-69394****29-70050****50-40911**

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA BROSSSE	HAUTEUR DE LA BROSSSE
28-72550	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en nylon à une seule extrémité	7,25" / 184 mm	1,5" / 38 mm	0,5" / 12,7 mm
29-72550	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en acier inoxydable à une seule extrémité	7,25" / 184 mm	1,5" / 38 mm	0,5" / 12,7 mm
29-70050	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en laiton à une seule extrémité	7,25" / 184 mm	1,5" / 38 mm	0,5" / 12,7 mm
28-69394	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en nylon à double extrémité	6,9" / 175 mm	1,38" / 35 mm 1" / 25 mm	0,39" / 10 mm 0,2" / 5 mm
29-69394	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en acier inoxydable à double extrémité	6,9" / 175 mm	1,38" / 35 mm 1" / 25 mm	0,39" / 10 mm 0,2" / 5 mm
50-40911	Brosse en nylon pour le lavage des mains Réutilisable et autoclavable	4,9" / 104 mm	3,74" / 95 mm	1,1" / 28 mm

EMBALLAGE : sac de 3 - Pour un sac de 50, ajoutez « -50 » après le code de l'article.

BATRIK

Micro-Brosses

En Acier Inoxydable Arc^{MC}

Nos **micro-brosses en acier inoxydable ARC^{MC}** sont parmi les plus petites brosses de l'industrie. Elles sont conçues pour nettoyer des canaux d'un diamètre intérieur allant de 0,5 mm à 1,40 mm.

- La gaine flexible en acier inoxydable ne se plie pas comme les brosses métalliques torsadées ordinaires
- Les poils en polyamide empêchent ou ralentissent la croissance bactérienne entre les stérilisations
- Réutilisables*
- Disponibles en deux longueurs

CONSEIL : EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D'UTILISER LA TECHNIQUE DE TRACTION AVEC CES BROSSES. IL SUFFIT D'INSÉRER D'ABORD L'EXTRÉMITÉ ÉMOUSSÉE, SANS BROSE.



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	LONGUEUR TOTALE	TAILLE DE LA BROSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSE	GAINE (Ø)	EMBALLAGE
35-03015	12" / 30 cm	0,06" / 1,5 mm	0,6" / 15 mm	0,02" / 0,40 mm	6 / tube
35-04515	18" / 45 cm	0,06" / 1,5 mm	0,6" / 15 mm	0,02" / 0,40 mm	6 / tube

*Même si tous les matériaux utilisés dans la fabrication de ces brosses peuvent être réutilisés à plusieurs reprises, en raison de la nature délicate de ces brosses, la réutilisation est conditionnée par leur manipulation et leur application.

BATRIK

Brosses De Nettoyage Pour Bouteilles Et Drains

Conçues spécifiquement pour les applications hospitalières, nos brosses réutilisables pour le nettoyage des instruments sont dotées de poils longs et flexibles pour maximiser l'efficacité du nettoyage des grandes surfaces.


- Poils transparents en polyamide de haute qualité
- Débris faciles à identifier
- Autoclavable
- Sans latex

BROSSE RÉUTILISABLE À BOCAL / BOUTEILLE



Poignée ergonomique

BROSSE POUR DRAIN DE STÉRILISATEUR



Pointe bleue pour plus de sécurité

Fil de fer inoxydable à haute résistance

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA POIGNÉE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR TOTALE
50-10295	Brosse réutilisable à bocal / bouteille	120 mm ± 2 mm	120 mm ± 5 mm	7 mm ± 2 mm	13,19" / 355 mm
50-10224	Brosse de nettoyage pour drain du stérilisateur	S. o.	4" / 10,1 cm	2" / 5,08 cm	24" / 609 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BATRIK

Ensembles De Brosses De Nettoyage Pour Autoclave



BROSSE RONDE

- Comprend 3 trous pour le placement réglable des pôles.
- Le placement réglable de la brosse (parallèle ou perpendiculaire) et la longueur plus importante de la brosse permettent d'accéder facilement aux coins difficiles à atteindre
- Fabriquée avec des poils de polyester approuvés par la FDA

BROSSE À MAIN

- Poignée ergonomique pour un meilleur confort de la main
- Des poils de polyester plus longs, approuvés par la FDA
- Facile à nettoyer (pas de cavité)

SÉLECTION DE PRODUITS

ENSEMBLE RÉGULIER DE BROSSES DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE

N° D'ARTICLE (ENSEMBLE)	DESCRIPTION	N° D'ARTICLE (UNITÉ)	DESCRIPTION	DIMENSIONS
50-CLAVEREG	Ensemble RÉGULIER de brosses de nettoyage pour autoclave	50-35900	1 brosse à main	Longueur : 3,5" x 8" / 8,89 cm x 20,32 cm
		50-55800	1 brosse ronde (tête de brosse)	Taille de la tête de brosse : 5,5 x 10" / 14 x 25,4 cm
		50-EXTPOLE	1 pôle d'extension en aluminium anodisé	2 - 4 pi / 60 - 122 cm

ENSEMBLE SUPÉRIEUR DE BROSSES DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE

N° D'ARTICLE (ENSEMBLE)	DESCRIPTION	N° D'ARTICLE (UNITÉ)	DESCRIPTION	DIMENSIONS
50-CLAVESUP	Ensemble SUPÉRIEUR de brosses de nettoyage pour autoclave	50-35900	1 brosse à main	Longueur : 3,5" x 8" / 11,5 cm x 20,32cm
		50-55800	1 brosse ronde (tête de brosse)	Taille de la tête de brosse : 5,5 x 10" / 14 x 25,4 cm
		50-EXTPOLE	1 pôle d'extension en aluminium anodisé	2 - 4 pi / 60 - 122 cm
		SF-240	2 écrans faciaux SAVEFACE ^{MC}	9" / 23 cm

COMPOSANTS DE REMPLACEMENT



BROSSE À MAIN
50-35900
 Emballage : 1



TÊTE DE BROsse
50-55800
 Emballage : 1



PÔLE D'EXTENSION
50-EXTPOLE
 Emballage : 1



ÉCRAN FACIAL
SAVEFACE^{MC} SF-240
 Emballage : 100 / boîte


BATRIK

Brosses De Canal Arc^{MC}

USAGE UNIQUE

BATRIK propose l'une des plus grandes sélections de brosses de nettoyage de canal d'endoscopie de l'industrie. Nos brosses sont disponibles dans une variété de longueurs, de matériaux et de styles pour s'adapter à la plus large gamme de dispositifs endoscopiques utilisés dans le secteur des soins de santé aujourd'hui.

Quelles que soient vos exigences, vous pourrez trouver la brosse qui convient à vos besoins spécifiques. Si vous ne trouvez pas la brosse dont vous avez besoin, il vous suffit de nous appeler. Nous avons plus de 50 brosses différentes disponibles et pouvons les fabriquer sur-mesure selon vos spécifications précises.



LES COMPLÉMENTS FACULTATIFS DU KIT

AJOUTER LE SUFFIXE :

« F » pour recevoir un ensemble avec notre éponge plate. Applicable sur certains modèles seulement, appelez-nous pour plus de détails. (Boîte de 40)

« K » pour recevoir un ensemble avec la brosse de nettoyage à usage unique pour valve/contrôle 5/11 à double extrémité (article n° 27-57787).

Applicable sur tous les modèles. (Boîte de 50)

« FK » pour recevoir à la fois l'éponge et les brosses de nettoyage de la valve. (Boîte de 40)

SÉRIES 333 ET 311



SÉLECTION DE PRODUITS

BROSSES CYLINDRIQUES 5 MM - GAINÉ Ø 1,85 MM - POLYPROPYLENE ROSE VIF

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSSE	BROSSE (Ø)	GAINE (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSSE
311-23050	90" / 230 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
311-23050-2	90" / 230 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Double
311-18050	70" / 180 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
311-10050	39" / 100 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte

BROSSES CONIQUES 5/6 MM - GAINÉ Ø 1,85 MM - POLYPROPYLENE ROSE VIF

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSSE	BROSSE (Ø)	GAINE (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSSE
333-23056	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
333-23056-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,073" / 1,85 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

SÉRIES 300 ET 322



SÉLECTION DE PRODUITS

BROSSES CYLINDRIQUES 5 MM - GAINÉ Ø 1,75 MM - DELRIN GRIS MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSSE	BROSSE (Ø)	GAINE (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSSE
300-18050	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
300-23050	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
300-23050-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Double


EMBALLAGE : 50 / boîte

BROSSES CONIQUES 5/6 MM - GAINÉ Ø 1,75 MM - DELRIN GRIS MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSSE	BROSSE (Ø)	GAINE (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSSE
322-23056	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
322-23056-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,070" / 1,75 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

SÉRIES 344




SÉLECTION DE PRODUITS

BROSSES CYLINDRIQUES 3 MM - GAINÉ Ø 1,55 MM - DELRIN VIOLET MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
344-23030	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple
344-18030	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple
344-10030	39" / 100 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte

SÉRIES 35



SÉLECTION DE PRODUITS

BROSSES CYLINDRIQUES 2,5 MM - GAINÉ Ø 1,00 MM - DELRIN JAUNE - AVEC EMBOUT DISPONIBILITÉ LIMITÉE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
35-23025	90" / 230 cm	0,59" / 15 mm	0,098" / 2,5 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
35-12025	47,2" / 120 cm	0,59" / 15 mm	0,098" / 2,5 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte

BROSSES CYLINDRIQUES 2 MM - GAINÉ Ø 1,00 MM - DELRIN JAUNE - SANS EMBOUT

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
35-23020	90" / 230 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
35-12020	47,2" / 120 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
35-18020	70,8" / 180 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte


BATRIK

Brosses De Canal DAYBRUSH^{MC}

RÉUTILISABLES

Nos brosses de canal DayBrush^{MC} réutilisables peuvent être utilisées pour nettoyer les endoscopes pendant une journée entière. En fait, il a été prouvé qu'elles permettent de nettoyer efficacement jusqu'à 10 endoscopes avant de devoir les mettre au rebut*.

- L'embout souple assure une manipulation facile dans le canal sans risque de dommage
- L'extrémité arrière est scellée et adoucie pour éviter que le fluide ne soit emprisonné dans le tube. Le processus d'adoucissement permet également d'éviter les dommages si la brosse de nettoyage est utilisée à l'envers.
- Peuvent être stérilisées à la vapeur.
- Le volume des poils est de 20 mm de long, soit près du double de la plupart des brosses du marché. Une grande brosse permet un meilleur contact avec la surface pendant le processus de nettoyage.
- Économies importantes par utilisation par rapport aux autres brosses de nettoyage de canal réutilisables ou jetables.



(*) À jeter après le nettoyage de 10 endoscopes ou plus tôt si une dégradation de la brosse est constatée. Après dix applications, la brosse peut avoir l'apparence de pouvoir continuer à nettoyer efficacement, mais nous déconseillons une utilisation prolongée en raison du risque de contamination croisée. Le nombre réel d'utilisations variera en fonction de la manipulation et du traitement

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINE (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
30-18050-T	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Simple
30-23050-T	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Simple
30-23050-2T	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

LES COMPLÉMENTS FACULTATIFS DU KIT

AJOUTER LE SUFFIXE :


« F » pour recevoir un ensemble avec notre éponge plate. Applicable sur certains modèles seulement, appelez-nous pour plus de détails. (Boîte de 40)

« K » pour recevoir un ensemble avec la brosse de nettoyage à usage unique pour valve/contrôle 5/11 à double extrémité (article n° 27-57787). Applicable sur tous les modèles. (Boîte de 50)

« FK » pour recevoir à la fois l'éponge et les brosses de nettoyage de la valve. (Boîte de 40)

BATRIK

Brosses Pour Valve/Contrôle



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE 1	LONGUEUR DE LA BROSSE 2	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)
27-05197	Double trompette 5/7 Couleur blanche	5,00"/13 cm	0,20"/5 mm	1,00"/25 mm	0,20"/5 mm	0,28"/7 mm
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 27-05197-50						
27-57787	Double universelle 5/11 Couleur jaune	6,00"/15 cm	1,18"/30 mm	0,79"/20 mm	0,43"/11 mm	0,20"/5 mm
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 27-57787-50						
40-18511	Double universelle 5/11 Extra longue couleur bleue	8,07"/20,5 cm	1,57"/40 mm	0,79"/20 mm	0,43"/11 mm	0,20"/5 mm
EMBALLAGE : sac de 3 (réutilisable et pouvant être stérilisé à la vapeur). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser article # 40-18511-50						
36-10010	Une seule grande extrémité Couleur rouge	4,3"/11 cm	1,57"/40 mm	S. o.	0,39"/10 mm	S. o.
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 36-10010-50						
27-15311	Une seule grande extrémité Couleur bleue	4"/10,3 cm	1,57"/40 mm	S. o.	0,39"/10 mm	S. o.


EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 27-15311-50

BATRIK

V-Brushes

BROSSES DE NETTOYAGE EXTERNE

Nos brosses de nettoyage externe pour endoscopes/instruments optiques offrent d'excellentes capacités de nettoyage. Avec leurs poils en forme de U uniques et leur conception innovante, nos brosses sont l'outil ultime pour nettoyer l'extérieur de vos instruments endoscopiques. Dépourvues d'extrémités pointues ou métalliques pouvant rayer ou endommager des équipements de valeur, les modèles à usage unique et réutilisables ne contiennent pas de latex et sont dotés de poignées ergonomiques.




SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA BROSSE/(Ø)	LONGUEUR DE LA POIGNÉE (Ø)	LONGUEUR TOTALE	EMBALLAGE
36-20005	Brosse de nettoyage externe à usage unique	70 mm / 25 mm	80 mm / 3 mm	150 mm	50 / boîte
36-20010	Brosse de nettoyage externe réutilisable	90 mm / 25 mm	120 mm / 12 mm	210 mm	3 / sachet

SHOOZCOVERS^{MC} | SOFT LINE^{MC}

ShoozCovers^{MC} Soft Line^{MC} de BATRIK sont fabriqués au Canada à partir d'un tissu de **polypropylène de haute qualité de 35 g/m² et d'élastiques 100 % sans latex** pour une performance et une durabilité sur lesquelles vous pouvez compter. Notre bande antidérapante réduit le risque de glissement et notre conception intelligente permet de les enfiler et de les enlever facilement, et de les ajuster parfaitement.

FABRIQUÉS AU CANADA



TECHNOLOGIE SHOOZ-REPELLENT^{MC}:

La Soft Line^{MC} intègre la technologie Shooz-Repellent^{MC} qui crée une barrière de protection et offre une répulsion de base contre les contacts accidentels avec les liquides. Elle n'est ni imperméable ni résistante à l'eau.



SEMELLES ANTIDÉRAPANTES:

Nos semelles antidérapantes réduisent le risque de glissement grâce à une triple soudure ultrasonique qui augmente la résistance à la déchirure et permet un montage et un démontage faciles.

NOTRE SOFT LINE^{MC} EST PARFAITE POUR:



ÉTABLISSEMENTS
MÉDICAUX



LABORATOIRES
PHARMACEUTIQUES



SITES DES BPF




PRODUCTION
ÉLECTRONIQUE

SUCETTE BLEUE | **SOFT** LINE^{MC}GOMME BALLOUNE ROSE | **SOFT** LINE^{MC}POURQUOI VOUS AIMEREZ LA SOFT LINE^{MC}:

- Les deux couvre-chaussures sont fabriqués au Canada avec un tissu en polypropylène de 35 g/m² de qualité supérieure et des élastiques 100 % sans latex fabriqués aux États-Unis¹.
- Cette ligne a été testée et est conforme à la norme IEST-RP-CC003.4.
- Autres couleurs disponibles sur demande.

SOUTENIR UNE CAUSE, PORTER DU ROSE:

- Une partie de nos ventes de couvre-chaussures Gomme Balloune Rose sera remise à une œuvre de bienfaisance pour avancer la recherche sur le cancer du sein. Aidez-nous à faire une contribution significative en choisissant les couvre-chaussures rose ShoozCovers^{MC}!



SÉLECTION DES PRODUITS:

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SC-1210-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Sucette Bleue	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16,5 cm / 16,5" x 6,5"	Caisse de 1000 (10 sacs de 100 unités)	20" x 16" x 16"
SC-1216-PDB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i> <i>Les couvre-chaussures sont disponibles avec ou sans semelle antidérapante.</i>	Sucette Bleue	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16,5 cm / 16,5" x 6,5"	Caisse de 600 (6 boîtes distributrices 100 unités)	16,25" x 8,875" x 18,75"
SC-1216-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i> <i>Les couvre-chaussures sont disponibles avec ou sans semelle antidérapante.</i>	Sucette Bleue	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16,5 cm / 16,5" x 6,5"	Caisse de 600 (6 sacs de 100 unités)	19,5" x 19,5" x 14,25"
SC-1226-PDB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i> <i>Les couvre-chaussures sont disponibles avec ou sans semelle antidérapante.</i>	Sucette Bleue	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18,5" x 7,5"	Caisse de 600 (6 boîtes distributrices 100 unités)	17,25" x 9,375" x 21,75"
SC-1220-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Sucette Bleue	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18,5" x 7,5"	Caisse de 1000 (10 sacs de 100 unités)	22" x 16" x 16"
SC-1616-PDB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Gomme Balloune Rose	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16,5 cm / 16,5" x 6,5"	Caisse de 600 (6 boîtes distributrices 100 unités)	16,25" x 8,875" x 18,75"
SC-1616-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Gomme Balloune Rose	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16,5 cm / 16,5" x 6,5"	Caisse de 600 (6 sacs de 100 unités)	19,5" x 19,5" x 14,25"

¹De nombreux fournisseurs affirment que leurs produits sont sans latex, mais cela ne concerne souvent que le tissu et non les élastiques utilisés. Nous achetons nos élastiques ShoozCovers^{MC} aux États-Unis pour nous assurer que nos composants sont entièrement conformes en tant que produit 100% sans latex.³ La technologie Shooz-Repellent^{MC} offre une répulsion de base en cas de contact accidentel avec un liquide. Elle n'est ni imperméable ni résistante à l'eau.

INFORMATIONS SUR LES PALETTES:

PRODUIT	CAISSES PAR PALETTE*	DIMENSIONS DE LA PALETTE	POIDS DE LA PALETTE	TAILLE	UNITÉ D'EMBALLAGE
Soft Line ^{MC}	40	40 x 48 x 48 in	420 lbs	U	6 boîtes distributrices / caisse (100 unités chacune)

*La quantité de caisses par palette peut varier.


SHOOZCOVERS^{MC} | COATED LINE^{MC}

RESTEZ SEC:

Notre gamme **BATRIK ShoozCovers^{MC} Coated Line^{MC}** est fabriquée à partir d'un mélange d'environ 55 g/m² de polypropylène et de polyéthylène, offrant une excellente résistance à l'eau.¹ Idéale pour les environnements où une protection maximale contre les fluides est requise.



FABRIQUÉS AU CANADA



UNE TECHNOLOGIE À TROIS SOUDURES

Ces couvre-chaussures sont renforcés par **des triples soudures ultrasoniques**, qui permet d'assembler des matériaux sans avoir recours à des adhésifs ou à des coutures. Cette technique **augmente la résistance à la déchirure et réduit les peluches**, pour des couvre-chaussures.

NOTRE COATED LINE^{MC} EST PARFAITE POUR:



ÉTABLISSEMENTS
MÉDICAUX



LABORATOIRES
PHARMACEUTIQUES



SITES DES BPF



PRODUCTION
ÉLECTRONIQUE

¹NOTRE SHOOZCOVERSMC COATED LINE^{MC} RÉSISTE À TOUS LES LIQUIDES NON PÉTROLIERS.

GUIMAUVE BLANCHE | COATED LINE^{MC}



POURQUOI VOUS AIMEREZ LA COATED LINE^{MC}

- **Protection supérieure grâce à notre mélange unique de tissus** qui protège non seulement contre l'eau, mais aussi contre tous les liquides non pétroliers, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements où les déversements et les fuites sont une préoccupation.
- **Les élastiques autour de la cheville créent un ajustement solide** et sécuritaire, ce qui est particulièrement important lorsque vous travaillez dans des environnements dangereux où un couvre-chaussure mal placé pourrait entraîner une contamination ou des blessures.
- **Conception intelligente** avec une grande ouverture, offrant un meilleur ajustement et une commodité de mise en place et d'enlèvement.
- Autres couleurs disponibles sur demande.


UN - XL

DISPONIBLE EN DEUX TAILLES POLYVALENTES

SÉLECTION DES PRODUITS:

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SC-2112-NPB	ShoozCovers ^{MC} - Coated Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 17,5 cm / 16,5" x 6,9"	Caisse de 300 unités (2 sacs de 150 unités)	16" x 13,375" x 10"
SC-2112-NPDB	ShoozCovers ^{MC} - Coated Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 17,5 cm / 16,5" x 6,9"	150 / Boîte Distributrice 2 Boîtes Distributrices Caisse	16,62" x 14,875" x 8,75"
SC-2122-NPB	ShoozCovers ^{MC} - Coated Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 17,5 / 18,5" x 6,9"	Caisse de 240 unités (2 sacs de 120 unités)	16" x 13,375" x 10"
SC-2122-NPDB	ShoozCovers ^{MC} - Coated Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 17,5 / 18,5" x 6,9"	120 / Boîte Distributrice 2 Boîtes Distributrices Caisse	16,62" x 14,875" x 8,75"

INFORMATIONS SUR LES PALETTES:

PRODUIT	CAISSES PAR PALETTE*	DIMENSIONS DE LA PALETTE	POIDS DE LA PALETTE	TAILLE	UNITÉ D'EMBALLAGE
Coated Line^{MC}	72	40 x 48 x 90 in	481 lbs	XL	2 boîtes distributrices / caisse (120 unités chacune)

*La quantité de caisses par palette peut varier.

SHOOZCOVERS^{MC} | TOUGH LINE^{MC}



FABRIQUÉS AU CANADA



EXTRA-LARGE POUR LES TRAVAUX LES PLUS DIFFICILES:

TAILLES DE CHAUSSURES 12-15 (45-49.5
EU) ~ 47 CM X 19 CM / 18.5" X 7.5"



UNE MEILLEURE DURABILITÉ:

Notre Couvre-chaussures **BATRIK Tough Line^{MC}** est disponible dans la **taille extra-large** qui s'adapte à **une botte à embout d'acier de taille 15 pour homme**, offrant une couverture et une protection optimale pendant que vous travaillez.¹

Ces couvre-chaussures sont fabriqués avec **notre tissu le plus épais à ce jour !** Fabriquées en **polypropylène de ~55 g/ m2**, ces couvre-chaussures très durables offrent une protection supplémentaire, augmentent la résistance à la déchirure et réduisent les peluches.

NOTRE LIGNE TOUGH LINE^{MC} EST PARFAITE POUR :



MAISONS OU
BÂTIMENTS
COMMERCIAUX



PROTECTION
CONTRE LA BOUE
ET LA GRAISSE



ÉTABLISSEMENTS
MÉDICAUX



LABORATOIRES
PHARMACEUTIQUES

¹ SHOOZCOVERSMC SONT PLUS LONGS (42 & 47CM) POUR UNE SÉLECTION PRÉCISE DES TAILLES DE CHAUSSURES.

RÉGLISSE NOIRE | **TOUGH** LINE^{MC}



POURQUOI VOUS AIMEREZ LA TOUGH LINE^{MC}:

- **Triple soudure ultrasonique** durable pour réduire les gaspillages.
- **Les élastiques sans latex de haute qualité fabriqués aux États-Unis** sont **triplement renforcés** pour resserrer le couvre-chaussure autour de votre pied et assurer un ajustement solide et sécurisé.²
- Le nombre de particules a été testé et est conforme à la **norme IEST-RP-CC003.4**
- La technologie Shooz-Repellent^{MC} offre **une répulsion de base contre les contacts accidentels avec les liquides**.³
- **Autres couleurs disponibles sur demande.**



XL

DISPONIBLE EN TRÈS GRANDE TAILLE

À TOUT MOMENT, PARTOUT :



RÉSIDENTIEL



COMMERCIAL



INDUSTRIEL

SÉLECTION DES PRODUITS:

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SC-1922-PB	ShoozCovers ^{MC} - Tough Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Réglisse Noire	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18,5" x 7,5"	Caisse de 200 (2 sacs de 100 unités)	16" x 13,375" x 10"

EMBALLAGE ALTERNATIF : Ajouter "-PDB" à la fin du code pour une boîte distributrice au lieu de sacs.

INFORMATIONS SUR LA PALETTE:

PRODUIT	CAISSES PAR PALETTE*	DIMENSIONS DE LA PALETTE	POIDS DE LA PALETTE	TAILLE	UNITÉ DE MESURE D'EMBALLAGE (UME)
Tough Line ^{MC}	72	40 x 48 x 90 in	481 lbs	XL	2 Boîtes Distributrices / Caisse (120 unités chacune)

*La quantité de caisses par palette peut varier.

² De nombreux fournisseurs affirment que leurs produits sont sans latex, mais cela ne concerne souvent que le tissu et non les élastiques utilisés. Nous achetons nos élastiques ShoozCovers^{MC} aux États-Unis pour nous assurer que nos composants sont entièrement conformes en tant que produit 100% sans latex.³ La technologie Shooz-Repellent^{MC} offre une répulsion de base en cas de contact accidentel avec un liquide. Elle n'est ni imperméable ni résistante à l'eau.

GrippezShooz^{MC}

FIABLES, DURABLES ET VÉRITABLEMENT ANTIDÉRAPANTS:

GrippezShooz^{MC} est la solution ultime pour les professionnels qui travaillent dans des environnements glissants et à haut risque. Conçus pour une **adhérence supérieure et une protection imperméable**, ces couvre-chaussures améliorent la sécurité, l'hygiène et la performance. Restez confiant, restez protégé - à chaque étape du parcours.



FABRIQUÉ AU CANADA




RÉSISTANCE À L'EAU



ÉLASTIQUES RÉSISTANTS SANS LATEX



REVÊTEMENT CAOUTCHOUCSÉ



PARFAIT POUR:



AÉROSPATIAL



INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE



SITES PÉTROLIERS,
GAZIERS ET MINIERS



CHANTIERS DE
CONSTRUCTION ET
DE RÉNOVATION

Élastiques de qualité industrielle

GrippezShooz^{MC} PARFAIT POUR TOUT LE MONDE:

- **Ajustement rapide et fiable:** Le matériau extensible garantit un ajustement sécurisé et facile à enfiler.
- Disponible en **taille extra-large**, adaptée aux bottes en acier de **taille 15 pour hommes**.
- **Sécurité renforcée:** Le matériau antidérapant offre une adhérence fiable sur toutes les surfaces, aidant à prévenir les glissades dans les zones critiques.
- **Disponible en deux couleurs:** Gecko Bleu Marine et Rhinocéros Gris

RHINOCÉROS GRIS



GECKO BLEU MARINE



SÉLECTION DES PRODUITS:

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SC-29312-NPDB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Rhinocéros Gris	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 17,5 cm / 16,5" x 6,9"	Caisse de 300 unités (2 boîtes distributrices 100 unités)	16,62" x 14,875" x 8,75"
SC-29312-NPB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Rhinocéros Gris	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 17,5 cm / 16,5" x 6,9"	Caisse de 300 unités (2 sacs de 150 unités)	16" x 13,375" x 10"
SC-29322-NPDB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Rhinocéros Gris	XL Pointure 12-15 ~ 42 cm x 17,5 cm / 16,5" x 6,9"	Caisse de 240 unités (2 boîtes distributrices 100 unités)	16,62" x 14,875" x 8,75"
SC-29322-NPB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Rhinocéros Gris	XL Pointure 12-15 ~ 42 cm x 17,5 cm / 16,5" x 6,9"	Caisse de 240 unités (2 sacs de 120 unités)	16" x 13,375" x 10"
SC-22212-NPDB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Gecko Bleu Marine	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 17,5 cm / 16,5" x 6,9"	Caisse de 300 unités (2 boîtes distributrices 100 unités)	16,62" x 14,875" x 8,75"
SC-22212-NPB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Gecko Bleu Marine	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 17,5 cm / 16,5" x 6,9"	Caisse de 300 unités (2 sacs de 150 unités)	16" x 13,375" x 10"
SC-22222-NPDB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Gecko Bleu Marine	XL Pointure 12-15 ~ 42 cm x 17,5 cm / 16,5" x 6,9"	Caisse de 240 unités (2 boîtes distributrices 100 unités)	16,62" x 14,875" x 8,75"
SC-22222-NPB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Gecko Bleu Marine	XL Pointure 12-15 ~ 42 cm x 17,5 cm / 16,5" x 6,9"	Caisse de 240 unités (2 sacs de 120 unités)	16" x 13,375" x 10"

INFORMATIONS SUR LES PALETTES:

PRODUIT	CAISSES PAR PALETTE*	DIMENSIONS DE LA PALETTE	POIDS DE LA PALETTE	TAILLE	UNITÉ D'EMBALLAGE
GrippezShooz ^{MC}	50	40 x 48 x 88 in	446-479 lbs	U	2 boîtes distributrices / caisse (150 unités chacune)

*La quantité de caisses par palette peut varier.

Commandes et coordonnées

Comment commander

Les produits Batrik sont disponibles dans le monde entier grâce à notre réseau de distributeurs autorisés.

Pour devenir un distributeur autorisé, veuillez contacter :

Demandes générales :

customerservice@surgmed.com

Visitez-nous en ligne :

www.batrik.com

Découvrez nos catégories de produits élargies, nos fiches techniques et notre matériel éducatif.

Scannez pour consulter le portfolio complet.

