

BATRIK

MEDICAL MANUFACTURING INC.

PRODUITS CHIRURGICAUX & ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

CATALOGUE DE PRODUITS



Établie en 1997. Fièremment canadienne. 🍁
Distribuée dans plus de 85 pays à travers le monde.



Batrik Medical Manufacturing Inc., fondée en 1997, est un fabricant reconnu à l'échelle mondiale, présent dans plus de 85 pays grâce à un réseau de distributeurs réputés. L'entreprise se spécialise dans la production de solutions de retraitement stérile, d'accessoires chirurgicaux et de solutions pour l'endoscopie.

Basée à Montréal (Lachine), au Canada, **BATRIK** Medical applique des normes rigoureuses en matière de qualité et de conformité réglementaire. Nos produits font l'objet de tests approfondis, sont couverts par une assurance responsabilité et dépassent constamment les exigences internationales en matière de qualité.

Nos produits chirurgicaux et accessoires pour salle d'opération couvrent une vaste gamme de consommables conçus pour répondre aux besoins cliniques à chaque étape des interventions. Conçus avec soin pour optimiser les flux de travail au quotidien, chaque produit offre des caractéristiques à valeur ajoutée et des avantages concrets. Reconnue dans plus de 85 pays, BATRIK est synonyme de qualité constante, d'innovation et de fiabilité, soutenues par une conformité rigoureuse aux normes réglementaires.

POURQUOI CHOISIR BATRIK




Conception axée sur la pratique clinique
Produits développés en fonction des flux de travail cliniques réels.



Fabrication sous
contrôle qualité



Matériaux de
qualité médicale



Options OEM disponibles

Soutien aux **CLIENTS ET DISTRIBUTEURS**

Notre équipe offre un accompagnement complet pour aider les distributeurs à sélectionner les accessoires chirurgicaux et les solutions de salle d'opération les mieux adaptés à leurs marchés, notamment :

- Conseils pour la sélection des produits
- Outils marketing et matériel éducatif
- Spécifications techniques et informations de compatibilité
- Informations sur les prix, les quantités minimales de commande et les délais de livraison
- Échantillons pour évaluation

Nous nous engageons à aider nos partenaires à croître grâce à un portefeuille complet d'accessoires chirurgicaux, conçu pour améliorer l'efficacité, l'organisation et la sécurité dans l'environnement clinique.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE BATRIK



EXCELLENCE EN QUALITÉ

Certifications

ISO 13485:2016, CE, FDA, MDSAP et Règlement (UE) MDR.

Contrôle de la qualité

Tests rigoureux et assurance qualité.

Innovation

R-D continue pour répondre aux besoins en constante évolution.



DURABILITÉ ET PRATIQUES ÉCORESPONSABLES

Initiatives écologiques:

Réduction de l'emballage, utilisation de matériaux durables et adoption de solutions numériques.

Engagement durable:

Fabrication alimentée à l'hydroélectricité, réduisant l'empreinte écologique.



ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Soutien aux événements locaux:

Participation à la Marche des maladies intestinales de Crohn et Colite Canada.

Dons continus:

Soutien au Réseau des enfants disparus pour chaque berceau Kerri Bear d'Imperial Surgical vendu.



NOTRE AVANTAGE CONCURRENTIEL

Plus de **25 ans** d'expertise reconnue.

Conception, fabrication et emballage réalisés à l'interne.

Programmes marque privée personnalisés.

CONTENU

EMBOUTS POUR PINCES À SUTURE	07
ATTACHES VASCULAIRES EN SILICONE	08
COUVRE-MÂCHOIRES DE CLAMP	09
SOLUTION ANTIBUÉE G.O.L.F.F. ^{MC}	10
Marqueurs cutanés chirurgicaux multi-pointes SKINS ^{MC}	11
RUBAN DE SÉCURITÉ OCULAIRE PANDAPATCH ^{MC} NOUVEAU!	12
TAPIS MAGNÉTIQUE	14
PROTECTEURS DE BROCHES	15
NETTOYEUR POUR EMBOUT DE CAUTÈRES	16
TAPIS DE SOL ABSORBANTS JETABLES SAFE-SOAK ^{MC}	17
TAPIS ANTIFATIGUE BLUE CLOUD-GEL ^{MC}	18
MARCHEPIEDS EMPILABLES	19
GARROTS TOURNY ^{MC+}	20
SHOOZCOVERS ^{MC} SOFT LINE ^{MC}	22
SHOOZCOVERS ^{MC} COATED LINE ^{MC}	24
SHOOZCOVERS ^{MC} TOUGH LINE ^{MC}	26
SHOOZCOVERS ^{MC} GRIPPEEZ ^{MC}	28
Your First ^{MC} FOAMING SPRAY	30

Vaisselle Imperial Ware, Supports & Réceptacles

SUPPORTS DE BOL ET RÉCEPTACLES	31
COUPES GRADUÉES	32
BASSINS DE LAVAGE ET BOLS	33
RÉCIPIENTS POUR SERVICE ALIMENTAIRE	34
PLATEAUX POUR INSTRUMENTS	35
PLATEAUX POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS	37
URINOIRS ET BASSINS	39
BOCAUX ET COUVERCLES	40
VASES DE PETRI	41
BASSINS DE VOMISSEMENT	42
TASSES, GOBELETS ET PICHETS	43
PRODUITS AUXILIAIRES	44


BATRIK

EMBOUTS POUR PINCES À SUTURE

Non toxiques, radio-opaques et sans latex, nos embouts pour pinces à suture sont conçus pour protéger et maintenir les sutures en toute sécurité sans les endommager.

De plus, la base en mousse, fixée à une zone stérile avec les pinces, permet une insertion facile.

- Emballés dans une base en mousse pratique avec un support adhésif facile à enlever, même en portant des gants
- Disponibles en version stérile et non stérile
- Pré-comptés



NOTRE « COIN FACILE À RETIRER »
EST UNE CARACTÉRISTIQUE
UNIQUE À BATRIK

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE STÉRILE	N° D'ARTICLE NON STÉRILE	COULEUR	DIMENSIONS	EMBALLAGE
11-1002	911-1002	Jaune	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	2 paires/base en mousse
11-1003	911-1003	Jaune	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	3 paires/base en mousse
11-1005	911-1005	Jaune	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-1025	911-1025	Assortis	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-1045	911-1045	Blanc	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-1065	911-1065	Bleu	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-1085	911-1085	Rouge	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-3002	911-3002	Rose	ø grandeur (0,09"x0,75"/L/0,15 cm x 1,91 cm)	2 paires/base en mousse
11-3003	911-3003	Rose	ø grandeur (0,09"x0,75"/L/0,15 cm x 1,91 cm)	3 paires/base en mousse
11-3005	911-3005	Rose	ø grandeur (0,09"x0,75"/L/0,15 cm x 1,91 cm)	5 paires/base en mousse

EMBALLAGE STÉRILE : 1 base en mousse / sachet - 5 sachets / boîte

EMBALLAGE NON STÉRILE : Vendu par base de mousse

BATRIK


ATTACHES VASCULAIRES EN SILICONE

Nos attaches vasculaires en silicone permettent une rétraction, une occlusion et une identification sûres et en douceur des vaisseaux pendant les interventions chirurgicales.

Contrairement aux pinces et aux écarteurs qui peuvent pincer les vaisseaux à plat, voire les fissurer, la forme elliptique BATRIK permet de manipuler en douceur les artères, les veines, les nerfs, les tendons, les cordons spermatiques, les uretères, ou chaque fois qu'une rétraction/ occlusion délicate est nécessaire.

- Fabriquées en silicone de qualité médicale
- Restent droites et sans torsion à l'ouverture
- Faciles à séparer, éliminant le besoin de séparateurs en carton
- Stériles, radio-opaques et sans latex

DISPONIBLE EN 4
FORMATS ET 4
COULEURS



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	COULEUR
10-1000	0,075" X 16" (0,2 cm x 40 cm)	Mini – Rouge
10-1001	0,075" X 16" (0,2 cm x 40 cm)	Mini – Bleu
10-1002	0,075" X 16" (0,2 cm x 40 cm)	Mini – Jaune
10-1003	0,075" X 16" (0,2 cm x 40 cm)	Mini – Blanc
10-1010	0,120" x 16" (0,3 cm x 40 cm)	Maxi – Rouge
10-1011	0,120" x 16" (0,3 cm x 40 cm)	Maxi – Bleu
10-1012	0,120" x 16" (0,3 cm x 40 cm)	Maxi – Jaune
10-1013	0,120" x 16" (0,3 cm x 40 cm)	Maxi – Blanc
10-1101	0,04" x 16" (0,1 cm x 40 cm)	Extra-mini – Bleu
10-1111	0,200" x 22" (0,5 cm x 56 cm)	Extra-maxi – Bleu
10-1113	0,200" x 22" (0,5 cm x 56 cm)	Extra-maxi – Blanc

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	COULEUR
10-3200	0,075" x 32" (0,2 cm x 81 cm)	Mini – Rouge
10-3201	0,075" x 32" (0,2 cm x 81 cm)	Mini – Bleu
10-3202	0,075" x 32" (0,2 cm x 81 cm)	Mini – Jaune
10-3203	0,075" x 32" (0,2 cm x 81 cm)	Mini – Blanc
10-3210	0,120" x 32" (0,3 cm x 81 cm)	Maxi – Rouge
10-3211	0,120" x 32" (0,3 cm x 81 cm)	Maxi – Bleu
10-3212	0,120" x 32" (0,3 cm x 81 cm)	Maxi – Jaune
10-3213	0,120" x 32" (0,3 cm x 81 cm)	Maxi – Blanc

EMBALLAGE : 2 attaches par sachet stérile – 10 sachets par boîte

BATRIK

COUVRE-MÂCHOIRES DE CLAMP

Fabriqués en silicone de qualité médicale, nos couvre-mâchoires de clamp réduisent le traumatisme des vaisseaux nécessitant une occlusion, en particulier lorsqu'un clamp hémostatique est utilisé. Les entailles en forme de fil permettent une tension douce, constante et antidérapante.

BON À SAVOIR: NOS

COUVRE- MÂCHOIRES DE CLAMP
TRANSFORMENT PRESQUE TOUS
TYPES D'INSTRUMENTS EN
INSTRUMENTS ATRAUMATIQUES



- Stérilisés aux rayons gamma



- Disponibles en 3 couleurs et 3 largeurs pour s'adapter à la plupart des tailles de pinces



- Radio-opaques et sans latex

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE STÉRILE	N° D'ARTICLE NON STÉRILE	DIMENSIONS	COULEUR
12-1000	912-1000	0,1" X 5" / 0,25 cm X 12,7 cm	Rouge
12-1001	912-1001	0,2" X 5" / 0,51 cm X 12,7 cm	Blanc
12-1002	912-1002	0,3" X 5" / 0,76 cm X 12,7 cm	Bleu

EMBALLAGE STÉRILE : 2 pinces par sachet stérile - 10 sachets par boîte

EMBALLAGE NON STÉRILE : 20 pinces par sac (également disponible 100 unités/sac)

BATRIK

SOLUTION ANTIBUÉE G.O.L.F.F.^{MC}

Notre solution antibuée G.O.L.F.F.^{MC} résout le problème de la buée souvent rencontré lors des procédures chirurgicales par laparoscopie.

- Préviens l'apparition de buée sur les lentilles
- Garantit une vision plus claire et évite les interruptions inutiles pendant l'opération
- Le kit comprend un flacon de 6 ml facile à presser et une éponge radio-opaque adhésive pour un placement sûr
- OEM (disponible)
- Stérile
- Sans latex



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
G.O.L.F.F.	Solution antibuée et éponge adhésive	20 / boîte

BATRIK

MARQUEURS CHIRURGICAUX MULTIPOINTES POUR LA PEAU SKINS^{MC}

Nos **marqueurs chirurgicaux multipointes SKINS^{MC}** sont conçus avec une pointe biseautée pour permettre la création de lignes de traçage fines ou épaisses en tenant le stylo sous différents angles.

- Disponibles avec ou sans 6 étiquettes et une règle flexible calibrée de 6" (po/mm)
- Disponibles en version non stérile pour un usage préopératoire, ou stérile pour un usage au bloc opératoire
- Résistants à la préparation chirurgicale
- Faits d'une encre durable au violet de gentiane, non toxiques et non tatouante
- Sans latex




SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	TYPE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
S-3000	Stérile	Marqueur fin multipointes avec règle et ensemble d'étiquettes	50 / boîte
S-3001	Stérile	Marqueur fin multipointes	50 / boîte
S-30005	Stérile	Marqueur fin multipointes avec règle et ensemble d'étiquettes (emballage en volume)	500 / boîte
S-30015	Stérile	Marqueur fin multipointes (emballage en volume)	500 / boîte
S-93000	Non stérile	Marqueur fin multipointes avec règle et ensemble d'étiquettes	1000 / boîte
S-93001	Non stérile	Marqueur fin multipointes	1000 / boîte
S-94000	Non stérile	Règle	100 / sachet
S-94001	Non stérile	Règle (vrac)	20 000 / boîte
S-95000	Non stérile	Ensemble de 3 étiquettes	100 / sachet

Faites des économies en commandant nos **MARQUEURS SKINS^{MC}** dans des emballages en volume. C'est rentable et cela réduit le gaspillage.

BATRIK
NOUVEAU!



Présentation de PandaPatch^{MC} : Protection adhésive oculaire innovante pour une meilleure prise en charge des patients.

PandaPatch^{MC} offre une alternative efficace aux rubans traditionnels pour protéger les yeux des patients lors des interventions chirurgicales. Ces protecteurs adhésifs oculaires sont conçus pour réduire le risque d'abrasions cornéennes et les complications ophtalmiques chez les patients sous anesthésie générale.

Avec PandaPatch^{MC}, vous garantisiez un résultat supérieur pour le patient en prévenant les dommages évitables associés à l'utilisation de rubans ordinaires.

CARACTÉRISTIQUES:

- **Conception ergonomique** : s'adapte confortablement autour des yeux.
- **Efficace après chirurgie** : particulièrement adapté pour les enfants, les personnes âgées et les individus ayant une peau délicate ou sensible.
- **Adhésif sans latex et hypoallergénique** : fabriqué à partir de matériaux de qualité médicale, doux sur la peau et conçu pour minimiser les irritations.
- **Adhésif non allergisant coloré** : permet une application et un retrait faciles après l'opération, facilitant l'évaluation clinique pendant et après la chirurgie.



70-04ADU

Protecteurs oculaires extra-sensibles pour adultes

POURQUOI C'EST IMPORTANT:

- Pendant une anesthésie générale prolongée, **jusqu'à 59 %** des patients ne ferment pas complètement les yeux, risquant ainsi des abrasions cornéennes.
- PandaPatch^{MC} offre une protection adhésive oculaire sécurisée, réduisant le risque de complications ophtalmiques.



RÉFÉRENCES


1. Anson, Jonathan, M.D. « Abrasions cornéennes périopératoires : étiologie, prévention et prise en charge ». Clinical Updates, Collège de médecine de l'Université de Penn State, 2021.




COLLECTION PANDAPATCH^{MC} :

Trois types de **protecteurs** adhésifs oculaires pour s'adapter à différents groupes d'âge et sensibilités de peau. Une protection optimale pour chaque patient.

- Adhésif extra-sensible pour adultes (étiquettes bleues)
- Adhésif pour adultes (étiquettes rouges)
- Adhésif pédiatrique (étiquettes rouges)



70-04ADU
Protecteurs oculaires pour adultes



70-04PED
Protecteurs oculaires pédiatriques


SÉLECTION DE PRODUITS

N° d'article	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
70-02ADU	PROTECTEURS OCULAIRES ADHÉSIFS EXTRA-SENSIBLES POUR ADULTES (BLEU)	2,15" x 1,35"	50 / boîte
70-04ADU	PROTECTEURS OCULAIRES ADHÉSIFS POUR ADULTES (ROUGE)	2,15" x 1,35"	50 / boîte
70-04PED	PROTECTEURS OCULAIRES ADHÉSIFS PÉDIATRIQUES (ROUGE)	1,85" x 0,93"	50 / boîte

BATRIK

TAPIS MAGNÉTIQUE

Notre tapis magnétique fournit un champ stérile et neutre pour la mise en place et le transfert d'instruments en mains libres en toute sécurité. Il est sans latex, réutilisable et autoclavable (jusqu'à 134° C).



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
MAG-02-1	Tapis magnétique	12" x 15" / 30 cm x 38 cm	1 unité
MAG-02-5	Tapis magnétique	12" x 15" / 30 cm x 38 cm	5 unités

*Testé par un laboratoire indépendant pour valider l'efficacité de la stérilisation à la vapeur sous vide pour le retraitement des dispositifs médicaux dans un établissement de soins de santé

BATRIK

PROTECTEURS DE BROCHES



- Couvrez les extrémités pointues de vos broches Kirschner et Steinmann en toute sécurité
- Codage couleur par taille de fil, ce qui élimine le risque de sélection d'une taille incorrecte
- Un manchon amovible est prévu pour éviter les blessures et faciliter l'application (uniquement stérile)
- Le modèle non stérile est disponible avec ou sans manchon en plastique
- Des emballages conçus pour réduire le gaspillage
- Sans latex



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE STÉRILE PROTECTEUR DE BROCHES + MANCHON	N° D'ARTICLE NON STÉRILE PROTECTEUR DE BROCHES + MANCHON	N° D'ARTICLE NON STÉRILE PROTECTEUR DE BROCHES (SANS MANCHON)	COULEUR	DIMENSIONS
14-1028	914-1028 - SLV	914-1028	Jaune	0,028" / 0,71 mm
14-1035	914-1035 - SLV	914-1035	Bleu ciel	0,035" / 0,89 mm
14-1045	914-1045 - SLV	914-1045	Blanc	0,045" / 1,14 mm
14-1054	914-1054 - SLV	914-1054	Rouge foncé	0,054" / 1,40 mm
14-1062	914-1062 - SLV	914-1062	Vert	0,062" / 1,57 mm
14-1078	914-1078 - SLV	914-1078	Rose	0,078" / 1,98 mm
14-1093	914-1093 - SLV	914-1093	Gris	0,093" / 2,36 mm
14-1109	914-1109 - SLV	914-1109	Beige	0,109" / 2,77 mm
14-1125	914-1125 - SLV	914-1125	Violet	0,125" / 3,17 mm
14-1141	914-1141- SLV	914-1141	Marron	0,141" / 3,58 mm
14-1156	914-1156 - SLV	914-1156	Bleu foncé	0,156" / 3,96 mm
14-1188	914-1188 - SLV	914-1188	Rouge	0,188" / 4,77 mm

EMBALLAGE STÉRILE : 80 unités / boîte (2 unités par sachet stérile - 40 sachets par boîte)

EMBALLAGE NON STÉRILE : 100 unités / boîte

BATRIK

NETTOYEUR POUR EMBOUT DE CAUTÈRES

Notre **nettoyeur pour embout de cautères** aide à enlever les résidus des embouts de cautères pour les électrodes unipolaires et bipolaires.

- Tampon en mousse avec matériau abrasif intégré
- Adhésion aux champs opératoires jetables et non jetables
- Radio-opaque
- Disponible exclusivement en version non stérile
- Sans latex



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
60-10000	Nettoyeur d'embout de cautères Non stérile	1,8" x 1,8" / 4,5 cm x 4,5 cm	2 200 / boîte

BATRIK

SPAC SAFE-SOAK^{MC}

Notre disque d'aspiration au sol SPAC Safe-Soak^{MC} enlève rapidement les déchets liquides du sol du bloc opératoire par l'application d'une aspiration.



- Très durable : il ne sera pas endommagé si on marche dessus
- Facilement manœuvrable à pied au bloc opératoire
- Sans latex, jetable et non stérile
- L'ouverture du fond permet de recueillir le fluide à travers un matériau très absorbant qui entre en contact avec sa surface
- Le tuyau est solidement fixé sur le côté pour réduire le risque de capture de l'équipement
- Son matériau de base très absorbant permet une évacuation rapide des liquides par aspiration

BATRIK

TAPIS DE SOL ABSORBANTS SAFE-SOAK^{MC}

Nos tapis de sol absorbants Safe-Soak^{MC} sont conçus pour absorber rapidement et efficacement divers fluides du sol du bloc opératoire, garantissant que le sol en dessous reste antidérapant, sûr et sec pendant les procédures chirurgicales.

- Hautement absorbants
- Facilitent un nettoyage rapide et facile
- Sans latex, à usage unique, jetable et non stérile
- S'adaptent aux surfaces irrégulières
- Support antidérapant (tapis absorbant bleu uniquement)



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	ABSORPTIVITÉ	DIMENSIONS	EMBALLAGE
SS-20-1000	Safe-Soak ^{MC} / tapis extra-absorbant blanc	4,5 L / tapis	28" x 48" (71 cm x 122 cm)	20 / boîte
SS-20-2000	Safe-Soak ^{MC} / tapis absorbant bleu avec support antidérapant	2,5 L / tapis	28" x 40" (71 cm x 102 cm)	20 / boîte
SS-20-3000	Safe-Soak ^{MC} / tapis absorbant jaune	3 L / tapis	30" x 52" (76 cm x 132 cm)	15 / boîte
SS-21-1000	Safe-Soak ^{MC} SPAC	S.o.	8,625" (22 cm diamètre)	12 / boîte

BATRIK

TAPIS ANTIFATIGUE BLUE CLOUD-GEL^{MC}



Nos tapis antifatigue Blue Cloud-Gel^{MC} ont été scientifiquement conçus pour être utilisés au bloc opératoire. Ils utilisent une technologie de gel brevetée et une mousse de qualité supérieure pour offrir un confort et un soutien ultimes aux chirurgiens, aux infirmières et aux techniciens, en particulier lorsque les mouvements sont limités pendant de longues périodes.

- La technologie brevetée de la mousse Blue Cloud-Gel^{MC} de 3/4" évite l'affaissement qui se produit avec les tapis en mousse traditionnels
- S'adaptent aux pieds et les soutiennent, ce qui favorise une circulation efficace et réduit l'inconfort physique et la fatigue
- Favorisent une bonne posture tout en diminuant l'inconfort au niveau du dos, des genoux et des pieds
- Sans latex, résistants à l'eau et non absorbants
- Réutilisables, faciles à nettoyer et compatibles avec le lave-vaisselle (nous contacter pour plus de détails)
- Excellentes propriétés de friction lorsque des chaussons chirurgicaux humides ou secs sont portés
- Entièrement scellé par une soudure RF pour une excellente protection contre l'absorption d'humidité
- Normes américaines : conformes aux normes CALL 117 et NFPA 260
- Garantie d'un an

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
800-2401	18" X 24" / 46 cm x 61 cm	1 / boîte
800-2405	18" X 24" / 46 cm x 61 cm	5 / boîte
800-3201	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	1 / boîte
800-3203	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	3 / boîte
800-4801	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	1 / boîte
800-4802	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	2 / boîte
800-7201	30" X 72" / 76 cm x 183 cm (Commande spéciale)	1 / boîte


LE SAVIEZ-VOUS? DES ÉTUDES ONT DÉMONTRÉ QUE LES TAPIS ANTIFATIGUE AMÉLIORENT LA PERFORMANCE, L'ÉNERGIE ET L'INCONFORT POSTOPÉRATOIRE.



BATRIK

MARCHEPIEDS EMPILABLES

Fabriqués en aluminium moulé léger et protégés par un revêtement en poudre antimicrobienne, nos marchepieds empilables brevetés ont été conçus en mettant l'accent sur la prévention des infections.



BREVETÉ

17.4" / 44.2

CARACTÉRISTIQUES DU PRO-

- Poids : 8,3 livres (3,8 kg)
- Dimensions : 17,4 po L x 13 po l x 4,7po H (44,2 cm L x 33 cm l x 11,9 cm H)
- Chariot de transport disponible
- Capacité de poids : 300 livres (136 kg)
- Garantie : 7 ans (uniquement pour le

REVÊTEMENT ANTIMICROBIEN:

- Poids : 8,3 livres (3,8 kg)
- Dimensions : 17,4 po L x 13 po l x 4,7po H (44,2 cm L x 33 cm l x 11,9 cm H)
- Chariot de transport disponible
- Capacité de poids : 300 livres (136 kg)
- Garantie : 7 ans (uniquement pour le

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Empêche la propagation de micro-organismes dangereux et supprime la croissance de moisissures, bactéries, levures et moisissures

SURFACE ANTIDÉRAPANTE

Offre une stabilité renforcée.

COIN SANS CAOUTCHOUC:

Offre une stabilité renforcée.

CHARIOT LAVABLE

Le modèle OR-36364 (sans tapis) peut être stérilisé.

CONCEPTION

Aucune soudure ni ouverture creuse importante pour piéger les débris ou les fluides.

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
OR-36363	Marchepied empilable avec tapis	Noir	19" x 14" x 6"
OR-36363-02	Marchepied empilable avec tapis	Bleu foncé	19" x 14" x 6"
OR-36363-03	Marchepied empilable avec tapis	Vert	19" x 14" x 6"
OR-36363-07	Marchepied empilable avec tapis	Orange	19" x 14" x 6"
OR-36364	Marchepied empilable sans tapis	S. o.	19" x 14" x 6"

PIÈCES DE RECHANGE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
OR-36363-1A	Tampon de remplacement pour OR-36363	1 unité	15" x 18" x 5" (Ziplock)
OR-36363-1B	Remplacement des repose-pieds	1 unité	Ziplock Based on Quantity ordered

ACCESSOIRES OPTIONNELS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
OR-3693	Chariot de transport	1 unité	34" x 17" x 7"
809-1705	Tapis antifatique réutilisable avec bandes adhésives pour le maintenir en place	5 / boîte	12" x 12" x 4"
899-1710	Tapis antifatique à usage unique avec bandes adhésives pour le maintenir en place	10 / boîte	12" x 12" x 8"




OR-3693

Ver. 2026-05-19

BATRIK

GARROTS TOURNY^{MC} +

Nos garrots sont confortables et faciles à utiliser pour tous les patients, y compris les personnes âgées, les personnes sous-alimentées, les enfants et les nouveau-nés.



COULEURS DISPONIBLES



- Disponibles en différentes tailles, y compris des tailles compactes, qui sont pratiques pour les plateaux de phlébotomie
- Le matériau innovant sans latex a une texture plus confortable pour les patients, exerce moins de stress sur la peau et protège le personnel hospitalier et les patients des allergènes du latex

AVANTAGES DE L'UTILISATION UNIQUE

- Réduction du risque de contamination croisée (de patient à patient ou de patient à prestataire de soins)
- Réduction du risque de propagation des infections nosocomiales
- Peut améliorer la conformité de votre établissement à la norme 1910-1030 (d) (1) de l'OSHA concernant « les agents pathogènes transmissibles par le sang »

POUR VOTRE COMMODITÉ :
25 UNITÉS PAR ROULEAU VIENNENT
DANS UNE BOÎTE DISTRIBUTRICE
POUR UN ACCÈS FACILE




SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS	EMBALLAGE
K-002	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Bleu	1" x 18" / 2,5 cm x 45 cm	1 / sachet
K-004	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Bleu	1" x 18" / 2,5 cm x 45 cm	100 / boîte
K-009	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Bleu	0,200" x 22" / 0,5 cm x 56 cm	20 / boîte
K-010	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Blanc	0,200" x 22" / 0,5 cm x 56 cm	20 / boîte
K-400	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Bleu	1" x 18" / 2,5 cm x 45 cm	16 rouleaux 400 / boîte
K-400PB	TOURNY ^{MC} + Non stérile (texturé)	Bleu ciel	1" x 18" / 2,5 cm x 45 cm	16 rouleaux 400 / boîte
K-100	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Assortis (3 rouleaux de chacun) Bleu, orange, vert et rose	1" x 18" / 2,5 cm x 45 cm	12 rouleaux 300 / boîte
K-254	TOURNY ^{MC} + Non stérile (texturé)	Bleu ciel	1" x 18" / 2,5 cm x 45 cm	250 / boîte
K-2-18RL	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Bleu	1" x 18" / 2,5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-2-18PBRL	TOURNY ^{MC} + Non stérile (texturé)	Bleu ciel	1" x 18" / 2,5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-3-18RL	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Vert	1" x 18" / 2,5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-6-18RL	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Rose	1" x 18" / 2,5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-7-18RL	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Orange	1" x 18" / 2,5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-2-29RL	TOURNY ^{MC} + longue Non stérile	Bleu	1" x 29,5" / 2,5 cm x 75 cm	1 rouleau

SHOOZCOVERS^{MC} | SOFT LINE^{MC}

ShoozCovers^{MC} Soft Line^{MC} de BATRIK sont fabriqués au Canada à partir d'un tissu de **polypropylène de haute qualité de 35 g/m² et d'élastiques 100 % sans latex** pour une performance et une durabilité sur lesquelles vous pouvez compter. Notre bande antidérapante réduit le risque de glissement et notre conception intelligente permet de les enfiler et de les enlever facilement, et de les ajuster parfaitement.

FABRIQUÉS AU CANADA



TECHNOLOGIE SHOOZ-
REPELLENT^{MC}:

La Soft Line^{MC} intègre la technologie Shooz-Repellent^{MC} qui crée une barrière de protection et offre une répulsion de base contre les contacts accidentels avec les liquides. Elle n'est ni imperméable ni résistante à l'eau.



SEMELLES ANTIDÉRAPANTES:

Nos semelles antidérapantes réduisent le risque de glissement grâce à une triple soudure ultrasonique qui augmente la résistance à la déchirure et permet un montage et un démontage faciles.

NOTRE SOFT LINE^{MC} EST PARFAITE POUR:



ÉTABLISSEMENTS
MÉDICAUX



LABORATOIRES
PHARMACEUTIQUES



SITES DES BPF



PRODUCTION
ÉLECTRONIQUE

SUCETTE BLEUE | **SOFT** LINE^{MC}


GOMME BALLOUNE ROSE | **SOFT** LINE^{MC}

POURQUOI VOUS AIMEREZ LA SOFT LINE^{MC}:

- Les deux couvre-chaussures sont fabriqués au Canada avec un tissu en polypropylène de 35 g/m² de qualité supérieure et des élastiques 100 % sans latex fabriqués aux États-Unis¹.
- Cette ligne a été testée et est conforme à la norme IEST-RP-CC003.4.
- Autres couleurs disponibles sur demande.

SOUTENIR UNE CAUSE, PORTER DU ROSE:

- Une partie de nos ventes de couvre-chaussures Gomme Balloune Rose sera remise à une œuvre de bienfaisance pour avancer la recherche sur le cancer du sein. Aidez-nous à faire une contribution significative en choisissant les couvre-chaussures rose ShoozCovers^{MC}!



SÉLECTION DES PRODUITS:

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SC-1210-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Sucette Bleue	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16,5 cm / 16,5" x 6,5"	Caisse de 1000 (10 sacs de 100 unités)	20" x 16" x 16"
SC-1216-PDB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i> <i>Les couvre-chaussures sont disponibles avec ou sans semelle antidérapante.</i>	Sucette Bleue	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16,5 cm / 16,5" x 6,5"	Caisse de 600 (6 boîtes distributrices 100 unités)	16,25" x 8,875" x 18,75"
SC-1216-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i> <i>Les couvre-chaussures sont disponibles avec ou sans semelle antidérapante.</i>	Sucette Bleue	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16,5 cm / 16,5" x 6,5"	Caisse de 600 (6 sacs de 100 unités)	19,5" x 19,5" x 14,25"
SC-1226-PDB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i> <i>Les couvre-chaussures sont disponibles avec ou sans semelle antidérapante.</i>	Sucette Bleue	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18,5" x 7,5"	Caisse de 600 (6 boîtes distributrices 100 unités)	17,25" x 9,375" x 21,75"
SC-1220-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Sucette Bleue	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18,5" x 7,5"	Caisse de 1000 (10 sacs de 100 unités)	22" x 16" x 16"
SC-1616-PDB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Gomme Balloune Rose	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16,5 cm / 16,5" x 6,5"	Caisse de 600 (6 boîtes distributrices 100 unités)	16,25" x 8,875" x 18,75"
SC-1616-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Gomme Balloune Rose	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16,5 cm / 16,5" x 6,5"	Caisse de 600 (6 sacs de 100 unités)	19,5" x 19,5" x 14,25"

¹De nombreux fournisseurs affirment que leurs produits sont sans latex, mais cela ne concerne souvent que le tissu et non les élastiques utilisés. Nous achetons nos élastiques ShoozCovers^{MC} aux États-Unis pour nous assurer que nos composants sont entièrement conformes en tant que produit 100% sans latex.³ La technologie Shooz-Repellent^{MC} offre une répulsion de base en cas de contact accidentel avec un liquide. Elle n'est ni imperméable ni résistante à l'eau.

INFORMATIONS SUR LES PALETTES:

PRODUIT	CAISSES PAR PALETTE*	DIMENSIONS DE LA PALETTE	POIDS DE LA PALETTE	TAILLE	UNITÉ D'EMBALLAGE
Soft Line ^{MC}	40	40 x 48 x 48 in	420 lbs	U	6 boîtes distributrices / caisse (100 unités chacune)

*La quantité de caisses par palette peut varier.


SHOOZCOVERS^{MC} | COATED LINE^{MC}

RESTEZ SEC:

Notre gamme **BATRIK ShoozCovers^{MC} Coated Line^{MC}** est fabriquée à partir d'un mélange d'environ 55 g/m² de polypropylène et de polyéthylène, offrant une excellente résistance à l'eau.¹ Idéale pour les environnements où une protection maximale contre les fluides est requise.



FABRIQUÉS AU CANADA



UNE TECHNOLOGIE À TROIS SOUDURES

Ces couvre-chaussures sont renforcées par **des triples soudures ultrasoniques**, qui permet d'assembler des matériaux sans avoir recours à des adhésifs ou à des coutures. Cette technique **augmente la résistance à la déchirure et réduit les peluches**, pour des couvre-chaussures.

NOTRE COATED LINE^{MC} EST PARFAITE POUR:



ÉTABLISSEMENTS
MÉDICAUX



LABORATOIRES
PHARMACEUTIQUES



SITES DES BPF



PRODUCTION
ÉLECTRONIQUE

¹NOTRE SHOOZCOVERSMC COATED LINE^{MC} RÉSISTE À TOUS LES LIQUIDES NON PÉTROLIERS.

GUIMAUVE BLANCHE | COATED LINE^{MC}



POURQUOI VOUS AIMEREZ LA COATED LINE^{MC}

- **Protection supérieure** grâce à notre mélange unique de **tissus** qui protège non seulement contre l'eau, mais aussi contre tous les liquides non pétroliers, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements où les déversements et les fuites sont une préoccupation.
- **Les élastiques autour de la cheville créent un ajustement solide** et sécuritaire, ce qui est particulièrement important lorsque vous travaillez dans des environnements dangereux où un couvre-chaussure mal placé pourrait entraîner une contamination ou des blessures.
- **Conception intelligente** avec une grande ouverture, offrant un meilleur ajustement et une commodité de mise en place et d'enlèvement.
- Autres couleurs disponibles sur demande.



SÉLECTION DES PRODUITS:

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SC-2112-NPB	ShoozCovers ^{MC} - Coated Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 17,5 cm / 16,5" x 6,9"	Caisse de 300 unités (2 sacs de 150 unités)	16" x 13,375" x 10"
SC-2112-NPDB	ShoozCovers ^{MC} - Coated Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 17,5 cm / 16,5" x 6,9"	150 / Boîte Distributrice 2 Boîtes Distributrices Caisse	16,62" x 14,875" x 8,75"
SC-2122-NPB	ShoozCovers ^{MC} - Coated Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 17,5 / 18,5" x 6,9"	Caisse de 240 unités (2 sacs de 120 unités)	16" x 13,375" x 10"
SC-2122-NPDB	ShoozCovers ^{MC} - Coated Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 17,5 / 18,5" x 6,9"	120 / Boîte Distributrice 2 Boîtes Distributrices Caisse	16,62" x 14,875" x 8,75"

INFORMATIONS SUR LES PALETTES:

PRODUIT	CAISSES PAR PALETTE*	DIMENSIONS DE LA PALETTE	POIDS DE LA PALETTE	TAILLE	UNITÉ D'EMBALLAGE
Coated Line^{MC}	72	40 x 48 x 90 in	481 lbs	XL	2 boîtes distributrices / caisse (120 unités chacune)

*La quantité de caisses par palette peut varier.

SHOOZCOVERS^{MC} | TOUGH LINE^{MC}



FABRIQUÉS AU CANADA



EXTRA-LARGE POUR LES TRAVAUX LES PLUS DIFFICILES:

TAILLES DE CHAUSSURES 12-15 (45-49.5
EU) ~ 47 CM X 19 CM / 18.5" X 7.5"



UNE MEILLEURE DURABILITÉ:

Notre Couvre-chaussures **BATRIK Tough Line^{MC}** est disponible dans la **taille extra-large** qui s'adapte à **une botte à embout d'acier de taille 15 pour homme**, offrant une couverture et une protection optimale pendant que vous travaillez.¹

Ces couvre-chaussures sont fabriqués avec **notre tissu le plus épais à ce jour !** Fabriquées en **polypropylène de ~55 g/ m2**, ces couvre-chaussures très durables offrent une protection supplémentaire, augmentent la résistance à la déchirure et réduisent les peluches.

NOTRE LIGNE TOUGH LINE^{MC} EST PARFAITE POUR :



MAISONS OU
BÂTIMENTS
COMMERCIAUX



PROTECTION
CONTRE LA BOUE
ET LA GRAISSE



ÉTABLISSEMENTS
MÉDICAUX



LABORATOIRES
PHARMACEUTIQUES

¹ SHOOZCOVERSMC SONT PLUS LONGS (42 & 47CM) POUR UNE SÉLECTION PRÉCISE DES TAILLES DE CHAUSSURES.

RÉGLISSE NOIRE | **TOUGH** LINE^{MC}

 POURQUOI VOUS AIMEREZ LA TOUGH LINE^{MC}:

- **Triple soudure ultrasonique** durable pour réduire les gaspillages.
- **Les élastiques sans latex de haute qualité fabriqués aux États-Unis** sont **triplement renforcés** pour resserrer le couvre-chaussure autour de votre pied et assurer un ajustement solide et sécurisé.²
- Le nombre de particules a été testé et est conforme à la **norme IEST-RP-CC003.4**
- La technologie Shooz-Repellent^{MC} offre **une répulsion de base contre les contacts accidentels avec les liquides**.³
- **Autres couleurs disponibles sur demande.**



XL

DISPONIBLE EN TRÈS GRANDE TAILLE

À TOUT MOMENT, PARTOUT :



RÉSIDENTIEL



COMMERCIAL



INDUSTRIEL

SÉLECTION DES PRODUITS:

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SC-1922-PB	ShoozCovers ^{MC} - Tough Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Réglisse Noire	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18,5" x 7,5"	Caisse de 200 (2 sacs de 100 unités)	16" x 13,375" x 10"

EMBALLAGE ALTERNATIF : Ajouter "-PDB" à la fin du code pour une boîte distributrice au lieu de sacs.

INFORMATIONS SUR LA PALETTE:

PRODUIT	CAISSES PAR PALETTE*	DIMENSIONS DE LA PALETTE	POIDS DE LA PALETTE	TAILLE	UNITÉ DE MESURE D'EMBALLAGE (UME)
Tough Line ^{MC}	72	40 x 48 x 90 in	481 lbs	XL	2 Boîtes Distributrices / Caisse (120 unités chacune)

*La quantité de caisses par palette peut varier.

² De nombreux fournisseurs affirment que leurs produits sont sans latex, mais cela ne concerne souvent que le tissu et non les élastiques utilisés. Nous achetons nos élastiques ShoozCovers^{MC} aux États-Unis pour nous assurer que nos composants sont entièrement conformes en tant que produit 100% sans latex.³ La technologie Shooz-Repellent^{MC} offre une répulsion de base en cas de contact accidentel avec un liquide. Elle n'est ni imperméable ni résistante à l'eau.

GrippezShooz^{MC}

FIABLES, DURABLES ET VÉRITABLEMENT ANTIDÉRAPANTS:

GrippezShooz^{MC} est la solution ultime pour les professionnels qui travaillent dans des environnements glissants et à haut risque. Conçus pour une **adhérence supérieure et une protection imperméable**, ces couvre-chaussures améliorent la sécurité, l'hygiène et la performance. Restez confiant, restez protégé - à chaque étape du parcours.



FABRIQUÉ AU CANADA



PARFAIT POUR:



AÉROSPATIAL



INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE



SITES PÉTROLIERS,
GAZIERS ET MINIERS



CHANTIERS DE
CONSTRUCTION ET
DE RÉNOVATION

Élastiques de qualité industrielle

GrippezShooz^{MC} PARFAIT POUR TOUT LE MONDE:

- **Ajustement rapide et fiable:** Le matériau extensible garantit un ajustement sécurisé et facile à enfiler.
- Disponible en **taille extra-large**, adaptée aux bottes en acier de **taille 15 pour hommes**.
- **Sécurité renforcée:** Le matériau antidérapant offre une adhérence fiable sur toutes les surfaces, aidant à prévenir les glissades dans les zones critiques.
- **Disponible en deux couleurs:** Gecko Bleu Marine et Rhinocéros Gris

RHINOCÉROS GRIS



GECKO BLEU MARINE



SÉLECTION DES PRODUITS:

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SC-29312-NPDB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Rhinocéros Gris	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 17,5 cm / 16,5" x 6,9"	Caisse de 300 unités (2 boîtes distributrices 100 unités)	16,62" x 14,875" x 8,75"
SC-29312-NPB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Rhinocéros Gris	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 17,5 cm / 16,5" x 6,9"	Caisse de 300 unités (2 sacs de 150 unités)	16" x 13,375" x 10"
SC-29322-NPDB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Rhinocéros Gris	XL Pointure 12-15 ~ 42 cm x 17,5 cm / 16,5" x 6,9"	Caisse de 240 unités (2 boîtes distributrices 100 unités)	16,62" x 14,875" x 8,75"
SC-29322-NPB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Rhinocéros Gris	XL Pointure 12-15 ~ 42 cm x 17,5 cm / 16,5" x 6,9"	Caisse de 240 unités (2 sacs de 120 unités)	16" x 13,375" x 10"
SC-22212-NPDB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Gecko Bleu Marine	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 17,5 cm / 16,5" x 6,9"	Caisse de 300 unités (2 boîtes distributrices 100 unités)	16,62" x 14,875" x 8,75"
SC-22212-NPB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Gecko Bleu Marine	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 17,5 cm / 16,5" x 6,9"	Caisse de 300 unités (2 sacs de 150 unités)	16" x 13,375" x 10"
SC-22222-NPDB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Gecko Bleu Marine	XL Pointure 12-15 ~ 42 cm x 17,5 cm / 16,5" x 6,9"	Caisse de 240 unités (2 boîtes distributrices 100 unités)	16,62" x 14,875" x 8,75"
SC-22222-NPB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Gecko Bleu Marine	XL Pointure 12-15 ~ 42 cm x 17,5 cm / 16,5" x 6,9"	Caisse de 240 unités (2 sacs de 120 unités)	16" x 13,375" x 10"

INFORMATIONS SUR LES PALETTES:

PRODUIT	CAISSES PAR PALETTE*	DIMENSIONS DE LA PALETTE	POIDS DE LA PALETTE	TAILLE	UNITÉ D'EMBALLAGE
GrippezShooz ^{MC}	50	40 x 48 x 88 in	446-479 lbs	U	2 boîtes distributrices / caisse (150 unités chacune)


*La quantité de caisses par palette peut varier.

Your First  ^{MC}

SPRAY MOUSSANT ENZYMATIQUE PRÊT À L'EMPLOI

Notre vaporisateur moussant est idéal pour le prénettoyage des instruments, car son épaisse mousse décompose enzymatiquement toute la charge microbienne pour permettre un nettoyage et une stérilisation efficaces.

Formulé avec **PrAmLi Power³ Enzymes^{MC}**, un mélange unique de trois enzymes puissantes et d'un agent tensioactif pour une efficacité de nettoyage optimale




INSTRUCTIONS



Bien agiter



Pulvériser immédiatement après la procédure



Garder humide jusqu'au début du processus de décontamination



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SS-21-4001	1 x 946 ml (32 oz) Flacon pulvérisateur	10" x 4"
SS-21-4012	12 x 946 ml (32 oz) Flacons pulvérisateurs	18" x 12" x 11"

Important : En plus de notre formulation enzymatique, notre flacon pulvérisateur contient jusqu'à 25 % de solution en plus comparativement à la concurrence.

SUPPORTS DE BOL ET RÉCEPTACLES

Nos supports de bol et réceptacles sont conçus pour être pratiques, mobiles et durables. Disponibles en cinq modèles polyvalents qui s'adaptent à la plupart des tailles standard de bols et de seaux en acier inoxydable. Construction en acier inoxydable entièrement soudée avec une finition polie n°4.

Tous les supports sont couverts par une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur toutes les pièces (voir la garantie pour plus de détails).

CARACTÉRISTIQUES

- Le cadre tubulaire soudé sans joint avec des entretoises inférieures assure une rigidité maximale et une durée de vie prolongée du produit.
- Une étagère inférieure en acier inoxydable est disponible en option pour toutes les configurations.
- Roulettes conductrices non marquantes et pivotantes de 2" (51 mm).

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-36310	RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : UNITÉS DE PLANCHER Seau à pied mobile avec seau de 1 qt et pare-chocs de périmètre Réceptacle : 14,5" Ø x 8" H. / 368 mm Ø x 203 mm H. Réceptacle et seau : 14,5" Ø x 15" H / 368 mm Ø x 381 mm H. Godet : 12" Ø x 11" H. / 305 mm Ø x 279 mm H.
OR-3632	RÉCIPIENTS MOBILES POUR ÉPONGE avec cuvette ovale de 10 qt et pare-chocs périphérique
OR-3631-TB	RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : HAUTEUR DE LA TABLE Récipient de table mobile avec seau de 20 qt 15" long. x 16" larg. x 38" H. (381 mm x 406 mm x 965 mm)
OR-3651	RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : HAUTEUR DE LA TABLE Support de bol unique avec cuvette de 7 qt 15" long. x 16" larg. x 34" H. (381 mm x 406 mm x 864 mm)
OR-3652	RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : HAUTEUR DE LA TABLE Support de bol double avec deux cuvettes de 7 qt 33" long. x 16" larg. x 34" H. (838 mm x 406 mm x 864 mm)



L'ÉTAGÈRE INFÉRIEURE EST UNE CARACTÉRISTIQUE FACULTATIVE QUI DOIT ÊTRE AJOUTÉE À L'ARTICLE SI ON LE SOUHAITE.

ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-3631-PS	SEAU EN ACIER INOXYDABLE DE 12 QT pour OR-36310
OR-3631-TB-PS	SEAU EN ACIER INOXYDABLE DE 20 QT pour OR-3631-TB
OR-3632-BS	CUVETTE OVALE EN ACIER INOXYDABLE DE 10 QT pour OR 3632
OR-3651-BS	CUVETTE EN ACIER INOXYDABLE DE 7 QT pour OR-3651 et OR-3652

Ajoutez le suffixe -LS à tout numéro d'article pour ajouter une étagère inférieure.

COUPES GRADUÉES

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-0201	300 CC (10 OZ) 83 mm x 114 mm
H-0202	500 CC (16 OZ) 96 mm x 124 mm
H-0203	1000 CC (32 OZ) 128 mm x 134 mm
H-0204	2000 CC (64 OZ) 151 mm x 172 mm



H-0201

H-0203

GALIPOTS

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-0361	GALIPOT, 2 OZ 65 mm x 35 mm
H-0362	GALIPOT, 4 OZ 77 mm x 45 mm
H-0363	GALIPOT, 6 OZ 83 mm x 50 mm
H-0364	GALIPOT, 10 OZ 95 mm x 55 mm
H-0365	GALIPOT, 14 OZ 112 mm x 58 mm
H-0366	GALIPOT, 8 OZ 90 mm x 50 mm
H-0367	GALIPOT, 12 OZ 103 mm x 60 mm



H-0361

H-0363

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

BASSINS DE LAVAGE ET BOLS



H-0321

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-1228	BASSIN DE LAVAGE, TYPE PEU PROFOND, 12,5" 320 mm x 80 mm
H-1229	BASSIN DE LAVAGE, TYPE PROFOND, 12,5" 320 mm x 105 mm
H-1230	BASSIN DE LAVAGE, TYPE PROFOND, 13,375" 340 mm x 100 mm
H-1231	BASSIN DE LAVAGE, TYPE PROFOND, 14,4" 365 mm x 115 mm
H-0301	BOL, 10 CM, 3/8 QT, 14 OZ 108 mm x 50 mm
H-0302	BOL, 12 CM, 5/8 QT, 20 OZ 133 mm x 56 mm
H-0303	BOL, 14 CM, 1 QT, 32 OZ 145 mm x 60 mm
H-0304	BOL, 16 CM, 1 3/8 QT, 44 OZ 167 mm x 70 mm
H-0305	BOL, 18 CM, 1 7/8 QT, 60 OZ 185 mm x 70 mm
H-0321	BOL À SOLUTIONS, 4 QT, 128 OZ 330 mm x 84 mm
H-0322	BOL À SOLUTIONS, 5 1/8 QT, 164 OZ 308 mm x 110 mm
H-0323	BOL À SOLUTIONS, 7 QT, 224 OZ Ø 355 mm x 115 mm



H-0302

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

RÉCIPIENTS POUR SERVICE ALIMENTAIRE



H-0802

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
H-0801	RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, PLEINE GRANDEUR 530 mm x 320 mm x 65 mm
H-0801P	RÉCIPIENT PERFORÉ POUR SERVICE ALIMENTAIRE, PLEINE GRANDEUR 530 mm x 320 mm x 65 mm
H-0802	RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, PLEINE GRANDEUR 530 mm x 320 mm x 100 mm
H-0802P	RÉCIPIENT PERFORÉ POUR SERVICE ALIMENTAIRE, PLEINE GRANDEUR 530 mm x 320 mm x 100 mm
H-0803	COUVERCLE POUR RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, PLEINE GRANDEUR 533 mm x 325 mm x 35 mm
H-0807	RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, DEMI GRANDEUR 321 mm x 262 mm x 65 mm
H-0807P	RÉCIPIENT PERFORÉ POUR SERVICE ALIMENTAIRE, DEMI GRANDEUR 321 mm x 262 mm x 65 mm
H-0808	RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, DEMI GRANDEUR 321 mm x 262 mm x 100 mm
H-0808P	RÉCIPIENT PERFORÉ POUR SERVICE ALIMENTAIRE, DEMI GRANDEUR 321 mm x 262 mm x 100 mm
H-0809	COUVERCLE POUR RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, DEMI GRANDEUR 324 mm x 265 mm x 32 mm



H-0801P




H-0808P

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

PLATEAUX POUR INSTRUMENTS

PEU PROFONDS



H-0557



H-0553



H-0558

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
H-0553	PLATEAU POUR INSTRUMENTS 210 mm x 110 mm x 8 mm
H-0554	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 217 mm x 128 mm x 12 mm
H-0556	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 225 mm x 162 mm x 14 mm
H-0557	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 285 mm x 185 mm x 17 mm
H-0558	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 338 mm x 245 mm x 17 mm
H-0559	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 390 mm x 271 mm x 18 mm
H-0559P	PLATEAU PEU PROFOND PERFORÉ 390 mm x 271 mm x 18 mm
H-0560	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 440 mm x 295 mm x 18 mm
H-0560P	PLATEAU PEU PROFOND PERFORÉ 440 mm x 295 mm x 18 mm
H-0561	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 491 mm x 322 mm x 18 mm

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

PLATEAUX POUR INSTRUMENTS

PROFONDS ET PERFORÉS



H-0563

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
H-0562	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND 292 mm x 195 mm x 50 mm
H-0563	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND 335 mm x 246 mm x 55 mm
H-0563P	PLATEAU RECTANGULAIRE PERFORÉ 335 mm x 246 mm x 55 mm
H-0564	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND 387 mm x 272 mm x 60 mm
H-0564P	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND PERFORÉ 387 mm x 272 mm x 60 mm
H-0565	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND 445 mm x 281 mm x 97 mm
H-0565P	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND PERFORÉ 445 mm x 281 mm x 97 mm
H-0566	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND 501 mm x 336 mm x 101 mm



H-0565



H-0562

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

PLATEAUX POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS



H-0153



H-0156



H-0159

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
H-0151	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0152	COUVERCLE POUR H-0151
H-0153	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE RELEVÉE) 219 mm long. x 81 mm larg. x 35 mm H.
H-0154	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0155	COUVERCLE POUR H-0154
H-0156	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE RELEVÉE) 231 mm long. x 132 mm larg. x 49 mm H.
H-0157	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0158	COUVERCLE POUR H-0157
H-0159	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE RELEVÉE) 320 mm long. x 95 mm larg. x 50 mm H.



Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

PLATEAUX POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
H-0160	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0160P	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS PERFORÉ (SANS COUVERCLE)
H-0161	COUVERCLE POUR H-0160 ET H-0160P
H-0162	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE AFFLEURANTE) 310 mm long. x 196 mm larg. x 50 mm H.
H-0163	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0163P	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS PERFORÉ (SANS COUVERCLE)
H-0164	COUVERCLE POUR H-0163 ET H-0163P
H-0165	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE AFFLEURANTE) 310 mm long. x 196 mm larg. x 65 mm H.
H-0166	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0167	COUVERCLE POUR H-0166
H-0168	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE RELEVÉE) 441 mm long. x 116 mm larg. x 45 mm H.



H-0162



H-0165



H-0168

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an.**

URINOIRS ET BASSINS



H-0102



H-0108



H-0109

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
H-0101	BASSIN POUR ADULTES SANS COUVERCLE 355 mm x 290 mm x 50 mm
H-0102	BASSIN POUR ADULTES AVEC COUVERCLE 355 mm x 165 mm
H-0105	BASSIN ORTHOPÉDIQUE (COUVERCLE LONG) 310 mm x 245 mm
H-0106	BASSIN ORTHOPÉDIQUE (COUVERCLE COURT) 355 mm x 290 mm x 50
H-0107	URINOIR POUR HOMMES (TYPE VERTICAL) 110 mm x 230 mm
H-0108	URINOIR POUR HOMMES (TYPE HORIZONTAL) 110 mm x 230 mm
H-0109	URINOIR POUR FEMMES 124 mm x 125 mm x 216 mm
H-0111	BASSIN POUR ADULTES AVEC 2 POIGNÉES, DROITE ET GAUCHE 110 mm x 230 mm
H-0112	BASSIN POUR ADULTES AVEC 2 POIGNÉES, AVANT ET ARRIÈRE 110 mm x 230 mm

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

BOCAUX ET COUVERCLES

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-0391	POT POUR AIGUILLES OU POMMADE AVEC COUVERCLE (POIGNÉE RELEVÉE) 76 mm x 63 mm
H-0392	POT POUR AIGUILLES OU POMMADE AVEC COUVERCLE (POIGNÉE RELEVÉE) 95 mm x 65 mm
H-0393	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 90 mm x 110 mm
H-0394	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 102 mm x 80 mm
H-0395	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 102 mm x 130 mm
H-0396	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 123 mm x 130 mm
H-0397	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 123 mm x 166 mm
H-0398	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 180 mm x 180 mm
H-0399	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE 62 mm x 82 mm
H-0400	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 82 mm x 100 mm
H-1214	BOCAL À FORCEPS AVEC POIGNÉE, 60 MM 65 mm x 100 mm
H-1215	BOCAL À FORCEPS AVEC POIGNÉE, 75 MM 82 mm x 123 mm
H-1216	BOCAL À FORCEPS AVEC POIGNÉE, 90 MM 98 mm x 145 mm
H-1217	BOCAL À FORCEPS AVEC POIGNÉE, 100 MM 105 mm x 170 mm
H-1218	BOCAL À FORCEPS, 50 MM 55 mm x 80 mm



H-0398



H-1215

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

VASES DE PETRI

H-1223

H-1224

H-1226

H-1227



H-1225

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-1223	VASE DE PETRI AVEC COUVERCLE 60 mm x 20 mm
H-1224	VASE DE PETRI AVEC COUVERCLE 75 mm x 20 mm
H-1225	VASE DE PETRI AVEC COUVERCLE 90 mm x 17 mm
H-1226	VASE DE PETRI AVEC COUVERCLE 90 mm x 20 mm
H-1227	VASE DE PETRI AVEC COUVERCLE 120 mm x 20 mm

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

BASSINS DE VOMISSEMENT



H-0262

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x larg. x H.)
H-0261	BASSIN DE VOMISSEMENT, 6" SANS COUVERCLE 172 mm x 96 mm x 34 mm
H-0262	COUVERCLE POUR H-0261 175 mm x 100 mm x 7 mm
H-0264	BASSIN DE VOMISSEMENT, 8" SANS COUVERCLE 208 mm x 98 mm x 36 mm
H-0265	COUVERCLE POUR H-0264 210 mm x 100 mm x 7 mm
H-0267	BASSIN DE VOMISSEMENT, 10" SANS COUVERCLE 256 mm x 119 mm x 45 mm
H-0268	COUVERCLE POUR H-0267 260 mm x 125 mm x 7 mm
H-0270	BASSIN DE VOMISSEMENT, 12" SANS COUVERCLE 310 mm x 152 mm x 55 mm
H-0271	COUVERCLE POUR H-0270 315 mm x 155 mm x 10 mm



H-0261

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

TASSES, GOBELETS ET PICHETS



H-0342



H-0352



H-0381



H-0502

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-0341	GOBELET, 1 OZ 48 mm x 30 mm
H-0342	GOBELET, 2 OZ 52 mm x 50 mm
H-0351	GOBELET D'IODE, 2 OZ 60 mm x 30 mm
H-0352	GOBELET D'IODE, 6 OZ 83 mm x 55 mm
H-0353	GOBELET D'IODE, 14 OZ 120 mm x 60 mm
H-0381	CULBUTEUR, 5 OZ 65 mm x 75 mm
H-0382	CULBUTEUR, 7 OZ 77 mm x 80 mm
H-1233	CULBUTEUR, 10 OZ 80 mm x 98 mm
H-0383	CULBUTEUR, 12 OZ 83 mm x 115 mm
H-0502	PICHET DE SOLUTION, 1 QT 100 mm x 150 mm
H-0503	PICHET DE SOLUTION, 2 QT 130 mm x 165 mm
H-0505	PICHET EN FORME DE CLOCHE, 0,9 L 150 mm x 170 mm
H-0506	PICHET EN FORME DE CLOCHE, 1,8 L 160 mm x 205 mm
H-0507	PICHET EN FORME DE CLOCHE, 2,7 L 195 mm x 226 mm

PRODUITS AUXILIAIRES



H-0241



H-0233

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-0211	BOCAL DE THERMOMÈTRE / FORCEPS 27 mm x 102 mm
H-0212	BOCAL DE THERMOMÈTRE / FORCEPS 55 mm x 120 mm
H-0213	BOCAL DE THERMOMÈTRE / FORCEPS 55 mm x 190 mm
H-0232	ABAISSE-LANGUE 22 mm x 170 mm
H-0233	ABAISSE-LANGUE 23 mm x 190 mm
H-0241	PLAT DE COMPTAGE DE COMPRIMÉS long. 215 mm x larg. 150 mm x H. 135 mm



H-0212



H-0213

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

Commandes et coordonnées

Comment commander

Les produits Batrik sont disponibles dans le monde entier grâce à notre réseau de distributeurs autorisés.

Pour devenir un distributeur autorisé, veuillez contacter :

Demandes générales :

customerservice@surgmed.com

Visitez-nous en ligne :

www.batrik.com

Découvrez nos catégories de produits élargies, nos fiches techniques et notre matériel éducatif.

Scannez pour consulter le portfolio complet.

